



vatech

EzScanTM

Favorece el flujo de trabajo digital



Interfaz simple e intuitiva

- Mejora la experiencia de escaneo.
- Funcionalidad esencial para muchos planes de tratamiento.



Rápido tiempo de escaneo

- Mayor eficiencia del flujo de trabajo.
- Realice el escaneo completo en aproximadamente 2 minutos de principio a fin.



Compartir archivos

- EzScan cloud es un módulo de intercambio de archivos, fácil de usar, para compartir impresiones digitales con su laboratorio.



Plataforma abierta sin tarifas continuas

- Fácil de exportar a su software de planificación de tratamiento o enviarlo al laboratorio de su elección.



Aporta simplicidad a tu trabajo con un escáner ligero de diseño ergonómico

El EzScan es una solución de imágenes digitales en 3D, diseñada para brindar simplicidad a tu trabajo. Tarda menos de 10 minutos en desempaquetarlo y configurarlo.

Incluye un escáner precalibrado, tres boquillas autoclavables y un PC de adquisición con el software EzScan preinstalado, para garantizar que pase menos tiempo instalando y más tiempo escaneando.

EzScan-i presenta una interfaz intuitiva y fácil de usar que hace que sea más fácil que nunca satisfacer todas sus necesidades en restauración, ortodoncia e implantes.



360°
rotación

1 min.
para un escaneo
de arco completo
(aprox.)

150g.
pequeño y ligero

hasta
250 veces
las boquillas autoclavables
(autoclave ciclo 132°C.)

ESPECIFICACIÓN

Campo de trabajo	12 X 14 mm	Características	Color verdadero
Tiempo de escaneo (arco completo)	Menos de 2 min. (aprox.)	Salida de archivo	STL, OLY, OBJ, DWOS
Tiempo de conversión STL (arco completo)	Menos de 1 min. (aprox.)	Sistema	Abierto
Peso	150 g	Conector	USB Tipo A