

B Benmayor

Laboratorio

OFERTAS hasta
30 de Septiembre
de 2025



Impresora Phrozen Lumii DLP 3D

Lumii es la impresora 3D ideal para procesos dentales, combinando un flujo de trabajo intuitivo con una precisión excepcional. Incluye dos plataformas de construcción.

Ref. FUN000066



Impresora Phrozen Sonic XL 4K PLUS

La nueva Sonic XL 4K Plus diseñada y fabricada específicamente para la odontología. Presenta un sistema con Pantalla LCD de 9.3".

Ref. FUN000065



Impresoras 3D

Para clínica y laboratorio



Phrozen Lumii DLP 3D

Ref. FUN000066

Alta precisión 2K DLP para resultados impecables.

Parámetros de resina preconfigurados, garantizando precisión sin ajustes manuales. Sistema de calefacción para impresiones consistentes en cualquier temperatura.

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Ref. FUN000065

Imprime hasta 8 modelos en menos de 40 minutos.

Calentador incorporado para un entorno de impresión estable. Configuración validada para varias resinas de modelos dentales.

Phrozen Lumii DLP 3D

DATOS TÉCNICOS

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Tipo DLP	Tecnología	Tipo DLP
Módulo LED	Fuente de luz	Módulo LED
51 µm	Resolución XY	52 µm
90mm/h	Velocidad máxima de impresión	90mm/h
237 × 237 × 47 cm	Tamaño de la impresora	33 × 29 × 47 cm
Placa estándar: 13 × 7.3 × 16 cm	Volumen de impresión	20 × 12.5 × 20 cm
Placa mini: 10.5 × 7.3 × 16 cm	Peso de la impresora	17.2 Kg
11.8 Kg		

Resinas

Encuentra tus resinas de confianza en Benmayor.

Resina Phrozen Study Model Ref. FUN000091

Color: Blanco
Peso: 1 Kg

OFERTA
64,80 €



Ideal para imprimir modelos de estudio y modelos diagnósticos

Resina Phrozen Gingiva Mask Ref. FUN000080

Color: Rosa
Peso: 0,5 Kg

OFERTA
108 €



Ideal para imprimir tejidos de encías para el ajuste de dentaduras

Resina Phrozen Ortho Model Ref. FUN000092

Color: Gris
Peso: 1 Kg

OFERTA
129,60 €



Ideal para imprimir modelos de alineadores transparentes y ortodónticos

Resina Phrozen Dental Model Ref. FUN000085

Color: Beige
Peso: 1 Kg

OFERTA
97,20 €



Ideal para imprimir modelos de coronas y puentes con muñones removibles, modelos analógicos de implantes y modelos diagnósticos

Complementos para impresión 3D

Elementos imprescindibles para óptimos resultados

Estación de lavado Plus+

Ref. FUN000071

Wash+ es una solución de limpieza eficiente y versátil para procesos dentales impresos en 3D.



Estación de curado Plus+

Ref. FUN000070

Phrozen CURE+ es la elección definitiva para clínicas y laboratorios dentales que buscan eficiencia, precisión y cumplimiento de normativas de biocompatibilidad.



Kit de lavado y fotopolimerizado

Ref. FUN000070

Haz que tu postprocesamiento sea más eficiente con una estación de lavado y una estación de curado de gran capacidad.



Mezclador de resina Heat&Mix

Ref. FUN000099

Phrozen Heat & Mix garantiza una mezcla homogénea y control de temperatura óptimo para resinas dentales, asegurando resultados impecables en cada impresión.



Polimerizadora de luz Otoflash G171-N6 con entrada gas

Ref. APLR00672

El Otoflash G171 Std tiene dos flashes que emiten luz desde abajo hacia la cámara de curado.

El dispositivo se puede utilizar para el fotocurado de todos los materiales fotocurables donde el curado se lleva a cabo a una longitud de onda de 280-580nm.

Kit de conexión con bombona no incluido.



Kit de conexión reguladora a bombona para Otoflash

Ref. APLR00674

Equipado con dos manómetros: el primero monitoriza la presión interna de la botella, mientras que el segundo regula la presión de salida requerida.



Máquina de soldar por láser Micro Welder Power

Ref. SOP0P0005

OFERTA
6.800€

Pantalla táctil:

10X CCD digital multicolor de HD

Dimensión de la máquina:

Ø295 mm x H282 mm

Peso neto de la máquina:

13,5 KG

Microscopio

de orientación y posicionamiento

Potencia máxima:

3.5 KW

Energía pulso láser:

35J

El nuevo diseño, con el cuerpo reforzado, asegura una mayor comodidad para el operario, gracias a su posición de trabajo ergonómica, bajo nivel de ruido y la posibilidad de portaobjetos extraíble por los laterales.

La nueva máquina de soldar Micro Welder Power caracterizada espectacular potencia, y sus pequeñas dimensiones, se convierte en una maquina imprescindible para todos los laboratorios i clínicas que quieran realizar trabajos de soldadura de gran precisión en todo tipo de metales.

Ligera de peso, cámara integrada x10 aumentos, una gran pantalla táctil que nos permite visualizar el trabajo de soldadura a realizar con gran precisión y sus ajustes personalizados en cada uno de los tipos de trabajo.

Es posible soldar: oro, platino, cromo cobalto, acero, paladio, plata con y sin soldadura de hilo.



Technoflux

Máquina de soldar por láser Master 4.0 225J

Ref. SOP0P0010

OFERTA
11.970€



El nuevo diseño de ultima generación incorpora reposabrazos reforzado que aumenta la comodidad y usabilidad, junto con la pantalla de 7" y el joystick dentro de la cámara de trabajo.

Con las últimas actualizaciones avanzadas, el láser permite un bajo uso de consumibles y un aumento en conectividad, además de mejorar el rayo láser en términos de repetibilidad.

Compacta en sus dimensiones, es adecuada para las pequeños laboratorios y también las pequeñas/medianas empresas que necesitan optimizar su espacio.



DADO Welder Máquina para soldar

DaDo

Ref. SOP0P0203

OFERTA

3.280€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0204

OFERTA

3.730€

Con Gas Argón

Potencia máx.: 1.8 KW

Amperio: T16A

Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones: 340x340x340 mm

Peso 15 Kg

**DaDo 2.0**

Ref. SOP0P0007

OFERTA

4.100€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0008

OFERTA

4.550€

Con Gas Argón

Potencia máx.: 2.5 KW

Amperio: T16A

Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones: 340x340x340 mm


Peso 15 Kg



DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. La innovadora aplicación de marketing interactivo, IMA, es algo verdaderamente revolucionario: Le permite tener una interfaz amigable con el usuario a su alcance. Al mismo tiempo, permite a DaDo la total independencia, ya que la máquina puede realizar su trabajo de forma independiente sin la presencia del teléfono móvil o tableta en el que está instalada.

DaDo es un soldador que habla: gracias a su tarjeta de síntesis de voz le proporciona al operador toda la información que necesita, incluido el estado de error en el que se encuentra.

FULL ACCESSORIES



MOBILE INTERFACE



PLUG AND WELD



Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.



MEDIT T310

MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710

MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible



MEDIT T510 **Bajo pedido*

MIT001155

- Triangulación óptica con variación de fase
- Escaneo con articulador
- Precisión 7 micras

Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.


El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



Escaneo del arco completo:
8 Segundos

No es magia, es tecnología.

Encuentra toda la gama de escáneres intraorales MEDIT en Benmayor.



Medit i900 *Classic*

MIT001915

Con boton físico para simplificar el escaneo.

Medit i900

MIT001900

La solución definitiva – All in One.

Medit i700 *Inalámbrico*

MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Medit i700

MIT001240

Toda la potencia en tus manos.

Medit i600

MIT001252

**PROMOCIÓN ESPECIAL
LABORATORIO**

Tecnología al alcance de todos.

Pieza de mano de inducción

Marathon BM50S1

Ref. PUL4P1600

Pieza de mano de inducción. De primera calidad, robusta y muy manejable. Torque 7,8 N/cm y velocidad de trabajo recomendada de 50.000 rpm.

marathon

OFERTA
550 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 160 x 26 mm
- Peso: 238 gr
- Torque: 7,8 N/cm



Pieza de mano de escobillas

Marathon H37L1

Ref. PUL4P1620

Pieza de mano de escobillas. De primera calidad, robusta y muy manejable. Velocidad de trabajo recomendada de 35.000 rpm.

marathon

PVP 149,50

OFERTA
130 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 152 x 29 mm
- Peso: 268 gr
- Torque: 3,2 N/cm
- Con escobillas



Micromotor Marathon MULTI 600

marathon

Ref. PUL4M3002

PVP 1050,00

OFERTA
850 €

El micromotor Multi 600 Mixto de Marathon es un micromotor de inducción que permite la posibilidad de añadir una pieza de mano de escobillas o martillo percutor que funcione mediante escobillas.

- Velocidad de hasta 50.000 rpm
- Potencia: 230W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 7,8 N/cm



Micromotor Marathon N7 de escobillas 40000rpm

Ref. PUL4M3067

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 2,9 N/cm

marathon

OFERTA
339 €



Micromotor SMT K38 (Blanco) Sin Pedal

SMT
SAEYANG MICROTECH

Ref. PUL4M3100

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz

PVP 675,00

OFERTA
450 €



Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm con pedal FS60

marathon

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 4,5 N/cm



Ref. PUL4M3060

PVP 373,75

OFERTA
338 €

Con pieza de mano SH37LN



Ref. PUL4M3065

OFERTA
325,00 €

Con motor intramatic



Micromotor Marathon K35 (Blanco) de Escobillas

marathon

Ref. PUL4M3110

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz

OFERTA
299 €



Micromotor Technoflux TORNADO 230W Inducción 55.000 RPM

B Technoflux

Ref. PUL4M2400

- Potencia Salida: 230W
- Velocidad: 0-55000 RPM
- Torque: 8,5N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano

OFERTA
655 €



Micromotor Technoflux CYCLONE 90w Escobillas 35.000 RPM

B Technoflux

Ref. PUL4M2500

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

PVP ~~245,00~~
OFERTA
195 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



Micromotor Technoflux HURRICANE 90W escobillas 35.000 Rpm

B Technoflux

Ref. PUL4M2600

El primer micromotor digital de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

OFERTA
159 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



Micromotor MARATHON Champion 3 de escobillas 35.000rpm

marathon

Ref. PUL4M3070

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque 3,2 N/cm

PVP ~~245,00~~
OFERTA
190 €



Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35.000rpm

marathon

Ref. PUL4M3090

- Velocidad hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.2 N/cm

OFERTA
210 €



Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero

Technoflux

Ref. MOM000500

PVP ~~2277,35~~
OFERTA
1.995 €


Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos, hecha de acero

Technoflux

Ref. MOM000600

PVP ~~3053,59~~
OFERTA
2.610 €


- Medidas: Largo 1970 mm.
- Ancho 600 mm.
- Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.

Todo tipo de composiciones

Technoflux

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos.
Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte
NO INCLUIDO en el precio.

**CONSÚLTENOS SOBRE
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DE SU LABORATORIO**



Modulo esquinero
para mesa trabajo
laboratorio

Ref. MOM002000

PVP ~~733,85~~
495 €

Mesa acero para
horno de ceramica

Ref. MOM001000

PVP ~~214,10~~
450 €

Aspiración portatil para laboratorio

Technoflux

Ref. PUL0M1500

PVP ~~930,00~~
OFERTA
620 €

- Dimensiones:
35,5 cm x 30 cm x 34 cm
- Peso: 16 kgs
- Alimentación:
220 V / 110 V - 50/60 Hz
- Potencia calculada:
500 W



Modulo de repasado con aspiración

Technoflux

Ref. MIT000725

PVP ~~650,00~~
OFERTA
565 €

Características principales:

- Aspiración eficiente y silenciosa (<50 dB)
- Iluminación LED (6500K, 1400 lúmenes)
- Dimensiones: 450 x 420 x 300 mm
- Voltaje: 220V/50Hz o 110V/60Hz

NUEVO


Silla de trabajo ergonomica con ruedas

Ref. MOB010095

OFERTA
266 €



- Peso: 12,5 kg
- Certificación de asiento de 8 horas
- Elevación variable entre 48 y 57 cm
- Posición de inclinación y posición fija



Estación de trabajo Technoflux con micromotor incluido

B Technoflux

Ref. MOM000400

OFERTA
1.690 €

- Dimensiones: 1240 x 850 x 550 mm
- Iluminación Day Light
- Potencia: 650 W
- Voltaje 220 V



Soldador oxhídrico SR-800


Ref. OXH0R0125

B Technoflux

Soldador oxhídrico SR-450

Ref. OXH0R0115

B Technoflux



OFERTA
2.499 €



OFERTA
1.785 €

SR-800

DATOS TÉCNICOS

SR-450

220V	Alimentación	220V
800W	Potencia	450W
640x330x480 mm.	Medidas	590x280x420 mm
25 Kg	Peso	20 Kg
3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)	Capacidad electrolito	3 litros (Doble cuba 1,5 litros acero inoxidable)
200 Litros por hora	Caudal de gas	120 Litros por hora
Automático	Control de presión	Automático
110 ml. por hora	Consumo de agua destilada	110 ml. por hora
2 + 2 juegos de boquillas	Sopletes incluidos	2 + 2 juegos de boquillas

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente :

- Con boquilla A o B o hipodérmica : 3 sopletes.
- Con boquilla C : 2 sopletes
- Con boquilla D: 1 soplete
- Con boquilla de ALTO CAUDAL : 1 soplete

Cantidad máxima de sopletes trabajando simultáneamente :

- Con boquilla A o B o hipodérmica : 3 sopletes.
- Con boquilla C : 2 sopletes
- Con boquilla D: 1 soplete
- Con boquilla de ALTO CAUDAL : 1 soplete

Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Sr7

Ref. MIS001200

PVP ~~1523,75~~
OFERTA
1.465 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1905,00~~
OFERTA
1.866 €

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2133,25~~
OFERTA
1.995 €

GRANDE

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



Horno Precalentamiento SIRIO Serie 750 Fire Light Mufla Sr7

Ref. MIS001500

PVP ~~2100,00~~
OFERTA
1.680 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001600

PVP ~~2437,50~~
OFERTA
1.625 €

MEDIANO

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 750-S es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Es capaz de memorizar hasta 7 ciclos o programas que se guardan en la memoria hasta que el operador decide modificarlos. Cada programa contiene 4 rampas y para cada rampa es posible configurar hasta 3 variables: temperatura, tasa de incremento y tiempo de mantenimiento.



Horno para ceramica SIRIO Modelo Luxor ceramic SR852

Ref. MIS002600

PVP ~~4723,43~~
OFERTA
3.560 €

Horno de inyección SR852 de la marca Sirio
Controlador electrónico
Temperatura máxima: 1200°C
Variación temperatura: 2-200°C
Pantalla LCD gráfica reo iluminada azul
Modelo disponible con bomba



Mezcladora con Bomba De Vacio Modelo SR330T IN-MIX de Sobremesa

Ref. MIS000900

PVP ~~2173,00~~
OFERTA
1.390 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



Prensa Hidraulica Sirio Modelo P400 Para Tres Muflas

Ref. MIS000100

PVP ~~892,50~~
OFERTA
595 €

La prensa hidráulica P400 de Sirio, tiene capacidad para tres muflas a una presión máxima de 400 bares. (Kg./cm²), normalmente la presión de trabajo está al límite a 200 Bar.

Ejerce hasta una presión sobre mufla de 1.500 Kg.



Cuba de ultrasonido digital Technoflux 3L

Ref. LIM0M9015

PVP ~~199,00~~
OFERTA
170 €

Limpieza eficiente de todo tipo de material, especialmente instrumental de joyería y dental. Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.



Recortadora Modelos Disco Diamante




Ref. MIS000202

PVP ~~1.543,00~~
OFERTA
1.130 €

En seco

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.



Ref. MIS000203

PVP ~~1.403,50~~
OFERTA
1.030 €

Con agua

CARACTERÍSTICAS:

- Salida: 600W
- Peso: 17Kg
- Velocidad de rotación: 2.800rpm

Aspirador SIRIO 1300W -AS150



Ref. MIS000215

NUEVO

OFERTA
420 €

Aspirador con sistema de filtrado especial para arenas extra finas y un motor bypass de alta potencia que permite al usuario conectarla tanto a máquinas de corte en seco como a máquinas de arenado.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 390 x 500 mm
- Peso: 7,5 kg
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Potencia: 1300W



Selladora BioStamp CE



Ref. ESN002120

PVP ~~320,00~~
OFERTA
295 €

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.



Aspiracion Portatil Induccion para Laboratorio 800W

ZILFOR

Ref. PULOM1150

OFERTA
710 €
Encendido automático

Silenciosa y de reducidas dimensiones. Función de encendido automático y auto conexión al micromotor.



Pulidora con kit de accesorios



Ref. PULOP0150

OFERTA
247 €

- Dimensiones: 45x44x20(cm)
- Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/- 1 Hz
- Potencia: 370W (0,5 HP)
- Velocidad: 2.800 rpm



Protector contra salpicaduras para Pulidora Sirio



Ref. MIS000208

OFERTA
40 €



Protector de plástico contra salpicaduras y polvo para pulidora Sirio. Proporciona protección y seguridad durante el proceso de pulido.

Dimensiones: 190 x 240 x 270 mm

Pulidora 2 Velocidades - PL 160 400W



Ref. MIS000207

OFERTA
530 €

- Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 - 2800 rpm
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz



Conos para pulidora SIRIO

Derecho
Ref. MIS000211
Izquierdo
Ref. MIS000212

OFERTA
36 €
PVP ~~40,00~~



Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000

Technoflux

Ref. MIS002090

OFERTA
450 €

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias joyera, relojera y dental.

Está fabricado bajo altos estándares europeos para garantizar su durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.



Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000 PRO

Technoflux

Ref. MIS002080

OFERTA
569 €

El NUEVO limpiador a vapor Top Steam 2000 PRO genera vapor de alta presión para garantizar que la penetración del vapor llegue hasta la suciedad más incrustada de la pieza.

CARACTERÍSTICAS:

- Toma de agua para depósito externo
- Manguera para proyección móvil
- Volumen: 2 litros
- Temperatura máxima del vapor: 140 °C



Generador de Vapor Sirio Mod. SR902

Sirio

Ref. MIS002100

PVP 2325,00

OFERTA
1.658 €

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



Generador de vapor STEAM SR900S

Sirio

Ref. MIS002000

PVP 1575,00

OFERTA
1.195 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 220 x 300 x 500 mm
- Peso: 10 kg
- Fluido: Vapor
- Llenado: Manual
- Potencia: 2000W
- Presión: 4,5 bar



Descalcificador Sirio SR 907

Sirio

Ref. MIS002201

Desmineralizador de agua potable, por resinas catiónicas.

OFERTA
256,62 €

Imprescindible con su generador de vapor.



Separadora modelos con aspiración e indicador láser modelo SR2

Sirio

Ref. MIS001105

PVP 2835,00

OFERTA
1.650 €

CARACTERÍSTICAS:

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiración incorporada
- Puerta-soporte de modelo con sujeción electromagnética



Destilador de agua eléctrico Technoflux

Technoflux

Ref. ESN001800

PVP 315,00

OFERTA
299 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 457x230x365 mm
- Peso: 6,55 kg
- Voltaje: AC 220 V (50 Hz)
- Fusible: F4AL250VAC
- Capacidad: 4L
- Temperatura de efluencia 25°C: <40°C



Destilador eléctrico en acero inoxidable con jarra de vidrio

Technoflux

Ref. ESN001900

PVP 209,00

OFERTA
169 €

CARACTERÍSTICAS:

- Destilador eléctrico.
- Fabricado en Acero Inoxidable.
- Jarra de vidrio.
- Para obtener agua destilada a partir de la red hídrica.
- Produce 4 litros de agua en 6 horas.
- Automáticos y silenciosos.



Vibrador Sirio

Ref. MIS000500

PVP ~~375,00~~
OFERTA
250 €
PEQUEÑO

Aparatos de elevada potencia y potenciómetro regulable con intensidad de vibración variable. Superficie de trabajo en goma de fácil absorción de vibraciones. Pies con ventosa para una mejor adherencia a la mesa de trabajo.



Ref. MIS000600

PVP ~~440,58~~
OFERTA
294,15 €
MEDIANO

Ref. MIS000700

PVP ~~524,18~~
OFERTA
383,50 €
GRANDE

Sibari otopolimerizador Sirio SR 620

Ref. MIS002900

PVP ~~1355,00~~
OFERTA
1.326,48 €

- Plato giratorio
- Ventilador interno
- Rayos UV y luz blanca
- Sin sobrepasar nunca las 50°C
- Potencia 320 W
- Peso: 10 Kg



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
195 €

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Unidad para curado Tray Lux M5

Ref. MIT001000

PVP ~~295,00~~
OFERTA
185 €

CARACTERÍSTICAS:

- 27W de potencia.
- Ajuste digital del tiempo de curado.
- Compacta, de fácil limpieza.
- Construida en acero.



Vibrador de yesos redondo 100 W

Ref. MIT000410

PVP ~~102,00~~
OFERTA
89 €

- Voltaje: 220V/50 Hz
- Potencia: 100 W
- Medidas: 14x15x11cm
- Peso: 1.7 Kg
- Construido en metal
- Diam. goma: 11 cm
- Diam. vibrador: 11,5 cm
- Potencia vibración ajustable



Arenadora SR 922R

Ref. MIS001800

PVP ~~1620,00~~
OFERTA
1.245 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 39 x 43 x 43 cm
- Peso: 16 kg
- Fuente de alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Potencia: 9 W
- Presión del aire: 1.5-6 bar



Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 54)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 80)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 100)

Ref. MET004630

Óxido de aluminio blanco (grano 120)

Ref. MET004640

Óxido de aluminio blanco (grano 220)

Ref. MET004700

Microesferas de vidrio (grano 40/70)

Ref. MET004710

Microesferas de vidrio (grano 100/200)

Ref. MET004720

Microesferas de vidrio (grano 300/400)

Plancha Termoplástica Cuadrada Rígida

Ref. MIT000630


PVP ~~14,00~~
OFERTA
7,95 €
1,5mm - CX5

Ref. MIT000640

PVP ~~12,00~~
OFERTA
9,50 €
2,5mm - CX5

Ref. MIT000620

PVP ~~7,50~~
OFERTA
6,95 €
1mm - CX5
Transparente



Placa Soft Cuadrada Bio-Art

Ref. MIT000670

2mm - Flexible CX10

PVP ~~23,50~~

17,95 €

Ref. MIT000680

5mm - Flexible CX5

PVP ~~23,50~~

17,95 €

Ref. MIT000610

3mm - Semi rígida CX10

PVP ~~23,50~~

17,95 €

Ref. MIT000650

0,6mm - Semi rígida CX5

PVP ~~23,50~~

17,95 €


Ref. MIT000660

1mm - Flexible CX10

PVP ~~23,50~~

17,95 €

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.




Kit de acabado compuesto con 12 fresas

STRAUSS & CO
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD

Ref. FR0001030

OFERTA
98,50 €

Kit "Composite" compuesto por 12 fresas que otorgan un acabado fino y pulido para el tratamiento final del composte.



Calentador para 7 jeringas composite + bandeja de mantenimiento

B Technoflux

Ref. ESI000040

PVP ~~285,00~~
OFERTA
257,25 €

Este calentador de jeringas de composite alcanza una temperatura entre 40°C-45°C y 50°C, es la temperatura ideal y recomendada para calentar este material.



Lupas Bio Art

bio-art

Ref. GEM0U0410

OFERTA
PVP ~~36,00~~
32 €
3,5X



Ref. GEM0U0400

OFERTA
PVP ~~36,00~~
32 €
2,5X

Planchas rosas fotopolimerizables Caja 50 unidades

B Technoflux

Ref. MIT001005

OFERTA
PVP ~~49,10~~
46,45 €
1,4mm



Ref. MIT001006

OFERTA
PVP ~~49,89~~
46,45 €
2,2mm

Arco facial para articulador Tipo Arcon

B Technoflux

Ref. VZB005110

PVP ~~98,25~~
OFERTA
95 €

Instrumento que permite registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo, y transfiere el registro para el articulador.



Placa imantada de reposición para el articulador x4 piezas

B Technoflux

Ref. VZB005160

OFERTA
15,75 €

Placas de sujeción por tornillo.

El paquete contiene cuatro piezas utilizables en su articulador o en el de la marca Bio Art.



Articulador semiajustable TECHNOFLUX ARQUMED-SENIOR

B Technoflux

Ref. VZB005000

PVP ~~360,87~~
OFERTA
205,50 €

Ref. VZB005100

PVP ~~306,65~~
OFERTA
265,50 €
+ Estuche + Arco

El Articulador Arqumed-Senior deTechnoflux está indicado para la reproducción de las posiciones maxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Gracias a su alta precisión y a sus múltiples ajustes consigue unas reproducciones excelentes.Su estructura de construcción robusta ofrece una gran estabilidad, a la vez que proporciona una gran visibilidad.

El articulador de Technoflux es semi-ajustable, de tipo arcón.



Fantoma modelo estudio JG-C 1 a sobre mesa

Ref. VZB005200

PVP ~~692,00~~
OFERTA
529 €

Este modelo de estudio de Technoflux está pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



Mandibula para modelos de estudio

Ref. VZB005230

PVP ~~104,95~~
OFERTA
99 €



Articulador de charnela cromado

Ref. VZB000360

PVP ~~27,54~~
OFERTA
18,36 €

Grande

Articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.

El maxilar superior con regulación por tornillo.



Ref. VZB000380

PVP ~~15,35~~
OFERTA
10,25 €
 Pequeño



Articulador Charnela Con Base Redondeada

Ref. VZB000390

PVP ~~14,25~~
OFERTA
9,50 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Para Coronas Y Puentes Dorado

Ref. VZB000385

PVP ~~15,35~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Tres Puntas Jt-03 (Tipo Japones)

Ref. VZB000410

PVP ~~29,93~~
OFERTA
19,95 €

Este articulador es fácil manejar. Dispone de un movimiento mandibular en base a registro medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.

Incorpora unos muelles por encima de los cóndilos permite desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.



Articulador De Charnela Pequeño Dorado

Ref. VZB000375

PVP ~~15,35~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

De tamaño pequeño de color dorado. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"



H332K
10 x 20



H334KM
10 x 24



H336KM
15 x 17



H332K
55 x 16

VERDES "desgastado"			OFERTA
TIPO	Código	Presentación	
H332	PUL2M0410	Caja X 10	21,00 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	21,80 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	24,70 €


GRISES "pulido-alisado"			OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0450	Caja X 10		21,80 €
PUL2M0460	Caja X 10		20,00 €
PUL2M0470	Caja X 10		21,80 €
PUL2M0480	Caja X 10		19,00 €

Kit pulido resina



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12



PVP 29€
OFERTA 23,90€

VERDES CLAROS "abrillantado"			OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0490	Caja X 10		20,00 €
PUL2M0500	Caja X 10		21,80 €
PUL2M0510	Caja X 10		20,00 €
PUL2M0520	Caja X 10		19,00 €

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



Ref. PUL2C7200

377 - 4HP - Fino

24,15€

Ref. PUL2C7220

372 - 4HP - Fino

24,29€

Ref. PUL2C7240

372 - 6HP - Fino

23,67€

Ref. PUL2C7290

375 - 22HP - Fino 22mm

38,40€

Ref. PUL2C7210

397 - 4HP - Medio

23,93€

Ref. PUL2C7230

392 - 4HP - Medio

21,97€

Ref. PUL2C7250

392 - 6HP - Medio

24,66€

Ref. PUL2C7280

374 - 15HP - Fino 15mm

33,80€

Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12/u



**OFERTA
7,81 €**

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12/u



**OFERTA
4,07€**

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12/u



**OFERTA
5,50€**

Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12/u



**OFERTA
5,50€**

Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



**OFERTA
11,00€**

Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



**OFERTA
10,34€**

Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras



**OFERTA
8,97€**

Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras




**OFERTA
13,59€**

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0335

OFERTA
75 €



- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0340

OFERTA
72 €



- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

B Technoflux

Ref. MOB0S0400

OFERTA
99 €



- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

Lámpara con lupa, 5 dioptrías de sobremesa y brazo flexible

B Technoflux

Ref. MOB0S0365

OFERTA
43 €



- 60 LEDs blancos de alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías.
- Soporte de mesa.
- Alimentación: 230V 14W.
- Interruptor ON/OFF.
- 14W

Compresor 50L Modelo DA7002D

B Technoflux

Ref. APC001100

PVP 1.650,00

OFERTA
1.515 €

Compresor ideal para equipos de uso ligero. Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.



Compresor 70L Modelo DA7003D

B Technoflux

Ref. APC001200

PVP 2.280,00

OFERTA
2.070 €

Compresor de 70 litros de capacidad, tres cabezales de seis cilindros y temporizador para retraso en arranque del tercer cabezal.

Silencioso, de baja vibración y libre de aceite.






**La mejor tecnología alemana
aplicada a acabados de alta estética**



capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

**Manejo sencillo
y limpio**



Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de zirconio multi-capa

Color	Grosor							
	14 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
A1	FUNYE0755	124 €	FUNYE0760	131 €	FUNYE0765	138 €	FUNYE0770	149,94€
A2	FUNYE0775	124 €	FUNYE0780	131 €	FUNYE0785	138 €	FUNYE0790	149,94€
A3	FUNYE0795	124 €	FUNYE0800	131 €	FUNYE0805	138 €	FUNYE0810	149,94€
A3,5	FUNYE0815	124 €	FUNYE0820	131 €	FUNYE0825	138 €	FUNYE0830	149,94€
B1	FUNYE0835	124 €	FUNYE0840	131 €	FUNYE0845	138 €	FUNYE0850	149,94€
B2	FUNYE0855	124 €	FUNYE0860	131 €	FUNYE0865	138 €	FUNYE0870	149,94€
C2	FUNYE0875	124 €	FUNYE0880	131 €	FUNYE0885	138 €	FUNYE0890	149,94€



NUEVO

K2 MYSTAINS KIT MAQUILLAJES

Ref. FUNYE0096

K2 MyStains de Yeti ofrece una solución cerámica de alta calidad para restauraciones, con una amplia gama de tonos que se mezclan fácilmente para una perfecta adaptación cromática.

Ref. FUNYE0096

Con 19 tonalidades

503,46€

Ref. FUNYE0097

Con 11 tonalidades

281,67€

**Benmayor
Technoflux**

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163

dental.benmayor.com

**¡Los productos
BENMAYOR ya están
disponibles en tu
DISTRIBUIDOR DE
CONFIANZA!**



David Paradelo - 657 434 895 - d.paradelo@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha,
Madrid, Canarias y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Murcia.

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor. OFERTA VÁLIDA HASTA el 30 de Septiembre de 2025 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.
Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrían diferir del producto real. Canarias: consulte portes.