

Escáner Intraoral MEDIT

Catálogo completo




MEDIT i600..... 3

MEDIT i700..... 15

MEDIT i700 Wireless..... 31

MEDIT i900..... 47

MEDIT i900 Classic..... 47



The image features a blue dental handpiece, the MEDIT i600, positioned diagonally on the right side. The handpiece has a white upper section and a blue lower section with a small circular button featuring a checkmark. The background is a stylized blue splash or liquid form. The text 'MEDIT i600' is written in white on the left side of the splash. The Benmayor logo is in the bottom right corner, and a green banner with contact information is at the very bottom.

MEDIT *i600*

MEDIT
i600

 Benmayor

dental.benmayor.com - El futuro dental, en tus manos - 652 916 956



MEDIT
i600



Odontología Digital a Su Alcance

Experiencia de escaneo sorprendente

Ligero,

245g de peso con mejor agarre para mayor comodidad.

Fluido,

La velocidad mejorada y las imágenes escaneadas óptimas ofrecen una experiencia de escaneo más fluida. Suave como la seda, independientemente de las especificaciones del PC.

Vívido,

Transmite datos de escaneo vívidos a través del nuevo sistema óptico utilizado en el Medit *i700*.

El cerebro del *i700* con un toque de color

Súper preciso, Súper ligero, Súper fluido.

El flujo de trabajo digital comienza con la captación de datos precisos. Medit *i600* permite adquirir datos precisos sin esfuerzo.

*Alta precisión

Precisión de arco completo: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$

*Adquiere datos precisos de escaneo desde el segmento anterior hasta la superficie oclusal

El Más Simple. El Más Fácil.

Tome el control total de su escaneo con un clic.
¡No hay necesidad de numerosos cables y hubs!
Simplemente con Plug & Scan utilice un solo cable
para la conexión directa con un PC.



Punta reversible de 180°




Botón de Inicio de Escaneo



Cable extraíble

Todo se Hace Fácil

Medit i600 se puede **conectar directamente al PC** con un solo cable, **eliminando** el número de cables en la clínica para una mayor comodidad.



Área de escaneo más grande (comparada al i500)

Un área de escaneo más grande (15x13mm) captura más con una pasada para una experiencia de escaneo más conveniente.

 i600  i500

Facilitando el escaneo

Experimente la increíble adquisición de datos digitalizados con **Medit Scan for Clinics**. Nuestra tecnología de software de vanguardia hace que el escaneo sea más conveniente para usted.



¡Obtenga más de sus datos de escaneo con nuestras soluciones de software inteligente!



Smart Scan Guide

La guía de usuario reforzada proporciona ayuda para detectar anomalías durante el escaneo.



Smart Scan Filtering

El rendimiento mejorado de filtrado de I.A. facilita el proceso de escaneo al filtrar tejidos blandos como labios, mejillas y lengua.



Smart Color Filtering

Filtra automáticamente los colores registrados, como el color de los guantes médicos, durante el escaneo.



Smart Stitching

Escanee con su propia estrategia de escaneo. Los datos de escaneo fragmentados se alinean con el área común detectada automáticamente.

Mayor Satisfacción del Paciente

El tratamiento con datos precisos ayuda a mejorar la satisfacción del procedimiento. Utilizando imágenes 3D y las diversas aplicaciones de Medit durante la consulta también mejora la satisfacción gracias a una mejor experiencia en clínica


Logre Hacer Más en Su Consulta

¡Nunca se preocupe por el coste adicional de usar programas y sistemas complejos de nuevo! ¡La diversidad de Medit Apps hace que el tratamiento sea más fácil, sencillo y sin esfuerzo!



Para cada clínica

Si usted es un principiante de la odontología digital o en busca de conseguir un escáner adicional, el i600 será un socio perfecto para usted.



MEDIT i600

Especificaciones

Categoría		Medit i600
Tecnología de escaneo	Fotogramas por segundo	Hasta 35 FPS
	Tecnología de Imágenes	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura a todo color 3D
	Fuente de luz	LED
	Tecnología Antiempañamiento	Antiempañamiento adaptativo
Exactitud	Arco completo	10.9µm ± 0.98
Pieza de mano	Dimensiones	248 x 44 x 47.4 mm
	Peso total	245 g
Punta	Tamaño de Punta	22.2 x 15.9 mm
	Área de Escaneo	15 x 13 mm
	Autoclavable	Autoclave 100 veces 121°C 30 minutos 134°C 4 minutos (Tipo Pre-Vacío) 135°C 10 minutos (Tipo Gravedad)
	Punta Reversible	Sí
Modo especial	Modo de control remoto	No
	Desinfección UV-C	No
Conectividad		USB 3.1 Gen1

- El rendimiento puede variar dependiendo de las especificaciones del PC
- Prueba de precisión del escáner i600 por Medit R&D
- La punta de 150 ciclos de autoclave se vende por separado.

Por favor, escanee el código QR para conocer los requisitos actualizados del sistema. >>



Acerca de Nosotros

Medit se especializa en medidas 3D y soluciones CAD/CAM para clínicas y laboratorios dentales, incluyendo escáneres intraorales, basados en su propia tecnología patentada de última generación. También desarrollamos soluciones de plataforma para odontología digital, apoyando flujos de trabajo colaborativos. Además, la línea Solutionix proporciona escáneres 3D y software para el mercado industrial. Nuestro objetivo es proporcionar tecnología innovadora y productos de la más alta calidad para garantizar el crecimiento mutuo de todos los socios.

Nuestra comunidad de Medit

Retroalimentación continua, sugerencias de nuevos flujos de trabajo y discusión activa. Desde debates acalorados hasta charlas divertidas, la comunidad de Medit siempre es entretenida con nuestros clientes. Colegas de todo el mundo se apoyan y ayudan activamente entre sí, y dan la bienvenida de forma sincera a colegas que se adentran al mundo de la odontología digital.

¡Escanee el código QR para unirse!

Medit y su comunidad le desean suerte en su nuevo viaje a la odontología digital.



Grupo de usuarios



Medit Academy



Centro de ayuda





Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163
F +34 935 724 165
dental.benmayor.com



www.medit.com



Español

MEDIT *i700*



MEDIT
i700

B Benmayor

**Desata
el potencial
de tu clínica**




El escaneo, reinventado


Medit ha sido pionero en facilitar el acceso a la odontología digital.
Con nuestras innovaciones mejorará la experiencia de sus pacientes.

¿Cómo podemos desarrollar un producto más allá de la imaginación de los usuarios?


¿Cómo incorporar nuestra avanzada tecnología de escaneo y 20 años de experiencia en ingeniería?



El 100% de los
pacientes prefieren las
impresiones digitales¹



28% de los dentistas
ya tienen escáneres
intraorales²



Se estima un 12% de
incremento anual de
propietarios de escáneres
intraorales³

Creemos que la odontología digital le permitirá desarrollar todo el potencial de su clínica.
Imagínese cómo la odontología digital puede cambiar su vida, la de sus pacientes y la de su laboratorio.
Para ello, Medit nunca deja de mejorar los sistemas de escaneo con continuas actualizaciones de sus productos.

Medit reimagines the scanning.


¹ Mangano, A., Beretta, M., Luongo, G., Mangano, C., & Mangano, F. (2018). Conventional Vs Digital Impressions: Acceptability, Treatment Comfort and Stress Among Young Orthodontic Patients. The open dentistry journal, 12, 118–124. <https://doi.org/10.2174/1874210601812010118>

² Mazda, J. (2019). Trends in Dentistry. Inside Dentistry, 15(1). <https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2019/01/trends-in-dentistry>


³ Intraoral Scanners Market: 12% CAGR Growth During 2020-2024: Technavio. (2020, October 22). Retrieved January 26, 2021, from <https://www.businesswire.com/news/home/20201022005895/en/Intraoral-Scanners-Market-12-CAGR-Growth-During-2020-2024-Technavio>

Primer vistazo al **Medit i700**

Medit i700 hace que la experiencia de escaneo sea cómoda tanto para el dentista como para el paciente. Con un potente hardware y software inteligente, el Medit i700 con todas sus funciones es la clave para desarrollar todo el potencial de su clínica.




Puntas reversibles 180°



Medit Plug & Scan

A diferencia de la mayoría de los escáneres del mercado, el Medit i700 puede conectarse directamente a un PC mediante un solo cable sin power hub ni necesidad de cables adicionales. Esta nueva característica de Medit i700 mejora la movilidad y el mantenimiento del escáner.



Requisitos Mínimo de Sistema:

USB Type-C / USB Power Delivery
5V, 3A Power delivery support

Medit Link

Medit Link es un **sistema totalmente abierto**



Panel



Gestión de flujo
de trabajo




Servicio en la nube



Comunicación
con Pacientes


Escanee con [aplicaciones especializadas](#) y [funciones inteligentes](#) gratuitas para sus procedimientos dentales. Mejore la experiencia de consulta de sus pacientes para ofrecerles [mejores opciones de tratamiento](#). Optimice su comunicación con los laboratorios a través de un [sistema basado en la nube y en tiempo real](#).

Medit es una de las empresas más rápidas de la industria en [proporcionar actualizaciones de software](#). Los usuarios pueden obtener un escáner renovado con un rendimiento mejorado y nuevas funciones con solo actualizar el software.




Scan & Communicate

Smart Scan Filtering




Elimina los datos de tejidos blandos innecesarios, que es uno de los mayores desafíos al realizar escaneos.

Medit Ortho Simulation




Ayuda al paciente a visualizar los resultados potenciales de un tratamiento de ortodoncia.

Cloud-based Service




Almacene todos los datos en la nube. Trabaje en sus escaneos originales, archive las impresiones digitales y pedidos, gestione los casos desde donde se encuentre.

Smart Color Filtering




Filtre automáticamente el color durante el escaneo, reduciendo el número de artefactos y facilitando la retracción.

Medit Smile Design



Muéstrele al paciente su futura sonrisa o ayúdele a imaginar un tratamiento con frenillos.


Web Viewer & Case Talk



Experimente una comunicación más fluida con sus colaboradores. Vea los datos escaneados en cualquier dispositivo y comparta notas. Todos los datos se almacenan de forma segura.


Tipos de Tratamientos

Margin Line Creation




Elija entre permitir que el sistema genere automáticamente la línea de margen para cualquier diente o crearla manualmente.

Denture Scanning




Escanee pacientes sin dentadura o la superficie interna de la dentadura. Use rodetes de mordida o dentaduras postizas para realizar la alineación oclusiva.

A.I. Scanbody & Abutment Matching




Los pilares y los cuerpos de escaneo se alinean de forma automática con la información del escaneo. Utilice esta función para trabajos subsiguientes como el CAD.

Medit Crown Fit



Realice ajustes de la corona sin modelo. El software puede revelar dónde se requieren modificaciones.

Impression Scanning



Obtenga los datos de las áreas difíciles de escanear utilizando una impresión, escanee y combínelos con los datos intraorales.

Face Scan



Escanee el rostro de su paciente, importe datos faciales en 3D y los datos óseos, luego ajuste toda esta información para obtener resultados finales más integrales.



Dr. Marko Tadros

Prostodoncista

El i700 es un despliegue tecnológico en todos los aspectos. Medit lo ha vuelto a hacer al proporcionar un escáner aún más rápido y preciso para la práctica diaria en clínica.



Dr. Michael Scherer

Prostodoncista

El nuevo Medit i700 se ha integrado de forma fácil y predecible en cada aspecto de mi consultorio y laboratorio especializados en odontología digital. Desde el escaneo hasta el diseño, la impresión y el fresado, ¡Medit ha sabido cómo hacer que todo funcione!



Dr. Vas Srinivasan

Ortodoncista

Tuvimos la suerte de empezar a utilizar Medit cuando eran nuevos en el mercado de la ortodoncia y de los alineadores transparentes. Desde entonces, los escáneres Medit, primero el i500 y ahora el i700, y el equipo detrás, han cambiado la forma en la que prestamos atención dental a nuestros pacientes.



Prof. Katalin Nagy

OMS, Prostodoncista

Estoy agradecida por el deseo incesante de Medit de mejorar el nivel de la odontología digital. La creación de un modelo virtual utilizando datos 3D Ha demostrado ser invaluable tanto para mis estudiantes como para mis pacientes en todos los aspectos de la atención, diagnóstico, planificación y aceptación del tratamiento.



Dr. Mark T. Murphy

Dentista

El i700 realmente ha superado todas mis expectativas y ha simplificado mi práctica para el tratamiento de la apnea del sueño. Es rápido, ligero y pequeño pero capta una gran área de escaneo. La punta reversible, el botón de control remoto y la capacidad de desinfección UV incorporada también han sido sorpresas fantásticas.



Dr. Isaac Tawil

Dentista

El i700 se ha convertido en mi escáner de referencia. Me ha asombrado la velocidad y la calidad. El espejo angulado facilita considerablemente la captación de los espacios interproximales. Otra innovación importante de la empresa que se ha colocado en la cumbre del escaneo intraoral.


Escuche **lo que nuestros usuarios** cuentan de sus experiencias



Fantástico



Asombrosa



Invalorable

Utilice los datos de escaneo del Medit i700 para una amplia gama de aplicaciones

El sistema abierto Medit Link le permite utilizar sus datos escaneados en todo tipo de flujos de trabajo, con cualquier software que permita la importación de archivos STL, PLY y OBJ. Esto significa que puede utilizar nuestros datos de escaneo para:

Alineadores invisibles | Coronas y puentes | Restauraciones sobre implantes | Dentaduras postizas completas y parciales | Ortodoncia | Guías quirúrgicas de implantes | Dispositivos de apnea del sueño | Modelos dentales | Impresión 3D ...



.....y más!

¡Disfrute trabajando
con diversos
colaboradores en
diferentes proyectos!



Nuestra Comunidad Medit

Nuestros usuarios siempre han estado en el centro de todo lo que hacemos, y estamos orgullosos de haber construido una comunidad que no solo nos aporta comentarios y sugerencias de forma constante sino también se apoya y ayuda activamente entre sí. Como reconocimiento a nuestros esfuerzos en el apoyo a nuestra comunidad, recibimos el premio al Mejor soporte de la comunidad en los premios iDD Intraoral Scanner Awards 2020.

Pero no solo hemos construido una comunidad. También hemos creado una biblioteca de recursos para que pueda aprender sobre la marcha. Los videos tutoriales están disponibles en nuestro canal, Medit Academy de YouTube y también encontrará artículos en nuestro Centro de Ayuda.

Además de la capacitación y el apoyo de nuestros distribuidores, si tiene alguna pregunta o algún problema también puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

Esto significa que nunca tendrá que preocuparse de estar solo en su entrada en la odontología digital. Entonces, ¿por qué seguir esperando?

Únase a la revolución de la odontología digital y disfrute de la experiencia Medit >>



User Group



Medit Academy



Help Center

Especificaciones

Categoría		Medit i700
Tecnología de escaneo	Fotogramas por segundo	Hasta 70 FPS
	Tecnología de captación de imágenes	Tecnología de video 3D en movimiento Captura de transmisión a todo color en 3D
	Fuente de luz	LED
	Tecnología anti-empañamiento	Anti-empañamiento adaptable
Precisión	Arco completo	10.9µm ± 0.98
Pieza de mano	Dimensiones	248 x 44 x 47.4 mm
	Peso	245 g
Punta	Tamaño de la punta	22.2 x 15.9 mm
	Ángulo del espejo	Ángulo de 45 grados <i>Más fácil de escanear en área molar distal</i>
	Área de escaneo	15 x 13 mm
	Esterilización en autoclave	Hasta 100 veces Autoclave 121°C 30 mins Autoclave 134°C 4 mins
	Punta reversible	Sí
Modo especial	Modo de control remoto	Sí
	Desinfección UV-C	Sí
Cable	Longitud	2.0 m / Pieza de mano extraíble
	Conectividad	USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery)



Escanee el código QR para conocer los requisitos del sistema actualizados. >>



reddot winner 2021

El escaneo, reinventado

A través de la innovación y la atención al cliente, estamos impulsando la revolución de la odontología digital. Creemos que mediante la incorporación de tecnología avanzada de escaneo a la odontología digital, estamos proporcionando a los dentistas las herramientas que necesitan para una mejor atención a sus pacientes. Como la empresa de escaneo de confianza de los consumidores, trabajamos sin descanso para crear nuevas posibilidades de escaneo, antes inimaginables, mediante una mayor innovación y mejor atención al cliente.



Bach, 2-B. Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163
F +34 935 724 165
dental.benmayor.com

David Paradela - **657 434 895** - d.paradela@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco,
La Rioja, Navarra, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Portugal.

Alex Güiza - **605 523 908** - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia.

Carlos Rubinos - **605 662 144** - c.rubinos@benmayor.com
Castilla la Mancha, Madrid, Andalucía.



www.medit.com



MEDIT *i700* wireless





Magia Hecha Fácil con un Simple Toque

¡Obtenga el poder para llevar su práctica al siguiente nivel!

Más Allá de la Tecnología Probada del *i700*

Sigue siendo el mismo *i700* súper rápido, ligero y preciso. Pero ahora inalámbrico.



No Más Cables

Libre de cables, el escaneo es cómodo en cualquier ángulo. Escanee las áreas proximales sin esfuerzo y sin restricciones de movimiento.



Rápido, Preciso. Conectado

Velocidad de escaneo de hasta 70 FPS*. Experimente el rendimiento de escaneo increíblemente fluido y rápido del modelo más vendido de Medit. Disfrute de la velocidad rápida del *i700* ahora de forma inalámbrica.



Inalámbrico Pero Ligero

Excelente equilibrio de peso incluso contando con la batería para una mayor comodidad.



Hardware Potente Con Software Versátil

Optimizado para una mayor comodidad. No solo de los aspectos de hardware, sino también de software. *i700* inalámbrico, lleno de lo último en tecnología MEDIT.

* FPS, Frames Per Second, o fotogramas por segundo

- Precisión del arco completo: $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$
- Hasta 70 FPS



Punta Pequeña

(Se vende por separado)

Para un fácil escaneo de la región posterior para pacientes con una cavidad oral pequeña

Punta Reversible

No es necesario torcer la muñeca para escaneos maxilares

Area de Escaneo Más Amplia

Ventana de escaneo más grande que captura superficies grandes manteniendo el tamaño pequeño del cabezal del escáner




Control Remoto

Permite comprobar los datos de escaneo de forma conveniente desde el mismo escáner previniendo la contaminación cruzada

Tecnología Inalámbrica de 60 GHz

Para conexión inalámbrica de alta velocidad



Batería

Escanee hasta 30 casos con 1 batería*

Ligero y Equilibrado

Para uso estable, cómodo

Desinfección led UV-C

Rebaja el riesgo de contaminación adentro del escáner

Calibración Automática

Herramienta automática que hace muy fácil la calibración



Herramienta de calibración automática
(Se vende por separado)


Cuando el cable del escáner desaparece, también desaparecen las restricciones al movimiento del escaneo. La resistencia al impacto reforzada minimiza el daño de caídas accidentales. El diseño de peso equilibrado del i700 inalámbrico proporciona una experiencia de escaneo estable y cómoda.

*El rendimiento puede variar según las condiciones de uso.




**La Mejor
Duración de
la Batería**

1 hora de escaneo continuo, **hasta 8 horas** en modo de espera




Escaneo de todo el día con una sola batería. Escanee todo el día sin preocuparse por cargar.



Maxilar + Mandibular + Oclusión
Tiempo total de escaneo
2 minutos*




Escanear
hasta **30 casos**
con 1 batería



Hasta **90 casos**
con 3 baterías
incluidas



La función de administración de energía inteligente cambia automáticamente el dispositivo al modo de espera cuando no está en uso, con una duración de hasta 8 horas. Toma solo unos segundos para activar el dispositivo para el escaneo.



Conexión de alimentación por cable:

Una vez que haya agotado las 3 baterías incluidas, simplemente conecte el cable de alimentación y siga usando el dispositivo.

*El rendimiento puede variar según las condiciones de uso


Escaneo Mágico, Más Fácil Que Nunca



Tenga una experiencia de odontología digital increíble con **Medit Scan for Clinics**. Nuestra tecnología de software de vanguardia hace que el escaneo sea más conveniente para usted.


Para asistencia de escaneo

Smart Scan Guide




La guía de usuario reforzada proporciona ayuda para detectar anomalías durante el escaneo.

Smart Scan Filtering




El rendimiento mejorado de filtrado de I.A. facilita el proceso de escaneo al filtrar tejidos blandos como labios, mejillas y lengua.

Smart Color Filtering



Filtra automáticamente los colores registrados, como el color de los guantes médicos, durante el escaneo.


Smart Stitching



Escanee con su propia estrategia de escaneo. Los datos de escaneo fragmentados se alinean con el área común detectada automáticamente.


Para obtener datos de escaneo más precisos

Smart Shade Guide




Distingue y sugiere automáticamente el mejor tono que concuerda con los datos de escaneo.

A.I. Scan Body Matching




Asegura datos precisos del cuerpo de escaneo en áreas difíciles de escanear, como la región posterior.

A.I. Abutment Matching



Asegura datos de margen precisos en situaciones difíciles de escanear.

HD Mode



Obtenga una imagen de escaneo más nítida en el área marginal con el actualizado Modo HD.

Medit Link

Comience la gestión de datos de su clínica con Medit Link.



Puede crear y administrar datos de escaneo coincidentes con la información del paciente en el programa y vincular el expediente electrónico con las soluciones de tratamiento de varios flujos de trabajo. Las diversas aplicaciones del Medit Link App Box ayudan a proporcionar una consulta de estándares más altos que facilitan la comunicación con los pacientes.

El almacenamiento en la nube de Medit Link encripta y almacena datos para una protección fiable contra ataques de virus y ransomware. También permite el intercambio de datos y la comunicación en tiempo real entre dentistas, pacientes y técnicos de laboratorio en cualquier momento, en cualquier lugar en un PC, una tableta o cualquier dispositivo móvil con una conexión a Internet.

Odontología Digital con Aplicaciones de Medit Link y Medit

Digitalice su tratamiento con Medit Link



Utilice sus Datos de Escaneo para Mucho Más

Los datos escaneados con el Medit i700 inalámbrico se pueden vincular al flujo de trabajo de varios proveedores de soluciones a través de Medit Link. Los datos también se pueden usar con cualquier software que pueda abrir formatos 3D estándar como STL, PLY y OBJ. Y la amplia utilización de nuestro sistema abierto se está expandiendo mientras hablamos.

Qué puedes hacer en Medit Link:

Alineadores invisibles | Coronas y puentes | Restauraciones soportadas por implantes | Prótesis dentales completas y parciales | Ortodoncia | Guías quirúrgicas de implantes | Dispositivos para la apnea del sueño | Modelos dentales | Impresión 3D...




Medit Apps

Las aplicaciones Medit introducen flujos de trabajo digitales rápidamente utilizando los datos de escaneo y le ayudan a usarlos en una amplia gama de casos. Puede analizar datos, crear restauraciones y modelos, y comunicarse con sus pacientes de la manera más sencilla. ¡Con Medit Apps, se puede hacer mucho más en la consulta, como diseñar splints, provisionales, puentes, etc.! Por cierto, no es necesario tener un escáner Medit o pagar una cuota anual enorme para unirse al ecosistema Medit.


Siéntase literalmente libre de disfrutar de la odontología digital con Medit Apps.

[Vea la página siguiente para el Ecosistema Medit →](#)


Medit Apps



Practice Management & Imaging



Dental CAD & Smile Design



Sleep Apnea




MEDIT Link


Ecosistema de Medit

 Integración


3D Printers



Clear Aligners



Otros



...y mucho más!

Especificaciones

Categoría		Medit i700 wireless
Tecnología de escaneo	Fotogramas por segundo	Hasta 70 FPS
	Tecnología de Imágenes	Tecnología de vídeo 3D en movimiento Captura a todo color 3D led
	Fuente de luz	LED
	Tecnología Antiempañamiento	Antiempañamiento adaptativo
Exactitud	Arco Completo	10.9µm ± 0.98
Pieza de mano	Dimensiones	313 x 44 x 47.4 mm
	Peso total	328 g (Incluye batería, punta)
Punta	Tamaño de Punta	22.5 x 17.1 mm
	Área de Escaneo	15 x 13 mm
	Autoclavable	Autoclave 150 veces 121°C 30 mins (Tipo Gravedad) 134°C 4 mins (Tipo Pre-Vacío) 135°C 10 mins (Tipo Gravedad)
	Punta Reversible	Sí
Modo Especial	Modo de Control Remoto	Sí
	Desinfección UV-C	Sí
Conectividad		Inalámbrico USB 3.1 Gen1 (Hub inalámbrico)



Por favor, escanea el código QR para conocer los requisitos actualizados del sistema. >>

Acerca de Nosotros

Nuestra comunidad de Medit



Grupo de
usuarios



Medit Academy



Centro de
Ayuda

Medit se especializa en medidas 3D y soluciones CAD/CAM para clínicas y laboratorios dentales, incluyendo escáneres intraorales, basados en su propia tecnología patentada de última generación. También desarrollamos soluciones de plataforma para odontología digital, apoyando flujos de trabajo colaborativos. Además, la línea Solutionix proporciona escáneres 3D y software para el mercado industrial. Nuestro objetivo es proporcionar tecnología innovadora y productos de la más alta calidad para garantizar el crecimiento mutuo de todos los socios.

Retroalimentación continua, sugerencias de nuevos flujos de trabajo y discusión activa. Desde debates acalorados hasta charlas divertidas, la comunidad de Medit siempre es entretenida con nuestros clientes. Colegas de todo el mundo se apoyan y ayudan activamente entre sí, y dan la bienvenida de forma sincera a colegas que se adentran al mundo de la odontología digital.

¡Escanee el código QR para unirse!

Medit y su comunidad le desean suerte en su nuevo viaje a la odontología digital.





www.medit.com

Español



Familia

MEDIT *i*900

Medit *i*900 clásico y Medit *i*900 táctil

Precisión sin esfuerzo,

Your Way



MEDIT i900 classic



MEDIT i900

Precisión sin esfuerzo, *a tu manera*

Tecnología de escaneo avanzada disponible en interfaces táctiles y de botón



Escaneo rápido y sencillo para un flujo de trabajo sin esfuerzo

- Capture un campo de visión más grande de una sola vez, lo que permite escaneos más rápidos.
- Escaneo fácil de pacientes edéntulos, para un tratamiento eficiente.



Compacto, ligero y cómodo de manejar

- Con un peso de solo 165 g, más ligero que un smartphone, para reducir la tensión de la muñeca durante un uso prolongado.
- Diseño ligero y ergonómico, para un agarre cómodo y seguro.



Diseño higiénico sin costuras y fácil de limpiar

- Diseño de una sola pieza sin costuras para una fácil limpieza.
- La esterilización UV incorporada mantiene el dispositivo limpio de adentro hacia afuera.



Botón táctil

Punta de la varita

Sensor inteligente

Motor óptico de 3ª generación

Ligero y compacto

Diseño de una sola pieza

Precalentamiento rápido

Indicador LED

Banda táctil

Panel táctil



Interfaces de la familia *i900*:

Táctil

Botón

*Interfaces distintas,
excelencia compartida*


Nuevo motor óptico de 3^{era} generación

Tecnología avanzada de cámara de 10 bits.

- Escaneo de metales mejorado.
- Precisión de escaneo mejorada.
- Mayor profundidad de escaneo.
- Mejor textura.



Escaneo de escabodies precisos



Preparación precisa para incrustaciones


Campo de visión más amplio

18 x 15 (mm) = 552 x 460 (px)

Escaneos precisos más rápidos con menos imágenes



Medit i900



Producto comparativo

Botón táctil

Botón táctil sin esfuerzo. Escanea con un simple clic.



Banda táctil y panel táctil

Acciones de comando personalizables. Sin ratón con interacción inteligente.


Atención clínica rápida y precisa

Precisión de la consulta con datos de escaneo claros



- Equipado con el nuevo motor óptico de 10 bits de 3ª generación.
- Ofrezca consultas confiables con datos de escaneo en color realistas.

Fácil para principiantes con AI Scan Assistant



- Comprobaciones de precisión en tiempo real durante el escaneo.
- Identifique las áreas que necesitan más datos a través del mapa de confiabilidad de contraste de color.

Ligero y cómodo para cada escaneo



- Diseñado para un uso sin esfuerzo con un impacto mínimo en la muñeca.
- Pesa solo 165 g, (más ligero que un móvil), puede usarse de continuo sin fatiga

Atención al paciente más rápida con comunicación en tiempo real



- Comparta fácilmente el progreso del tratamiento con los pacientes a través del visor web.
- Comparta datos digitales con los laboratorios sin problemas para una comunicación más rápida.


Comparación entre la familia MEDIT i900

Categoría		Medit i900 clásico	Medit i900
Escáner			
Especificación	Tipo de interfaz	Botón	Táctil
	Tipo de conexión	Cableado	
	Peso	165 g	
	Profundidad de campo	18 x 15 (mm)	
	Cámara	10 bit	
 Para pacientes	Comunicación en tiempo real con pacientes	Si	
	Apps especializadas para consulta estética	Si	
	Aplicaciones para consultas previas y posteriores al tratamiento	Si	
 Para laboratorio	Transferencia de datos con un solo clic a cualquier laboratorio	Si	
	Modo HD para datos de alta densidad	Si	
	Escaneo de IA con eliminación de artefactos en tiempo real	Si	
	Escaneo en color realista	Si	
	Medición de colores para sombreados	Si	
 Profesionales dentales	Escaneo lateral para captura dinámica de mordida	Si	
	Función de cámara intraoral	Si	
	Garantía Medit con Cobertura de Daños Accidentales	Si	
	Compacto y ligero	Si	
	Diseño sin uniones, para mejorar la higiene	Si	
	Apps especializadas para la consulta de oclusión	Si	



Transforma la odontología digital con la familia Medit i900

Soluciones para implantes


- 
- Flujo de trabajo All-on-X tanto para principiantes como para expertos.
 - Precisión mejorada con alineación de escaneo optimizada.
 - Proceso simplificado de selección y alineación de bibliotecas.

Soluciones de ortodoncia

- Simulación realista para una consulta eficaz del paciente
 - Flujo de trabajo completo, desde la planificación hasta la producción de alineadores
 - Transforma la ortodoncia con tratamientos en el mismo día
- 

Diagnóstico y consultas

- Aumentar la aceptación de los pacientes con imágenes de simulación de tratamiento
- Diagnosticar y consultar diversos diseños protésicos
- Exportar y compartir los resultados de las consultas con los pacientes



Soluciones para en el sillón

- Flujo de trabajo integrado con la gran cantidad de socios de Medit Links
- Integración con +30 socios CAD/CAM
- Diseño CAD sencillo y proceso de fabricación de prótesis



Soluciones para dentaduras postizas

- 
- Campo de visión ampliado para facilitar la digitalización de las prótesis dentales
 - Duplicación sencilla de dentaduras postizas con escaneo de rebase
 - Un escaneo para impresiones funcionales y dimensión vertical virtual



www.medit.com

Español