

EZ Ray

Rayos X Intraoral **Premium**

vatech®

Diseñado para su comodidad

- Diseño renovado para facilitar su manejo con una sola mano
- Cabeza de 4,7 Kg para un posicionamiento más estable
- Sólo 2 clics para realizar una captura
- Panel de control desmontable



Panel de control desmontable

Libre de riesgos, bordes redondeados

Facilidad de manejo con una sola mano



Características del producto

Imagen clara y segura



EzRay Premium proporciona valor diagnóstico con su avanzada tecnología.

Un punto focal de 0,4 mm crea imágenes nítidas sea cual sea el soporte que se utilice: sensor digital, PSP o película.

Uso sencillo

► Fácil de usar

Iconos intuitivos situados en el panel de control desmontable


► Ajustes automáticos y optimizados

EzRay Premium tiene una lista de ajustes pre programados para cada pieza dental. Con un solo clic, optimiza automáticamente la captura para cada caso.




Dimensiones

Montaje en pared plegado



Montaje en pared extendido



Especificaciones

(VEX-S100W)

Punto Focal	0.4mm
Voltage de Tubo	Seleccionable 50 ~70 kVp
Corriente	4 ~ 7 mA
Tiempo de Exposición	Seleccionable 0,04 ~ 2,0 seg
Longitud de Brazo (Opciones)	450, 600, 900 mm
Voltage de entrada	100 ~ 230V ± 10%
Accesorios	Pulsador de mano
Cono	Circular 20cm [8"] Opciones: Circular: 30cm (12"), Rectangular 20cm / 30cm [8" / 12"]

* The specifications are subject to change without prior notice.

vatech®