

EzCamTM

USB Cámara Intraoral

Ligero, cómodo, y una imagen de alta calidad

- Úselo inmediatamente sin la instalación del controlador
- Cómodo sistema de on/off, función de enfoque automático



vatech

EzCamTM

USB Cámara Intraoral

Proporcione una imagen diagnosticable óptima y haga que su paciente comprenda mejor

Características clave

Simple, Fácil y Rápido

• CARACTERÍSTICAS CLAVE

Smart

Obtenga una imagen clara a través de la función de enfoque automático. Reduzca la distorsión de la imagen usando lentes asféricas

Simple

Diseño fino y ligero

Fácil

Control de on/off automático y conexión de visor


※ Muestras usando lentes asféricas



Sonrisa




De Cerca



EzCam

VS



Cámara Estándar

Especificaciones

Sensor de imagen	CMOS/5 Mega pixel
Resolución	1280x720
Fuente de luz	2 LEDs Blanco
Rango de enfoque	9mm~35mm(Auto-Focus)
Punto de vista	62°
Longitud del cable	USB 2.0/3m(Opción : 5m)
Dimensiones	176x17.3x24.8mm
Peso	39.5g
Voltage operativo	DC5V/500mA

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

All Ready

All Ready es nuestra nueva marca de servicio, lo que significa nuestra voluntad de hacer siempre nuestro mejor esfuerzo para cuidar a nuestros clientes.