

DESTACADOS 2025

Su distribuidor de confianza:

► UNIDAD DE PROFILAXIS (ULTRASONIDOS + AEROPULIDOR) | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

DIFERÉNCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.

1.- ULTRASONIDOS: exclusiva tecnología "**Painless**" para tratamientos indolores. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- Potente pieza de mano **YZ-2L**, desmontable para su esterilización en autoclave.
- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.
- Suministro de agua: **autónomo y red.**

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA:

Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**

Función Supragingival y Función Subgingival.

2 piezas de mano:

- **Ligeras** ► Reduce la fatiga.
- **Cabeza micro** y rotación **360°** ► Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

+Info



Ref.: 28-PTA

Con **CALENTADOR**
de agua

OPCIONAL

CARRITO A MEDIDA

Ref.: 28-CART2



**AIRSTREAM
BIOFILM
CLEARANCE**

MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**

Más que un simple tratamiento de profilaxis, el **Método ABC** es un tratamiento de **salud, belleza y bienestar**, pero sobre todo se debe ver como un **método preventivo**.

Cada vez son más los profesionales que aconsejan una limpieza integral antes de cualquier intervención para disminuir la carga bacteriana y evitar complicaciones.

UNIDAD DE PROFILAXIS (ULTRASONIDOS + AEROPULIDOR) | AP-B

Solución combinada para una profilaxis completa.

Selección automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.
Ligero y compacto: 2,0Kg. / 27x17x9cm.



1.- ULTRASONIDOS: Ultrasonidos piezoeléctrico diseñado para tratamientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia.

- **Compatible con EMS®** (conexión mangueras y rosca puntas), con luz LED.
- Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm de amplitud.
- **3 programas:** Limpieza, periodoncia y endodoncia.
- Suministro de agua: **autónomo.**

2.- AEROPULIDOR: Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:** **Función Supragingival y Función Subgingival.**

- Diseñado para su utilización con polvos de Bicarbonato y Glicina (tamaños recomendados **Supragingival:** 40-65µm. y **Subgingival:** 25µm.)
- **2 piezas de mano:**
 - Pieza de mano tratamiento supragingival (28-AP1)
 - Pieza de mano tratamiento subgingival (28-AP2)
- Rotación 360°

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano)

Ref.: 28-APB

OPCIONAL

CARRITO A MEDIDA

Ref.: 28-CART1

+ INFO



BICARBONATO & GLICINA

- Bicarbonato FAST / PT-S1 (65 µm) | SUPRA
- Bicarbonato FAST / PT-S1 (40 µm) | SUPRA
- Glicina GENTLE / PT-S3 (65 µm) | SUPRA
- Glicina GENTLE MINI / PT-S3 (25 µm) | SUB

Ref.: 28-PTS165/4

Ref.: 28-PTS140/4

Ref.: 28-PTS3SUPRA

Ref.: 28-PTS3SUB

AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS



Subgingival

AP-2 Plus

2 en 1

**Subgingival
y Supragingival**

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano **separable en 3 partes**, fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos**, para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina.**
- **Depósito superior transparente** que permite ver la cantidad de polvo restante.
- Piezas de mano **esterilizables 134°.**

Garantía: 12 meses

Pieza de mano AP-1 PLUS

(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Tratamiento Supragingival
- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- **Tamaño polvo recomendado: 40 – 65µm.**

Pieza de mano AP-2 Plus

(Incluido en AP-H PLUS)

- Tratamiento Subgingival
- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- **Punta fabricada** de polímeros médicos y **diseñada para obtener unos resultados únicos.** Su flexibilidad ayuda a mejorar la accesibilidad y a **eliminar la placa en profundidad.**
- **Tamaño polvo recomendado: 25µm.**

Ref.: 28-APH*

Ref.: 28-APHPLUS*


Disponible

con conexión:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

▶ ULTRASONIDOS | D600 y D600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-D600

Ref.: 28-D600LED

*Consúltanos por los **más de 250 modelos** de puntas compatibles que tenemos en Stock.

▶ ULTRASONIDOS | S6 y S6 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000- 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable
- **Suministro de agua:** red (NO autónomo).
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-S6

Ref.: 28-S6LED

▶ ULTRASONIDOS | U600 y U600 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **EMS®**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 28.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 90µm
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- **Incluye:** 7 puntas, llave autolimitante, llave endo, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



WOODPECKER®

Ref.: 28-U600

Ref.: 28-U600LED

▶ ULTRASONIDOS | D7 y D7 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo**.
- **Incluye:** 8 puntas, 4 limas, llave autolimitante, llave endo, soporte 6 puntas, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-D7

Ref.: 28-D7LED

▶ ULTRASONIDOS | D5 y D5 LED

- **Conexión compatible** manguera y sistema rosca puntas **tipo S**.
- **Frecuencia de trabajo regulable:** 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- **Movimiento de trabajo:** 100µm
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- **Pieza de mano:** separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **red**.
- **Incluye:** 5 puntas, llave autolimitante, pieza de mano, pedal y repuestos varios.

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)



DTE®

Ref.: 28-D5

Ref.: 28-D5LED

PUNTAS / INSERTOS

+250 MODELOS COMPATIBLES

DESCARGA AQUÍ >>>
NUESTRO CATÁLOGO
CON TODA LA INFORMACIÓN
DETALLADA



¡Siempre en Stock,
entrega en 24 horas!

ASÍ TE ENCONTRARÁS LAS PUNTAS EN NUESTRO CATÁLOGO DE PUNTAS

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Baño de Titanio

G1, GD1 y GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G1
28-GD1
28-GS1

1

2

3


4

5

6



MODO: X
POTENCIA



MIN. MÁX.

MIN. MÁX.

IRRIGACIÓN

COMPATIBILIDAD | S: Rosca tipo S, A: Amdent®, E: EMS®, MEC: Mectron®, KS: KaVo® Soniflex 2000, KPI: KaVo® Piezolux, SIR: Sirona®, KP2: KaVo® PiezoLED

1 DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES DE USO

2 ILUSTRACIÓN DE MODO DE USO

3 MODO DE TRABAJO indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- G: Profilaxis - P: Periodoncia - E: Endodoncia

4 FORMA Y MEDIDAS DE LA PUNTA

5 POTENCIA DE VIBRACIÓN: 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

6 CAUDAL DE IRRIGACIÓN 0 - 30%; 30% - 60%; y/o, 60% - 100%

¿POR QUÉ COMPRAR PUNTAS / INSERTOS WOODPECKER / DTE?

CALIDAD

Entre 4 y 10 veces
mejor calidad / precio
que las "originales".

PRECIO

No nos engañemos,
es lo primero que vemos.

DISEÑO

Investigación y desarrollo continuo
impulsan la creación de diseños
innovadores, especialmente
en el campo de la endodoncia.

CON MÁS DE 20 AÑOS EN EL MERCADO Y MILES DE PUNTAS VENDIDAS CADA AÑO,
FINALMENTE YA NADIE PONE EN DUDA SU COMPATIBILIDAD.

<< NO LEAS ESTO

► NUEVOS KITS de Puntas Ultrasonidos



Kit A-C Castellucci
Acabado de la cavidad de acceso

Dr. Arnaldo Castellucci

Ref.: 28-ACWP
Ref.: 28-ACDTE






Kit Azim
Retro-preparación

Dr. Adham Abdel Azim

Ref.: 28-AZIMWP
Ref.: 28-AZIMDTE






Kit BFRT
Eliminación de limas rotas

Dr. Yoshi Terauchi

Ref.: 28-BFRTWP
Ref.: 28-BFRTDTE





Kit Talal
Puntas endodonzias complejas

Dr. Talal Al Nahlawi

Ref.: 28-TALALWP
Ref.: 28-TALALDTE



► MANGOS ULTRASONIDOS

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD8H | HD-8H

- Compatible EMS®
- Sin luz



Ref.: 28-HW6 | HW-6

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Sin luz



Ref.: 28-HD7H | HD-7H

- Compatible EMS®
- Sin luz



Ref.: 28-HW3H | HW-3H

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Con luz LED



Ref.: 28-HD7L | HD-7L

- Compatible EMS®
- Con luz LED



Ref.: 28-HW5L | HW-5L

- Compatible con conexión KaVo PiezoLED y PIEZOsoft y rosca tipo EMS®
- Con luz LED

Rosca compatible puntas EMS® (NO KaVo®), Woodpecker®, otras...



Ref.: 06-SC21KL

Compatible con KaVo® PiezoLED y PIEZOsoft (1.007.3995)



► ACCESORIOS



Para puntas Satelec® / EMS®
28-TD1L



Para puntas Satelec® / EMS®
Acceso lateral
28-TW5L



Para puntas KaVo Sonicflex®, Sonosoft®, Piezolux® y compatibles
Acceso lateral
28-TK5L



Para puntas Sirona®
Acceso lateral
28-TS4L



Para puntas Endochuck
28-TDE1



Para puntas cirugía Woodpecker® o Mectron®
28-TU1L



Soporte 6 puntas con protector
Acero Inoxidable
28-WA001



Soporte 6 puntas sin protector
Acero Inoxidable
28-WA002

► MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.
 - Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
 - Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices solo (EAL), función combinada.
 - Movimientos: normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
 - Torque ajustable: 0,4 a 5 Ncm.
 - Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
 - Cabeza mini para mayor visibilidad.
 - Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente.
- Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

¿Qué es ARI? Software integrado en el motor Endo Radar Plus de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación. Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI ajusta automáticamente los ángulos* de reciprocación disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

*Ángulos de giro totalmente configurables de 10° en 10°.

Ref.: 28-ENDORADARP




CABEZA COMPLETA MOTORES ENDO WOODPECKER / DTE

MOVIMIENTO ROTATORIO Y VERTICAL

DISPONIBLE y VÁLIDA para TODOS nuestros motores ENDO Woodpecker y DTE

CA161 RR





► MOTOR ENDO | MOTOPEX



Pantalla OLED
clara, amplia e intuitiva



- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
 - Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
 - Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
 - Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
 - Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
 - Velocidad ajustable: 100 a 1.800 rpm.
 - Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
 - Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura.
 - Batería de máxima duración 2.000 mAh.
- Garantía:** 24 meses unidad y pieza de mano



Ref.: 28-MOTOPEX

MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ► mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso modo de trabajo **T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

*¿En qué consiste el T-Mode?

Consecución de movimientos diseñado para pasar un ledge o escalón. Empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) que consiste en un **movimiento reciprocante** con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás (en este podrás **fijar ángulo y velocidad de giro**), seguido del modo elegido entre **Normal, Reverse, Reciprocante o ATR** en los que podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo **SGP** y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación de nuevo y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.
- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de **calibrado automático**.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

Yoshi Terauchi



Rango de ajuste 20° - 400°

Intervalo de ajuste 10°



Modo de localizador de ápice integrado



NO HABRÁ
ESCALÓN / LEDGE
QUE SE RESISTA.



CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- 18 orificios de recorte y medición de diámetro con una precisión de 0,01 mm.
- Utilizable con todas las Gutta-Percha del mercado.
- Regla de 30 mm.
- Cuchilla de corte **antioxidante y de doble cara**, se puede realizar un corte suave deslizando hacia adelante o hacia atrás.
- Marcado en láser, marcas duraderas y sin decoloración.
- Hecho de **aleación de aluminio**, liviano y no se oxida.
- Esterilizable en autoclave.



MOTOR ENDO | ENDO SMART +

- Motor + contra ángulo inalámbrico.
- Conectable a localizador de ápices **Ai-Pex** y **Woodpex V** para funciones COMBINADAS.
- Motor **brushless**.
- 9 programas memorizables.
- Torque ajustable: 0,4 a 5 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Peso pieza de mano: 138 gr.
- Cabeza super mini 6:1 = gran potencia y eficiencia de corte.
- Modos disponibles: normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°) e inversión de torque adaptativo (ATR).
- Suministro incluye: Pieza de mano, base de carga y accesorios.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-ENDOSMARTP



ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | ENDO 3

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- Suministro incluye: 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3



SOLO
78gr.

PUNTAS ESPECIALES y PEEK

28-E93



28-E96



28-E99



ENDO
CHUCK

28-E70



28-E71

0,3 x 17,7mm

28-E72

0,3 x 20,7mm

28-E73

0,25 x 17,7mm

28-E74

0,25 x 20,7mm

PEEK

► SISTEMA DE INYECCIÓN Y OBTURACIÓN 3D DE GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar** Gutapercha en el conducto radicular durante los tratamientos de endodoncia.

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P** para condensación vertical **y pieza de mano de inyección eléctrica Fi-E** también inalámbrica para el relleno de conductos.

El sistema incluye:

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador.
- 4x **Atacadores/ Plugger** con fundas de aislamiento.
- 4x **Agujas de inyección**.
- 4x **Fundas protectoras aislantes**.
- 2x **Puntas protectoras**.
- 1x **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses

INFORMACIÓN
DETALLADA



Y AHORA...

- **MAYOR** rendimiento incluso con batería baja.
- **MAYOR** vida útil.
- **NUEVO** sistema de calentamiento por inducción.
- **NUEVAS** agujas con aleación más resistente y duradera.



También disponibles por separado

Ref.: 28-FIE

Ref.: 28-FIP

► LOCALIZADOR DE ÁPICES CON TEST DE PIULPA | Ai-PEX

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia** **Anti-interferencia** que asegura máxima precisión aún en presencia de sangre o pulpa residual.

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD** multicolor de fácil lectura.
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- Señal acústica.
- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Dimensiones:** 101x101x175,5 mm.
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-AIPEX



► LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Pantalla LCD** inclinable, luminosa, clara y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Máxima precisión.
- Señal acústica.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm.
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 24 meses en la unidad (6 meses en accesorios.)

Ref.: 28-WOODPEX



► CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Potente software ► **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** ► Mayor comodidad.
- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68.

Garantía: 24 meses



FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO



H1

38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

H2

41 x 31mm
(1.240 mm²)

Ref.: 28-H2

► NUEVA ACTUALIZACIÓN ESCÁNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Escáner de placas de fósforo Woodpecker: inteligente, intuitivo y capaz de generar imágenes de alta definición de forma inmediata. **Compatible** con los principales softwares del mercado (Ej.: Twain®)



- 1.- GRAN CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO:** CPU AMD heterogéneo controlado por IA. Utiliza distintos tipos de núcleos ► Mayor capacidad y velocidad de procesamiento de imágenes HD.
- 2.- CONFIGURACIÓN IP INTELIGENTE:** Permite configuración de IP manual o automático por cable (ethernet).
- 3.- RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR | 1 Click:** Solo un clic para iniciar, escanear y ver la imagen generada.
- 4.- PANTALLA ULTRA HIGH RESOLUTION:** Pantalla táctil de 7" y una resolución de 800x1280px, que permite ampliar y tratar fácilmente la imagen en pantalla.
- 5.- CONEXIÓN 5G + CONECTIVIDAD + VERSATILIDAD:** **NUEVAS** opciones de conexión: 3 posibilidades por cable + Wifi ► Conexión estable y sin fluctuaciones. Permite compartir imágenes en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de forma rápida y sencilla.

Garantía: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

DESCUBRE MÁS
NOVEDADES
AQUÍ



► PIEZO SURGERY ULTRASÓNICO | SURGIC TOUCH LED

Dispositivo de **cirugía ósea** de última generación, capaz de realizar **cortes micrométricos para cirugías mínimamente invasivas** (3,5mm de largo x 0,5mm de ancho) reduciendo al máximo el área de cirugía y facilitando una **recuperación postoperatoria rápida y menos traumática para el paciente.**

Feedback en tiempo real y corte selectivo que garantiza la seguridad para el paciente. Sin efecto de corte sobre el tejido blando.

Configurable al detalle:

- 3 modos de trabajo + Autolimpieza:** Modo de Cirugía (B), Modo de Periodoncia (P), Modo Endodoncia (E) y Autolimpieza (C)
- Potencia e irrigación regulable en 7 niveles.**
- Pantalla / Display de 7"** con interfaz sencilla y extremadamente intuitiva.
- Pieza de mano HB-1L** con tecnología ultrasónica y luz LED 360°.
- Peso total: apenas 2Kg.**

Suministro incluye: pedal multifunción, 2 piezas de mano, 14 puntas, 2 llaves dinamométricas, 2 soportes de puntas, 8 líneas de irrigación esterilizables, 2 casetes de esterilización, maletín metálico de transporte y otros accesorios.

Garantía: 24 meses

12 meses micromotor y contra ángulo



**MÁXIMA POTENCIA
CON UNA EFICACIA
DE CORTE PERFECTA
EN CADA CIRUGÍA.**



Ref.: 28-SURGICTOUCHLED

► MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- Pantalla LCD táctil:** amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.
- Datos técnicos:**
 - Par de apriete: 5-80 N.cm.
 - Refrigeración: 0 - 120 ml/min.
 - Velocidad del motor: 15-40,000 rpm.
 - Fuente de alimentación: 220V.

Garantía: 24 meses unidad

12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP

► Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.

**AHORA
+ PRECISIÓN**



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

► LÍNEA DE IRRIGACIÓN

Ref.: 28-WD004

▶ TURBINA | PRIME LINE

- Cabeza Power.
- Con luz.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 W.
- **350.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **≤ 55 dB**.
- 4 Sprays.
- Recubrimiento: Titanio.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 24 meses

Ref.: 06-HP21KL



▶ TURBINA | ECO LINE POWER

- "Power edition".
- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 28 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **< 60 dB**.
- 4 Sprays.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex.

Garantía: 18 meses

Ref.: 06-HE20KL (CON LUZ)

Ref.: 06-HE20K (SIN LUZ)



▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeza Power.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 21 W.
- **320.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **≤ 62 dB**.
- 4 Sprays.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses

Ref.: 06-HE21KL (CON LUZ)

Ref.: 06-HE21K (SIN LUZ)



▶ TURBINA | ECO LINE

- Cabeza mini.
- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 16 W.
- **420.000 rpm** (a 3 bar).
- Nivel sonoro **≤ 60 dB**.
- 3 Sprays.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión tipo Multiflex (Otras conexiones disponibles).

Garantía: 18 meses

Ref.: 06-HE22KL (CON LUZ)

Ref.: 06-HE22K (SIN LUZ)



▶ TURBINA | ECO T2

- **Línea económica.**
- Cabeza estándar.
- Potencia: 21W.
- 340.000 (a 3 bar).
- Sistema antirretorno.
- 1 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 6 meses

Ref.: 58-250



▶ TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeza estándar.
- Potencia: 23W.
- 370.000 (a 3 bar).
- Sistema antirretorno.
- 4 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Midwest 4.
- Sin luz.

Garantía: 12 meses

Ref.: 58-253



▶ ACOPLAMIENTOS



Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014K

TIPO KAVO®



Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016KW

TIPO KAVO®



TIPO W&H®

Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014W



Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016K

TIPO KAVO®



Sin luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC4014NT

TIPO NSK®



TIPO W&H®

Con luz, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016W



Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016K

TIPO KAVO®



Con luz Xenon, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016NT

TIPO NSK®



TIPO SIRONA®

Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016SW



Con luz Xenon, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC5016KW

TIPO KAVO®



Con luz LED, sin Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016NT

TIPO NSK®



TIPO SIRONA®

Con luz LED, con Reg. Spray

Ref.: 06-QC6016SW

▶ CONTRA ÁNGULO | PRIME

- Transmisión 1:1*.
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Con luz.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Titanio.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-LP11L

▶ CONTRA ÁNGULO | ECO LINE

- Transmisión 1:1*.
(*Otras transmisiones disponibles)
- Irrigación interna.
- Sistema botón.
- **Cabeza separable.**
- Sistema INTRA, compatible contra ángulo KaVo®.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

Garantía: 24 meses

Ref.: 06-LE11 (SIN LUZ)

Ref.: 06-LE11L (CON LUZ)



▶ NUEVO CONTRA ÁNGULO | WJ-45TL

- Transmisión 1:5.
- 4 orificios spray.
- Con luz.
- Sistema botón.
- Fresas de montaje FG (Ø 1,6mm).
- Sistema INTRA.
- Sistema antirretorno.
- Microfiltro.
- Hasta 200.000 rpm.
- Rodamiento cerámico (Made in Germany).
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-WJ45TL



▶ CONTRA ÁNGULO | ECO C2

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema botón.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses

Ref.: 58-204



Ref.: 58-228
CABEZA ECO C2



▶ CONTRA ÁNGULO | ECO C1

- **Línea económica.**
- Transmisión 1:1.
- Irrigación externa.
- Sistema guillotina.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo

Garantía: 6 meses

Ref.: 58-201



Ref.: 58-226
CABEZA ECO C1



▶ CABEZAS CONTRA ÁNGULO



Ref.: 06-LCH11 Transmisión 1:1
(Punto azul)

COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT



Ref.: 06-LCH21 Transmisión 2:1
(Punto verde)

COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT



Ref.: 06-LCH16 Transmisión 1:1
Fresas de turbina
(Punto azul)

COMPATIBLE
KAVO Y MK-DENT

▶ PIEZA DE MANO | PRIME

- **Con luz.**
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Titanio.

Garantía: 24 meses

Ref.: 06-LP01L



▶ PIEZA DE MANO | ECO LINE

- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 24 meses

Ref.: 06-LE01 (SIN LUZ)

Ref.: 06-LE01L (CON LUZ)



▶ PIEZA DE MANO | ECO P1

- **Línea económica.**
- Irrigación externa.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento de Cromo.

Garantía: 6 meses

Ref.: 58-202



▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1004

▶ MICROMOTOR | AM1006

- Con luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión 6 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 06-AM1006

▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación interna.
- Conexión KaVo Multiflex®.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 24 meses



Ref.: 40-22452



▶ MICROMOTOR | ECO M1

- **Línea económica.**
- Sin luz.
- Sistema INTRA, irrigación externa.
- Conexión 4 orificios.
- Reg. velocidad y marcha atrás.
- Hasta 20.000 rpm.

Garantía: 6 meses



Ref.: 58-203

▶ **NUEVO** KIT BUILT IN MICROMOTOR | M2 PRO

El Kit Built-in Micromotor M2 PRO con **luz LED** de Woodpecker está diseñado para dotar al sillón dental de la tecnología punta en micromotores eléctricos.

- **Micromotor brushless** (sin escobillas) de alto rendimiento con rodamientos made in Germany.
- Rango de velocidad del micromotor: 2.000 a 40.000 rpm.
- Torque máximo: 3,5 Mcm.
- Compatibilidad con contra ángulos y piezas de mano: 16:1, 1:1, 1:5 (estándar) 1:4,2.
- Tamaño del micromotor: Ø 22 x 76,7 mm.
- **Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas.**
- Peso del micromotor: 68 g.
- **Incluye:** Display, módulo electrónica, electroválvula, manguera (180 cm), micromotor, conexiones y accesorios de montaje.

Garantía: 24 meses



Ref.: 28-M2PRO

▶ BOQUILLAS | ADAPTADORES PARA LUBRICANTE AEROSOL



Para KaVo® Multiflex

Ref.: BL-1012



Para contra ángulos y piezas de mano

Ref.: BL-1013



Para pinzas turbinas

Ref.: BL-1014



Para NSK® Phatelus

Ref.: BL-1020



Para conexión 4 - 6 orificios

Ref.: BL-1015



Para Sirona® R/F

Ref.: BL-1017



Para W&H® Roto Quick

Ref.: BL-1018



Para Bien Air® Unifix

Ref.: BL-1023

▶ LUBRICANTE | LU1011

- Aceite PREMIUM
- 100% sintético
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1011



▶ LUBRICANTE | LU1022

- Aceite MK-DENT para KaVo® Quattrocare
- 100% sintético
- Botella: 500ml
- Conexión rosca



Ref.: 06-LU1022



▶ LUBRICANTE | LU1031

- Aceite MK-DENT para W&H® Assistina
- Botella: 500ml



Ref.: 06-LU1031



▶ KIT ROTATORIO CLÍNICA



TURBINA PRO T1L

- Cabeza estándar.
- Con luz (Fibra óptica 25.000 LUX).
- Potencia: 21W.
- 320.000 rpm (a 3bar)
- Sistema antirretorno.
- 3 orificios de spray.
- Recubrimiento: Cromo.
- Conexión Multiflex.
- Incluye acoplamiento.

PIEZA MANO PRO P1

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

CONTRA ÁNGULO PRO C1

- Transmisión 1:1, azul.
- Sin luz.
- Irrigación interna.
- **Cabeza separable.** (compatible KaVo® y MK-dent®)
- Hasta 40.000 rpm.
- Recubrimiento: Cromo.

MICROMOTOR PRO M1

- Sin luz.
- Irrigación interna.
- Hasta 20.000 rpm.
- Conexión Midwest 4
- Dirección y velocidad de giro regulable.
- Recubrimiento: Cromo.



Ref.: 58-222

▶ PULIDOR BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonómicamente perfecto
- Superficie antideslizante, incluso con guantes húmedos
- Giro de cánula 360°
- Disponible en todos los sistemas de acople tipo Kavo®, W&H®, Sirona®, NSK® o Bien Air®.

- **Garantía:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011*

*: K (KaVo®), W (W&H®), S (Sirona®), N (NSK®), B (Bien Air®).

ESTUCHES DE ESTUDIANTES R-Tech®

+Info



GARANTÍA durante
TODA LA CARRERA

Revisión gratuita
al finalizar cada curso

Incluye:

- Maletín de transporte.
- Botella de lubricante. PREMIUM 100% sintético.
- Boquillas de engrase.
- Aguja mantenimiento spray.



TÜV Rheinland
Precisely Right.



▶ LÁMPARA LED | FARO MAIA

PARA QUIENES BUSCAN UN ELEVADO RENDIMIENTO A UN PRECIO MUY COMPETITIVO.

Diseño óptico patentado FARO, asas desmontables y autoclavables y, desde hoy, una nueva tarjeta electrónica que asegura la perfecta compatibilidad con los sistemas de captura de imágenes y los equipos de diagnóstico, cada vez más presentes en las consultas odontológicas.

Opciones

- Control remoto desde la unidad dental.
- Tercer eje de rotación.
- Gama completa color Ral.

Tecnología LED

- Campo de iluminación: 170 x 85mm (a 700mm)
- Color: 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- Potencia: 3.000 a 45.000 LUX.
- Sistema de iluminación: 2 LED.
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido.
- Movimiento 2D de serie.
- Interruptor en cabeza.
- **NO incluye mano de obra.**

Garantía: 12 meses

Una LÁMPARA
de CALIDAD
para TU CLÍNICA

DISPONIBLE REFERENCIA EN 3 EJES:

Ref.: 80-422010300



▶ MOTOR ASPIRACIÓN SECA | AIRMATIC

- 1-2 Puestos.
- Máxima fiabilidad + máximo silencio.
- Caudal aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Dimensiones: 255 mm (alto) x 205 mm (ancho)

Garantía: 12 meses

LUZZANI
DENTAL



Ref.: 39-8AIRMAT

▶ JERINGAS | MINIMATE y MINILIGHT

+Info
AQUÍ



LUZZANI
DENTAL



LISTA PARA CONECTAR
EN CUALQUIER EQUIPO



Conector Cefla®




Conector KaVo®



Conector Planmeca®

▶ PUNTAS DESECHABLES JERINGAS | Pro-Tip Turbo

Sistema de cierre de Bayoneta.
Asegura la punta contra el adaptador
y evita fugas y mezclas de aire y agua



Nuevo componente interno

Canal de agua

Salida de aire
Salida de agua

Canal de agua sellado
Con anillo tórico de silicona

El agua fluye desde el canal central
del adaptador al canal de agua de
la punta evitando que entre agua
al canal de aire.

- Anula el riesgo de contaminación cruzada

- Aire seco y perfecta pulverización.

- Sistema de bloqueo de seguridad.

- No se dobla.

- Válida para todos los adaptadores* Pro-Tip Turbo®.

*Adaptadores disponibles para TODAS las jeringas del mercado.

Pro-Tip TURBO
by Adtek Innovations Ltd

BOLSA
250
Unidades

Ref.: 60-6410

OFERTA

► MOTOR DE ASPIRACIÓN CON SEPARADOR DE AMALGAMA | EXCOM HYBRID 1 y 2

- GRAN POTENCIA DE SUCCIÓN - SISTEMA ANTIOBSTRUCCIÓN - 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

METASYS
Made in Austria
Since 1980

EXCOM Hybrid

	1	2
Tensión de Alimentación	230 V AC	230 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corriente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volumen Aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Presión Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nivel Sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duración conexión	100%	100%
Tasa separación**	99,3%	99,3%
Número de Equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos
Suministro Incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación



SEPARADOR DE AMALGAMA

- Separación por decantación.
- Sistema antiobstrucción.
- No reduce potencia de succión.



GARANTÍA
36 meses*

Ref.: 98-010311

Ref.: 98-010312

* Mínimo de mantenimiento requerido

Ref.: 98-010004 ** ECO II +

** Próximamente 2025

► LIMPIADOR SISTEMAS DE ASPIRACIÓN | GREEN & CLEAN M2

LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE

- Apto para el **mantenimiento de aspiraciones de todas las marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.

**EXTREMADAMENTE
CÓMODO Y SENCILLO**



CE0044



METASYS
Made in Austria
Since 1980

Ref.: 98-030201 | **Kit iniciación (1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030202 | **Kit refill I (2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml)**

Ref.: 98-030203 | **Kit refill II (1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml)**

► NUEVO SISTEMA DESCONTAMINACIÓN CONTINUA PARA SILLONES DENTALES | WEK Light



INTERNO

CE0044

En cumplimiento con el **NUEVO Real Decreto 487/2022.**
Prevención y control de **LEGIONELA** en la clínica dental.

- Evita la generación de biofilm, bacterias, microorganismos (incluida Legionella) y la acumulación de cal y algas en las líneas de agua del sillón dental.
- Favorece una mayor **limpieza del sistema de aspiración dental.**
- El **sistema consiste** en una bomba perfectamente calibrada que **inyecta la dosis adecuada** del descontaminante **Green & Clean WK** (Metasys) en el flujo de agua del sillón dental y con ello:
 - La solución de **Peróxido de Hidrógeno** al 2%, descontamina el agua de forma continua.
 - Los **desinhibidores de algas y cal** presentes en dicha solución, previenen de forma eficaz la acumulación de cal y algas y en consecuencia los atascos que estos pueden llegar a generar en los instrumentos.
- **Todo ello de forma completamente segura para el paciente.**

Ref.: 98-030030 ***

*** Existen modelos que vienen con un **kit de accesorios** especialmente diseñado para ciertas marcas de sillones dentales. Ejemplo: **Planmeca®, ANCAR®, Fimet®, HEKA®, Morita®** (algunos modelos), **OMS®, Diplomat®, Swident®,** entre otros.
¡Consúltanos!

METASYS
Made in Austria
Since 1980



EXTERNO

Ref.: 98-030029


► NUEVA LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star PRO

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** capaz de polimerizar "TODAS" las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...

- **29 chips LED** azules y morados intercalados (Haz uniforme).
- **Ángulo de luz:** 15,8°.
- **Inalámbrica.**
- **Potenciómetro integrado** en la base de carga.
- **Sin tiempo de espera:** Más de 3mm en menos de 5 segundos.
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Superficie de polimerización:** 10mm.
- **Batería:** 2.000 mAh.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-OSTAR



AHORA
polimerización
más profunda
y uniforme.



ULTRA LIGERA 108gr

7 programas de trabajo

Turbo 2.700-3.000 mW/cm²*	Cura 2 mm de resina en sólo 1 segundo gracias a su intensidad ultra alta
High 1.800-2.000 mW/cm²*	Proporciona un curado rápido y profundo en solo 3 o 5 segundos.
Ortho 2.700-3.000 mW/cm²*	Específico para el pegado de brackets de ortodoncia, con ciclos ajustables con una sola pulsación.
Normal 1.000-1.200 mW/cm²*	Ideal para restauraciones generales, con tiempos de polimerización ajustables.
Rampa (Soft) 1.000-1.200 mW/cm²*	Reduce la contracción de la resina y el riesgo de microfugas, perfecto para pacientes con necesidades delicadas.
Escalonado (Pulse) 1.000-1.200 mW/cm²*	Disipa eficazmente el calor, garantizando el confort durante ciclos de tratamiento prolongados.
Check 200 - 400 mW/cm²	Utiliza una luz violeta para la detección precisa de caries, cálculo, fisuras y composite en combinación con gafas especiales.

* Tiempos y / o ciclos variables. Consultar ficha producto.

► LÁMPARA DE FOTOCURADO | iled MAX

- Fotocurado en 1 segundo.
- Sin tiempo de espera.
- **Intensidad:** 1.000 - 2.500 mW/cm².
- **2 Programas de trabajo:**
 - **Turbo (P1):** 1 o 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
 - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Capacidad de la batería:** 2000 mAh.
- **Rotación de la cabeza:** 360°.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

□ Ref.: 28-ILEDMAXB | Blanca

■ Ref.: 28-ILEDMAXV | Violeta



► LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED H-ORTHO

- Inalámbrica, potente y ligera.
- Ciclos cortos y sin sobrecalentamientos.
- **2 Programas de trabajo:**
 - **Ortho (P1):** 3, 5 o 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - **Normal (P2):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 440 - 490 nm.
- **Peso:** 178 gr.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 252mm
- **Incluye:** "dos" fibras ópticas: 1 normal (Ref.: 28-FO002) y 1 biselada (Ref.: 28-FO003).

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDHORTH0



► NUEVO LÁMPARA DE FOTOCURADO | LUX E Plus

- Económica, atractiva y ligera.
- Sin tiempo de espera.
- **3 Programas de trabajo:**
 - **Bajo :** 5, 10, 15 o 20 seg. (800 - 1.000 mW/cm²)
 - **Medio:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000 - 1.200 mW/cm²)
 - **Alto:** 3 o 5 seg. (1.400 - 1.600 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C.
- **Peso:** 141 gr.
- **Dimensiones:** 40 x 50 x 260mm.

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LUXEPLUS



► LÁMPARA DE FOTOCURADO | LED.D

- Robusta, sencilla e **ideal para estudiantes.**
- Sin tiempo de espera.
- **3 Programas de trabajo:**
 - **Normal (01):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Rampa (02):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
 - **Escalonado (03):** 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 seg. (900 mW/cm²)
- **Longitud de onda:** 385 - 515 nm.
- **Fibra óptica esterilizable** en autoclave hasta 135°C.
- **Peso:** 143 gr.
- **Dimensiones:** 32 x 38 x 202mm

Garantía: 24 meses
(6 meses en accesorios)

Ref.: 28-LEDD

