

2026 REPUESTOS DENTALES

1ª Edición

Bienvenido



www.rumarcedeira.com

Este documento es propiedad de RUMAR Cedeira S.L.

Su uso, modificación y reproducción están estrictamente prohibidos sin el consentimiento previo y por escrito del propietario.

RUMAR

mayorista dental

2004 – 2026

Mayorista dental en España y Portugal con venta exclusiva a Depósitos Dentales y Servicios Técnicos.



¿A qué nos dedicamos?

En RUMAR nos dedicamos desde el año 2004 a la importación de repuestos dentales y aparatología dental, y la distribución de repuestos, aparatología e instrumental médico odontológico exclusivamente a depósitos dentales y servicios técnicos.

"Buenos precios. Gran selección. Servicio rápido."

Definiciones previas

Nuestro equipo: profesionales al servicio de nuestros socios.

Nuestros socios: conjunto de servicios técnicos y depósitos que confían en nosotros. Ellos son la razón de nuestro existir.

Un buen día: haber atendido satisfactoriamente las necesidades de nuestros socios.

Historia

2004: La semilla de nuestro proyecto es plantada por Margarita Crespo y Wolfgang Ade en Cedeira – A Coruña.

2012: Una nueva generación liderada por Alejandro Tuimil toma el relevo de la empresa y se traslada a Collado Villalba – Madrid.

2018: Se inauguran las nuevas instalaciones en Alpedrete – Madrid, con más de 320 m² al servicio de nuestros socios.

Nuestro día a día

Somos un equipo de jóvenes profesionales dedicados a garantizar el mejor servicio y asesoramiento a nuestros socios.

Simplemente dedicamos nuestro día a día a hacer que el día a día de nuestros socios (depósitos dentales y servicios técnicos) sea más fácil, y convertirnos así en su aliado clave y nunca su competidor.

Parte del equipo RUMAR está dedicado constantemente a complementar nuestro stock y a hacer posible que mañana podamos atender las necesidades de nuestros socios mejor y más rápidamente.

El resto del equipo está dedicado a que hoy por hoy nuestros socios reciban lo que necesitan, cuándo y cómo lo necesitan.

▶ RECOMENDACIÓN PARA SUS BÚSQUEDAS

Estimados Clientes,

Muchas gracias por su interés en nuestros productos.

En **RUMAR** contamos con más de 1.400 referencias entre todos nuestros productos y repuestos, por lo que en ocasiones puede complicarse la búsqueda de un determinado producto o repuesto. Para esas ocasiones, he aquí algunas recomendaciones útiles.

1. Como podrá apreciar, nuestros catálogos y listas de precios están generados en formato PDF (Adobe Acrobat). Este formato le permite utilizar un buscador automático que le facilitará su búsqueda. Para ello solamente debe seguir los siguientes pasos:

a. Abra nuestro catálogo o lista de precios de "Aparatología" o de "Repuestos" en función de la naturaleza de la referencia de su interés.

b. En la barra de herramientas en la cabecera de su pantalla es probable que encuentre una caja de texto de color blanco, con la palabra "Find" o "Buscar" en gris claro.

c. Como alternativa al paso "b" y si no encuentra el cuadro de texto en cuestión, diríjase al menú de "Tools" o "Herramientas" en la cabecera del documento. Aquí encontrará la opción: "Customize Toolbar" o "Personalizar barra de herramientas". Tras pinchar en esta opción, se abrirá un nuevo menú donde podrá marcar las opciones que desea visualizar en su pantalla. Seleccione la opción "Find Toolbar" o "Barra de Búsqueda". Tras esta operación deberá aparecer en su pantalla una caja de texto de color blanco, con la palabra "Find" o "Buscar" en gris claro.

d. Pinche en esta caja y escriba la referencia (RUMAR) del producto o repuesto de su interés o una palabra clave relacionada. Ejemplo: si Usted está interesado en unas escobillas para el K9, pruebe escribiendo escobilla o K9, y presione intro.

2. Esta búsqueda le posicionará en el primer lugar de todo el catálogo o la lista donde aparezca esta referencia o palabra. Si no es lo que Usted busca, vuelva a pulsar intro, y le llevará al siguiente lugar donde aparezca esta referencia o palabra. Repita estos pasos hasta que aparezca en pantalla lo que busca o hasta determinar que no contamos con ese producto o repuesto. En este último caso, consúltenos.

En caso de que los pasos 1 y 2 no sean fructíferos, a continuación le ofrecemos una segunda alternativa.

3. Diríjase al índice de nuestro catálogo. En él podrá encontrar de forma esquemática grupos y subgrupos de productos que le pueden ayudar en su búsqueda.

4. Tras ubicar el grupo o subgrupo al que pertenezca el producto o repuesto de su interés, diríjase a la página indicada y realice la búsqueda.

Recuerde que siempre cuenta con la alternativa de contactar con nosotros:

- email: rumarcedeira@rumarcedeira.com

- Teléfono: 918 49 01 04

¿Cómo reconocer en el catálogo

las novedades, bajadas de precio, referencias bajo pedido...?

NUEVO

▶ Novedad

PRECIO MÁS BAJO

▶ Bajada de precio

BAJO PEDIDO

HASTA AGOTAR

Nuevamente **gracias por su interés** en nuestros productos,
y mucha suerte con su búsqueda y su negocio.



Siempre en Stock
Entrega en 24 horas



2026
REPUESTOS
DENTALES

1ª Edición

4 / marzo / 2026

CONTACTO



► Pedidos

Teléfono: 918 49 01 04

e-mail: pedidos@rumarcedeira.com



► Att. al Cliente

Teléfono: 918 49 01 04 / 626 327 863

e-mail: rumarcedeira@rumarcedeira.com



► Postventa

Teléfono: 918 49 01 04 / 618 051 894

e-mail: postventa@rumarcedeira.com

AVISO IMPORTANTE

RUMAR® se enorgullece de ofrecer repuestos originales de marcas líderes en el sector dental como: Luzzani®, Faro®, Metasys®, Dürr®, myonic®, Sirai® y ASCO pneumatics®, Clippard®, TKD®, Nouvag®, Micron®, Woodpecker®, DTE® y DCI®.

Y para el resto de marcas, RUMAR® ofrece piezas de recambio compatibles de comprobada calidad y durabilidad.

La empresa y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A. International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.

- Nos reservamos el derecho de modificar precios y características técnicas sin previo aviso. Para cerciorarse de estos posibles cambios, recomendamos revisar la información de la referencia que busca en nuestra web.
- Con cualquier pedido se acepta expresamente nuestras condiciones generales de venta disponibles en nuestra WEB.



www.rumarcedeira.com



	Página
RR ▶ REPUESTOS ROTATORIO Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos...): - Rotores turbina dental - Rotores turbina laboratorio - Tapas botón turbinas - Tapas, difusores, toberas y tornillos spray - Otros repuestos turbinas - Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores - LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos - Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos - Repuestos acoplamientos - Rodamientos turbinas Baja Velocidad (Contra ángulos, piezas de mano, micromotores...): - Repuestos para contra ángulos y piezas de mano (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, Castellini®, BA Internacional®, Woodpecker® / DTE®) - Rodamientos para contra ángulos y piezas de mano (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, RUMAR®) - Repuestos para micromotores (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, Saeyang Marathon®, Marathon®) - Rodamientos para micromotores (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, Saeyang Marathon®, Saeshin®)	8
FED ▶ REPUESTOS FEDESA - Filtros para sillones Fedesa® - Botoneras para sillones Fedesa® - Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa® - Muelles para sillones Fedesa® - Motores elevadores para sillones Fedesa® - Varios repuestos para sillones Fedesa® - Pistones para sillones Fedesa®	119
PSD ▶ NOVEDAD PISTONES SILLONES DENTALES - Pistones para sillones Fedesa® - Pistones para sillones Sirona®	130
RLE ▶ REPUESTOS LÁMPARAS EQUIPOS - Bombillas sillones dentales - Repuestos lámpara Faro® Alya - Repuestos lámpara Faro® Maia - Repuestos lámpara Faro® EDI - Repuestos lámpara Faro® Forma y otras	132
RAS ▶ REPUESTOS AUTOCLAVES Y SELLADORAS - Repuestos autoclaves - Repuestos selladoras	142
RBV ▶ REPUESTOS BOMBAS DE VACÍO - Bombas de vacío	146
JRJ ▶ JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS - Jeringas Luzzani y sus repuestos - Jeringas FARO® y sus repuestos - Jeringas económicas - Puntas compatibles jeringas Cefla®, Kavo®, Sirona®, Luzzani®	148

	Página
ME	162
MANGUERAS EQUIPO - Mangueras turbinas con y sin conector a equipo - Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo - Mangueras micromotores con y sin conector a equipo - Accesorios mangueras - Mangueras jeringas con y sin conector a equipo - Mangueras pedales	
RV	202
REPUESTOS VARIOS - Repuestos Micron scaler SSS - Repuestos pulidor bicarbonato Micron Quick Jet - Repuestos lámparas quirófano Derungs® - Repuestos Nouvag® - Repuestos Woodpecker® y DTE® - Repuestos lámparas fotocurado	
CR	237
COMPRESORES Y REPUESTOS - Compresores MGF® - Repuestos compresores MGF® - Repuestos compresores Dürr®	
SAR	251
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y REPUESTOS - Motores aspiración Luzzani® Dental y repuestos - Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama METASYS® - Válvulas y accesorios METASYS® - Repuestos aspiraciones METASYS® - Conectores META connect (METASYS®) - Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama Dürr® Dental - Repuestos aspiraciones Dürr® Dental - Conectores Dürr® connect - Soportes aspiración Luzzani® Dental - Mangueras y tubos aspiración - Terminales de aspiración y adaptadores	
PR	287
PEDALES Y SUS REPUESTOS	
RCE	293
RACORES, CONECTORES Y EPIGAS - Racorería, conectores y llaves de paso - Espigas - Conectores de Nylon	
VE	308
VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS - Válvulas (Faro®, Clippard®, RUMAR®) - Electroválvulas (Sirai® / ASCO NEUMATICS)	
RP	322
REGULADORES DE PRESIÓN - Reguladores y accesorios - Repuestos depósito agua destilada	
HE	326
HERRAMIENTAS - Herramientas instrumental rotatorio - Herramientas equipos	

▶ REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):

- Rotores turbina dental
- Rotores turbina laboratorio
- Rodamientos turbinas
- Tapas botón turbinas
- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- Otros repuestos turbinas
- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- Repuestos acoplamientos

Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- Rodamientos micromotores eléctricos
- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos

ROTORES RM para TURBINA

- **Rodamientos cerámicos myonic® / GRW®**, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- **Pinza de Acero** endurecido y anticorrosión.
- **Inserto** de Carburo o Acero según modelo.
- **Recubrimiento de WCC** (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- **Aspa de Aluminio** sin plomo.
- **Concentricidad** < 0,018mm /
- **Balanceo** < 0,05mg mm.
- **Fuerza de retención mínima** 42 N.
- **Suministro incluye:** anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).

(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con (**) junto a la referencia son rotores que, aunque con excelentes prestaciones, no son del mismo fabricante y / o no cuentan con rodamientos myonic® / GRW® como el resto de nuestros rotores RM. En nuestro afán por atender la demanda de nuestros clientes, hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos, y a pesar de no contar con las mismas especificaciones, ofrecemos la **misma garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores compatibles turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	606B, 606C 625B, 625C SUPERtorque® 630B	SUPERtorque® 630C SUPERtorque® 640B SUPERtorque® 640C	Tapa Ref.: TT-6511 para 640 Tapa Ref.: TT-4041 para 630 Llave Ref.: HE-609
	Ref.: RM-2106 (Ref. KaVo: 0.553.5881)		
	SMARTtorque® S605 SMARTtorque® S605C SMARTtorque® S615	SMARTtorque® S615C	Tapa Ref.: TT-7051 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2115 (Ref. KaVo: 1.008.4164)		
	SUPERtorque® 650B SUPERtorque® 650C		Tapa Ref.: TT-8061 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2116 (Ref. KaVo: 0.553.8051)		
	CONTACTair® 632B CONTACTair® 632C CONTACTair® 632D	Bella-Torque® 639B Bella-Torque® 639C Bella-Torque® 642B	Bella-Torque® 642C Bella-Torque® 645B Bella-Torque® 645C
	Ref.: RM-2126 (Ref. KaVo: 0.553.6911)		Tapa Ref. 645: TT-7391 Tapa Ref. Resto: TT-5081 Llave Ref.: HE-609
	Bella-Torque® 637B Bella-Torque® 637C Mira LUX 635		Tapa Ref.: TT-8491 Llave Ref.: HE-1637T
	Ref.: RM-2136 (Ref. KaVo: 0.553.8661)		
	SUPERtorque® 655B SUPERtorque® 655C SUPERtorque® 660B	SUPERtorque® 660C	Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2146 (Ref. KaVo: 1.000.2078)		
	GENTLEsilence mini® 4500B GENTLEsilence mini® 4500C GENTLEsilence mini® 5000B	GENTLEsilence mini® 5000C	Tapa Ref.: TT-1079 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2154 (Ref. KaVo: 1.006.4564)		
	GENTLEforce® 7000B GENTLEforce® 7000C		Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2156 (Ref. KaVo: 1.000.4772)		
	SMARTtorque® S619L SMARTtorque® S619C SMARTtorque® S609C		Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2176 (Ref. KaVo: 1.008.4163)		
	GENTLEsilence® 8000B GENTLEsilence® 8000C GENTLEsilence® 6500BR		Tapa Ref.: TT-5525 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2186 (Ref. KaVo: 1.003.6884)		

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Modelos para KaVo®		Relacionados
	MASTERtorque® Mini LUX M8700 (L / LK / LS / LY) MASTERtorque® mini M8700L Ref.: RM-2185 (Ref. KaVo: 3.001.9915)	Tapa Ref.: TT-7051 Llave Doble Ref.: HE-604
	GENTLesilence® 6500B Ref.: RM-2187 (Ref. KaVo: 1.003.9664)	
	POWERtorque® 646B POWERtorque® 646C POWERtorque® 646CP COMPACTtorque® 636B COMPACTtorque® 636P COMPACTtorque® 636CP (excepto 636 C) Ref.: RM-2196 (Ref. KaVo: 0.553.8911)	Tapa Ref.: TT-8061 Llave Doble Ref.: HE-604
	EXPERTtorque® E680 (Todos) EXPERTtorque® E679 Ref.: RM-2168 (Ref. KaVo: 1.007.9313)	Tapa Ref.: TT-8903 Llave Doble Ref.: HE-604
	MASTERtorque® M9000 MASTERtorque® M9000L Ref.: RM-2190 (Ref. KaVo: 2.000.2266)	Tapa Ref.: TT-5525 Llave Doble Ref.: HE-604
	EXPERTtorque® E677 EXPERTtorque® E677LM EXPERTtorque® E675 Ref.: RM-2170 (Ref. KaVo: 1.007.9457)	Tapa Ref.: TT-7051 Llave Ref.: HE-604

Rotores compatibles turbinas Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	Croma M Ondine Prestilina Ref.: RM-2446** (Ref. Bien Air: 209.30.19)	Tapa Prestige (antigua): Consultar. Tapa Ondine Ref.: TT-2467
	Black Pearl Cromax S25 Cromax S Borulina Black Pearl ECO Ref.: RM-2456 (Ref. Bien Air: 150.0164)	Tapa Ref.: TT-2459
	Bora L Bora LED Bora LK Bora S36 Bora Blackline Bora Blackline LK Rotamax L Tornado X (NO TU Bora 2 LED) Ref.: RM-2466 (Ref. Bien Air: 150.0181)	Tapa Ref.: TT-2468 Tapa Ref.: TT-2469 Llave Doble Ref.: HE-802

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 myonic	Prestige S30 Prestige S32 Ref.: RM-2476 (Ref. Bien Air: 150.0486)	Tapa Ref.: TT-0651 Llave Ref.: HE-803
 GRW	Eolia Black Pearl ECO (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2486	
 myonic	Tornado Ref.: RM-2468 (Ref. Bien Air: 150.1968)	Tapa Ref.: TT-1835 Llave Ref.: HE-831 (N/S<16E0001)
 myonic	Tornado S® (cabeza mini) Ref.: RM-2470 (Ref. Bien Air: 150.1969)	Tapa Ref.: TT-1963 Llave Ref.: HE-846
 myonic	Bora 2 LED /LK Ref.: RM-2472 (Ref. Bien Air: 150.3003)	Tapa Ref.: TT-2999 Llave Ref.: HE-618


Rotores compatibles turbinas Sirona® / Siemens®

RUMAR

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 myonic	Siemens® TM1® Siemens® 4000ML® Siemens® 4000M® Ref.: RM-2216 (Ref. Siemens®: 5951595)	Tapa Ref.: TT-4000 Llave Ref.: HE-591
 myonic	TS1® TS2® 4000SL® 4000S® Siemens® TI Control® Ref.: RM-2226 (Ref. Sirona®: 5953054)	Tapa Ref.: TT-4000 Llave Ref.: HE-591
 myonic	T1 Control (N/S<502.000) TC3 Control (N/S<65.000) Ref.: RM-2236 (Ref. Sirona®: 4175217)	Tapa Ref.: TT-7595 Llave Ref.: HE-592
 myonic	T2 Control (N/S<600.000) T1 Control (502.000<N/S<600.000) TC3 Control (65.000<N/S<700.000) Siropure P Control Ref.: RM-2246 (Ref. Sirona®: 5868299, 5957126)	Tapa Ref.: TT-0884 Llave Ref.: HE-591

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
	T1 Control (602.001<N/S<802.000) Ref.: RM-2238** (Ref. Sirona®: 6432608)	Tapa Ref.: TT-5798 N/S > 600.000 Tapa Ref.: TT-8148 N/S > 700.000 Llave Ref.: HE-633
 myonic	T1 Control (N/S>800.000) Ref.: RM-2248 (Ref. Sirona: 6710367)	Tapa Ref.: TT-5704 Llave Ref.: HE-636
	T2 Control (602.001<N/S<802.000) Ref.: RM-2247** (Ref. Sirona: 6432590)	Tapa Ref.: TT-5798 N/S > 600.000 Tapa Ref.: TT-8148 N/S > 700.000 Llave Ref.: HE-633
	T2 Control (N/S>802.000) Ref.: RM-2249** (Ref. Sirona: 6710425)	Tapa Ref.: TT-5704 Llave Ref.: HE-636
 myonic	T2 Racer T3 Racer (N/S <600.000) Siropure P Racer (N/S <600.000) Ref.: RM-2256 (Ref. Sirona: 5868307)	Tapa Ref.: TT-8897 Llave Ref.: HE-591
 myonic	T3 Racer (N/S>600.000) T4 Racer (N/S>600.000) Ref.: RM-2257 (Ref. Sirona: 6486240)	Tapa Ref.: TT-0212 Llave Ref.: HE-612
 GRW	T3 Racer (N/S>800.000) T4 Racer (N/S>800.000) Ref.: RM-2270 (Ref. Sirona: 6727171)	Tapa Ref.: TT-6744
 myonic	T1 mini (65.000<N/S<502.000) Siropure P mini (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2260 (Ref. Sirona: 4178591)	Tapa Ref.: TT-8871 Llave Ref.: HE-591
 myonic	T1 mini (502.000<N/S<600.000) Siropure P mini T2 mini (N/S <600.000) T3 mini (N/S <600.000) (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2261 (Ref. Sirona: 5868315, 5868331)	Tapa Ref.: TT-8871 Llave Ref.: HE-591
 Imagen no disponible	T1 mini (600.000<N/S<700.000) Ref.: RM-2251** (Ref. Sirona: 6432640)	Tapa Ref.: TT-0213 Llave Ref.: HE-592

BAJO PEDIDO

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 Imagen no disponible	T1 mini CBM (700.000<N/S<800.000)	Tapa Ref.: TT-8163 Llave Ref.: HE-634
	Ref.: RM-2252** (Ref. Sirona: 6548106)	BAJO PEDIDO
 	T1 mini (N/S>800.000)	Tapa Ref.: TT-5720 Llave Ref.: HE-635
	Ref.: RM-2253 (Ref. Sirona: 6710417)	
	T2 mini (602.001<N/S<702.000) T3 mini (602.001<N/S<702.000)	Tapa Ref.: TT-0213 Llave Ref.: HE-592
	Ref.: RM-2263** (Ref. Sirona®: 6432632)	
	T2 mini (702.001<N/S<802.000) T3 mini (702.001<N/S<802.000)	Tapa Ref.: TT-8163 Llave Ref.: HE-634
	Ref.: RM-2265** (Ref. Sirona®: 6548130)	
	T2 mini (N/S>802.001) T3 mini (N/S>802.001)	Tapa Ref.: TT-5720 Llave Ref.: HE-635
	Ref.: RM-2250** (Ref. Sirona®: 6710441)	
 Imagen no disponible	T3 Racer mini (N/S>800.000)	Tapa Ref.: TT-6751
	Ref.: RM-2268 (Ref. Sirona®: 6727189)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	T3 Racer mini (N/S>600.000)	Tapa Ref.: TT-9172
	Ref.: RM-2269 (Ref. Sirona®: 6627124)	BAJO PEDIDO
 	Siroboost (Todos)	Tapa Ref.: TT-1439 Llave Ref.: HE-591
	Ref.: RM-2262 (Ref. Sirona®: 6334598)	
	T1 Boost (N/S>600.000)	Tapa Ref.: TT-0814 Llave Ref.: HE-612
	Ref.: RM-2258** (Ref. Sirona®: 6432624)	
	T1 Boost (N/S>700.000)	Tapa Ref.: TT-0836
	Ref.: RM-2259** (Ref. Sirona®: 6547694)	

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 myonic	 T2 Boost (602.001<N/S<702.000) T3 Boost (602.001<N/S<702.000) Ref.: RM-2264 (Ref. Sirona®: 6432616)	Tapa Ref.: TT-0814 Llave Ref.: HE-612
 myonic	 T2 Boost (702.001<N/S<802.000) T3 Boost (702.001<N/S<802.000) (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2266 (Ref. Sirona®: 6548122)	Tapa Ref.: TT-0836 Llave Ref.: HE-612
 myonic	 T1 Boost (N/S>800.000) Ref.: RM-2267 (Ref. Sirona®: 6710409)	Tapa Ref.: TT-5712 Llave Ref.: HE-617
 myonic	 T2 Boost (N/S>802.001) T3 Boost (N/S>802.001) Ref.: RM-2254 (Ref. Sirona®: 6710433)	Tapa Ref.: TT-5712 Llave Ref.: HE-617

Rotores compatibles turbinas W&H®

*Las letras a continuación indican el **tipo de conexión** y **NO influyen** en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3
N o C N: NSK® MACH

RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air® (Unifix)

S o C S: Sirona® (Click&Go)
M o C M: KaVo® (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK® QD-J
_ o C: W&H® (Roto Quick)

Modelos para W&H®				Relacionados
 myonic	Top Air 195 Top Air 198 Top Air 398	Top Air 698 Top Air 795 Top Air 797	Top Air 798 Top Air 895 Top Air 898	Tapa Ref.: TT-4165 Llave Ref.: HE-606
	Ref.: RM-2336 (Ref. W&H®: 02760000)			
 myonic	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896			
	Ref.: RM-2345 (Ref. W&H: 02765500)			
 myonic	Trend TC-80 Trend TC-95 B Trend TC-95 RM			Tapa Ref.: TT-4165 Llave Ref.: HE-606
	Ref.: RM-2356 (Ref. W&H®: 03305000)			
 myonic	Synea® TA-98* sin luz (tapa 2 muescas) Synea® TA-98L Synea® TA-98LC*			Tapa Ref.: TT-4168
	Ref.: RM-2366 (Ref. W&H®: 04396600)			
 myonic	Synea® TA-96*			Tapa Ref.: TT-0096
	Ref.: RM-2346 (Ref. W&H®: 04396700)			
 myonic	Top Air 290B Top Air 295 Top Air 390			
	Top Air 393 Top Air 395 Top Air 695			
	Ref.: RM-2347 (Ref. W&H®: 04396700)			
 myonic	Alegra® TE-95* (2009-2013) Alegra® TE-98* Alegra® TE-98 C LED			Tapa Ref.: TT-9800 Llave Ref.: HE-606
	Ref.: RM-2386 (Ref. W&H®: 04457300 / 05958900 / 05959000 / 0446300)			
 myonic	Synea® TA-98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea® TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)			Tapa Ref.: TT-4166 Llave Doble Ref.: HE-602
	Ref.: RM-2316 (Ref. W&H®: 05307000 / 05306900)			
 myonic	Synea® TA-97* Synea® TA-97C LED* Alegra® TE-97*			Tapa Ref.: TT-3300 Llave Doble Ref.: HE-602
	Ref.: RM-2326 (Ref. W&H®: 05307200 / 05959100 / 05959200)			

Tapa Ref.: TT-4165
Llave Ref.: HE-606

Tapa Ref.: TT-4165
Llave Ref.: HE-606

Tapa Ref.: TT-4168

Tapa Ref.: TT-0096

Tapa Ref.: TT-9800
Llave Ref.: HE-606

Tapa Ref.: TT-4166
Llave Doble Ref.: HE-602

Tapa Ref.: TT-3300
Llave Doble Ref.: HE-602

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Modelos para W&H®		Relacionados
 myonic	Synea® Fusion TG-97 Synea® Vision TK-97 Ref.: RM-2317 (Ref. W&H: 07006000)	
 myonic	Synea® Fusion TG-98 Synea® Vision TK-98 Ref.: RM-2318 (Ref. W&H: 07005900)	Tapa Ref. TG-98: TT-4166 Tapa Ref. TK-98: TT-653 Llave Ref.: HE-602
	Ø aspa: 9,78mm Alegra® HS2014 TE-95* (2014-actual) TE-98 LQ (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2388	Tapa Ref.: TT-0656 Llave Ref.: HE-829
	Ø aspa: 8,66mm Alegra® HS2014 TE-97* (2014-actual) TE-97 LQ (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2389	Tapa Ref.: TT-0657 Llave Doble Ref.: HE-610, HE-829
	Ø aspa: 9,76mm Alegra® HS2014 TE-98* (2014-actual) (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2390 (Ref. W&H: 06787501)	Tapa Ref.: TT-0656 Llave Ref.: HE-829
 myonic	RC-95BC RC-95BM Ref.: RM-2385**	
 myonic	Synea® Vision TK-100 Ref.: RM-2320	Tapa Ref.: TT-0654 Llave Ref.: HE-619

Rotores compatibles turbinas NSK®


RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
 myonic	CH-QD M NL-65 M Ref.: RM-0001 (Ref. NSK: NCH-MU03)	
 myonic	CH-QD S NL-65 S Ti-MAX A450* Ti-MAX A450 Ti-MAX A450*L Ti-MAX A450L Ref.: RM-0002 (Ref. NSK: NCH-SU03)	Llave Doble Ref.: HE-600 Tapa Ref.: TT-0660 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Modelos para NSK®					Relacionados
	CH-QD T NL-65 T Ti-MAX A455*		Ti-MAX A455 Ti-MAX A455*L Ti-MAX A455L		Tapa Ref.: TT-0661 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0003 (Ref. NSK: NCH-TU03)				
	Ti-MAX A200* Ti-MAX A200 Ti-MAX A200*L		Ti-MAX A200L Mach-Lite XT M		* "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0004 (Ref. NSK: NMC-MU03)				
	Ti-MAX A300* Ti-MAX A300 Ti-MAX A300*L		Ti-MAX A300L Mach-Lite XTS		Llave Doble Ref.: HE-600 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0005 (Ref. NSK: NMC-SU03)				
	Ti-MAX A500* Ti-MAX A500*L Ti-MAX NL95M*		Ti-MAX A500 Ti-MAX A500L Ti-MAX NL95M		Llave Ref.: HE-107 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0007 (Ref. NSK: Ti-MU03)				
	Ti-MAX A600* Ti-MAX A600*L Ti-MAX NL95S*		Ti-MAX A600 Ti-MAX A600L Ti-MAX NL95S	Ti-MAX NL45S Mach-Lite 2S	Llave Doble Ref.: HE-600 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0008 (Ref. NSK: Ti-SU03)				
	Ti-MAX A700* Ti-MAX A700*L Ti-MAX NL95T*	Ti-MAX A700 Ti-MAX A700L Ti-MAX NL95T	Ti-MAX NL45T Ti-MAX A400* Ti-MAX A400*L	Ti-MAX A400 Ti-MAX A400L Mach-Lite XTT	Tapa Ref.: TT-0230 Llave Doble Ref.: HE-600 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0009 (Ref. NSK: Ti-TU03, NMC-TU03)				
	Ti-MAX X500* Ti-MAX X500*L NL9000M*		Ti-MAX X500 Ti-MAX X500L NL9000M		Tapa Ref.: TT-0223 Llave Doble Ref.: HE-605 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0010 (Ref. NSK: TiX-MU03)				
	Ti-MAX X600* Ti-MAX X600*L NL9000S*	Ti-MAX X600 Ti-MAX X600L NL9000S	Ti-MAX X650* Ti-MAX X650*L Ti-MAX X650	Ti-MAX X650L	Tapa Ref.: TT-0224 Llave Doble Ref.: HE-600 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0011 (Ref. NSK: TiX- SU03)				
	Ti-MAX X700* Ti-MAX X700*L NL9000*L		Ti-MAX X700 Ti-MAX X700L NL9000L		Tapa Ref.: TT-0225 Llave Doble Ref.: HE-605 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
	Ref.: RM-0012 (Ref. NSK: TiX-TU03)				
	Pana Air Σ T				
	Ref.: RM-0013 (Ref. NSK: NPA-TU03)				

Modelos para NSK®				Relacionados
 myonic	 S-Max M500* S-Max M500*L S-Max M500	S-Max M500L Pana-Max Plus M S-Max M800*	S-Max M800*L S-Max M800 S-Max M800L	Tapa Ref.: TT-0226 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
 myonic	 Ti-MAX Z800* Ti-MAX Z800*L Ti-MAX Z800	Ti-MAX Z800L		Tapa Ref.: TT-8905 Llave Doble Ref.: HE-614 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
 myonic	 Ti-MAX Z900* Ti-MAX Z900*L Ti-MAX Z900	Ti-MAX Z900L		Tapa Ref.: TT-8904 Llave Doble Ref.: HE-614 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
 myonic	S-Max Pico			Llave Doble Ref.: HE-632
 myonic	 Pana-Max T QD T Pana-Max TUM4			
 myonic	 Pana-Max S QD S Pana-Max SUM4			
 myonic	 Pana-Max 2			Tapa Ref.: TT-0232 Llave Doble Ref.: HE-600
 myonic	 Pana Air Σ S ECO TOPtorque			
 myonic	 S-Max M600* S-Max M600*L S-Max M900* S-Max M900*L S-Max M600 S-Max M600L S-Max M900 S-Max M900L Pana-Max Plus S		PAP-SUM4	Tapa Ref.: TT-0227 Llave Doble Ref.: HE-632 * "K", "S", "W" y "B" indican sistema de acople de la turbina. Mismo rotor para todos.
 myonic	 Ti-MAX Z890			Tapa Ref.: TT-0658

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Modelos para NSK®

Relacionados



myonic

TI-MAX Z990

Ref.: **RM-0025** (Ref. NSK®: TiZ9-SU03 / PA2381X001)

Tapa Ref.: TT-0659

Rotores compatibles turbinas Morita®

RUMAR

Modelos para Morita®

Relacionados



myonic

TwinPower **PAR-4HUEX-O**Ref.: **RM-2601** (Ref. Morita®: PAR-4HUEX-O)

Tapa Ref.: TT-0662



myonic

*Ver nota

TwinPower **PAR-4HX-O***Ref.: **RM-2602** (Ref. Morita®: PAR-4HX-O)* Rotor se suministra SIN cartucho.
Se debe reutilizar el cartucho original.Tapa Ref.: TT-0663
Llave Ref.: HE-638

myonic

*Ver nota

TwinPower **PAR-4HEX-O***Ref.: **RM-2603** (Ref. Morita®: PAR-4HEX-O)* Rotor se suministra SIN cartucho.
Se debe reutilizar el cartucho original.

Llave Ref.: HE-637

Rotores compatibles turbinas Castellini®, Anthos®

RUMAR

Modelos para Castellini® / Anthos®

Relacionados



myonic

Hi Power M
Cleanlight
CleanairRef.: **RM-2506** (Ref. Castellini: L0000874)Tapa Ref.: TT-0801
Llave Ref.: HE-824 (Llave tapa
TT-0801)
Llave Ref.: HE-800 (Llave para
tapa original)

myonic

Titanium Gold 2
Hi Power Light
GoldHi Power 2
Hi Power CeramicRef.: **RM-2516** (Ref. Castellini®: L0001370)Tapa Ref.: TT-0811
Llave Ref.: HE-810

myonic

Silent Power **Gold**
Silent Power **Gold** M
Silent Power **Silver** 2Silent Power **Silver** 2L
Silent Power **Silver** 4L
Silent Power **Silver** 4LKRef.: **RM-2528** (Ref. Castellini®: L0001857)Tapa Ref.: TT-0827
Llave Ref.: HE-824

myonic

Silent Power **EVO** 2
Silent Power **EVO** 2L
Silent Power **EVO** 4LSilent Power **EVO** 4LKRef.: **RM-2518**Tapa Ref.: TT-0825
Llave Ref.: HE-822

Rotores compatibles turbinas FONA®

RUMAR

Modelos para FONA®		Relacionados
 myonic		Tapa Ref.: TT-8897
	6080MR (Standard) 8060SR (Standard) Ref.: RM-2256	
 myonic		
	6080MM (Mini) 8080SM (Mini) Ref.: RM-2261	
 myonic		
	8080SR (Standard) Ref.: RM-2262	

Rotores turbinas Woodpecker® / DTE®




Modelos para Woodpecker® / DTE®

Relacionados

NUEVO



Imagen no disponible

HP33 (Todos los modelos)

Ref.: 28-T001

Rotores compatibles turbinas B.A. International®

RUMAR

Modelos para B.A. International®		Relacionados
 myonic		
	B.A. Ultimate 670 B.A. Ultimate 650 Ref.: RM-2106	
 myonic		B.A. Ultimate 695 (Confirmar con imagen)
	B.A. Ultimate 535 B.A. Ultimate 685 Ref.: RM-2256	
 myonic		
	B.A. Ultimate 755 Ref.: RM-2262	
 myonic		
	B.A. Ultimate 695 (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2266	



GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR


Rotores compatibles turbinas FARO®

RUMAR

Modelos para FARO®		Relacionados
 myonic		Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
	MT02 Standard MT02L Standard Ref.: RM-2176	
 myonic		Tapa Ref.: TT-7051 Llave Doble Ref.: HE-604
	MT02 Mini MT02L Mini Ref.: RM-2115	

Rotores compatibles turbinas CHIRANA®

RUMAR

Modelos para CHIRANA®		Relacionados
 myonic		Tapa Ref.: TT-4041 Llave Ref.: HE-609
	TC 656 TGL 637A (smile - music) Ref.: RM-2106	

Rotores compatibles turbinas R-Tech®

R-Tech®

- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.
- **Garantía:** 6 meses sobre la pinza

Modelos para R-Tech®		Relacionados
 myonic		Tapa Ref.: TT-0415 HASTA AGOTAR
	PowerMax Ref.: RM-0401	
 myonic		Tapa Ref.: TT-0250T Llave Ref.: HE-252K
	ECO T2 ECO T3 LED PRO T1 L Ref.: RM-0250R	
 myonic		Tapa Ref.: TT-0253T Llave Ref.: HE-253K
	ECO T TURBO COXO TITAN Ref.: RM-0253R	

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

Modelo para LADES®

Relacionados



 myonic

757*
757 Prostyle*
con Multi spray con rods. myonic

Ref.: **RM-2536**

*Confirmar con imagen

Las turbinas con un solo orificio de spray llevan otro rotor.

ROTORES TURBINAS LABORATORIO

Rotores compatibles turbinas laboratorio KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Relacionados
 Imagen no disponible  myonic	743 744	
	Ref.: RM-2101 (Ref. KaVo®: 0.553.6031)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible  myonic	737	
	Ref.: RM-2102 (Ref. KaVo®: 0.553.6141)	BAJO PEDIDO

Rotores compatibles turbinas laboratorio Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
  myonic	Serie TD (Todos los modelos)	
	Ref.: RM-2496	

Rotores compatibles turbinas laboratorio NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
  myonic	Presto	
	Ref.: RM-0080 (Ref. NSK: T815-016)	
  myonic	Presto AQUA (Excepto LUX)	
	Ref.: RM-0081 (Ref. NSK: T816-016)	

Rotores turbinas MK-dent® (CON INSERTOS DE CARBURO)



Modelos para MK-dent®				Relacionados
  myonic	HB11* HB12* HB21K*	HC2021 desde serie F HC4021 (comprobar imagen) HC6021 hasta serie E HC2002	HE11* HE12* HE15L*	*Tapa Ref.: TT-BC1034 Llave Ref.: HE-620, HE-1650T
	Ref.: TR-TC2021			

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

Modelos para MK-dent®			Relacionados
	HC4011** HC4021 (comprobar imagen)* HC6021 desde serie F*	HC7031** HC7021* HC5031**	HC5021* HC2022**
	Ref.: TR-TC2031		Según modelo: *Tapa Ref.: TT-BC2021K **Tapa Ref.: TT-BC2031 (Descatalogado) Llave Ref.: HE-620
	HB14* HB23* HE14*	HC4012 HC6012 HC5022	HC4022 HC7022 HC6022 desde serie F
	Ref.: TR-TC2032		*Tapa Ref.: TT-BC1035 Llave Ref.: HE-620, HE-1650T
	HE17 (HE010000 < N/S < HE023799) HE21K HE21KL HE21N	HE21NL HE21S HE21SL HE21W	HE21WL HB21
	Ref.: TR-TC2034		Tapa Ref.: TT-BC1034 Llave Ref.: HE-620, HE-1650T
	HE14 HE18 HE22K HE22KL	HE22N HE22NL HE22S	HE22SL HE22W HE22WL
	Ref.: TR-TC2035		Tapa Ref.: TT-BC1035 Llave Ref.: HE-620
	HC20K HC20KL HE20K HE20KI	HC21K HC21KL HC21N HC21NL	HC21S HC21SL HC21W HC21WL
	Ref.: TR-TC2038		
	HC22K HC22KL HC22N	HC22NL HC22S HC22SL	HC22W HC22WL
	Ref.: TR-TC2039		Tapa Ref.: TT-BC1042 Llave Ref.: HE-620
	HC8021 HC9021 HP21K HP21KL	HP21S HP21SL HP21N	HP21NL HP21W HP21WL
	Ref.: TR-TC2041		Tapa Ref.: TT-BC1051 Llave Ref.: HE-1651T
	HC8022 HC9022 HP22K HP22KL	HP22S HP22SL HP22N	HP22NL HP22W HP22WL
	Ref.: TR-TC2042		Tapa Ref.: TT-BC1042 Llave Ref.: HE-620
	HE17 (N/S > HE023800)		
	Ref.: TR-TC2046		Tapa Ref.: TT-BC1046 Llave Ref.: HE-1651T

TAPAS TURBINA

▶ Tapas compatibles turbinas **KaVo®**

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	SMARTtorque® S605 SMARTtorque® S615C EXPERTtorque® E677 Ref.: TT-7051 (Ref. KaVo®: 1.007.7051 / 3.001.5378 / 3.001.8670)	MASTERtorque® Mini Lux M8700L EXPERTtorque® Mini Lux E675L	Llave Doble Ref.: HE-604
	624 625 625C Ref.: TT-4041 (Ref. KaVo®: 0.553.4041)	625D 627 630 630A	Llave Ref.: HE-609
	MIRAlux® 635 MIRAtorque mini® 637 Ref.: TT-8491 (Ref. KaVo®: 0.553.8491)		Llave Ref.: HE-1637T
	SUPERtorque® 647 SUPERtorque® 650 COMPACTtorque® 636 Ref.: TT-8061 (Ref. KaVo®: 0.553.8061)	POWERtorque® 646	Llave Doble Ref.: HE-604
	CONTACTair® 632 CONTACTair® 633 Ref.: TT-5081 (Ref. KaVo®: 0.553.5081)	BELLAtorque® 639 BELLAtorque® 642	Llave Ref.: HE-609
	BELLAtorque® 645 Ref.: TT-7391 (Ref. KaVo®: 0.553.7391)		Llave Ref.: HE-609
	SUPERtorque® 640 Ref.: TT-6511 (Ref. KaVo®: 0.553.6511)		Llave Ref.: HE-609
	SMARTtorque® S609 SMARTtorque® S619 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Ref.: TT-2076 (Ref. KaVo®: 1.000.2076 / 1.000.4770)	GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000	Llave Doble Ref.: HE-604
	GENTLEsilence mini® 4500B GENTLEsilence mini® 4500C GENTLEsilence mini® 5000B Ref.: TT-1079 (Ref. KaVo®: 1.006.1079)	GENTLEsilence mini® 5000C	Llave Doble Ref.: HE-604

Modelos para KaVo®		Relacionados
	GENTLEsilence® 8000 MASTERtorque® M9000L Ref.: TT-5525 (Ref. KaVo®: 1.003.5525 / 3.000.1874)	Llave Doble Ref.: HE-604
	EXPERTtorque® E679L EXPERTtorque® E680L Ref.: TT-8903 (Ref. KaVo®: 1.007.8903)	Llave Doble Ref.: HE-604
	MASTERtorque mini® M8900L Ref.: TT-8900	BAJO PEDIDO
	MASTERtorque mini® M8700L Ref.: TT-8700	BAJO PEDIDO

Tapas compatibles turbinas Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
3 piezas 	Bora S36-L Rotamax L (3 piezas) Ref.: TT-2468	Llave Doble Ref.: HE-802
1 pieza, NO separable 	Bora S36-L Rotamax L Ref.: TT-2469	Llave Doble Ref.: HE-802
	Bora 2 Ref.: TT-2999 (Ref. Bien Air® 150.2999)	Llave Ref.: HE-618
3 piezas 	Croma Black Pearl Boralina Eolia S25-L Ref.: TT-2459	Llave Doble Ref.: HE-802
	Prestige Ref.: TT-0651	Llave Ref.: HE-803

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 Imagen no disponible	Online	Llave Ref.: HE-803
	Ref.: TT-2467	
	Tornado	Llave Ref.: HE-831
	Ref.: TT-1835 (Ref. Bien Air® 1501835)	
	Tornado S (cabeza mini)	Llave Ref.: HE-846
	Ref.: TT-1963 (Ref. Bien Air® 1501963)	

Tapas compatibles turbinas Siemens® / Sirona®

RUMAR

Modelos para Siemens® / Sirona®			Relacionados
	TM1 TS1 TS2	4000ML 4000M 4000SL	4000S Siemens T1 Control
	Ref.: TT-4000		
	T1 Control (Exterior: Con rebaje) (N/S<65.000) TC3 Control (N/S<65.000)		Llave Ref.: HE-592
	Ref.: TT-7595 (Ref. Sirona®: 3327595 / 5828871 / 6000900)		
	T1 Control (sin rebaje) (502.000<N/S<600.000) T2 Control (N/S<600.000) SiroPure P Control		Llave Ref.: HE-591
	Ref.: TT-0884 (Ref. Sirona®: 6000884)		
	T1 Control (N/S>600.000) T2 Control (N/S>600.000)		Llave Ref.: HE-633
	Ref.: TT-5798 (Ref. Sirona®: 6465798)		
	T1 Control (N/S>700.000) T2 Control (N/S>700.000)		Llave Ref.: HE-633
	Ref.: TT-8184 (Ref. Sirona®: 6548148)		
	T1 Control (N/S>800.000) T2 Control (N/S>800.000)		Llave Ref.: HE-636
	Ref.: TT-5704 (Ref. Sirona®: 6725704)		

Modelos para Siemens® / Sirona®		Relacionados
	T2 Racer T3 Racer (N/S<600.000) T4 Racer (N/S<600.000) Ref.: TT-8897 (Ref. Sirona®: 6000892)	Llave Ref.: HE-591
	T3 Racer (N/S>600.000) T4 Racer (N/S>600.000) Ref.: TT-0212 (Ref. Sirona®: 6486125)	Llave Ref.: HE-612
	T3 Racer (N/S>800.000) T4 Racer (N/S>800.000) Ref.: TT-6744 (Ref. Sirona®: 6726744)	
	SiroBoost Ref.: TT-1439 (Ref. Sirona®: 6401439)	Llave Ref.: HE-591
	T1 Mini (N/S<600.000) T2 Mini (N/S<600.000) T3 Mini (N/S<600.000) SiroPure P mini Ref.: TT-8871 (Ref. Sirona®: 5828871)	Llave Ref.: HE-591
	T1 mini (600.000<N/S<700.000) T2 mini (600.000<N/S<700.000) T3 mini (600.000<N/S<700.000) Ref.: TT-0213 (Ref. Sirona®: 64658814)	Llave Ref.: HE-592
 Imagen no disponible	T1 Mini (700.00<N/S<800.000) T2 Mini (700.00<N/S<800.000) T3 Mini (700.00<N/S<800.000) Ref.: TT-8163 (Ref. Sirona®: 6548163)	Llave Ref.: HE-634 BAJO PEDIDO
	T1 Mini (N/S>800.000) T2 Mini (N/S>800.000) T3 Mini (N/S>800.000) Ref.: TT-5720 (Ref. Sirona®: 6725720)	Llave Ref.: HE-635
	T1 mini TMC 1L (N/S<65.000) T1 mini TMC 3L (N/S<65.000) Ref.: TT-8575 (Ref. Sirona®: 4178575)	Incluye arandela
	T3 Racer mini (N/S>600.000) Ref.: TT-9172 (Ref. Sirona®: 6449172)	BAJO PEDIDO

Modelos para Siemens® / Sirona®		Relacionados
	T3 Racer mini (N/S>800.000) Ref.: TT-6751 (Ref. Sirona®: 6726751)	BAJO PEDIDO
	T1 Boost (N/S>600.000) T2 Boost (N/S>600.000) T3 Boost (N/S>600.000) Ref.: TT-0814 (Ref. Sirona®: 6465806)	Llave Ref.: HE-612
	T1 Boost (N/S>700.000) T2 Boost (N/S>700.000) T3 Boost (N/S>700.000) Ref.: TT-0836 (Ref. Sirona®: 6548155)	Llave Ref.: HE-612
	T1 Boost (N/S>800.000) T2 Boost (N/S>800.000) T3 Boost (N/S>800.000) Ref.: TT-5712 (Ref. Sirona®: 6725712)	Llave Ref.: HE-617

Tapas compatibles turbinas W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®		Relacionados
	Top Air 398 Top Air 698 Top Air 795 Top Air 798 Top Air 895 Top Air 898 Trend TC 80BC Trend TC-95BC Alegra® TE-98 Alegra® TE-95 (hasta 2009) Ref.: TT-4165 (Ref. W&H®: 04232400)	Llave Ref.: HE-606
	Alegra® TE-95 Alegra® TE-98 Alegra® TE-98 C LED (desde 2009) Ref.: TT-9800 (Ref. W&H®: 05489800)	Llave Ref.: HE-606
	Alegra® TE-95 Alegra® TE-98 (hasta 2009) Ref.: TT-9802	
	Alegra® HS2014 TE-95 Alegra® HS2014 TE-98 Ref.: TT-0656	Llave Ref.: HE-829
	Alegra® HS2014 TE-97 Ref.: TT-0657	Llave Ref.: HE-610, HE-829

Modelos para W&H®

Relacionados

 3 muescas	Synea® TA-98C LED Synea® TA-98 (desde 2007) Synea® Vision TK-98 Fusion TG-98 Ref.: TT-4166 (Ref. W&H®: 06446300)	Llave Doble Ref.: HE-602
 3 muescas	Synea® TA-97C LED Synea® TA-97 (desde 2007) Ref.: TT-3300 (Ref. W&H®: 05183300)	Llave Doble Ref.: HE-602
 2 muescas	Synea® TA-98 (hasta 2009) Ref.: TT-4168 (Ref. W&H®: 03503000)	Llave Ref.: HE-840
	Synea® TA-96 (hasta 2009) Ref.: TT-0096	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Synea® Vision TK-95 Ref.: TT-0655	BAJO PEDIDO
	Synea® Vision TK-98 Ref.: TT-0653	

Tapas compatibles turbinas NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados

	Synea® Vision TK-100 Ref.: TT-0654	Llave Doble Ref.: HE-619
	TI-MAX X500 TI-MAX X500L Ref.: TT-0223	Llave Doble Ref.: HE-605
	TI-MAX X600 TI-MAX X600L Ref.: TT-0224	Llave Doble Ref.: HE-600

Modelos para NSK®		Relacionados
	TI-MAX X700 TI-MAX X700L Ref.: TT-0225	Llave Doble Ref.: HE-605
	TI-MAX Z900 TI-MAX Z900L Ref.: TT-8904	Llave Doble Ref.: HE-614
	TI-MAX Z800 TI-MAX Z800L Ref.: TT-8905	Llave Doble Ref.: HE-614
	S-MAX M500 S-MAX M500L Ref.: TT-0226	
	S-MAX M600 S-MAX M600L Ref.: TT-0227	S-MAX M900 S-MAX M900L Llave Doble Ref.: HE-632
	TI-MAX A300 TI-MAX A300L MACH LITE S Ref.: TT-0228	MACH LITE XT S MACH QD-S MACH 2 S Llave Doble Ref.: HE-600
	TI-MAX A600 TI-MAX A600L TI-MAX NL95 Ref.: TT-0229	TI-MAX NL95 S TI-MAX NL45 S Llave Doble Ref.: HE-600
	TI-MAX A400 TI-MAX A400L MACH LITE XT T Ref.: TT-0230	MACH QD-T MACH LITE T MACH 2 T
	TI-MAX A700 TI-MAX A700L TI-MAX NL95 T Ref.: TT-0231	TI-MAX NL45 T Llave Doble Ref.: HE-600
	Pana-Max 2 Ref.: TT-0232	

NUEVO



Modelos para NSK®

Ti-MAX Z890L
Ti-MAX Z890*L

Ref.: **TT-0658** (Ref. NSK®: PA2380X050)

Relacionados

* "K", "S", "W" y "B" indican
sistema de acople de la turbina.
Mismo rotor para todos.

NUEVO



Ti-MAX Z990L
Ti-MAX Z990*L

Ref.: **TT-0659** (Ref. NSK®: PA2381X050)

* "K", "S", "W" y "B" indican
sistema de acople de la turbina.
Mismo rotor para todos.

NUEVO



Ti-MAX A450
Ti-MAX A450*
Ti-MAX A450L

Ti-MAX A450*L
Phatelus 45S
MACH LITE 65S

MACH QD 45

Ref.: **TT-0660** (Ref. NSK®: NCH-SU04)

* "K", "S", "W" y "B" indican
sistema de acople de la turbina.
Mismo rotor para todos.

NUEVO



Ti-MAX A455
Ti-MAX A455*
Ti-MAX A455L

Ti-MAX A455*L
Phatelus 45 TORQUE
Phatelus 65T

Ref.: **TT-0661** (Ref. NSK®: NCH-TU04 / P042050)

* "K", "S", "W" y "B" indican
sistema de acople de la turbina.
Mismo rotor para todos.

▶ Tapas compatibles turbinas **Morita®**

RUMAR

NUEVO



Modelos para Morita®

Twin Power **PAR-4HUEX-O**
Twin Power **PAR-4HUMX-O**

Ref.: **TT-0662**

Relacionados

NUEVO

Twin Power **PAR-4HX-O**

Ref.: **TT-0663**

Llave Ref.: HE-638

▶ Tapas compatibles turbinas **Woodpecker® / DTE®**

NUEVO



Modelos para Woodpecker® / DTE®

HP33 (Todos los modelos)

Ref.: **28-T002**

Relacionados

Tapas compatibles turbinas Castellini®, Anthos®, Stern Weber® y Cefla®

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos®, Stern Weber® y Cefla®		Relacionados
	Hi Power M Clean Air 2000 Clean Air 2000R	Titanium Power Cleanlight 2000 Cleanlight 2000R
	Ref.: TT-0801 (Ref. Castellini®: F633F03RO)	
	Silent Power Gold Silent Power Gold M	Titanium Gold Titanium Gold 2
	Ref.: TT-0811 (Ref. Castellini®: F699F0RO)	
	Silent Power EVO 2 Silent Power EVO 2L	Silent Power EVO 4L Silent Power EVO 4LK
	Ref.: TT-0825 (Ref. Fabricante: 95529229)	
	Silent Power EVO Miniature Silent Power EVO Miniature K	
	Ref.: TT-0826 (Ref. Fabricante: 95529231)	
	Silent Power Silver 2 Silent Power Silver 2L	Silent Power Silver 4L Silent Power Silver 4LK
	Ref.: TT-0827 (Ref. Castellini®: F699F40RD)	

Llave Ref.: HE-824 (Llave para tapa TT-0801)
Llave Ref.: HE-800 (Llave para tapa original (2 orificios))

Llave Ref.: HE-810**Llave Ref.:** HE-822**Llave Ref.:** HE-823**Llave Ref.:** HE-824

Tapas compatibles turbinas Faro®

RUMAR

Modelos para Faro®		Relacionados
	S400 S405	
	Ref.: TT-2542	

Tapas compatibles turbinas CHIRANA®

RUMAR

Modelos para CHIRANA®		Relacionados
	TG 656 TGL 637A (smile - music)	
	Ref.: TT-4041	

Llave Ref.: HE-609

Tapas turbinas RUMAR®

RUMAR

Modelos para RUMAR®

Relacionados

	PowerMax Ref.: TT-0415	HASTA AGOTAR
	ECO T1 ECO TLED2 Ref.: TT-0368	HASTA AGOTAR
	ECO TLED1 Ref.: TT-0341T	HASTA AGOTAR
	ECO T2 ECO T3 LED PRO T1 Ref.: TT-0250T	Llave Ref.: HE-252K
	ECO TURBO COXO TITAN Ref.: TT-0253T	Llave Ref.: HE-253K

Tapas turbinas MK-dent®



Modelos para MK-dent®

Relacionados

	HC4021 HC5021 Ref.: TT-BC2021K	HC6021 a partir serie F HC7021 HE12 HASTA AGOTAR
4 lados de contacto 	HP21 HC21 HC20 Ref.: TT-BC1051	HC8021 HC9021 (antigua TT-BC2041 y 05-BC1041) Llave Ref.: HE- 1651T (4 lados de contacto) *Antiguas BC2041 y BC1041 necesitan llave KE1650T* (4 muescas de contacto)
	HP22 HP22 L Ref.: TT-BC1042	HC22 HC22 L Llave Ref.: HE-620
	HC8022 HC9022 Ref.: TT-BC2042	Llave Ref.: HE-620 HASTA AGOTAR

Modelos para MK-dent®

Relacionados

 4 muescas	HE14 HE15 HE18 HE17 (HE010000 < N/S < HE023799) HE21 Ref.: TT-BC1034	Llave Ref.: HE-620
	HE22 HE14 HE18 Ref.: TT-BC1035	Llave Ref.: HE-620
 4 lados de contacto	HE17 (N/S > HE023800) Ref.: TT-BC1046	Llave Ref.: HE-1651T

▶ Tapas compatibles turbinas TKD®

RUMAR

Modelos para TKD®

Relacionados

	Thera Ref.: TT-0421	
--	--	--

TAPAS DE SPRAY TURBINA / DIFUSOR SPRAY

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas **KaVo®**
RUMAR

	Modelos para KaVo®	Observaciones
	SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640 Ref.: TX-8752 (Ref. KaVo: 0.553.8752)	
	SUPERtorque® 647 Ref.: TX-0833 (Ref. KaVo: 0.553.0833)	
	SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Ref.: TX-0573 (Ref. KaVo: 0.553.0573)	Incluye: 2 anillos tóricos. (Ref. KaVo 0.200.6175 y 0.200.6176)
 TX-0563	Pin posicionamiento tapa spray modelos: SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 ***Original KaVo*** Ref.: TX-0563 (Ref. KaVo: 0.553.0563 / 5)	Incluye: 1 unidad

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas **RUMAR®**
RUMAR

	Modelos para RUMAR®	Observaciones
	PowerMax Ref.: TX-0420	Llave Ref.: HE-629 HASTA AGOTAR

Tapas de spray / difusor spray turbinas MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021	HC2022 HC6021 a partir serie G y otras triple spray
	Ref.: TX-8752	
	HC4022 HC5022 HC6022	HC7022
	Ref.: TX-0833	
	Tobera de spray turbinas líneas: HE HC HP	
	Ref.: TX-SP0641	

TORNILLOS DE TAPA DE SPRAY / DIFUSOR SPRAY

Tornillos de tapa de spray / difusor spray compatibles turbina KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Observaciones
	SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640	Llave Ref.: HE-1022KT
	Ref.: TX-3322 (Ref. KaVo®: 0.553.3322)	
	SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660	Llave Ref.: HE-1022KT
	Ref.: TX-3391 (Ref. KaVo®: 1.000.3391)	
	SUPERtorque® 650 B SUPERtorque® 650 C	Llave Ref.: HE-621
	Ref.: TX-0543 (Ref. KaVo®: 0.553.0543)	

Tornillos de tapa de spray turbina MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021	Llave Ref.: HE-1022KT
	HC2022 HC6021 a partir serie G Otras triple spray	
	Ref.: TX-3322	
	Líneas HP Líneas HC Líneas HE	Llave Ref.: HE-1922
	Ref.: TX-SP0630	

OTROS REPUESTOS TURBINA

Otros repuestos turbina



	Descripción	Observaciones
	Bola universal turbinas para acople KaVo® y Sirona®. Ref.: TX-0417	Medida: 1,5mm
	Muelle circular sistema acople KaVo® Multiflex. Ref.: TX-0418	
	Muelle circular sistema acople Sirona® Click & Go. Ref.: TX-0418S	

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-dent® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

JUNTAS CONEXIÓN TURBINAS, ACOPLAMIENTOS Y MICROMOTORES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamientos y Micromotores

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Conector micromotor Bien Air® MC3 Ref.: TX-3008/5	8 agujeros Pack 5 uds.
	Conector Midwest Lux 6 Ref.: TX-3006/5	6 agujeros Pack 5 uds.
	Conector Midwest Lux 5 Ref.: TX-3005	5 agujeros HASTA AGOTAR
	Conector Midwest 4 Ref.: TX-3004/5	4 agujeros Pack 5 uds.
	Conector Borden 3 Ref.: TX-3003	3 agujeros
	Conector Borden 2 Ref.: TX-3002	2 agujeros

LEDs Y BOMBILLAS XENON ROTATORIO

LEDs RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas
Temperatura color: 4.500 - 5.000 °K

Tensión: 3,7 V CC/DC

Descripción		Observaciones
	KaVo acoplamiento / micromotores. Ref.: BX-001 (Ref. KaVo®: 1.007.5372)	
	Sirona® acoplamiento / micromotores / Sirosonic® L. Ref.: BX-002	
	Bien Air®, micromotores (MC2, MC3, MX y otras). Ref.: BX-003	
	Bien Air®, turbinas. Ref.: BX-004	
	NSK® acoplamiento NL / PTL. Ref.: BX-005	
	NSK® acoplamiento KCL / SCL, micromotor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK®. Ref.: BX-007	
	R-Tech®, acoplamiento conexión Multiflex. Ref.: BX-341	No válido para acoplamiento KaVo.

LEDs RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas
Temperatura color: 5.500 °K

Tensión: 3 - 3,5 V CC/DC
Potencia: 50.000 LUX

Descripción		Observaciones
	KaVo® / MK-dent®, acoplamiento. Ref.: BX-LEDK (Ref. KaVo®: 1.007.5372)	Incluye: Casquillo AX-SP0490
	KaVo®, micromotores. Ref.: BX-LEDKM	
	Bien Air®, micromotores. Ref.: BX-LEDBA	

	Descripción	Observaciones
	Bien Air®, turbinas. Ref.: BX-LEDBAK	
	Sirona®, micromotores. Ref.: BX-LEDSC	
	Sirona®, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic® L y jeringa SprayvitL (Excepto TSI Siemens®). Ref.: BX-LEDSB	
	W&H® / ADEC turbinas. Ref.: BX-LEDWH	
	W&H® Motor LT25. Ref.: BX-LEDWEA	
	NSK® acoplamiento NL / PTL. Ref.: BX-LEDN	
	NSK® micromotores NL (M40 NL400 / KCL6). Ref.: BX-LEDNNL	
	NSK® acoplamiento KCL / SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK®. Ref.: BX-LEDNM	
	NSK® micromotores TIM40 / TI205L. Ref.: BX-LEDNT	
	Castellini®, Turbinas, 1 pin. Ref.: BX-LEDC	
	Micromotor MK-dent® EM1190K. Ref.: BX-LEDEM	
	Micromotor MK-dent® AM1006. Ref.: BX-LEDM1	

Bombillas Xenon RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 300 horas

Tensión: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC

Descripción		Observaciones
	KaVo® / MK-dent® acoplamiento / micromotores. Ref.: BX-XENONK (Ref. KaVo®: 0.553.3881 / 1.002.2928)	
	Bien Air, micromotores. Ref.: BX-XENONBA (Ref. Bien Air 211.60.16 / 1500007)	
	Bien Air, turbinas. Ref.: BX-XENONBAK (Ref. Bien Air 204.33.07 / 1500000)	
	W&H, turbinas. Ref.: BX-XENONWH (Ref. W&H 02207600)	
	Sirona, acoplamiento. Ref.: BX-XENONSB (Ref. Sirona 5940291)	
	Sirona, micromotores. Ref.: BX-XENONSG (Ref. Sirona 5945407)	
	NSK, acoplamiento NL / PTL. Ref.: BX-XENONN (Ref. NSK Y4900529)	
	NSK, micromotores NL (M40 NL400) y acoplamiento KCL6 Ref.: BX-XENONNL	

ARANDELAS Y ANILLOS TÓRICOS TURBINAS

Arandelas Turbinas

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Arandela metálica para turbinas KaVo® 655, 660, 7000, 6000 trasera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-5032 (Ref. KaVo®: 1.001.5032)	Medidas: 4,9x6,35mm
 Arandela metálica para turbinas KaVo® 8000, 9000 y delantero E680L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-5900 (Ref. KaVo®: 1.003.5900)	
 Arandela metálica para turbinas KaVo® E680L trasera, S609, S619L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-7576 (Ref. KaVo®: 1.003.7576)	Medidas: 4,7x6,0x0,1mm
 Arandela metálica para turbinas KaVo® 5000, 6000 delantera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-6391 (Ref. KaVo®: 1.001.6391)	Medidas: 4,7x6,0 mm
 Arandela metálica para turbinas W&H®. (Excepto HS2014) ***Original W&H*** Ref.: TX-9408 (Ref. W&H®: 02749408)	
 Arandela metálica para turbinas Alegria® HS2014 TE-95, Alegria® HS2014 TE-97 y Alegria® HS2014 TE-98 Ref.: TX-2495	
 Arandela metálica para turbinas Bien Air® Bora, Black Pearl y compatibles. Ref.: TX-2490	NO Black Pearl ECO
 TX-3452 Anillo de Teflón ancho turbinas Bien Air®. ***Original Bien Air*** Ref.: TX-3452 (Ref. Bien Air®: 009.34.52)	Medidas: 3,25x7,9mm
 TX-3456 Anillo de Teflón fino turbinas Bien Air®. ***Original Bien Air*** Ref.: TX-3456 (Ref. Bien Air®: 009.34.56)	Medidas: 5,1x7,9mm

Anillos tóricos rotores turbinas

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Rotores turbinas KaVo® todos los modelos MK-dent todos los modelos. Ref.: OR-6172 (Ref. KaVo®: 0.200.6172 / MK-dent®: OR1011K)	
 Rotores turbinas Sirona® T1, Siroboost y compatibles. Ref.: OR-8988 (Ref. Sirona®: 70 28 988 / 63 73 747)	Medidas: 1x6mm
 Rotores turbinas Sirona® T2 Racer y compatibles ***Original Sirona*** Ref.: OR-9416 (Ref. Sirona®: 5829416)	

	Descripción	Observaciones
	Rotores turbinas Bien Air®. (Excepto Prestige) Ref.: OR-0181 (Ref. Bien Air®: 705.01.81)	
	Rotores turbinas Bien Air® Prestige grande. ***Original Bien Air*** Ref.: OR-0235 (Ref. Bien Air®: 705.02.35)	HASTA AGOTAR
	Rotores turbinas Bien Air® Prestige pequeño. ***Original Bien Air*** Ref.: OR-0239 (Ref. Bien Air®: 705.02.39)	HASTA AGOTAR
	Rotores turbinas NSK® X500 / 600 / 700. Ref.: OR-0158	
	Rotores turbinas W&H®. Ref.: OR-6001 (Ref. W&H®: 01066001)	

Otros Anillos Tóricos Turbinas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Unión cuerpo KaVo® / MK-dent®. Ref.: OR-0414	
	Tubo agua, KaVo®. Ref.: OR-0415	
	Tubo aire KaVo® / MK-dent®. Ref.: OR-0416	
	Conector interno KaVo® / MK-dent®. Ref.: OR-0419	
	Tapa Spray KaVo® 630 / 640 y 645. MK-dent® todos los modelos excepto Prime Line. Ref.: OR-6132 (Ref. KaVo®: 0.200.6132)	

Descripción		Observaciones
	Tapa Spray KaVo® 647 / 650 / 655 / 6000 / 7000 y 8000. ***Original KaVo*** Ref.: OR-6175	Medidas: 5,6x0,5mm (Pequeño)
	Tapa Spray KaVo® 647 / 650 / 655 / 6000 / 7000 y 8000. ***Original KaVo*** Ref.: OR-6176 (Ref. KaVo®: 0.200.6176)	Medidas: 8,5x0,5mm (Grande)
	Difusor spray Bien Air® Bora. Ref.: OR-0431 (Ref. Bien Air®: 1300431 / 705.02.50)	
 Imagen no disponible	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK®. Ref.: OR-0414NT	
	Anillo tórico grande sistema acople NSK®. Ref.: OR-0412NT	

▶ Anillos Tóricos Acoplamientos

RUMAR

BAJADA
PRECIO

Descripción		Observaciones
	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo® Multiflex. Ref.: OR-4011	
	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona® Click & Go. Ref.: OR-4000	No válidos para acoplamientos MK-dent® QC5016SW y QC6016SW.
	Anillo tórico acoplamientos MK-dent® QC5016SW y QC6016SW Ref.: OR-4011S (Ref. MK-dent®: OR4011S/10)	No válidos para otros acoplamientos tipo Sirona® Click & Go
	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien® Air Unifix. Ref.: OR-4001	
	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H® Roto-Quick. Ref.: OR-4012	
	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK® PanaAir. Ref.: OR-4307	
 Imagen no disponible	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK®. Ref.: OR-0414NT	
	Anillo tórico grande sistema acople NSK®. Ref.: OR-0412NT	

	Descripción	Observaciones
	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK®. Ref.: OR-0411	

Anillos tóricos scalers y ultrasonidos

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Kit completo, 7 anillos tóricos scaler ECO S2. Ref.: OR-ECOS2OR	
	Anillo tórico conexión piezas de mano Woodpecker® y DTE®. Ref.: 28-U011	Pack 6 uds.
	Anillo tórico piezas de mano Woodpecker® y DTE®. Ref.: 28-U012	Pack 3 uds.

Respuestos acoplamientos

RUMAR


	Descripción	Observaciones
	Protector bombilla acoplamiento QC5016K y QC5016KW. Ref.: AX-SP0460	Válida para Xenón BX-XENONK
	Protector bombilla acoplamiento QC6016K y QC6016KW. Ref.: AX-SP0490	Válida para LED BX-LEDK
	Protector bombilla acoplamiento QC5016SW. Ref.: AX-SP0460S	Válida para Xenón BX-XENONSG
	Protector bombilla acoplamiento QC6016SW. Ref.: AX-SP0491	Válida para LED BX-LEDSB
	Tubito entrada de aire acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0461	HASTA AGOTAR
	Tubito salida de aire acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0462	HASTA AGOTAR
	Tubo de aire de spray acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0465	HASTA AGOTAR
	Válvula agua spray acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0466	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Pin acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0468	HASTA AGOTAR
	Tornillo acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0481	HASTA AGOTAR

RODAMIENTOS CERÁMICOS para **TURBINA**

MÍNIMO ABEC7

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

Rodamientos turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®				Descripción
 myonic	625	640	636	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	627	632	646	
	630	642	Delantero 637	
	639	645	Trasero 650	
	Ref.: ROD-6502 (Ref. KaVo®: 0.220.0125)			
 myonic	625	640	636	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	627	632	646	
	630	642	Delantero 637	
	639	645	Trasero 650	
	Ref.: ROD-222 (Ref. KaVo®: 0.220.0125)			
 myonic	Trasero 637 Delantero 6000			Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Phenolic Cerrado
 myonic	Delantero 650			Medidas: 3,175x6,350x4,178 / 3,230mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
 myonic	655	609	Delantero E680	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	660	Delantero 8000	Delantero 6500BR	
	619	Delantero E679		
	Ref.: ROD-225 (Ref. KaVo®: 1.000.7980)			
 myonic	7000	Trasero E677	Trasero 6500BR	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Trasero 8000	S605	Trasero 6500B	
	Trasero E675	S615		
	Ref.: ROD-223 (Ref. KaVo®: 1.000.7979)			
 myonic	5000	Trasero E679		Medidas: 3,175x6,439x2,413mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Delantero E675	Trasero E680		
	Delantero E677	Delantero 6500B		
	Ref.: ROD-224 (Ref. KaVo®: 1.007.6975)			
 myonic	M9000			Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	M9000L			
	Ref.: ROD-205			

Rodamientos turbinas **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®				Descripción
 myonic	Bora* *Excepto Bora 2 Black Pearl	Croma S Croma X Boralina Eolia	Rotamax L Tornado X Series TD laboratorio	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-615 (Ref. Bien Air: 701.01.00)			
 myonic	Prestige Prestilina Croma M	Ondine Bora 2 (no otros modelos Bora)		Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-229 (Ref. Bien Air: 701.01.09)			

Rodamientos turbinas **Sirona® y Siemens®**

RUMAR

Modelos para Sirona® / Siemens®				Descripción
 myonic	Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 (hasta N/S: 50.000)	TS1 TS2		Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-222			
 myonic	Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 Control (hasta N/S: 50.000)	TS1 TS2		Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-6502			
 myonic	T2 Control T2 Racer T3 Racer	TC3 T1 (N/S>50.000) Siroboost	T2 mini T3 mini	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205 (Ref. Sirona®: 5994814 (K))			
 myonic	Siemens® TM1 Siemens® 4000ML Siemens® 4000M	T1 mini		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-207			
 myonic	T1 Boost (Original) Consultar foto T2 Boost (Original) Consultar foto T3 Boost (Original) Consultar foto Rotores RM consultar			Medidas: 3,162x6,350x2,362mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-232 (Ref. Sirona®: 6554815 y 6554807)			

Rodamientos turbinas W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®			Descripción
 myonic	Alegra® TE-95 Alegra® TE-97 Alegra® TE-98 Toda la línea Alegra® (hasta 2013)	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896 Top Air TC-80	Top Air TC-83 Top Air TC-95 Top Air TC-98
	Ref.: ROD-206 (Ref. W&H: 05958600 y compatibles)		
 myonic	Alegra® HS2014 TE-95 (2014-actual) Alegra® HS2014 TE-97 (2014-actual) Alegra® HS2014 TE-98	RC-95BC RC-95BM	Medidas: 3,175x6,310/6,350/7,518x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-235		
 myonic	Synea® TA-96 Synea® TA-97 Synea® TA-98 Toda la línea Synea® Trend	TK-97LM TK-98LM TK-100LM TG-97L TG-98L	TA-97LW Top Air 195, 198, 398 Top Air 698, 795, 797 Top Air 798, 895, 898
	Ref.: ROD-205 (Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)		
 myonic	395 396 695	696 TK-94L TK-94LM	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226		

Rodamientos turbinas NSK®

RUMAR

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y **no influyen** en el modelo del rotor

** En los modelos **X500, X600 y X700**, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.

Modelos para NSK®			Descripción
 myonic	Aqua Presto Alpha Light	Phatelus	Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-227		
 myonic	Ti-MAX X600/L * Ti-MAX X700/L * Ti-MAX NL9000S/ T/ M	Trasero Ti-MAX X500/L* S-Max M600/L* S-Max M900/L*	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226**		
 myonic	Delantero X500/L*		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-207		

Modelos para NSK®

Descripción



myonic

Trasero TI-MAX A400/L *
 TI-MAX A300/L *
 NL65-CH
 QD-NL45-MACH
 Trasero Pana Max T
 Trasero Pana Max QD-T
 N75-MACH
 Trasero Pana Max S
 Trasero Pana Max QD-S
 Pana Max PAX-TU M4/B2
 Pana-Max PAX-SU M4/B2
 Mach-Lite S
 Mach-Lite XT-M
 Mach-Lite XT-MU
 TI-MAX A200/L *
 NL75
 NL85

NL75 Mach-Lite M
 NL85 Mach-Lite M
 Mach 2 M/MU
 Mach QD-M
 Mach QD-S
 Mach-Lite XT T/TU
 Mach 2 T/TU
 NL65 Mach-Lite S
 NL75 Mach-Lite S
 NL85 Mach-Lite S
 NL65 Mach-Lite T
 NL75 Mach-Lite T
 NL85 Mach-Lite T
 Mach-Lite XT S/SU
 Mach 2 S/SU
 Pana Air S SU M4/B2
 NL65

NL45T
 Phatelus 45 T/TU
 Phatelus II T/TU
 MACH-QD T
 TI-MAX A455/L*
 Phatelus III T/TU
 Mach-Lite M
 Phatelus II M/MU
 NL65M
 TI-MAX A600/L*
 TI-MAX NL95S
 TI-MAX NL45S
 TI-MAX A700/L*
 TI-MAX NL95T
 TI-MAX NL45T

Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
 Exterior: Liso
 Bola: Cerámica
 Contacto: Radial
 Retenedor: Phenolic
 Cerrado

Ref.: ROD-228

Rodamientos turbinas Morita®

RUMAR

Modelos para Morita®

Descripción



myonic

TwinPower **PAR-4HEX-O**
 TwinPower **PAR-4HUEX-O**
 TwinPower **PAR-4HX-O**

Ref.: ROD-226

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
 Exterior: Liso
 Bola: Cerámica
 Contacto: Angular
 Retenedor: Torlon
 Integral

Rodamientos turbinas Castellini®, Anthos® y Cefla®

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos®, Stern Weber® y Cefla®

Descripción



myonic

Gold
 Silent Power

Ref.: ROD-205

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
 Exterior: Liso
 Bola: Cerámica
 Contacto: Angular
 Retenedor: Torlon
 Integral



myonic

Clean Air 2000
 High Power M

Ref.: ROD-227

Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
 Exterior: Con rebaje
 Bola: Cerámica
 Contacto: Radial
 Retenedor: Phenolic
 Cerrado

Rodamientos turbinas FARO®

RUMAR

Modelos para Faro®

Descripción



myonic

S404

Ref.: ROD-205

Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm
 Exterior: Liso
 Bola: Cerámica
 Contacto: Angular
 Retenedor: Torlon
 Integral

Rodamientos turbinas **Lares®**

RUMAR

Modelos para Lares®		Descripción
 myonic	557CX 757CX	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226	

Rodamientos turbinas **TKD®**

RUMAR

Modelos para TKD®		Descripción
 myonic	Bravía Thera	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226	

Rodamientos turbinas **KMD®**

RUMAR

Modelos para KMD®		Descripción
 myonic	Mistral M4-DPS	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-228	
 myonic	Solaris	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205	

Rodamientos turbinas **R-Tech®**

R-Tech®

Modelos para R-Tech®		Descripción
 myonic	Powermax	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226	

Rodamientos turbinas MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®				Descripción
  myonic	Delantero HC9021 Delantero HC8021 Delantero HP21	Delantero HP21L Delantero HC20 Delantero HC20L	Delantero HC21 Delantero HC21L	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205			
  myonic	Trasero HC9021 Trasero HC8021 Trasero HP21	Trasero HP21L Trasero HC20 Trasero HC20L	Trasero HC21 Trasero HC21L Trasero HE22 Trasero HE22L	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-223			
  myonic	Delantero HE17 (Todos N/S) Delantero HE21 Delantero HE21L			Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-225			
  myonic	HC7032 HC7031 HC7022 HC6022 (según N/S)	HC6012 HC5032 HC5031 HC5021	HC4022 HC4021 HC4012 HC2022	HC2012 Delantero HP21 Delantero HP21L
	Ref.: ROD-6502			
  myonic	HC22 HC22L HP22	HP22L HC8022 HC9022		
	Ref.: ROD-352			
  myonic	Trasero HE21 Trasero HE21L Trasero HE17 (HE010000 < N/S < HE023799)	Delantero HE22 Delantero HE22L		Medidas: 3,175x6,439x2,413mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-224			
  myonic	Trasero HC20 Trasero HC20L Trasero HE17 (N/S > HE023800)			Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-228			

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO KAVO®

Repuestos compatibles destacados contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Relacionados
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) INTRAlux® 68LH INTRA® L68 Ref.: BVX-7401 (Ref. KaVo®: 0.540.2040 / 1.008.1833)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) 68LDN Ref.: BVX-7400 (Ref. KaVo®: 0.540.2010)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) INTRAlux® 67LH INTRA® L67 Ref.: BVX-7402 (Ref. KaVo®: 0.540.3641 / 1.008.1832)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) INTRAlux® CL3 Ref.: BVX-7403 (Ref. KaVo®: 1.001.8993)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) INTRAlux® 80LD INTRA® L80 Ref.: BVX-7404 (Ref. KaVo®: 0.540.1830 / 1.004.4456)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) SURGmatic® S201XL SURGmatic® S201XC Ref.: BVX-7405 (Ref. KaVo®: 1.010.3000)	

Rotores compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	INTRA LUX 68LU INTRA LUX 68LH INTRAhead L68	EXPERTmatic E20L EXPERTmatic E20C INTRAcompact 2068LHC	INTRAcompact 2068CHC Eje Ref.: BVE-724 Tapa Ref.: BVT-704 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7401
	INTRA LUX 67LH INTRA L67 INTRA 67LHB	EXPERTmatic E15L EXPERTmatic E15C INTRAcompact 0767LHC	INTRAcompact 0767CHC Eje Ref.: BVE-398 Tapa Ref.: BVT-704 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7402

Modelos para KaVo®			Relacionados
	INTRA LUX 68LDN Ref.: BVR-720 (Ref. KaVo®: 0.540.2491)		Eje Ref.: BVE-724 Tapa Ref.: BVT-711 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7400
	INTRA LUX C3 INTRA LUX CL3 SURGmatic S201L Ref.: BVR-414 (Ref. KaVo®: 1.001.4490)		Eje Ref.: BVE-402 Tapa Ref.: BVT-401 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7403
	INTRAmatic 25LH INTRAmatic LHC INTRAmatic 25LHS Ref.: BVR-370K (Ref. KaVo®: 0.553.7341 / 0.553.5761)	INTRAmatic 25CN INTRAmatic 25CH INTRAmatic LUX 24LN	Eje Ref.: BVE-460 Segundo Eje Ref.: BVE-462
	EXPERTmatic E25 EXPERTmatic E25L Ref.: BVR-372K (Ref. KaVo®: 1.008.4040)		Eje Ref.: BVE-449 Tapa Ref.: BVT-446
	GENTLEpower LUX 25LP GENTLEpower LUX 25LPA Ref.: BVR-371K (Ref. KaVo®: 1.001.3520 / 1.002.6135)	COMFORTdrive 200XD COMFORTdrive 200XDR	Eje Ref.: BVE-448
	MASTERmatic Lux M25L Ref.: BVR-424 (Ref. KaVo®: 1.011.0129)		Eje Ref.: BVE-448 Tapa Ref.: BVT-447
	MASTERmatic® LUX M05L Ref.: BVR-425 (Ref. KaVo®: 1.011.1374 / 1.009.3643)		Eje Ref.: BVE-463 Segundo Eje Ref.: BVE-462 Tapa Ref.: BVT-448
	Piñón transmisión 1:1 para: INTRA LUX 68LU INTRA LUX 68LH INTRAhead L68 Ref.: BVR-701 (Ref. KaVo®: 0.540.4012)	EXPERTmatic E20L INTRAccompact 2068LHC	
	Piñón transmisión 1:1 para: INTRA LUX 68LDN Ref.: BVR-710 (Ref. KaVo®: 0.540.4092)		
	Piñón reducción 2:1 para: INTRA LUX 67LH INTRA L67 INTRA 67LHB Ref.: BVR-721 (Ref. KaVo®: 0.540.4022)		

Modelos para KaVo®

Relacionados



Corona para:
67RIC
Original KaVo

Ref.: **BVR-805** (Ref. KaVo®: 0.540.2761)

HASTA AGOTAR

Ejes compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®

Relacionados



INTRA LUX 68LH
INTRA LUX 68LDN
INTRAhead L80
INTRAhead L68

INTRA LUX 52LDN
INTRA LUX 80LD
EXPERTmatic E20L
INTRA 80C

INTRAccompact 2068LHC
INTRAccompact 2068CHC

Ref.: **BVE-724** (Ref. KaVo®: 0.540.1151)



INTRA LUX 67LH
INTRA 67LHB
INTRA 67LDN

INTRA 67G
INTRA L67
INTRA 67CN

67HC
INTRApophy L31
31LR

Ref.: **BVE-398** (Ref. KaVo®: 0.540.1161)



Corona eje de transmisión para:
68LH
68LDN
L68

Ref.: **BVE-725**



INTRA LUX CL3
SURGmatic S201L

INTRA LUX C3
INTRA LUX CP3

Ref.: **BVE-402** (Ref. KaVo®: 1.003.4207)



INTRAccompact 2068LHC
INTRAccompact 2068CHC
EXPERTmatic® E20C

EXPERTmatic® Lux E20L
EXPERTmatic® S20
EXPERTmatic® S20S

MASTERmatic® Lux M20L

Ref.: **BVE-1010** (Ref. KaVo®: 0.534.0681)



INTRAmatic 25LH
INTRAmatic 25LHS
INTRAmatic 25CN

INTRAmatic 25CH

Ref.: **BVE-460** (Ref. KaVo®: 0.553.7201)



GENTLEpower LUX 25LP
GENTLEpower LUX 25LPA
MASTERmatic Lux M25L

Ref.: **BVE-448** (Ref. KaVo®: 1.001.3515)



EXPERTmatic E25
EXPERTmatic E25L

Ref.: **BVE-449** (Ref. KaVo®: 1.007.9916)

	Modelos para KaVo®	Relacionados
	Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LP Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LPA Eje "segundo" MASTERmatic M05L Ref.: BVE-462 (Ref. KaVo®: 1.001.3519)	
	MASTERmatic® LUX M05L Ref.: BVE-463 (Ref. KaVo®: 1.011.3206)	

Tapas compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

	Modelos para KaVo®	Relacionados
 3 muescas	INTRA LUX 68LH INTRA LUX 67LH INTRA LUX L68 INTRA LUX L67 INTRAmatic 25LH INTRAmatic 25LHS INTRAmatic 25CN INTRAmatic 25CH INTRAmatic 25LS INTRAmatic LUX 24LN EXPERTmatic E20C Ref.: BVT-704 (Ref. KaVo®: 0.540.3741)	Llave Doble Ref.: HE-751
	INTRA LUX 68LDN INTRA LUX 67LDN INTRA LUX 68CDN Ref.: BVT-711 (Ref. KaVo®: 0.540.2501)	Llave Doble Ref.: HE-751
	INTRA LUX CL3 INTRA LUX C3 SURGICmatic S201L Ref.: BVT-401 (Ref. KaVo®: 0.201.8958 + 0.540.3752 + 1.001.4486)	Llave Ref.: HE-832
	EXPERTmatic E25L EXPERTmatic E25C Ref.: BVT-446 (Ref. KaVo®: 1.008.1488)	Llave Ref.: HE-819
	MASTERmatic Lux M25L Ref.: BVT-447 (Ref. KaVo®: 1.009.3634 + 0.201.8157 + 1.009.3638)	
	MASTERmatic® Lux M05L* Ref.: BVT-448 (Ref. KaVo®: 3.000.6597 + 0.201.8157 + 3.000.6319)	Llave Ref.: HE-850 * Llave HE-850 necesaria, puntos de contacto distintos a original

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano KaVo®

RUMAR

Descripción			Observaciones
	20CN 20LN 20CH	20LH 10CH 10LH	E20C E20CL
	Ref.: OR-1020 (Ref. KaVo®: 0.200.6099)		
	EXPERTmatic® E25 / E25L GENTLEpower® 25LP / 25LPA MASTERmatic® LUX M05L	MASTERmatic® LUX M25L OTROS MODELOS	Pack 1 uds.
	Original KaVo Ref.: OR-4929 (Ref. KaVo®: 1.003.4929 / 10)		
	EXPERTmatic® E25 / E25L GENTLEpower® 25LP / 25LPA MASTERmatic® LUX M05L	MASTERmatic® LUX M25L OTROS MODELOS	Pack 1 uds.
	Original KaVo Ref.: OR-3289 (Ref. KaVo®: 1.001.3289 / 10)		
 Imagen no disponible	EXPERTmatic® E25 / E25L GENTLEpower® 25LP / 25LPA	MASTERmatic® LUX M05L MASTERmatic® LUX M25L	OTROS MODELOS
	Original KaVo Ref.: OR-6045 (Ref. KaVo®: 0.200.6045)		Pack 1 uds.

Resto repuestos compatibles contra ángulos KaVo®

	Descripción	Observaciones
	Carcasa 68LH Ref.: BVX-706 (Ref. KaVo®: 0.540.3631)	
	Carcasa 67LH Ref.: BVX-2101 (Ref. KaVo®: 0.540.3641)	
	Carcasa 80LD Ref.: BVX-2221 (Ref. KaVo®: 0.540.2381)	HASTA AGOTAR
	Carcasa completa 68LDN, 68GDN Ref.: BVX-712 (Ref. KaVo®: 0.540.2231)	
	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-702 (Ref. KaVo®: 0.540.4102)	
	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-703 (Ref. KaVo®: 0.540.4522)	
	Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-707 (Ref. KaVo®: 0.540.4072)	Útil Ref.: HE-752
	Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-709 (Ref. KaVo®: 0.540.3162)	
	Muelle para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1014 (Ref. KaVo®: 0.201.8022)	
	Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-708 (Ref. KaVo®: 0.201.0005)	Destornillador: HE-2016, HE-753TOR.
	Anillo cierre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1003 (Ref. KaVo®: 0.534.4012)	HASTA AGOTAR
	Anillo alambre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y compatibles Ref.: BVX-1005 (Ref. KaVo®: 0.534.3532)	
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1006 (Ref. KaVo®: 0.257.4118)	3,0 mm
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1007 (Ref. KaVo®: 0.257.4105)	1,5 mm HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Distanciator para 20LH, 2068CHC, 2068LH, 20CHC, E20 y E20L Ref.: BVX-1012 (Ref. KaVo®: 0.553.1602)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1016 (Ref. KaVo®: 0.524.3182)	
	Pasador tope de arrastre para 20LH, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1017 (Ref. KaVo®: 0.202.0504)	
	Inserto 20CH, 2068CHC y E20 Ref.: BVX-1019 (Ref. KaVo®: 0.534.4042)	HASTA AGOTAR
	Guía posicionamiento 20LH, 2068LH y E20L (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1023 (Ref. KaVo®: 0.534.2442)	HASTA AGOTAR
	MASTERmatic® LUX M05L MASTERmatic® LUX M25L Ref.: BVX-3643 (Ref. KaVo®: 1.009.3643)	

Repuestos piezas de mano KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo cierre para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1039 (Ref. KaVo®: 0.524.1561)	
	Cartucho para rodamiento 10LH y 10CH Ref.: BVX-1040 (Ref. KaVo®: 0.524.3252)	HASTA AGOTAR
	Anillo para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1041 (Ref. KaVo®: 0.524.2742)	HASTA AGOTAR
	Perno para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1042 (Ref. KaVo®: 0.524.3262)	HASTA AGOTAR
	Anillo roscado para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1043 (Ref. KaVo®: 0.524.2772)	HASTA AGOTAR
	Arandela para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1044 (Ref. KaVo®: 0.524.2762)	HASTA AGOTAR
	Tornillo para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1045 (Ref. KaVo®: 0.201.0401)	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Inserto para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1046 (Ref. KaVo®: 0.524.4012)	HASTA AGOTAR
	Clip para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1047 (Ref. KaVo®: 0.524.3642)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1016 (Ref. KaVo®: 0.524.3182)	
	Pasador tope arrastre para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1017 (Ref. KaVo®: 0.202.0504)	

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO NSK®

Rotores compatibles destacados contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) S-Max M95 (Modelo antiguo) S-Max M95L (Modelo antiguo) Ref.: BVX-7426 (Ref. NSK®: 10000558+C600015+10000559+10000664)	BVR-384 BVE-386 BVT-404
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) S-Max M95 (Modelo nuevo) S-Max M95L (Modelo nuevo) Ref.: BVX-7427 (Ref. NSK®: 10000558+C600015+C601022+10000664)	BVR-384 BVE-399 BVT-404
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) S-Max M25 (Rotor cerrado*) S-Max M25L (Rotor cerrado*) Ref.: BVX-7420 (Ref. NSK®: 10000573+C601015+10000574+C601050)	BVR-388 BVE-390 BVT-387 *Incluye juntas, retenedor y tórica *Para rotores abiertos ver Ref.: BVX-7421
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) S-Max M25 (Rotor abierto*) S-Max M25L (Rotor abierto*) Ref.: BVX-7421 (Ref. NSK®: C1142011+C1142050+C1038015+C1142022)	BVR-457 BVE-423 BVT-419 *Incluye juntas, retenedor y tórica *Para rotores cerrados ver Ref.: BVX-7420
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) Ti-Max X-SG20 Ti-Max X-SG20L Ref.: BVX-7423 (Ref. NSK®: 10000254+C1010150+C1003022+10000228)	BVR-394 BVE-422 BVT-391
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ref.: BVX-7422 (Ref. NSK®: C601011B+C601015+C601022+C601050)	BVR-388 BVE-389 BVT-387 *Incluye juntas, retenedor y tórica
 Imagen no disponible	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) Ti-Max X95 Ti-Max X95L Ref.: BVX-7428 (Ref. NSK®: C600011B + C600015 + C600B050 + C600022)	BVR-384 BVE-385 BVT-404 *Incluye juntas, retenedor y tórica
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) S-Max SG20 Ref.: BVX-7425 (Ref. NSK®: C1010911+C1010150+C1010022+10000228)	BVR-394 BVE-395 BVT-391
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) Ti-Max X-DSG20L Ref.: BVX-7424 (Ref. NSK®: C1068910+C1010150+C1068912+10000228)	BVR-394 BVE-450 BVT-391

NUEVO

Rotores compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ti-Max Ti15	Ti-Max Ti15L FPB-Y FFB-Y
	Ref.: BVR-380	Eje Ti25 y Ti15 Ref.: BVE-396 Eje FPB-Y y FFB-Y Ref.: BVE-400 Tapa Ref.: BVT-387 Juntas: OR-7064 y OR-7062
	Ti-Max X95 Ti-Max X95L S-MAX M95	S-MAX M95L
	Ref.: BVR-384 (Ref. NSK®: C600 015 / C600C015003 / C600C015002)	Conjunto repuestos cabeza (modelo nuevo): BVX-7427 Conjunto repuestos cabeza (modelo antiguo): BVX-7426 Eje M95 (modelo nuevo) Ref.: BVE-399 Eje M95 (modelo antiguo) Ref.: BVE-386 Tapa M95 Ref.: BVT-404 Eje X95 Ref.: BVE-385 Tapa X95 Ref.: BVT-404 Juntas: OR-7064
	Ti-Max X25** Ti-Max X25L** Ti-Max X15	Ti-Max X15L S-Max M25 * S-Max M25L*
	Ref.: BVR-388 (Ref. NSK®: C601 015 / C601015001)	*Conjunto repuestos cabeza: BVX-7420 **Conjunto repuestos cabeza: BVX-7422 Eje X25 Ref.: BVE-389 Eje M25 Ref.: BVE-390 (Rotor cerrado) Tapa Ref. (Todos): BVT-387 Juntas: OR-7064 y OR-7062 Llave: HE-610 *Para rotores abiertos ver Ref.: BVR-457
	Ti-Max Z45L	
	Ref.: BVR-385 (Ref. NSK®: C1064015)	Eje Ref.: BVE-466 Tapa Ref.: BVT-460
	Kit rotor completo + tapa Rodamiento delantero: 3,175 x 6,42 x 1,53mm Rodamiento trasero: 3,175 x 6,42 x 1,53 mm Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L (Modelo antiguo)	Eje Ref.: BVE-465 Juntas: OR-4061
	Ref.: BVR-463 (Ref. NSK®: C1034015)	Nota: Debe cambiarse rotor y tapa, con ello pasaría a ser modelo nuevo
	Rodamiento delantero: 3,175 x 6,42 x 1,53mm Rodamiento trasero: 3,175 x 6,82 x 1,80 mm Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L (Modelo nuevo)	
	Ref.: BVR-466 (Ref. NSK®: C1034D017)	Eje Ref.: BVE-465 Tapa Ref.: BVT-467 Juntas: OR-4061
	FX15 FX25 X23	
	Ref.: BVR-454 (Ref. NSK®: C1052700 / C1056700)	Eje Ref.: BVE-455 Tapa Ref.: BVT-456
	TI-MAX Z25 TI-MAX Z25L TI-MAX Z15 TI-MAX Z15L	S-MAX M25 * S-MAX M25L * Nano 25LS
	Ref.: BVR-457 (Ref. NSK®: C1038015)	Conjunto repuestos cabeza: BVX-7421 Eje Ref. Z25: BVE-458 Eje Ref. M25: BVE-423 (Rotor abierto) Tapa Ref. Z25: BVT-459 Tapa Ref. M25: BVT-419 (Rotor abierto) Juntas: OR-4061 y OR-8060 *Para rotores cerrados ver Ref.: BVR-388

Modelos para NSK®		Relacionados
	S-Max SG20** S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L*	*Conjunto repuestos cabeza: BVX-7423 **Conjunto repuestos cabeza: BVX-7425 *** Conjunto repuestos cabeza: BVX-7424 Eje Ref. S-MAX SG20: BVE-395 Eje Ref. Ti-MAX SG20: BVE-422 Eje Ref. Ti-MAX X-DG20L: BVE-450 Tapa Ref.: BVT-391 Incluye: arandela azul y arandela metálica
	Ref.: BVR-394 (Ref. NSK®: C1010150002 / C1010150001)	

Ejes compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L	
	Ref.: BVE-396	
	FPB-Y FFB-Y	
	Ref.: BVE-400	
	Ti-Max X95 Ti-Max X95L	Tornillo retenedor: BVX-401
	Ref.: BVE-385 (Ref. NSK®: C600022)	
	S-Max M95 (Modelo antiguo) S-Max M95L (Modelo antiguo)	
	Ref.: BVE-386 (Ref. NSK®: 10000559)	
	S-Max M95 (Modelo nuevo) S-Max M95L (Modelo nuevo)	
	Ref.: BVE-399 (Ref. NSK®: C1141022)	
	Ti-Max X25 Ti-Max X25L	Tornillo retenedor: BVX-401
	Ref.: BVE-389 (Ref. NSK®: C601022)	
	Tornillo retenedor eje contra ángulos Ti-Max X95 Ti-Max X95L	
	Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ref.: BVX-401 (Ref. NSK®: C600242)	

Modelos para NSK®		Relacionados
	S-Max M25 (Rotor cerrado)* S-Max M25L (Rotor cerrado)* Ref.: BVE-390 (Ref. NSK®: 1000574)	* Para rotor abierto ver referencia BVE-423
	S-Max M25 (Rotor abierto)* S-Max M25L (Rotor abierto)* Ref.: BVE-423 (Ref. NSK®: C1142022)	* Para rotor cerrado ver referencia BVE-390
	Tornillo retenedor eje contra ángulos S-Max M15 (N/S: A_) S-Max M25L (N/S: A_) S-Max M15L (N/S: A_) S-Max M95 (N/S: C_) S-Max M25 (N/S: A_) S-Max M95L (N/S: C_) Ref.: BVX-402 (Ref. NSK®: C1141242)	
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ref.: BVE-395 (Ref. NSK®: C1010022 / 10000229001)	Llave Ref.: HE-950
	Ti-Max X-SG20 Ti-Max X-SG20L Ref.: BVE-422 (Ref. NSK®: C1003022 / 10000255001)	Llave Ref.: HE-950
	Ti-Max X-DSG20L Ref.: BVE-450 (Ref. NSK®: C1068912)	Llave Ref.: HE-950
	FX15 FX25 FX23 Ref.: BVE-455 (Ref. NSK®: C10000946)	
	Ti-Max Z45L Ref.: BVE-466 (Ref. NSK®: C1064022)	
	Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L Ref.: BVE-458 (Ref. NSK®: C1038022)	
	Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L Ref.: BVE-465 (Ref. NSK®: C1034022002)	

Tapas compatibles contra ángulos NSK®

Modelos para NSK®			Relacionados
	Ti-Max T125 Ti-Max T125L Ti-Max X15 Ti-Max X15L	Ti-Max X25 Ti-Max X25L S-Max M25 (Rotor cerrado)* S-Max M25L (Rotor cerrado)*	FPB-Y Llave Ref.: HE-610 Llave Ref.: HE-613 *Para rotores abiertos ver Ref. BVT-419
	S-Max M25 (Rotor abierto)* S-Max M25L (Rotor abierto)*		Llave Ref.: HE-762 Llave Doble Ref.: HE-615 *Para rotores cerrados ver Ref. BVT-387
	S-Max M95 S-Max M95L Ti-Max X95 Ti-Max X95L		Llave Ref.: HE-762 Llave Doble Ref.: HE-615
	MP-Y MP-F MPA-Y	MPAS-Y	Llave Ref.: HE-845
	Arandela metálica cabeza: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L	Ti-Max X-DSG20L	
	Arandela goma azul: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L	Ti-Max X-DSG20L	
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L	Ti-Max X-DSG20L	Llave Ref.: HE-616
	FX15 FX25 FX23		Llave Ref.: HE-839
	Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L		
	Ti-Max Z45L Ti-Max Z-SG45L		

Modelos para NSK®

Relacionados

	Ti-Max Z95 (Modelo antiguo) Ti-Max Z95L (Modelo antiguo) *Confirmar medida rodamiento trasero* Ref.: BVT-464 (Ref. NSK®: C1038015)	Llave Ref.: HE-615 HASTA AGOTAR
	Ti-Max Z95 (Modelo nuevo) Ti-Max Z95L (Modelo nuevo) *Confirmar medida rodamiento trasero* Ref.: BVT-467 (Ref. NSK®: C1034050)	Llave Ref.: HE-615

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

 Imagen no disponible	Retenedor junta cuello contra ángulos NSK® <table><tr><td>S-Max M25 (Rotor cerrado)</td><td>Ti-Max Ti25</td><td>Ti-Max X25</td></tr><tr><td>S-Max M25L (Rotor cerrado)</td><td>Ti-Max Ti25L</td><td>Ti-Max X25L</td></tr></table> ***Original NSK®*** Ref.: OR-7062 (Ref. NSK®: C387062)	S-Max M25 (Rotor cerrado)	Ti-Max Ti25	Ti-Max X25	S-Max M25L (Rotor cerrado)	Ti-Max Ti25L	Ti-Max X25L	Pack 2 uds.																																																						
S-Max M25 (Rotor cerrado)	Ti-Max Ti25	Ti-Max X25																																																												
S-Max M25L (Rotor cerrado)	Ti-Max Ti25L	Ti-Max X25L																																																												
 Imagen no disponible	Junta cuello contra ángulos NSK® <table><tr><td>S-Max M25 (Rotor cerrado y rotor abierto)</td><td>S-Max M95</td><td>Ti-Max X25</td></tr><tr><td>S-Max M25L (Rotor cerrado y rotor abierto)</td><td>S-Max M95L</td><td>Ti-Max X25L</td></tr><tr><td></td><td>Ti-Max Ti25</td><td>Ti-Max X95</td></tr><tr><td></td><td>Ti-Max Ti25L</td><td>Ti-Max X95L</td></tr></table> ***Original NSK®*** Ref.: OR-7064 (Ref. NSK®: C427064)	S-Max M25 (Rotor cerrado y rotor abierto)	S-Max M95	Ti-Max X25	S-Max M25L (Rotor cerrado y rotor abierto)	S-Max M95L	Ti-Max X25L		Ti-Max Ti25	Ti-Max X95		Ti-Max Ti25L	Ti-Max X95L	Pack 2 uds.																																																
S-Max M25 (Rotor cerrado y rotor abierto)	S-Max M95	Ti-Max X25																																																												
S-Max M25L (Rotor cerrado y rotor abierto)	S-Max M95L	Ti-Max X25L																																																												
	Ti-Max Ti25	Ti-Max X95																																																												
	Ti-Max Ti25L	Ti-Max X95L																																																												
 Imagen no disponible	Anillo tórico cuello contra ángulo NSK® <table><tr><td>Ti-Max Z25</td><td>Ti-Max Z95</td></tr><tr><td>Ti-Max Z25L</td><td>Ti-Max Z95L</td></tr></table> ***Original NSK®*** Ref.: OR-4061 (Ref. NSK®: C1034061)	Ti-Max Z25	Ti-Max Z95	Ti-Max Z25L	Ti-Max Z95L	Pack 2 uds.																																																								
Ti-Max Z25	Ti-Max Z95																																																													
Ti-Max Z25L	Ti-Max Z95L																																																													
 Imagen no disponible	Retenedor anillo tórico cuello contra ángulos NSK: Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L ***Original NSK®*** Ref.: OR-8060 (Ref. NSK®: C1038060)	Pack 2 uds.																																																												
 Imagen no disponible	Anillo tórico contra ángulos NSK: <table><tr><td>EX-ENDO 128</td><td>S-Max M25</td><td>Ti-Max Ti12</td><td>Ti-Max Ti57L</td></tr><tr><td>MP-F</td><td>S-Max M25L</td><td>Ti-Max Ti12L</td><td>Ti-Max Ti70</td></tr><tr><td>MP-Y</td><td>S-Max M95</td><td>Ti-Max Ti20</td><td>Ti-Max Ti70L</td></tr><tr><td>MPA-F10R</td><td>S-Max M95L</td><td>Ti-Max Ti20L</td><td>Ti-Max Ti75</td></tr><tr><td>MPA-F16R</td><td>S-Max Pico</td><td>Ti-Max Ti25</td><td>Ti-Max Ti75L</td></tr><tr><td>MPA-F20R</td><td>Ti-ENDO</td><td>Ti-Max Ti25L</td><td>Ti-Max Ti85</td></tr><tr><td>MPA-F4R</td><td>Ti-Max AB450L</td><td>Ti-Max Ti35</td><td>Ti-Max Ti85LA</td></tr><tr><td>MPA-Y</td><td>Ti-Max AS500L</td><td>Ti-Max Ti35L</td><td>Ti-Max Ti95</td></tr><tr><td>MPAS-F10R</td><td>Ti-Max AS600L</td><td>Ti-Max Ti45</td><td>Ti-Max Ti95EX</td></tr><tr><td>MPAS-F16R</td><td>Ti-Max AS700L</td><td>Ti-Max Ti45L</td><td>Ti-Max Ti95L</td></tr><tr><td>MPAS-F20R</td><td>Ti-Max AW450L</td><td>Ti-Max Ti50</td><td>Ti-Max Ti95LA</td></tr><tr><td>MPAS-F4R</td><td>Ti-Max Ti-SG20</td><td>Ti-Max Ti50L</td><td>Ti-Max X-DSG20</td></tr><tr><td>MPAS-Y</td><td>Ti-Max Ti-SG20L</td><td>Ti-Max Ti55</td><td>Ti-Max Z45L</td></tr><tr><td>S-Max M15</td><td>Ti-Max Ti10</td><td>Ti-Max Ti55L</td><td>Ti-Max Z85L</td></tr><tr><td>S-Max M15L</td><td>Ti-Max Ti10L</td><td>Ti-Max Ti57</td><td>Ti-Max Z95L</td></tr></table> Y otros Ref.: OR-5040 (Ref. NSK®: 0312065040)	EX-ENDO 128	S-Max M25	Ti-Max Ti12	Ti-Max Ti57L	MP-F	S-Max M25L	Ti-Max Ti12L	Ti-Max Ti70	MP-Y	S-Max M95	Ti-Max Ti20	Ti-Max Ti70L	MPA-F10R	S-Max M95L	Ti-Max Ti20L	Ti-Max Ti75	MPA-F16R	S-Max Pico	Ti-Max Ti25	Ti-Max Ti75L	MPA-F20R	Ti-ENDO	Ti-Max Ti25L	Ti-Max Ti85	MPA-F4R	Ti-Max AB450L	Ti-Max Ti35	Ti-Max Ti85LA	MPA-Y	Ti-Max AS500L	Ti-Max Ti35L	Ti-Max Ti95	MPAS-F10R	Ti-Max AS600L	Ti-Max Ti45	Ti-Max Ti95EX	MPAS-F16R	Ti-Max AS700L	Ti-Max Ti45L	Ti-Max Ti95L	MPAS-F20R	Ti-Max AW450L	Ti-Max Ti50	Ti-Max Ti95LA	MPAS-F4R	Ti-Max Ti-SG20	Ti-Max Ti50L	Ti-Max X-DSG20	MPAS-Y	Ti-Max Ti-SG20L	Ti-Max Ti55	Ti-Max Z45L	S-Max M15	Ti-Max Ti10	Ti-Max Ti55L	Ti-Max Z85L	S-Max M15L	Ti-Max Ti10L	Ti-Max Ti57	Ti-Max Z95L	
EX-ENDO 128	S-Max M25	Ti-Max Ti12	Ti-Max Ti57L																																																											
MP-F	S-Max M25L	Ti-Max Ti12L	Ti-Max Ti70																																																											
MP-Y	S-Max M95	Ti-Max Ti20	Ti-Max Ti70L																																																											
MPA-F10R	S-Max M95L	Ti-Max Ti20L	Ti-Max Ti75																																																											
MPA-F16R	S-Max Pico	Ti-Max Ti25	Ti-Max Ti75L																																																											
MPA-F20R	Ti-ENDO	Ti-Max Ti25L	Ti-Max Ti85																																																											
MPA-F4R	Ti-Max AB450L	Ti-Max Ti35	Ti-Max Ti85LA																																																											
MPA-Y	Ti-Max AS500L	Ti-Max Ti35L	Ti-Max Ti95																																																											
MPAS-F10R	Ti-Max AS600L	Ti-Max Ti45	Ti-Max Ti95EX																																																											
MPAS-F16R	Ti-Max AS700L	Ti-Max Ti45L	Ti-Max Ti95L																																																											
MPAS-F20R	Ti-Max AW450L	Ti-Max Ti50	Ti-Max Ti95LA																																																											
MPAS-F4R	Ti-Max Ti-SG20	Ti-Max Ti50L	Ti-Max X-DSG20																																																											
MPAS-Y	Ti-Max Ti-SG20L	Ti-Max Ti55	Ti-Max Z45L																																																											
S-Max M15	Ti-Max Ti10	Ti-Max Ti55L	Ti-Max Z85L																																																											
S-Max M15L	Ti-Max Ti10L	Ti-Max Ti57	Ti-Max Z95L																																																											

Modelos para NSK®

Relacionados



Junta contra ángulos NSK:

S-Max M25
S-Max M25L
S-Max M95S-Max M95L
Ti-Max Ti25
Ti-Max Ti25LTi-Max Ti95
Ti-Max Ti95EX
Ti-Max Ti95LTi-Max Ti95LA
Ti-Max Z95L
Y otros modelos**Ref.: OR-7063** (Ref. NSK®: C427062)

Pack 2 uds.



Imagen no disponible

Anillo tórico contra ángulos NSK:

S-Max M65
S-Max M65L
Ti-Max E65Ti-Max E65L
Ti-Max E65LJ
Ti-Max Ti65Ti-Max Ti65L
Ti-Max Ti65LA
Ti-Max Ti65LJTi-Max X-SG65
Ti-Max X-SG65L
Ti-Max X65

Ti-Max X65L

Ref.: OR-0035 (Ref. NSK®: 0312140035)

Imagen no disponible

Anillo tórico contra ángulos NSK:

S-Max M65,
S-Max M65L
Ti-Max E65Ti-Max E65L
Ti-Max E65LJ
Ti-Max Ti65Ti-Max Ti65L
Ti-Max Ti65LA
Ti-Max Ti65LJTi-Max X-SG65
Ti-Max X-SG65L
Ti-Max X65

Ti-Max X65L

Ref.: OR-4035 (Ref. NSK®: 0312154035)

Repuestos compatibles Piezas de Mano NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados



Pinza para pieza de mano recta NSK®

S-Max M65
S-Max M65L
Ti-Max E65
Ti-Max E65LTi-Max E65LJ
Ti-Max Ti65
Ti-Max Ti65L
Ti-Max Ti65LATi-Max Ti65LJ
Ti-Max X-SG65
Ti-Max X-SG65L
Ti-Max X65

Ti-Max X65L

Ref.: BVX-374 (Ref. NSK®: H190280 / H190A180A)

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO W&H®

Rotores compatibles destacados contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®	Relacionados
 Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) WS-75 LED G (Modelo antiguo) Ref.: BVX-7440 (Ref. W&H®: 07220701+04939900+04940500+06025100)	BVR-399 BVE-378 BVT-376

Rotores compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®	Relacionados
 WS-75 LED G ** WS-75 LG **** WI-75 LED G * WS-75 E *** WI-75 E * WS-75 KM *** WI-75 KM * (Confirmar con imagen) Ref.: BVR-399 (Ref. W&H®: 04939900)	****Conjunto repuestos cabeza: BVX-7440 *Eje Ref.: BVE-381 **Eje Ref.: BVE-378 ***Eje Ref.: BVE-415 (Rev. N/S<25.335) ***Eje Ref.: BVE-416 (Rev. N/S>30.000) ****Eje Ref.: BVE-726 Tapa Ref.: BVT-376
 WS-75 E (01001 < N/S < 25335) WS-75 KM (01001 < N/S < 25335) (Confirmar con imagen) Ref.: BVR-453 (Ref. W&H®: 04651800)	***Necesario cambiar eje y tapa, contra ángulo antiguo*** Eje Ref.: BVE-415 Tapa Ref.: BVT-376
 Alegria® WE-56 Alegria® WE-56E Synea® WA-56A (antiguo) Ref.: BVR-370 (Ref. W&H®: 03819000, 05843300)	Rodamientos: 2mm Eje Ref.: BVE-374 Tapa Ref.: BVT-379
 Alegria® WE-56 LED G Alegria® WE-56A Ref.: BVR-443 (Ref. W&H®: 05844400)	Tapa Ref.: BVT-379
 Piñón para: Alegria® WE-56 Alegria® WE-56E Alegria® WA-56A (antiguo) Ref.: BVR-371	
 Alegria® WE-56 Alegria® WE-56LT Ref.: BVR-477 (Ref. W&H®: 07539000)	
 Alegria® WE-99A Alegria® WE-99 LED G Ref.: BVR-478 (Ref. W&H®: 05846100)	Eje Ref.: BVE-443 Tapa Ref.: BVT-474

Modelos para W&H®		Relacionados
	Synea® WA-56 (desde 2007) Synea® WA-56LT (desde 2007) Synea® WA-66 (desde 2007) Synea® WA-66A (desde 2007) Synea® WA-66LT (desde 2007) Ref.: BVR-375 (Ref. W&H®: 05431100)	Rodamientos: 1,6mm Eje Ref.: BVE-439 Tapa Ref.: BVT-377
	Synea® WA-99LT (desde 2007) Ref.: BVR-427 (Ref. W&H®: 05220300)	Tapa Ref.: BVT-413
	Fusion WG-99LT (SN > 007802) Vision WK-99LT (SN > 01001) Ref.: BVR-442 (Ref. W&H®: 07473400)	Eje Ref. WG-99LT: 44-440 Eje Ref. WK-99: 44-441
	Rotor completo y tapa botón para: Trend WD-56 Ref.: BVR-426 (Ref. W&H®: 03425000)	Eje Ref.: BVE-425 Tapa Ref.: BVT-412
	Synea® WA-99LT (hasta 2007) Synea® WA-99A (hasta 2009) Ref.: BVR-479 (Ref. W&H®: 04517200)	Eje Ref.: BVE-438 BAJO PEDIDO
	Fusion WG-56LT (N/S<014633) Ref.: BVR-481 (Ref. W&H®: 06994300)	Eje Ref.: BVE-439 Tapa Ref.: BVT-377 BAJO PEDIDO
	Fusion WG-56LT (N/S>014634) Fusion WG-56A (N/S>002462) Ref.: BVR-480 (Ref. W&H®: 07605900)	Eje Ref.: BVE-486 Tapa Ref.: BVT-377
	Fusion WG-99LT (N/S<007801) Fusion WG-99 LED G (N/S<007801) Fusion WG-99A (N/S<001818) Ref.: BVR-482 (Ref. W&H®: 06993900)	
	Vision WK-93LT Ref.: BVR-485 (Ref. W&H®: 07107900)	Eje Ref.: BVE-447 BAJO PEDIDO
	WS-91 WS-91L WS-91LG WS-92* WS-92L* Ref.: BVR-484 (Ref. W&H®: 07139200)	* Eje Ref.: BVE-487 Tapa Ref.: BVT-477 BAJO PEDIDO

Modelos para W&H®

Relacionados



Imagen no disponible

WS-56L
WS-56L G

Original W&H®

Ref.: **BVR-486** (Ref. W&H®: 06905300)

Eje Ref.: BVE-488
Tapa Ref.: BVT-478

BAJO PEDIDO

Ejes compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Relacionados



WS-75 E (N/S < 25.335)
WS-75 KM (N/S < 25.335)
*modelo fabricado hasta 2008

Ref.: **BVE-415** (Ref. W&H®: 04016900)

(Eje montaje atornillable)

Llave Ref.: HE-950

NUEVO



Imagen no disponible

WS-75 E (N/S > 30.000)
WS-75 KM (N/S > 30.000)

Original W&H®

Ref.: **BVE-416** (Ref. W&H®: 04948000)

BAJO PEDIDO



WI-75 LED G WI-75 E WI-75 KM

(Confirmar con imagen)

Ref.: **BVE-381** (Ref. W&H®: 04667600)

(Eje montaje atornillable)

Llave Ref.: HE-950



WS-75 LED G*
* Modelo fabricado hasta 03/2012

Ref.: **BVE-378** (Ref. W&H®: 06025100)

(Eje montaje NO atornillable)



Imagen no disponible

WS-75
WS-75 LG

Original W&H®

Ref.: **BVE-726** (Ref. W&H®: 06906300)

(Eje montaje NO atornillable)



Alegra® WE-56
Alegra® WE-56E

Ref.: **BVE-374** (Ref. W&H®: 05852500)



Corona inferior para eje:
Alegra® WE-56
Alegra® WE-56E

Ref.: **BVE-383**

HASTA AGOTAR



Synea® WA-56A (desde 2007 / nuevo)
Synea® WA-56LT (desde 2007 / nuevo)
Fusion WG-56LT (N/S 001001-014633)

Ref.: **BVE-439** (Ref. W&H®: 05233200)

Modelos para W&H®		Relacionados
	Fusion® WG-56LT (N/S > 014634) Vision® WK-56LT (N/S > 04014) Vision® WK-56S Ref.: BVE-486 (Ref. W&H®: 06796000)	
	Trend WD-56 Ref.: BVE-425 (Ref. W&H®: 03403500)	Llave Ref.: HE-950
	WA-99A (hasta 2007)* WA-99LT (hasta 2007)* Ref.: BVE-438 (Ref. W&H®: 03816000)	* Contra ángulos con 2 anillos rojos y triple spray BAJO PEDIDO
	Synea® WA-99LT (desde 2007) Fusion WG-99LT (N/S 001001-007801) Fusion WG-99A (N/S 001001-001818) Ref.: BVE-440 (Ref. W&H®: 06420900)	BAJO PEDIDO
	Fusion WG-99LT (SN > 007802) Vision WK-99LT (SN > 01001) Ref.: BVE-441 (Ref. W&H®: 06579200)	BAJO PEDIDO
	Alegra® WE-56 Alegra® WE-56T Ref.: BVE-442 (Ref. W&H®: 07250900)	Piezas de mano SIN anillo azul
	Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G Fusion® WG-99LT (N/S < 007801) Fusion® WG-99 LED G (N/S < 007801) Ref.: BVE-443 (Ref. W&H®: 05845500)	
	Synea® WA-66LT (desde 2007) Ref.: BVE-445 (Ref. W&H®: 05273000)	
	Alegra® WE-56 LED Alegra® WE-56A Ref.: BVE-446 (Ref. W&H®: 05844300)	
	Vision WK-93 LT Ref.: BVE-447 (Ref. W&H®: 06455700)	BAJO PEDIDO

Modelos para W&H®		Relacionados
 Imagen no disponible	WS-92 WS-92L WS-92L G ***Original W&H*** Ref.: BVE-487 (Ref. W&H®: 07000001)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	WS-56L WS-56L G ***Original W&H*** Ref.: BVE-488 (Ref. W&H®: 06906500)	BAJO PEDIDO

Tapas compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®				Relacionados
	WS-75 WS-75E WS-75KM WS-75E (N/S>30000)	WS-75KM (N/S>30000) WI-75E (N/S>01001) WI-75KM (N/S>01001) WI-75 LED G (N/S>01001)	WS-75 LED G (N/S DE 01001 a 25335) (modelos fabricados hasta 2008)	Llave: HE-844
Ref.: BVT-376 (Ref. W&H®: 04940500)				
	Alegra® WE-56 (hasta 2007)* Alegra® WE-56A (hasta 2007)* Alegra® WE-56E (hasta 2007) *Contra ángulo sin anillo azul	Alegra® WE-56 LED G (hasta 2008) Synea® WA-56A (antiguo rodamientos 2mm)	Llave: HE-763	
Ref.: BVT-379 (Ref. W&H®: 05843800)				
	Synea® WA-56A (desde 2007)* Synea® WA-56LT (desde 2007)* Synea® WA-66LT (desde 2007)** *Contra ángulo con anillo azul	Fusion WG-56LT (N/S<014633 y N/S>014633) Fusion WG-56A (N/S>002462) **Contra ángulo con anillo verde	Vision WK-56 (N/S<04013) Vision WK-56 LT (N/S>04014)	Llave: HE-623
Ref.: BVT-377 (Ref. W&H®: 05112800 + 03819600 + 04952800 + 05280400)				
	Alegra® WE-56 (desde 2008) Alegra® WE-56T (desde 2008) Alegra® WE-56 LED G (desde 2008)	Llave Ref.: HE-763		
Ref.: BVT-472 (Ref. W&H®: 06993800)				
	Trend WD-56	Llave: HE-842		
Ref.: BVT-412				
	Synea® WA-99A (desde 2007) Synea® WA-99LT (desde 2007)	Llave Ref.: HE-820		
Ref.: BVT-413 (Ref. W&H®: 07771800 + 07771700 + 04952800)				
	Synea® WA-56LT (hasta 2007)	Llave: HE-842		
Ref.: BVT-473 (Ref. W&H®: 05345200)				

Modelos para W&H®

Relacionados

	Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G Fusion WG-99LT (N/S <007801) Fusion WG-99 LED G (N/S <007801) Ref.: BVT-474 (Ref. W&H®: 05846000)	Llave Ref.: HE-763
	Synea® WA-99A Synea® WA-99A LED (Hasta 2007) Ref.: BVT-475 (Ref. W&H®: 04943000)	Llave Ref.: HE-842
	Fusion WG-99LT (N/S >007802) Visio WK-99LT (N/S >01001) Fusion WG-99A (N/S >001819) Ref.: BVT-476	Llave Ref.: HE-763
 Imagen no disponible	WS-91 WS-91L WS-91L G WS-92 WS-92L ***Original W&H*** Ref.: BVT-477 (Ref. W&H®: 04026300)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	WS-56 WS-56L G ***Original W&H*** Ref.: BVT-478 (Ref. W&H®: 04033000)	BAJO PEDIDO

Resto repuestos compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Chaveta para W&H. Ref.: BVX-372 (Ref. W&H® 03819300)	
 Anillo conducción para W&H. Ref.: BVX-373 (Ref. W&H® 03819200)	
 Clip negro aguja de irrigación ***Original W&H*** WI-75 WI-75 E/KM WI-75 LED G WS-75 E/KM (N/S > 030000) WS-75 LED G Ref.: BVX-39149 (Ref. W&H® 04757100 / 3)	Pack: 1 ud.
 Clip verde aguja de irrigación ***Original W&H*** WS-75 WS-75 L G Ref.: BVX-6300 (Ref. W&H® 06946300)	Pack: 1 ud.

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO BIEN AIR®

Rotores compatibles contra ángulos **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	1:5 1:5L Ref.: BVR-438 (Ref. Bien Air®: 1501933)	Incluye: arandela metal + 2 anillos tóricos Eje Ref.: BVE-437 Tapa Ref.: BVT-445
 Imagen no disponible	EVO15 1:5 L (N/S<19C0121) EVO15 1:5 L MS (N/S<19C0121) Ref.: BVR-435 (Ref. Bien Air®: 1502161)	Eje Ref.: BVE-456 Tapa Ref.: BVT-486 BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	EVO15 1:5 L (N/S<19C0121) EVO15 1:5 L MS (N/S<19C0121) Ref.: BVR-436 (Ref. Bien Air®: 1502645)	Eje Ref.: BVE-456 Tapa Ref.: BVT-486 BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	NOVA 1:1 L NOVA 1:1 L MS Ref.: BVR-437 (Ref. Bien Air®: 1502641)	Eje Ref.: BVE-457 BAJO PEDIDO
	1:1 1:1L Ref.: BVR-377B (Ref. Bien Air®: 1501085)	Eje Ref.: BVE--378B Tapa Ref.: BVT-0550
 Imagen no disponible	EVO15 1:1 L EVO15 1:1 L MS Ref.: BVR-429 (Ref. Bien Air®: 1502160)	Eje Ref.: BVE-453 BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	NOVA 1:1 L NOVA 1:1 L MS Ref.: BVR-430 (Ref. Bien Air®: 1503014)	Eje Ref.: BVE-454
	20:1 20:1L Ref.: BVR-428	Eje Ref.: BVE-429 Tapa Ref.: BVT-430

Ejes compatibles contra ángulos Bien Air®

	Modelos para Bien Air®	Relacionados
	1:5 1:5L Ref.: BVE-437 (Ref. Bien Air®: 1500057)	
 Imagen no disponible	EVO15 1:5 L EVO15 1:5 L MS Ref.: BVE-456 (Ref. Bien Air®: 1502110)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	NOVA 1:5 NOVA 1:5L MS Ref.: BVE-457 (Ref. Bien Air®: 1503065)	BAJO PEDIDO
	1:1 Ref.: BVE-378B (Ref. Bien Air®: 1500289)	
 Imagen no disponible	EVO15 1:5 L EVO15 1:5 L MS Ref.: BVE-453 (Ref. Bien Air®: 1502107)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	NOVA 1:1L NOVA 1:1L MS Ref.: BVE-454 (Ref. Bien Air®: 1502889)	BAJO PEDIDO
	20:1 20:1L Ref.: BVE-429	

Tapas compatibles contra ángulos **Bien Air®**

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	1:1 1:1 L Ref.: BVT-0550 (Ref. Bien Air®: 1500550)	Llave: HE-849
	1:5 1:5L Ref.: BVT-445 (Ref. Bien Air®: 1500169)	Llave: HE-849
	20:1 20:1L Ref.: BVT-430 (Ref. Bien Air®: 1501027)	Llave: HE-849
	EVO15 1:5 L EVO15 1:5 L MS ***Original Bien Air®*** Ref.: BVT-486 (Ref. Bien Air®: 1502698)	BAJO PEDIDO
	NOVA 1:1L NOVA 1:1L MS Ref.: BVT-479 (Ref. Bien Air®: 1502817 (1307020+1306822)+1307442)	
 Imagen no disponible	NOVA 1:5L NOVA 1:5L MS Ref.: BVT-480 (Ref. Bien Air®: 1502919 (1503064+1307449)+1308388)	BAJO PEDIDO

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO SIRONA®

Rotores compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®			Relacionados
	T1 Line C200 (N/S>30 000) T1 Line C200L (N/S>43 000 / N/S>65 000) T1 Classic S200L (N/S≤32 001)	T2 Line A200L (N/S<7804 / N/S>7805) T2 Line A170L T3 Line E20 (N/S<2325 / N/S>2326) T3 Line E200L (N/S<2325 / N/S>2326)	T2 Line A200 (N/S<7804 / N/S>7805) A200L (N/S≤32 001) A170L T3 Line E200 (N/S<2325 / N/S>2326)
	Ref.: BVR-375S (Ref. Sirona®: 6175587 / 6405687)		Cabeza standard Rodamientos: 3,175x7x2mm Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-407
	T1 Classic S200L mini (3 000≤N/S≤30 000) T1 Line C200 mini (N/S>30 000) T1 Line C200L mini (43 000≤N/S≤65 000)		Cabeza mini Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-410
	Ref.: BVR-378 (Ref. Sirona®: 6175611 / 6049345)		
	T1 Line C40 T1 Line C40L T2 Line A40 T2 Line A40L	T3 Line E40 T1 Classic S40	Cabeza standard Eje Ref.: BVE-418 Tapa A40 Ref.: BVT-409 Tapa C40 Ref.: BVT-408
	Ref.: BVR-417 (Ref. Sirona®: 6000983)		
	T1 Classic S200L (N/S>32 002) T1 Classic S200L (N/S>202 000) T1 Line C200L (N/S>68 381) T1 Line C200L (N/S<302 000 y N/S>202 000)	T2 Line A200L (N/S>202 000 y N/S<302 000) T3 Line E200 (N/S>202 000) T3 S-Line ES200 T2 S-Line AS200L	Cabeza standard Rodamientos: 3,175x6x2mm Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-410
	Ref.: BVR-444 (Ref. Sirona®: 6414457 / 6562586)		
	T1 Classic S200L mini (N/S>30 000) T1 Line C200L mini (N/S>65 000)		Cabeza mini Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-410
	Ref.: BVR-445 (Ref. Sirona®: 6405679)		
	Dentsply X-Smart Plus 6:1		Eje Ref.: BVE-432 Tapa Ref.: BVT-433
	Ref.: BVR-431		
	Dentsply X-Smart 16:1		Eje Ref.: BVE-435 Tapa Ref.: BVT-436
	Ref.: BVR-434		
	T2 Revo Mini R40 T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40 T3 Line E40 (SN>202 000) cabeza mini	T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000) T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000)	T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini
	Ref.: BVR-416 (Ref. Sirona®: 6049352 / 6405695)		Rodamiento trasero: 4x7x1,6mm Eje R40 Ref.: BVE-421 Eje A40 Ref.: BVE-418 Eje C40 mini Ref.: BVE-418 Eje E40 mini Ref.: BVE-418 Tapa Ref.: BVT-411
	T2 Revo Mini R40 T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40 T3 Line E40 (SN>202 000) cabeza mini	T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000) T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000)	T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini
	Ref.: BVR-452 (Ref. Sirona®: 5943092 / 6049352)		Rodamiento trasero: 4x7x2mm Eje R40 Ref.: BVE-421 Eje A40 Ref.: BVE-418 Eje C40 mini Ref.: BVE-418 Eje E40 mini Ref.: BVE-418 Tapa Ref.: BVT-411

Modelos para Sirona®		Descripción
	T1 Line Endo 6L	Eje Ref.: BVE-470 Tapa Ref.: BVT-471
	Ref.: BVR-469 (Ref. Sirona®: 6535525 / 6000777)	
	T1 CLASSIC S6L (N/S > 30.000 y N/S > 202.000) T1 CLASSIC S1,6L (N/S > 30.000 y N/S > 202.000) T1 LINE C6L (N/S > 65.000 y N/S > 202.000)	T1 LINE C1,6L (N/S > 65.000 y N/S > 202.000) T1 LINE C6 / C6L (cabeza 6:1) T1 LINE C1,6 / C1,6L (cabeza 6:1)
	Ref.: BVR-470 (Ref. Sirona®: 6405703)	Eje Ref.: BVE-452

Ejes compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®		Relacionados
	T1 CLASSIC S200L mini T1 LINE C200L mini N/S > 65 000 / N/S > 43 000 T1 LINE C200 mini N/S > 30 000 T2 LINE A200L N/S < 7804 / N/S > 7805 T3 LINE E200 N/S < 2325 / N/S > 2326 T1 LINE C200 N/S > 30 000 T1 LINE C200 N/S > 43 000 y N/S > 65 00	T1 CLASSIC S200L N/S ≤ 32 001 T1 CLASSIC S200L N/S > 32 002 T1 CLASSIC S200L N/S > 202 000 T1 LINE C200L N/S > 68 381 T1 LINE C200L N/S > 202 000 y N/S < 302 000 T2 LINE A200L N/S > 202 000 y N/S < 302 000
	Ref.: BVE-451 (Ref. Sirona®: 6175603)	T2 S-line AS 200 L T3 S-line ES 200 T3 line E200 N/S > 202 000 T2 line A200 L N/S > 302 000
	T1 Classic S40 T1 Line C40 (Cabeza mini y standard) T1 Line C40L (Cabeza mini y standard)	T2 Line A40 T2 Line A40L T3 Line E40 (Cabeza mini y standard)
	Ref.: BVE-418 (Ref. Sirona®: 6000959)	
	T1 CLASSIC KM 1,6L N/S > 30.000 T1 CLASSIC S 1,6L N/S > 30.000 y N/S > 202.000 T1 CLASSIC S 6L N/S > 30.000 y N/S > 202.000 T1 LINE C1,6 (cabeza 6:1) T1 LINE C1,6C (cabeza 1:1 ADA) T1 LINE C1,6L (cabeza 1:1 ADA) T1 LINE C1,6L N/S > 65.000 y N/S > 202.000 T1 LINE C1,6L (cabeza 6:1) T1 LINE C6 (cabeza 6:1)	T1 LINE C6 (cabeza 1:1 ADA) T1 LINE C6L (cabeza 6:1) T1 LINE C6L (cabeza 1:1 ADA) T1 LINE C6L N/S > 65.000 y N/S > 202.000 T1 LINE KM 1,6 T1 LINE KM 1,6L T2 LINE A 6L T2 LINE A 6L N/S > 202.000 T2 S-LINE AS 6L T3 LINE E6
	Ref.: BVE-452 (Ref. Sirona®: 6000942 / 3327884)	T3 S-LINE ES 6 SIROPure P6 IL (cabeza 6:1 / 6:1 ADA) SIROPure P6 IL mini SIROPure P6 SL (cabeza 6:1 / 6:1 ADA) SIROPure P6 SL mini SIROPure T3 LINE E 6 N/S > 202.000
	T2 Revo R40	
	Ref.: BVE-421 (Ref. Sirona®: 5943167)	
	Dentsply X-Smart Plus 6:1	
	Ref.: BVE-432	

Modelos para Sirona®

Relacionados



Dentsply X-Smart 16:1

Ref.: **BVE-435**

T1 Line ENDO 6L

Ref.: **BVE-470** (Ref. Sirona®: 6535533)

▶ Tapas compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®

Relacionados



T1 Classic S200L (SN≤32 001)
T1 Line C200L (SN>43 000 & >65 000)
T1 Line C200 (SN>30 000)

T3 Line E200L
T2 Line A200L (SN<7804 & >7805)
T2 Line A170L

T3 Line E200 (SN<2325 & >2326)
SIROPure P200SL
SIROPure P200IL

Llave Ref.: HE-818

Ref.: **BVT-407** (Ref. Sirona®: 8925083 + 5996967 + 5947957)

T2 Line A40L
T2 Line A6L
T3 Line E40

T3 Line E6
SIROPure P40SL (ADA)
SIROPure P40IL (ADA)

SIROPure P6SL (ADA)
SIROPure P6SIL (ADA)

Llave Ref.: HE-818

Ref.: **BVT-409** (Ref. Sirona®: 8925083 + 8917924 + 5947957)

T1 Classic S40L
T1 Classic S6L
T1 Line C40 (ADA)
T1 Line C40L (ADA)

T1 Line C6
T1 Line C6L
T1 Line C1.6
T1 Line C1.6L

Siropure P40SL
Siropure P40IL
Siropure P6SL
Siropure P6IL

Llave Ref.: HE-818

Ref.: **BVT-408** (Ref. Sirona®: 8925083 + 6259639 + 5947957)

T1 Classic S200L (SN≥32 002)
T1 Classic S200L
T1 Classic S200L mini
T1 Line C200L (SN>68 381 & <43 000)

T1 Line C200L (SN<302 000 & >302 000)
T1 Line C200L mini
T2 Line A200 (SN<302 000 & >302 000)

T2 S-Line AS200L
T3 S-LINE ES200
SIROPure P200SL
SIROPure P200IL
T3 LINE E200

Llave Ref.: HE-821

Ref.: **BVT-410** (Ref. Sirona®: 6049337)

T1 Classic S40L
T1 Classic S6L
T1 Classic S1,6L
T1 Classic S40L (SN>202 000)
T1 Classic S6L (SN>202 000)
T1 Classic S1,6L (SN>202 000)
T1 Classic C40L (SN>65 000)
T1 Classic C6L (SN>65 000)
T1 Classic C1,6L (SN>65 000)
T1 Classic C40L (SN>202 000)
T1 Classic C6L (SN>202 000)
T1 Line C40
T1 Line C40 mini

T1 Line C40L
T1 Line C40L mini
T1 Line C6
T1 Line C6L mini
T1 Line C1.6
T1 Line C1.6L
T2 S-Line AS40L
T2 S-Line AS6L
T3 S-Line ES40
T3 S-Line ES6
SIROPure P40SL
SIROPure P40IL
SIROPure P6SL

SIROPure P6IL
T2 Line A6L (SN>202 000)
T2 Line A40L (SN>202 000)
T3 Line E40 (SN>202 000)
T3 Line E6 (SN>202 000)
T1 Line C1,6L (SN >202 000)

Llave Ref.: HE-821

Ref.: **BVT-411** (Ref. Sirona®: 6049329)

Dentsply X-Smart Plus 6:1

Ref.: **BVT-433**

Llave Ref.: HE-610

Modelos para Sirona®

Relacionados

	Dentsply X-Smart 16:1 Ref.: BVT-436	Llave Ref.: HE-845
	TI Line ENDO 6L Ref.: BVT-471 (Ref. Sirona®: 65444444)	Llave Ref.: HE-821

Resto repuestos contra ángulos Sirona®

RUMAR

Descripción

Observaciones

	Tubo irrigación azul contra ángulos y piezas de mano Sirona® ***Original Sirona*** Ref.: BVX-8236 (Ref. 6328236 / 25)	Pack: 2 Uds.
---	--	---------------------

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO MK-DENT®

Rotores contra ángulos MK-dent®



Modelos para MK-dent®

Relacionados

	LCH11 LPH11 LS9011 Ref.: BVR-SP2005	
---	--	--

Ejes contra ángulos MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®

Relacionados

	LCH11 LPH11 LS9011 LS9016 Ref.: BVE-724 (Ref. MK-dent®: SP2024)	
	LE11 LE11L LS2011 LS2011L Ref.: BVE-1010	

Modelos para MK-dent®

Relacionados

LE15
LE15L

Ref.: BVE-SP2246M1

HASTA AGOTAR

Tapas contra ángulos MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®

Relacionados



3 muescas

LCH11
LCH21
LS9011

LS9021

Ref.: BVT-704 (Ref. MK-dent®: 0.540.3741)

Llave doble Ref.: HE-751

*Tapa original (4 lados)

Llave Ref.: HE-2011T

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®

LC01
LC01L
LC11
LC11LLE11 (N/S: LN...)*
LE11L (N/S: LN...)*
LP01L
LP11LLS2011
LS2011L
LS1011*Modelo actual
Para N/S: L...
Ver OR-1514

Ref.: OR-1020 (Ref. MK-dent® SP1020)

LE11 (N/S: L...)*
LE11L (N/S: L...)**Modelo antiguo
Para N/S: LN...
Ver OR-1020

Ref.: OR-1514 (Ref. MK-dent® SP1514)

Resto repuestos contra ángulos MK-dent®

RUMAR

Descripción

Observaciones



Carcasa LCH11 y LS9011

Ref.: BVX-706 (Ref. MK-dent®: SP2001)



Carcasa LCH21 y LS9021

Ref.: BVX-2101



Carcasa LS9016

Ref.: BVX-2221 (Ref. MK-dent®: SP2221)

HASTA AGOTAR



Segmento LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021

Ref.: BVX-702 (Ref. MK-dent®: SP2004)



Chaveta LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021

Ref.: BVX-703 (Ref. MK-dent®: SP2006)

	Descripción	Observaciones
	Anillo de conducción LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021 Ref.: BVX-707 (Ref. MK-dent®: SP2007)	Útil Ref.: HE-752
	Muelle LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021 Ref.: BVX-709 (Ref. MK-dent®: SP2023)	
	Muelle de presión para LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1014 (Ref. MK-dent®: SP1014)	
	Tornillo LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021 Ref.: BVX-708 (Ref. MK-dent®: SP2021)	Destornillador: HE-2016, HE-753TOR.
	Anillo azul para: LET1, LET1L, LC11, LC11L y LP11L Ref.: BVX-0031 (Ref. MK-dent®: SP0031)	
	Anillo de cierre para LS2011 y LS2011L (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1003 (Ref. MK-dent®: SP1003)	HASTA AGOTAR
	Anillo de alambre para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1005 (Ref. MK-dent®: SP1005)	
	Bola para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1006 (Ref. MK-dent®: SP1006)	3,0 mm
	Bola para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1007 (Ref. MK-dent®: SP1007)	1,5 mm HASTA AGOTAR
	Distanciador para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1012 (Ref. MK-dent®: SP1012)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1016 (Ref. MK-dent®: SP1016)	
	Pasador para tope de arrastre para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1017 (Ref. MK-dent®: SP1017)	
	Inserto LS2011 (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1019 (Ref. MK-dent®: SP1019)	HASTA AGOTAR
	Guía posicionamiento LS2011L (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1023 (Ref. MK-dent®: SP1023)	HASTA AGOTAR
	Barra transmisión luz LET1L, LC11L y LP11L Ref.: BVX-9002 (Ref. MK-dent®: SP9002)	

Repuestos piezas de mano MK-dent®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo azul para LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L Ref.: BVX-0031 (Ref. MK-dent®: SP0031)	
	Eje completo para LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L Ref.: BVX-1138 (Ref. MK-dent®: SP1138)	
	Anillo cierre para LS1011 Ref.: BVX-1039 (Ref. MK-dent®: SP1039)	
	Cartucho para rodamiento para LS1011 Ref.: BVX-1040 (Ref. MK-dent®: SP1040)	HASTA AGOTAR
	Anillo para LS1011 Ref.: BVX-1041 (Ref. MK-dent®: SP1041)	HASTA AGOTAR
	Perno para LS1011 Ref.: BVX-1042 (Ref. MK-dent®: SP1042)	HASTA AGOTAR
	Anillo roscado para LS1011 Ref.: BVX-1043 (Ref. MK-dent®: SP1043)	HASTA AGOTAR
	Arandela para LS1011 Ref.: BVX-1044 (Ref. MK-dent®: SP1044)	HASTA AGOTAR
	Tornillo para LS1011 Ref.: BVX-1045 (Ref. MK-dent®: SP1045)	HASTA AGOTAR
	Inserto para LS1011 Ref.: BVX-1046 (Ref. MK-dent®: SP1046)	HASTA AGOTAR
	Clip para LS1011 Ref.: BVX-1047 (Ref. MK-dent®: SP1047)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para LS1011 Ref.: BVX-1016 (Ref. MK-dent®: SP1016)	
	Pasador para tope arrastre para LS1011 Ref.: BVX-1017 (Ref. MK-dent®: SP1017)	

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO CASTELLINI®

Rotores compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®		Relacionados
	Goldspeed EVO S1 Ref.: BVR-483	Tapa Ref.: BVT-484 BAJO PEDIDO
		Eje Ref.: BVE-396 Tapa Ref. : BVT-485

Ejes compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®		Relacionados
	Goldspeed S1 Goldspeed SIL Ref.: BVE-396	

Tapas compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®		Relacionados
	Goldspeed S1 Goldspeed SIL (Excepto Goldspeed EVO S1 y Goldspeed EVO S1-L) Ref.: BVT-485	Llave Ref.: HE-833
	Goldspeed EVO S1 Ref.: BVT-484	Llave Ref.: HE-834

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO BA INTERNACIONAL®

Rotores compatibles contra ángulos BA International®

RUMAR

Modelos para BA International®		Relacionados
	B.A40LSS B.A40SS B.A45LS	Eje Ref.: BVE-421
	B.A45SS	
Ref.: BVR-417		

Ejes compatibles contra ángulos BA International®

RUMAR

Modelos para BA International®		Relacionados
	BA45S BA40LSS BA40SS	
	BA45LS	
Ref.: BVE-421		

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO WOODPECKER® / DTE®

Rotores contra ángulos WOODPECKER® / DTE®




Modelos para WOODPECKER® / DTE®		Relacionados
	Kit rotor + tapa + arandela WP-1 WP-1L* (IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED) *Contra ángulos con uno y dos tornillos	Eje Ref. WP-1L: 28-CA002 Tapa Ref.: 28-CA003
	Ref.: 28-CA001	Eje Ref. WP-1: 28-CA008 Suministro incluye: Tapa, rotor y arandela.
	Rotor WJ-45TL	Eje Ref.: 28-CA011 Tapa Ref.: 28-CA015
	Ref.: 28-CA010	
 Imagen no disponible	Rotor WJ-11L	Eje Ref.: 28-CA017 Tapa Ref.: 28-CA018
	Ref.: 28-CA016	

NUEVO

Ejes contra ángulos **WOODPECKER® / DTE®**Modelos para **WOODPECKER® / DTE®**

Relacionados



WP-1L (IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED)
Contra ángulos con uno y dos tornillos

Ref.: **28-CA002**



WP-1

Ref.: **28-CA008**

Llave Ref.: 28-CA006



WJ-45TL

Ref.: **28-CA011**



Imagen no disponible

WJ-11L

Ref.: **28-CA017**

NUEVO

Tapas contra ángulos **Woodpecker® / DTE®**Modelos para **WOODPECKER® / DTE®**

Relacionados



WP-1
WP-1L* (IMPLANTER LED / DTE® IMPLANT X LED)
*Contra angulos con uno y dos tornillos

Ref.: **28-CA003**

Rotor Ref.: 28-CA001
Llave Ref.: 28-CA005



WJ-45TL

Ref.: **28-CA013**

Rotor Ref.: 28-CA010
Llave Ref.: 28-CA015



Imagen no disponible

WJ-11L

Ref.: **28-CA018**

Rotor Ref.: 28-CA016

NUEVO


Resto repuestos contra ángulos **Woodpecker® / DTE®**

Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible Ref.: 28-CA007	
 Ref.: 28-CA009	
 Ref.: 28-CA012	

Otros repuestos contra ángulos **Woodpecker® / DTE®**

Modelos para WOODPECKER® / DTE®	Relacionados
 Ref.: 28-CA014	

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic, HQW-Barden, GRW, NMB, EZO o ESC**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).



RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO KAVO®

Rodamientos contra ángulos KaVo®

RUMAR





Modelos para KaVo®				Descripción
myonic		Delantero cabeza 67LH Delantero cabeza 68LH Delantero cabeza 2068CHC	Delantero cabeza 2068LHC Delantero cabeza L68 Delantero cabeza L67	Delantero cabeza C3 Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-5011 (Ref. KaVo®: 0.220.0051)			
myonic		Trasero cabeza 67LH Trasero cabeza 68 LH Trasero cabeza 2068CHC	Trasero cabeza 2068LHC Trasero cabeza L68 Trasero cabeza L67	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-5012 (Ref. KaVo®: 0.220.2005)			
myonic		Delantero cabeza 67LDN Delantero cabeza 68LDN Delantero cabeza 67RIC		Medidas: 3x7x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-683 (Ref. KaVo®: 0.220.0713)			
myonic		Trasero cabeza 67LDN Trasero cabeza 68LDN		Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-301 (Ref. KaVo®: 0.220.0105)			
		Trasero cabeza 67RIC Trasero cabeza C3		Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-318 (Ref. KaVo®: 0.220.0023)			
	Cabeza 31LR Cabeza 52LDN Cabeza 67IC	Cabeza 68G		Medidas: 3x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-305 (Ref. KaVo®: 0.220.0104)			
myonic		20LH 2068CHC 2068LHC	2068C E20 E20L	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-0218 (Ref. KaVo®: 0.220.0098 / 0.220.0097)			
myonic		Cabeza 24LN		Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-316 (Ref. KaVo®: 0.220.0734)			

Modelos para KaVo®				Observaciones
 myonic	25CH 25CHC 25CN 25LH	25LHS 25LN 25LS 25LHC	25LHD Trasero 25LP	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-325 (Ref. KaVo®: 1.001.2836 / 0.220.1307)			
 myonic	Delantero cabeza 25LP Delantero cabeza 25LPA			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-317 (Ref. KaVo®: 1.001.3167)			
 myonic	Delantero cabeza E25L Delantero cabeza E25C			Medidas: 3,175x6,35x1,905/2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-320 (Ref. KaVo®: 1.008.4038)			
 myonic	Trasero cabeza E25L Trasero cabeza E25C			Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-321 (Ref. KaVo®: 1.008.4039)			
 myonic	Eje 25LP Eje 25LPA Acoplador 25LP	Acoplador 25LPA Trasero eje E25L Trasero eje E25C		Medidas: 2x5x1,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-322 (Ref. KaVo®: 1.001.2834)			
 HAW BARDEN	Acoplador E25L Acoplador E25C Acoplador 25LH Acoplador 25CH	Acoplador 25CHC Acoplador 25CN Acoplador 25LHS Acoplador 25LN	Acoplador 25LS Acoplador 25LHC Acoplador 25LHD	Medidas: 4X9X2,5mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-323 (Ref. KaVo®: 0.220.0171)			
 myonic	Eje 25LH Eje 25CH Eje 25CHC Eje 25CN Eje 25LH Eje 25LHS Eje 25LN Eje 25LS Eje 25LHC Eje 25LHD	Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25CH Engranaje Intermedio 25CHC Engranaje Intermedio 25CN Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25LHS Engranaje Intermedio 25LN Engranaje Intermedio 25LS Engranaje Intermedio 25LHC Engranaje Intermedio 25LHD	Delantero eje E25L Delantero eje E25C	Medidas: 2,35x5x1,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-324 (Ref. KaVo®: 0.220.0730)			

Rodamientos piezas de mano KaVo®

RUMAR



Modelos para KaVo®			Descripción
 HAW BARDEN	Trasero 10A (NO 10C)		Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-5014 (Ref. KaVo®: 0.220.0103)		

Modelos para KaVo®		Observaciones
 	Trasero 10C	Medidas: 5x11x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-200 (Ref. KaVo®: 0.220.0126)	
 	Delantero 10CH Delantero 10LC Delantero 10CHC	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Delantero 10CN Delantero 10LN 10C (Confirmar alto previamente)	
 	Delantero 15CN Series	Medidas: 5x9,525x3,175mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-303 (Ref. KaVo®: 0.220.1306)	
 	Trasero 15CN Series Trasero 10CN Trasero 10LN	Medidas: 4x9x4mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Trasero 10CH Trasero 10LC Trasero 10CHC	
	Ref.: ROD-304 (Ref. KaVo®: 0.220.1301)	

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO NSK®

Rodamientos contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Descripción
 	Cabeza T125 Cabeza X95 Cabeza X95L	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Cabeza X85 Cabeza X85L Ref.: ROD-326	
 	Delantero Ti-Max X-SG20L Delantero Ti-Max X-DSG20L Delantero S-Max SG20 Delantero S-Max SG20L	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-309	
 	Trasero Ti-Max X-SG20L Trasero Ti-Max X-DSG20L Trasero S-Max SG20 Trasero S-Max SG20L	Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-318	
 	Eje SG20	Medidas: 2,35x5,5x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-306	

Modelos para NSK®

Observaciones



myonic

Eje SG20

Ref.: ROD-308

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Torlon
Abierto-Abierto

Rodamientos piezas de mano NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Descripción



NMB

Trasero EX5
Trasero EX6
Trasero EX7
Trasero EX8Trasero EX9
Trasero EX12
Trasero IS65

Ref.: ROD-313 (Ref. NSK®: B10321-1005)

Medidas: 5x10x3mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Abierto-Abierto

HQW BARDEN

Trasero X65
Trasero X65L

Ref.: ROD-328 (Ref. NSK®: B11223-1005)

Medidas: 5x10x4mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado-Cerrado

NMB

Delantero EX5
Delantero EX6
Delantero EX7
Delantero EX8Delantero EX9
Delantero EX12
Delantero IS65

Ref.: ROD-314 (Ref. NSK®: B13213-0804)

Medidas: 4x8x3mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO W&H®

Rodamientos contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Descripción



HQW BARDEN

Cabeza WA-56LT nuevo
Cabeza WA-56A nuevo

Ref.: ROD-300 (Ref. W&H®: 05039400)

Medidas: 4x7x1,6mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Abierto-Abierto

myonic

Cabeza WE99 LED-G
Cabeza WE99A
Cabeza WE99E



Ref.: ROD-326 (Ref. W&H®: 02649400 / 04486000)

Medidas: 4x7x2mm

Especial
Exterior: Liso
Bola: Cerámica Retenedor: Torlon
Abierto-Abierto


Modelos para KaVo®

Observaciones

 	Cabeza WA-56LT Cabeza WA-56A Cabeza WA-66LT Cabeza WA-66A Cabeza WA-86LT Cabeza WA-86A Cabeza A956E Cabeza A956A Cabeza A956LT Cabeza A956LX Cabeza 966E Cabeza 966A Cabeza 966LT Cabeza 966LX Cabeza 975E Cabeza 975A Cabeza 975LT Cabeza 975LX Cabeza 985E Cabeza 985A Cabeza 985LT Cabeza 985LX Cabeza 986E Cabeza 986A Cabeza 986LT Cabeza 986LX Cabeza 988E Cabeza 988E-KM Cabeza WE-56 LED G Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Friatec 90 Friatec 5040 Delantero y medio acople WS-75E Delantero y medio acople WS-75KM Ref.: ROD -301 (Ref. W&H®: 01589600)	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Cabeza WI75 Ref.: ROD-309 (Ref. W&H®: 04027300)	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado
 	Pieza intermedia WA-56LT Pieza intermedia WA-56A Pieza intermedia WA56LT nuevos Pieza intermedia WA-62LT Pieza intermedia WA-62A Pieza intermedia WA-66LT Pieza intermedia WA-66A Pieza intermedia WA-67LT Pieza intermedia WA-67A Pieza intermedia WA-86LT Pieza intermedia WA-86A Pieza intermedia WS-75E Pieza intermedia WS-75KM Ref.: ROD-306 (Ref. W&H®: 01579300 / 04733900)	Medidas: 2,35x5,5x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Delantero eje WA-56LT Delantero eje WA-56A Delantero eje WA-62LT Delantero eje WA-62A Delantero eje WA-66LT Delantero eje WA-66A Delantero eje WA-67LT Delantero eje WA-67A Delantero eje WA-86LT Delantero eje WA-86A nuevos y antiguos Delantero eje WD-56 Delantero eje WD-57 Delantero eje WD-58 Delantero eje WD-64 Delantero eje WD-66 Delantero eje WD-71 Delantero eje WD-72 Delantero eje WD-73 Delantero eje WD-74 Delantero eje HD-43 Delantero eje HP-44 Delantero eje WS-75E Ref.: ROD-307 (Ref. W&H®: 01589400)	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Trasero eje WA-56LT Trasero eje WA-56A Trasero eje WA-62LT Trasero eje WA-62A Trasero eje WA-66LT Trasero eje WA-66A Trasero eje WA-67LT Trasero eje WA-67A Trasero eje WA-86LT Trasero eje WA-86A nuevos y antiguos Trasero eje WD-56 Trasero eje WD-57 Trasero eje WD-58 Trasero eje WD-64 Trasero eje WD-66 Trasero eje WD-71 Trasero eje WD-72 Trasero eje WD-73 Trasero eje WD-74 Trasero eje HD-43 Trasero eje HP-44 Trasero eje WS-75E Trasero eje WS-75KM Ref.: ROD-302 (Ref. W&H®: 01577000)	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Pieza intermedia WA-99 Pieza intermedia WA-969 Pieza intermedia WA-999 Ref.: ROD-308 (Ref. W&H®: 01579600)	Medidas: 2,35x5,5x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto

Rodamientos piezas de mano W&H®


RUMAR

Modelos para W&H®		Descripción
 	Trasero S11 Trasero Synea® HA43A	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-302	
 	Delantero WH S11 Delantero Synea® HA43A	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-7185	

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO BIEN AIR®


Rodamientos contra ángulos Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Cabeza 1132 Trasero cabeza Serie Microseries	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-301 (Ref. Bien Air®: 701.01.81)	
 	Delantero cabeza Serie Microseries	Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-318	
 	Eje intermedio 1:1 Eje intermedio 1:4 Eje intermedio 1:5	Medidas: 2,35x4,763x2,35mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-315 (Ref. Bien Air®: 701.01.75)	

Rodamientos piezas de mano Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Trasero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Trasero 1:2 (Ref.: 160.02.95)	
 	Delantero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Delantero 1:2 (Ref.: 160.02.95)	
Ref.: ROD-302 (Ref. Bien Air®: 701.01.65 / 1301333)		
Ref.: ROD-7185 (Ref. Bien Air®: 701.01.53 / 1301332)		

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO SIRONA®

Rodamientos contra ángulos **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
	Delantero cabeza T1 Line C40 Delantero cabeza T1 Line C40L Ref.: ROD-307	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 myonic	Trasero cabeza T1 Line C40 Trasero cabeza T1 Line C40L Ref.: ROD-309	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado
 ISG	Delantero T2 REVO Ref.: ROD-305	Medidas: 3x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
 HQW BARDEN	Trasero T2 REVO Ref.: ROD-300	Medidas: 4x7x1,6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 myonic	T1 Line C200 mini T1 Classic S200 mini Ref.: ROD-353	Medidas: 3,175x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO MK-DEnt®

Rodamientos contra ángulos **MK-dent®**

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 myonic	Delantero cabeza LS9011 Delantero cabeza LS9021 Delantero cabeza LCH11 Ref.: ROD-5011	Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Delantero cabeza LCH21 Delantero cabeza LPH11 Delantero cabeza LPH21	
 myonic	Trasero cabeza LS9011 Trasero cabeza LS9021 Trasero cabeza LCH11 Ref.: ROD-5012	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Trasero cabeza LCH21 Trasero cabeza LPH11 Trasero cabeza LPH21	

Modelos para MK-dent®			Descripción
 	LC11 LC11L LE11	LE11L LP11L LS2011	LS2011L LS3011 LS3011L
	Ref.: ROD-0218		Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

Rodamientos piezas de mano MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®			Descripción
 	Trasero LC01 Trasero LC01L	Trasero LE01 Trasero LE01L	Trasero LP01L Trasero LS1011
	Ref.: ROD-5014		Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
 	Delantero LC01 Delantero LC01L	Delantero LE01 Delantero LE01L	Delantero LP01L Delantero LS1011
	Ref.: ROD-7185		Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO RUMAR®

Rodamientos piezas de mano RUMAR®

RUMAR

Modelos para RUMAR®			Descripción
 	Trasero ECO P1		Medidas: 5x10x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-313		
 	Delantero ECO P1		Medidas: 4x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-314		

REPUESTOS PARA MICROMOTORES KAVO®

Rotores compatibles Micromotores KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	K190 K196 Ref.: BVR-101 (Ref. KaVo®: 0.676.0871)	
	K192 Ref.: BVR-102 (Ref. KaVo®: 0.676.0971)	
	K200 Ref.: BVR-103 (Ref. KaVo®: 1.000.6859)	
	K201 Ref.: BVR-104 (Ref. KaVo®: 1.001.8992)	
	K9 EWL 950 K9 EWL 955 Ref.: BVR-110 (Ref. KaVo®: 0.674.1261 / 1.000.2200)	
	K10 Ref.: BVR-111 (Ref. KaVo®: 0.674.3321)	

Escobillas compatibles Micromotores KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Motores INTRA: K191 K196 K200 K190 K192 K197 K201 Ref.: BVE-260/2 (Ref. KaVo®: 0.676.0881)	Pack 2 uds.
	K9 Ref.: BVE-250/2 (Ref. KaVo®: 0.676.0241)	Pack 2 uds.
	K10 Ref.: BVE-251/2 (Ref. KaVo®: 0.674.2481)	Pack 2 uds.

Pinzas compatibles Micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	2,35 mm K11 K9 EWL 950 (antiguo)	K9 EWL 955 (antiguo) K10 4950
	Ref.: BVP-401 (Ref. KaVo®: 0.674.7752)	
	2,35 mm K10 (excepto 4950) K12 K4	K5 K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul)
	K9 EWL 4933 nuevo (azul) Power Grip todos los modelos	
Ref.: BVP-402 (Ref. KaVo®: 0.674.4871)		
	2,35 mm SF EWL 4004 SF EWL 4005	
	Ref.: BVP-444 (Ref. KaVo®: 0.671.1562)	

Anillos tóricos compatibles micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS	
	Ref.: OR-148 (Ref. KaVo®: 0.200.6120)	
	Anillo tórico K9, K10	
	Ref.: OR-2408 (Ref. KaVo®: 0.224.2408)	
	Anillo tórico K4, K5, K9	
	Ref.: OR-445 (Ref. KaVo®: 0.200.6199)	

HASTA AGOTAR

Otros repuestos compatibles micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Pasador tope arrastre todos los modelos ***Original KaVo®***	Medidas: 1x4,5mm
	Ref.: BVX-432 (Ref. KaVo®: 0.202.0018)	
	Tapa K9, K10 (Gris)	
	Ref.: BVX-439 (Ref. KaVo®: 0.674.2861)	
	Varilla sujeción SF EWL 4004 Varilla sujeción SF EWL 4005	
	Ref.: BVX-441 (Ref. KaVo®: 0.674.3052)	
	Tope de arrastre varilla K9, K10, K11	
	Ref.: BVX-430 (Ref. KaVo®: 0.674.4192)	
	Pasador tope arrastre todos los modelos ***Original KaVo®***	Medidas: 1x4,5mm
	Ref.: BVX-432 (Ref. KaVo®: 0.202.0018)	
	Lámina SF EWL 4004 Lámina SF EWL 4005	
	Ref.: BVX-442 (Ref. KaVo®: 0.674.3062)	


HASTA AGOTAR

Descripción		Observaciones
	Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004	HASTA AGOTAR
	Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4005	
Ref.: BVX-443 (Ref. KaVo®: 0.674.0532)		
	Ventilador SF EWL 4004	HASTA AGOTAR
	Ventilador SF EWL 4005	
Ref.: BVX-451 (Ref. KaVo®: 0.674.2911)		
	Tuerca roscada:	HASTA AGOTAR
	K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul)	
Ref.: BVX-255 (Ref. 1.000.1260)		
K9 EWL 4933 nuevo (azul) K12		

REPUESTOS PARA MICROMOTORES NSK®

Escobillas Micromotores NSK®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Volvere y M40	Pack 2 uds.
	Original NSK®	
Ref.: BVE-275/2 (Original Ref. NSK®: E023011S)		
	MX90	Pack 2 uds
	459L	
Ref.: BVE-270/2		

Pinzas compatibles Micromotores NSK®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	2.35 mm	
	Ultimate XL 450	
Ref.: BVP-405		
	Presto Aqua Lux	
	Aqua II	
Ref.: BVP-407 (Ref.NSK® T815019)		
Presto II		

Anillos tóricos compatibles micromotores NSK®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS	
	Ref.: OR-148 (Ref.: NSK®: M154060)	

REPUESTOS PARA MICROMOTORES W&H®

Rotores compatibles Micromotores W&H®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 EB40 Ref.: BVR-117 (Ref. W&H®: 04059300)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.

Escobillas compatibles Micromotores W&H®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 2,35 mm Perfecta (desde N/S 011117) ***Original W&H*** Ref.: BVP-5500 (original, Ref W&H®: 03205500)	

Anillos tóricos compatibles micromotores W&H®


RUMAR

Descripción	Observaciones
 Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: W&H®: 08162300)	

REPUESTOS PARA MICROMOTORES BIEN AIR®

Rotores compatibles Micromotores Bien Air®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 MC3 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 1501036 = 1300082 + 1500042 + 1300086 + 1300081 // 701.01.71 + 21175.29 + 011.75.24 + 701.01.70 Ref.: BVR-117 (Ref. Bien Air®: 21175.29 + 011.75.24 + 701.01.70)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.
 MC2 40 IR Ref.: BVR-118 (Ref. Bien Air®: 1500932 / 211.36.04)	
 MC2 40 LKE Ref.: BVR-119 (Ref. Bien Air®: 150.09.31 / 211.61.16)	

Escobillas Micromotores Bien Air®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 MC2 ***Original Bien Air*** Ref.: BVE-264/2 (Ref. Bien Air®: 211.45.06)	Pack 2 uds.
 MC3 ***Original Bien Air*** Ref.: BVE-265/2 (original, Ref. Bien Air®: 211.75.08)	Pack 2 uds.
 MC3 ***Compatible*** Ref.: BVE-268/2 (Ref. Bien Air®: 211.75.08)	Pack 2 uds.

Anillos tóricos compatibles micromotores **Bien Air®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: Bien Air®: 1300967 / 705.02.91)	

Otros repuestos micromotores **Bien Air®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Pasador tope de arrastre MC2, Aquilón, clavija elástica 1x5 ***Original Bien Air*** Ref.: BVX-165 (Ref. Bien Air®: 652.02.02 / 1300664)	Medidas: 1x5 mm
	Pasador tope de arrastre MC3, clavija elástica ***Original Bien Air*** Ref.: BVX-166 (Ref. Bien Air®: 652.04.05)	Medidas: 1,5x4,7 mm

REPUESTOS PARA MICROMOTORES SIRONA®

Anillos tóricos compatibles micromotores **Sirona®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: Sirona®: 58.60.390)	

REPUESTOS PARA MICROMOTORES MK-DENT®

Rotores Micromotores MK-dent®



Descripción	Observaciones
 MK-dent EM1190K (N/S<17000) Ref.: BVR-RO1190MK	
 MK-dent EM1190K (N/S>17000) Ref.: BVR-RO1190MK1	

Escobillas Micromotores MK-dent®



Descripción	Observaciones
 EM1190K (Pack 2 uds) Ref.: BVE-SP1219/2	Pack 2 unidades

Anillos tóricos micromotores MK-dent®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: MK-dent®: OR3011)	
 Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1222	1 Unidad
 Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1228	1 Unidad
 Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1210	1 Unidad
 Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1214	

HASTA AGOTAR

HASTA AGOTAR

Otros repuestos micromotores MK-dent®



	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Tapa EM1190K Ref.: BVX-SP1215	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle EM1190K Ref.: BVX-SP1221	HASTA AGOTAR
	Anillo de regulación de agua AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1051	HASTA AGOTAR
	Anillo de regulación de aire AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1052	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tapa tubo SP1059 del AM1014 Ref.: BVX-SP1056	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tubito de irrigación AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1059	HASTA AGOTAR
	Tapa roscada AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1060	Llave Ref.: HE-2014 HASTA AGOTAR
	Disco AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1061	HASTA AGOTAR
	Arandela AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1062	HASTA AGOTAR
	Bloque regulación AM1014 Ref.: BVX-SP1063	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle de presión regulador AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1064	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Regulador AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1065	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Perno plano AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1068	HASTA AGOTAR
	Cilindro exterior rotor AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1069	HASTA AGOTAR

Descripción		Observaciones
	Funda protección AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1074	HASTA AGOTAR
	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1075	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle de presión AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1079	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Pasador AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1080	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Cable goma AM1014 Ref.: BVX-SP1082	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Cable goma AM1014 Ref.: BVX-SP1083	Medidas: 1x4,5mm HASTA AGOTAR

REPUESTOS PARA MICROMOTORES FARO®

Escobillas Micromotores FARO®



Descripción		Observaciones
	Única Ref.: 80-406117 (Ref. Faro®: 556117)	1 unidad
	Modo Ref.: 80-407540/4 (Ref. Faro®: SP557540)	Pack 4 unidades

REPUESTOS PARA MICROMOTORES SAEYANG MARATHON®, SAESHIN®


Rotores compatibles Micromotores Saeyang Marathon®, Saeshin®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	E Motor SDE-M33ES Ref.: BVR-120	NO incluye rodamientos Ver: ROD-302 y ROD-354

Escobillas Compatibles Micromotores Saeyang Marathon®, Saeshin®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Marathon® Saeshin® Ref.: BVE-270/2	Pack 2 uds

REPUESTOS PARA MICROMOTORES MARATHON®

Pinzas compatibles micromotores Marathon®


RUMAR

Descripción		Observaciones
	2,35 mm Marathon® Ref.: BVP-406	
	2,35 mm Pinza para micromotor Saeshin® Ref.: BVP-410	Forte 100 II Forte 103L Forte 107
	2,35 mm Pinza para micromotor Saeshin® Ref.: BVP-411	Forte 100a III Forte 106 -ZO Forte 100
	2,35 mm Pinza para micromotor Saeshin® Ref.: BVP-412	Forte 300 II Forte 300 III Forte 102 Forte 105L

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic**®, **HQW-Barden**, **GRW**, **NMB**, **EZO** o **ESC**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.



RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES KAVO®



Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K190, K191, K192, K196 y K197

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0089 (Ref. KaVo®: 0.220.0089)	
 	Trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0136 (Ref. KaVo®: 0.220.0136)	

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® KL700

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x11x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-200 (Ref. KaVo®: 0.220.0219)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-0218 (Ref. KaVo®: 0.220.0218)	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® KL701

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-7185 (Ref. KaVo®: 1.000.7185)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-0218 (Ref. KaVo®: 0.220.0218)	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K200

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-7185 (Ref. KaVo®: 1.000.7185)	
  	Trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0136 (Ref. KaVo®: 0.220.0136)	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955)

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2157 (Ref. KaVo®: 0.220.0157)	
 	Trasero inducido	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2158 (Ref. KaVo®: 0.220.0158)	
  	Eje K9 EWL 950 Trasero Eje K9 EWL 955	Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2113 (Ref. KaVo®: 0.220.0113)	
  	Delantero eje K9 EWL 955	Medidas: 8x14x4mm Velocidad: 20.000 rpm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2148 (Ref. KaVo®: 0.220.0148)	
   	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158	
	Ref.: ROD-2011	

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K9 (azul) (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933)

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido Ref.: ROD-2223 (Ref. KaVo®: 0.220.0223)	Medidas: 5x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: ROD-2158 (Ref. KaVo®: 0.220.0158)	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
  	Delantero eje Ref.: ROD-2055 (Ref. KaVo®: 0.220.0055)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: ROD-2044 (Ref. KaVo®: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158 Ref.: ROD-2111	
 	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044 Ref.: ROD-2112	

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K10

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido Ref.: ROD-2779 (Ref. KaVo®: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Trasero inducido Ref.: ROD-2778 (Ref. KaVo®: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Eje K10 Ref.: ROD-2113 (Ref. KaVo®: 0.220.0113)	Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado

Modelos para KaVo®		Descripción
	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779	
	Ref.: ROD-2021	
	Kit 2 rodamientos eje: 2X 30-2113	
	Ref.: ROD-2000	

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K11


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
	Trasero inducido	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2778 (Ref. KaVo®: 0.220.0778)	
	Delantero inducido	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2779 (Ref. KaVo®: 0.220.0779)	
	Delantero eje	Medidas: 7,85x15,89x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-2045 (Ref. KaVo®: 0.220.0045)	
	Trasero eje	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2044 (Ref. KaVo®: 0.220.0044)	
	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779	
	Ref.: ROD-2021	
	Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044	
	Ref.: ROD-2031	

Kit Ref. KaVo 0.674.2841:
0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 = 0.200.0827 + ROD-2045 + 2X0.222.4042 + ROD-2044

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K12 / Power Grip todos los modelos

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero inducido Ref.: ROD-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: ROD-2778 (Ref. KaVo®: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Delantero eje Ref.: ROD-2055 (Ref. KaVo®: 0.220.0055)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: ROD-2044 (Ref. KaVo®: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779 Ref.: ROD-2021	
 	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044 Ref.: ROD-2112	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K4 / K5

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero Ref.: ROD-2058 (Ref. KaVo®: 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Incluye: Tóricos y fieltro Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero Ref.: ROD-2056 (Ref. KaVo®: 0.220.0056)	Medidas: 10x19x7mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058 Ref.: ROD-2050	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® SF EWL 4004 / 4005

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Rodamiento delantero	Medidas: 8x22x7mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-6057 (Ref. KaVo®: 0.247.6057)	
 	Rodamiento trasero	Medidas: 7x14x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0112 (Ref. KaVo®: 0.220.0112)	

Rodamientos micromotores neumáticos KaVo®


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	181M	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-310 (Ref. KaVo®: 0.220.0021)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES NSK®

Rodamientos micromotores eléctricos NSK® ULTIMATE, VOLVERE Y UHR

RUMAR

Modelos para NSK®		Descripción
 	Trasero eje	Medidas: 6X13x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-220 (Ref. NSK®: B11243-1306)	
 	Delantero eje	Medidas: 6,35X12,7X4,763mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-221 (Ref. NSK®: B20245-2763)	
 	Volvere rotor	Medidas: 3x7x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-683	
 	Ultimate rotor	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-327	

Rodamientos micromotores neumáticos **NSK®**


RUMAR

Modelos para NSK®			Descripción
 	EX103 EX203 MX200 EX100	IS205 TI205 PTL950TI TI205L	EX203C
	Ref.: ROD-311 (Ref. NSK®: B22227-7923)		
			Medidas: 2,38x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES W&H®

Rodamientos micromotores eléctricos **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®			Descripción
 	Delantero inducido MF Techtorque Delantero inducido MF Perfecta		Medidas: 5x11x5mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-200 (Ref. W&H®: 02685500)		
 	Trasero inducido MF Techtorque Trasero inducido MF Perfecta		Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2778 (Ref. W&H®: 01206200)		
 	Delantero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Delantero pieza de mano azul / negra MF Perfecta		Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2113 (Ref. W&H®: 03202300)		
 	Trasero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Trasero pieza de mano azul / negra MF Perfecta		Medidas: 7x14x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-203 (Ref. W&H®: 03202200)		
 	Perfecta 300		Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-327		

Rodamientos micromotores neumáticos **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®			Descripción
 	A25 E25 LT25		Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-133 (Ref. W&H®: 01850600)		

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES BIEN AIR®

Rodamientos micromotores eléctricos Bien Air® MC3

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
  	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-130 (Ref. Bien Air®: 701.01.71 / 1300082)	
  	Trasero	Medidas: 2,38x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-131 (Ref. Bien Air®: 701.01.70 / 1300081)	

Rodamientos micromotores eléctricos Bien Air® MC2

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
  	Trasero (Excepto Aquilón)	Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-132 (Ref. Bien Air®: 701.01.23 / 1301107)	
  	Delantero Aquilón (delantero y trasero)	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-133 (Ref. Bien Air®: 701.01.14 / 1300985)	

Rodamientos micromotores eléctricos Bien Air® MX

RUMAR

Modelos para Bien Air® MX		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4,763x7,938x3,175mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-134 (Ref. Bien Air®: 701.01.93)	
 	Trasero	Medidas: 3,967x7,938x3,175mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-135 (Ref. Bien Air®: 701.01.94)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES SIRONA®

Rodamientos micromotores eléctricos **Sirona®**


RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
 	SLI, delantero	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-350 (Ref. Sirona®: 7040801)	
 	SLI, trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-351 (Ref. Sirona®: 7036130)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES MK-DENT®

Rodamientos micromotores neumáticos **MK-dent®**

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 	AM1014	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-310	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES SAEYANG MARATHON®

Rodamientos micromotores eléctricos **SAEYANG MARATHON®**


RUMAR

Modelos para Saeyang Marathon®				Descripción
 	H20 H35SP1 H37L1 SH37L1	H37LN H37(L)SP H35LS M45	SH20N (30K) H300 (Ø3)	Medidas: 6x12x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-233 (Ref. Marathon®: 1260ZZ)			
 	Eje trasero H20 Eje trasero H200 (12V) Eje trasero H200 (30V) Eje trasero H35SP1 Eje trasero H37L1	Eje trasero SH37L1 Eje trasero H37LN Eje trasero H37(L) SP Eje trasero H35LS Eje trasero M45	Eje trasero SH20N(30K) Eje trasero SH37LN Eje trasero MH20 (12V) Eje trasero MH24 (24V) Eje trasero H300 (Ø3)	Medidas: 8x14x4mm Velocidad: 45.000 rpm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-234 (Ref. Marathon®: 1480ZZ)			
 	SH37LN SH40C BM50S1	BM50K BS50C BM40S1	BM40C BHS1 BHK	Medidas: 6X13x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-220 (Ref. Marathon®: 1360ZZ)			
 	Delantero M20ES Delantero M25ES Delantero M33E Delantero M33ES Delantero M40ES Delantero H20 Delantero H200 (12V)	Delantero H200 (30V) Delantero H35SP1 Delantero H37L1 Delantero SH37L1 Delantero H37LN Delantero H37(L) SP Delantero H35LS	Delantero M45 Delantero SH20N (30K) Delantero SH37LN Delantero SH40C	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto - Abierto
	Ref.: ROD-302 (Ref. Marathon®: 1030ZZ)			
 	Trasero M20ES Trasero M25ES Trasero M33ES Trasero M40ES	Trasero H20 Trasero H200 (12V) Trasero H200 (30V) Trasero H37LN	Trasero H37(L) SP Trasero H35LS	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-354 (Ref. Marathon®: 830ZZ)			
 	Delantero eje BH50			Medidas: 6,35X12,7X4,763mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-221			

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES SAESHIN®

Rodamientos micromotores eléctricos **SAESHIN®**

RUMAR

Modelos para SAESHIN®		Descripción
  	Inducido Ref.: ROD-354 (Ref. Saeshin®: 830ZZ)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Inducido Ref.: ROD-355 (Ref. Saeshin®: 940ZZ)	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Eje Ref.: ROD-356 (Ref. Saeshin®: 1050ZZ)	Medidas: 5x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Eje Ref.: ROD-357 (Ref. Saeshin®: 1370ZZ)	Medidas: 7x13x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Eje Ref.: ROD-234 (Ref. Saeshin®: 1480ZZ)	Medidas: 8x14x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado

▶ **REPUESTOS PARA SILLONES FEDESA®**

- Filtros para sillones Fedesa®
- Botoneras para sillones Fedesa®
- Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa®
- Muelles para sillones Fedesa®
- Motores elevadores para sillones Fedesa®
- Varios repuestos para sillones Fedesa®
- Pistones para sillones Fedesa®

... hasta aquí los repuestos específicos para sillones Fedesa®,
para **+ REPUESTOS SILLONES FEDESA®**:

+ REPUESTOS SILLONES FEDESA®

Ver Sección

- | | |
|---|---|
| ▶ Mangueras sillones Fedesa® | Mangueras equipo |
| ▶ Repuestos lámparas sillones Fedesa® | Repuestos lámparas Faro® |
| ▶ Jeringas y repuestos jeringas sillones Fedesa® | Jeringas y repuestos jeringas |
| ▶ Válvulas sillones Fedesa® | Válvulas y electroválvulas |
| ▶ Filtros, mangueras, terminales y otros sistemas de aspiración sillones Fedesa® | Sistemas de aspiración y sus repuestos |
| ▶ Reguladores de presión sillones Fedesa® | Reguladores de presión |
| ▶ Racores, conectores y espigas sillones Fedesa® | Racores, conectores y espigas |
| ▶ Pedales sillones Fedesa® | Pedales y sus repuestos |

PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

FILTROS PARA SILLONES FEDESA®

Filtros para sillones Fedesa®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Filtro amarillo Dürr® Aspiraciones ***Original Dürr*** Ref.: 68-37001 (Ref. Dürr®: 0725.041.00)	Pack 12 uds. Utilizado en la mayoría de los sillones Fedesa®
 Filtro sólidos aspiraciones Cattani® ***Original Cattani*** Ref.: 38-1055 (Ref. Cattani®: 1041055 Ref. Fedesa®: F034A91)	Pack 1 ud. Utilizado en algunos de los sillones Fedesa®

Mangueras, terminales de aspiración y relacionados sillones Fedesa®
Ver sección: Sistemas de aspiración y sus repuestos

BOTONERAS PARA SILLONES FEDESA®

Botoneras para sillones Fedesa®

RUMAR

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Descripción	Observaciones
 Botonera digital bandeja genérica para sillones Fedesa® Arco Ref.: FED-082A94 (Ref. Fedesa®: 082A94)	
 Kit botoneras bandeja + auxiliar para sillones Fedesa® Astral Ref.: FED-KITASTRAL (Ref. Fedesa®: 082A91V + 082A94V)	
 Botonera digital soporte cánulas para sillones Fedesa® Ref.: FED-082A91A (Ref. Fedesa®: 082A91A)	BAJO PEDIDO
 Botonera bandeja Astral para sillones Fedesa® Ref.: FED-082A94V (Ref. Fedesa®: 082A94V)	BAJO PEDIDO
 Botonera auxiliar Astral para sillones Fedesa® Ref.: FED-082A91V (Ref. Fedesa®: 082A91V)	BAJO PEDIDO

OTRAS BOTONERAS FEDESA ¡CONSÚLTANOS!

NUEVO



Descripción

Botonera digital Fedesa® JS500

Ref.: **FED-082A61** (Ref. Fedesa®: 082A61)

Observaciones

Compatible con Ref. Fedesa® 082A71

NUEVO



Botonera digital cánulas Fedesa® JS500

Ref.: **FED-082A62** (Ref. Fedesa®: 082A62)

Compatible con Ref. Fedesa® 082A70 (mod)

NUEVO



Botonera para sillones Fedesa®

Ref.: **FED-082A39** (Ref. Fedesa®: 082A39)

NUEVO



Botonera para sillones Fedesa®

Ref.: **FED-082A50** (Ref. Fedesa®: 082A50)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Botonera para sillones Fedesa®

Ref.: **FED-082A93** (Ref. Fedesa®: 082A93)

BAJO PEDIDO



Botonera digital bandeja JS250 para sillones Fedesa®

Ref.: **FED-082A63** (Ref. Fedesa®: 082A63)

Botonera soporte cánulas JS250 para sillones Fedesa®

Ref.: **FED-082A64** (Ref. Fedesa®: 082A64)

Botonera bandeja Astral para sillones Fedesa®

Ref.: **FED-082A90** (Ref. Fedesa®: 082A90)

Botonera digital soporte cánulas Astral para sillones Fedesa®

Ref.: **FED-082A91** (Ref. Fedesa®: 082A91)**OTRAS BOTONERAS FEDESA ¡CONSÚLTANOS!**

PARA TODAS LAS BOTONERAS QUE **NO** APARECEN COMO **En Stock**


¡CONSÚLTANOS!



VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS Y OTROS PARA SILLONES FEDESA®

Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Grupo distribuidor 3 instrumentos equipos Fedesa® Ref.: FED-317A04 (Ref. Fedesa®: 317A04)	Repuesto relacionado: FED-317A02
	Membrana bloque Fedesa® (Ref.: FED-317A04) 3 instrumentos Ref.: FED-317A02 (Ref. Fedesa®: 317A02)	
	Bloque 2 electroválvulas Ref.: FED-054A05 (Ref. Fedesa®: 054A05)	Voltaje: 24 V AC 50 Hz Repuestos relacionados: FED-237A12 y FED-237A03
	Bobina 5VA Ref.: FED-237A14 (Ref. Fedesa®: 237A14)	Diámetro: 9 mm Voltaje: 24 V AC Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A04
	Bobina 7,5VA con núcleo Ref.: FED-237A03 (Ref. Fedesa®: 237A03)	Voltaje: 24 V AC Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05
	Núcleo + guía latón EV agua Ref.: FED-237A12 (Ref. Fedesa®: 237A12)	Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05
	Conjunto 24 V AC Ref.: FED-054A04 (Ref. Fedesa®: 054A04)	Repuesto relacionado: FED-237A14
	Placa conexión 28 con junta Ref.: FED-185A65 (Ref. Fedesa®: 185A65)	
	Membrana placa conexión Fedesa® (FED-185A65) Ref.: FED-4101K03 (Ref. Fedesa®: 4101K03)	

	Descripción	Observaciones
	Filtro bronce Ref.: FED-275A09 (Ref. Fedesa®: 275A09)	
	Unión 6mm macho x 1/8" macho Especial Fedesa® Ref.: FED-575A70 (Ref. Fedesa®: 575A70)	
	"T" Intermedias 6 x 6 x 6 mm Especial Fedesa® Ref.: FED-575A55 (Ref. Fedesa®: 575A55)	

MUELLES PARA SILLONES FEDESA®

Muelles para sillones Fedesa®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A01 (Ref. Fedesa®: 440A01)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A03 (Ref. Fedesa®: 440A03)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A05 (Ref. Fedesa®: 440A05)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A06 (Ref. Fedesa®: 440A06)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A09 (Ref. Fedesa®: 440A09)	

	Descripción	Observaciones
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A13 (Ref. Fedesa®: 440A13)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A13-1 (Ref. Fedesa®: 440A13-1)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A18 (Ref. Fedesa®: 440A18)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A20 (Ref. Fedesa®: 440A20)	
	Ref.: FED-440A21 (Ref. Fedesa®: 440A21)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A23 (Ref. Fedesa®: 440A23)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A28 (Ref. Fedesa®: 440A28)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A29 (Ref. Fedesa®: 440A29)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A29-1 (Ref. Fedesa®: 440A29-1)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A33 (Ref. Fedesa®: 440A33)	

	Descripción	Observaciones
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A34 (Ref. Fedesa®: 440A34)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A38 (Ref. Fedesa®: 440A38)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A39 (Ref. Fedesa®: 440A39)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A41 (Ref. Fedesa®: 440A41)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440A64 (Ref. Fedesa®: 440A64)	
	Muelle Fedesa® Ref.: FED-440B06 (Ref. Fedesa®: 440B06)	

MOTORES ELEVADORES PARA SILLONES FEDESA®

▶ Motores elevadores para sillones Fedesa®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Motor subida Fedesa® SH80 IP40 Ref.: FED-430A33	

VARIOS REPUESTOS PARA SILLONES FEDESA®

Varios repuestos para sillones Fedesa®

RUMAR

Descripción

Observaciones

Manguera pedal movimientos eléctricos para sillones Fedesa®

Compatible con todos los modelos de pedal Faro®

Incluye: Pines para conector M/H JST, tubos neumáticos (5 de 1,5 mm y 2 de 4 mm), 11 cables de señal y una toma de tierra.

Ref.: FED-4103J11 (Ref. Fedesa®: 4103J11)

Kit carrete de giro / Rodillos respaldo sillones Fedesa®

Pack 6 Uds.

Ref.: FED-1201E03 (Ref. Fedesa®: 1201E03)

Apoya instrumentos bandeja Midway-2

Ref.: FED-038A06 (Ref. Fedesa®: 038A06)

Brazo colibrí / pértiga Fedesa®

También montado en referencias: 4031B, 4027B, 4028B y 4029B)

Ref.: FED-520A51 (Ref. Fedesa®: 520A51)

Filtro sólido taza cestilla Fedesa®

Ref.: FED-520A14 (Ref. Fedesa®: 520A14)

Cubre filtro sólido cestilla Fedesa®

Ref.: FED-4002Z05 (Ref. Fedesa®: 4002Z05)

Portabandeja ranurado Fedesa®

Ref.: FED-4014E05 (Ref. Fedesa®: 4014E05)

Cierre impacto oculto para sillones Fedesa®

Ref.: FED-760A02 (Ref. Fedesa®: 760A02)

Colector filtro cánulas para sillones Fedesa®

Ref.: FED-2403A06 (Ref. Fedesa®: 2403A06)

OTROS REPUESTOS FEDESA ¡CONSÚLTANOS!

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

NUEVO	Descripción		Observaciones
	 Imagen no disponible	Kit escupidera 1 para sillones Fedesa® Ref.: FED-ESCUPIADERA1 (Ref. Fedesa®: 2332C03 + 710A16 + 710A10 + 2332C04 + 2x710A11 + 710A37)	BAJO PEDIDO
	 Imagen no disponible	Kit escupidera 2 para sillones Fedesa® Ref.: FED-ESCUPIADERA2 (Ref. Fedesa®: 2332C03 + 710A16 + 710A10 + 2332C04 + 710A11 + 2332C13 + 710A37)	BAJO PEDIDO
	 Imagen no disponible	Lavabo redondo ø30 cm para sillones Fedesa® Ref.: FED-0250A11 (Ref. Fedesa®: 0250A11)	BAJO PEDIDO
NUEVO	 Imagen no disponible	Lavabo redondo ø30 cm para sillones Fedesa® Ref.: FED-0250A01 (Ref. Fedesa®: 0250A01)	BAJO PEDIDO

OTROS REPUESTOS FEDESA ¡CONSÚLTANOS!

PISTONES PARA SILLONES FEDESA®

Pistones para sillones Fedesa®

RUMAR

Descripción		Observaciones
 Pistón para sillones Fedesa®, 350 N Ref.: FED-500A06		
 Pistón para sillones Fedesa®, 1500 N Ref.: FED-500A21 (Ref. Fedesa®: 500A21)		
 Pistón para sillones Fedesa®, 2700 N Ref.: FED-500A24 (Ref. Fedesa®: 500A24)		
 Pistón para sillones Fedesa®, 2100 N Ref.: FED-500A40 (Ref. Fedesa®: 500A40)		
 Pistón para sillones Fedesa®, 2500 N Ref.: FED-500A41 (Ref. Fedesa®: 500A41)		
 Pieza palanca pistones sillones Fedesa® Ref.: FED-0001		
 Cabeza disparo pistones para sillones Fedesa® Ref.: FED-0002		Diámetro rosca: 10mm
 Cabeza disparo pistones para sillones Fedesa® Ref.: FED-0003		Diámetro rosca: 8mm

PSD

▶ **PISTONES PARA SILLONES DENTALES**

- Pistones para sillones Fedesa®
- Pistones para sillones Sirona®

PRÓXIMAMENTE NUEVAS REFERENCIAS ¡CONSÚLTANOS!

PISTONES PARA SILLONES FEDESA®

Pistones para sillones Fedesa®

RUMAR

Para pistones para sillones Fedesa®
Ver sección Fedesa®: Pistones para sillones Fedesa®

PISTONES PARA SILLONES SIRONA®

Pistones para sillones Sirona®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Pistón brazo lámpara Sirona® Sirolux, 460 N Ref.: SIR-5856757 (Ref. Sirona®: 5856757)	

RLE

▶ REPUESTOS LÁMPARAS EQUIPOS

- Bombillas sillones dentales
- Repuestos lámpara Faro® **Alya**
- Repuestos lámpara Faro® **Maia**
- Repuestos lámpara Faro® **EDI**
- Repuestos lámpara Faro® **Forma** y otras





BOMBILLAS SILLONES DENTALES




Bombillas sillones dentales

	Descripción	Características
	 Bombilla 17V 95W lámpara EDI // Castellini® Venus Ref.: 80-021122 (Ref. Faro®: SP401122)	
NUEVO	 Bombilla OSRAM 12V 100W Lámpara Sirona® Siemens® Sirolux-E y compatibles Ref.: 80-012018	
NUEVO	 Bombilla OSRAM 24V 150W Lámpara Sirona® Siemens® Sirolux-F y compatibles Ref.: 80-006727	
	 Bombilla OSRAM 24V 150W casquillo cerámico y otras Faro® Ref.: 80-64643FDS (Ref. Faro®: SP406022)	
NUEVO	 Bombilla OSRAM 12V 75W (Filamento vertical) Lámpara Castellini® Luna y compatibles Ref.: 80-094291	
NUEVO	 Bombilla 24V 100W Ref.: 80-344961	
NUEVO	 Bombilla 24V 150W Lámparas KaVo® y compatibles Ref.: 80-392198	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

REPUESTOS LÁMPARAS ALYA


Repuestos Lámparas **Faro®** Alya, Alya-TheiaTech, Alya CAM


	Descripción	Características
	Palanca interruptor lámpara Alya Ref.: 80-010108 (Ref. Faro®: SP310108)	
	Pareja reflectores lámpara Alya (N/S<10LD012150) Ref.: 80-010025 (Ref. Faro®: SP310025)	
	Pareja reflectores lámpara Alya (N/S>10LD012150) Ref.: 80-010025006 (Ref. Faro®: SP310025006)	
	Kit soportes y asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (Todas) Ref.: 80-010390006 (Ref. Faro®: SP310390006= SP310352006+SP310370006)	
	Kit soportes asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S>11LD005228) Ref.: 80-010352006 (Ref. Faro®: SP310352006)	
	Kit asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S>11LD005228) Ref.: 80-010370006 (Ref. Faro®: SP310370006)	
	Interruptor completo lámpara Alya Ref.: 80-010102 (Ref. Faro®: SP310102)	
 80-010285 80-010125B	Kit Grupo LED + Placa electrónica <u>con interruptor</u> y carcasa blanca para lámpara Alya Ref.: 80-010700 (Ref. Faro®: SP510700 = SP510285 + SP510125)	N/S<10LD012150 NO válido N/S>10LD012151 Válido
 80-010285 80-010130B	Kit Grupo LED + Placa electrónica <u>con sensor</u> y carcasa blanca para lámpara Alya Ref.: 80-010701 (Ref. Faro®: SP510701 = SP510285 + SP510130)	N/S<10LD012150 NO válido N/S>10LD012151 Válido

BAJO PEDIDO

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS


SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Características
	Grupo LED lámpara Alya (15LD005044<N/S<17LD010112) Ref.: 80-010435 (Ref. Faro®: SP310435)	Recomendamos upgrade con Kit 80-010700 (con interruptor) o 80-010701 (con sensor).
	Placa electrónica con sensor y carcasa gris lámpara Alya (N/S<10LD012150) Ref.: 80-010130 (Ref. Faro®: SP310130)	BAJO PEDIDO
	Placa electrónica con interruptor y carcasa blanca lámpara Alya (15LD5044 < N/S < 17LD010112) Ref.: 80-010480006 (Ref. Faro®: SP310480006)	Recomendamos upgrade con 80-010700 (con interruptor).
	Placa electrónica con sensor y carcasa "blanca" lámpara Alya (15LD005044<N/S<17LD010112) Ref.: 80-010485006 (Ref. Faro®: SP310485006)	Recomendamos upgrade con 80-010701 (con sensor).

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

REPUESTOS LÁMPARAS MAIA

Repuestos Lámparas Faro® Maia



Descripción

Kit reparación Faro lámpara MAIA con interruptor (N/S>15LD011296)

Incluye:

- | | |
|---------------|---|
| 1. SP320901 | Carcasa grupo LED |
| 2. 80-030902 | Pareja de reflectores (Ref. Faro: SP320902) |
| 3. 80-026365 | Kit asas (derecha + izquierda) (Ref. Faro: SP320904) |
| 4. 80-030905 | Kit soportes (derecha + izquierda) (Ref. Faro: SP320905) |
| 5. 80-030906A | Placa electrónica (N/S>15LD011296) (Ref. Faro: SP320906A) |
| 6. 80-030907A | Interruptor c/palanca (N/S>15LD011296) (Ref. Faro: SP320907A) |
| 7. 80-030911 | Kit carcasas cabeza (Ref. Faro: SP320911) |
| 8. SP320912 | Kit cubiertas brazo |
| 9. SP320926 | A Placa electrónica Maia*sensor (N/S>15LD011296) |
| 10. SP320927 | Sensor Maia |
| 80-030095 | Cable de grupo LED a placa electrónica (Ref. Faro SP310095) |
| SP310104 | Buzzer |
| SP320085 | Cable PCB a fuente de alimentación |
| SP310139 | Cable PCB a lámpara set |

Ref.: **80-030900**

Características



Palanca interruptor lámpara **Maia**

Ref.: **80-030908** (Ref. Faro®: SP320908/5)

1 Unidad






Interruptor con palanca lámpara **Maia**
(N/S<15LD011296)

Ref.: **80-030907** (Ref. Faro®: SP320907)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Características
	Interruptor con palanca lámpara Maia (N/S>15LD011296) Ref.: 80-030907A (Ref. Faro®: SP320907A)	
	Pareja reflectores lámpara Maia Ref.: 80-030902 (Ref. Faro®: SP320902)	
	Kit asas (derecha + izquierda) lámpara EDI y Maia Ref.: 80-026365 (Ref. Faro®: SP306365; SP320904)	
	Kit soportes (derecha + izquierda) lámpara Maia Ref.: 80-030905 (Ref. Faro®: SP320905)	Pack 1 pareja
	Kit carcasas cabeza lámpara Maia Ref.: 80-030911	
	Cable de grupo LED a placa electrónica lámparas Maia y Alya Ref.: 80-030095 (Ref. Faro®: 310095)	
	Grupo LED lámpara Maia Ref.: 80-030903 (Ref. Faro®: SP320903)	
	Placa electrónica lámpara Maia (N/S<15LD011296) Ref.: 80-030906 (Ref. Faro®: SP320906)	
	Placa electrónica lámpara Maia (N/S>15LD011296) Ref.: 80-030906A (Ref. Faro SP320906A)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

REPUESTOS LÁMPARAS EDI


Repuestos Lámparas Faro® Edi



	Descripción	Características
	Interruptor bipolar lámpara EDI Ref.: 80-029005 (Ref. Faro®: SP409005)	
	Reflector lámpara EDI Ref.: 80-026001 (Ref. Faro®: 306001)	1 Unidad
	Protección frontal lámpara EDI Ref.: 80-026029 (Ref. Faro®: 306029)	
	Protector bombilla lámpara EDI Ref.: 80-026027 (Ref. Faro®: 306027)	
	Kit soportes (derecha + izquierda) lámpara EDI Ref.: 80-026364 (Ref. Faro®: SP306364=SP306035+SP306038)	
	Kit asas (derecha + izquierda) lámpara EDI y Maia Ref.: 80-026365 (Ref. Faro®: SP306365; SP320904)	
	Protector térmico lámpara EDI Ref.: 80-026032 (Ref. Faro®: SP306032)	
	Regulador intensidad lámpara EDI Ref.: 80-026053 (Ref. Faro®: SP306053)	
	Asa inferior lámpara EDI Ref.: 80-026076 (Ref. Faro®: SP306076)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Características
	Ventilador lámpara EDI Ref.: 80-026079 (Ref. Faro®: SP306079)	
	Electrónica ventilador lámpara EDI Ref.: 80-026080 (Ref. Faro®: SP306080)	
	Porta lámparas lámpara EDI Ref.: 80-026019 (Ref. Faro®: SP306019)	
	Bombilla 17V 95W lámpara EDI // Castellini® Venus Ref.: 80-021122 (Ref. Faro®: SP401122)	
	Brazo trasero, 75 cm, lámpara EDI (RAL 9016*) Ref.: 80-026262	*Otro RAL consultar.

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

REPUESTOS LÁMPARAS FORMA

Repuestos Lámparas **Faro®** Forma, S90, SC y TS90




	Descripción	Características
	Bombilla OSRAM 24V 150W casquillo cerámico y otras Faro® Ref.: 80-64643FDS (Ref. Faro®: SP406022)	
	Interruptor unipolar con transformador lámparas Forma Ref.: 80-058116 (Ref. Faro®: SP408116)	
	Plexiglas protección frontal lámparas Forma 2000 Ref.: 80-058858 (Ref. Faro®: SP408858)	
	Regulador intensidad lámparas Forma 2000/90 Ref.: 80-058877 (Ref. Faro®: SP408877)	
	Electrónica con ventilador lámparas Forma 2000/90 Ref.: 80-055284 (Ref. Faro®: SP305284)	
	Porta lámparas lámparas Forma 2000/90 Ref.: 80-058005 (Ref. Faro®: SP408005)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

RAS

▶ REPUESTOS AUTOCLAVES Y SELLADORAS





Repuestos Autoclaves / Repuestos Autoclaves FARO®



	Descripción	Características
	Kit mantenimiento autoclave Faro® SK07, Moon, Step y Easy-R Ref.: 80-302705 (Ref. Faro®: SP742705)	Incluye: 2x Filtros agua (Ref. Faro® 707175X2) Junta puerta (Ref. Faro® 708014) Filtro caldera (Ref. Faro® 737068) Tubos carga / descarga (Ref. Faro® 742589) Filtro bacteriológico (Ref. Faro® 742631)
	Junta puerta autoclave Faro® SK07, Moon, Step, Easy-R, Just Ref.: 80-308014 (Ref. Faro®: SP708014)	
	Junta puerta autoclave Faro® Nisea Ref.: 80-300067 (Ref. Faro®: SP750067)	
	Maneta autoclave Faro® SK07 Ref.: 80-302526 (Ref. Faro®: SP742526)	
	Filtro agua autoclave Faro® SK07 (pack: 2 uds) Ref.: 80-307175 (Ref. Faro®: SP707175)	
	Tubos de carga y descarga autoclaves Faro® Ref.: 80-302592 (Ref. Faro®: SP742592)	
	Filtro bacteriológico autoclaves "todos los modelos" Ref.: 70-0004 (Ref. Faro®: 742631/3, 737079)	


OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Filtros bacteriológicos autoclaves

Conexión Abierta / Open End		Descripción
	Filtro bacteriológico autoclave "ROSCA LARGA" Utilizado en autoclaves: Cominox®, Mocom®, Tecnogaz®, W&H® (algunos modelos), Satelec® Acteon®, NSK® (algunos modelos) Ref.: 70-0004	Medidas conexión: 1/8" x 25mm
	Filtro bacteriológico autoclave "ROSCA CORTA" Utilizado en autoclaves: Euronda®, Icanclave®, W&H® (algunos modelos), NSK® (algunos modelos) Ref.: 70-0008	Medidas conexión: 1/8" x 18mm

Repuestos Selladoras: Repuestos Selladoras FARO®




	Descripción	Características
	Cuchilla selladora Sella II (con soporte) Ref.: 80-700301 (Ref. Faro®: SP700301)	
	Resistencia selladora Sella II (con junta) Ref.: 80-700303 (Ref. Faro®: 700303)	
	Cuchilla selladora SL13 (sin soporte) Ref.: 80-700353 (Ref. Faro®: SP700353)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RBV

▶ REPUESTOS BOMBAS DE VACÍO





Consúltanos

por el que necesitas para tu

autoclave

Kits de mantenimiento

	Descripción	Observaciones
	Kit de mantenimiento de H5 y H5P3 Suministro incluye: - Membrana: H5, EPDM 02 con tornillo (1ud.) - Anillos tóricos: 16,5x1,5mm, silicona roja (4uds.) - Obturador: H5, FPM (2Uds.) Ref.: 08-H5001	
	Kit completo de mantenimiento EVO10 Suministro incluye: - Membrana: EVO10, EPDM 02, con tornillo (2 uds.) - Anillos tóricos: 9,50x2,00mm, EPDM (4 uds.) - Grupo válvula obturador: EVO sin anilla (6 uds.)* - Tubo: EPDM EVO (1 ud.) - Filtro silenciador: EVO10 (2 uds.) * Este grupo válvula obturador equivale al "obturador EVO FPM + anillo tórico 17,10x1,60 EPDM" del otro kit, pero esta versión es más duradera y es la que recomienda el fabricante. Ref.: 08-EVO10001	
	Kit completo de mantenimiento EVO30 Suministro incluye: - Membrana: EVO30, EPDM, con tornillo (2 uds.) - Anillos tóricos: 9,50x2,00mm, EPDM (4 uds.) - Grupo válvula obturador: EVO sin anilla (6 uds.)* - Tubo: EPDM EVO (1 ud.) - Filtro silenciador: EVO30 (2 uds.) Ref.: 08-EVO30001	
	Kit de mantenimiento HX10P3 05 Suministro incluye: - Membrana: EVO10, EPDM, con tornillo (2 uds.) - Anillos tóricos: 9,50 x 2,00mm, EPDM (4 uds.) - Anillos tóricos: 16,50 x 1,50mm, silicona roja (4 uds.) - Obturador: H10, FPM (4 uds.) - Filtro silenciador: EVO10 (2 uds.) Ref.: 08-HX10P3001	
	Kit de mantenimiento HX30P3 05 Serie Suministro incluye: - Membrana: EVO30, EPDM, con tornillo (2 uds.) - Anillos tóricos: 17 x 2,00mm, EPDM (4 uds.) - Anillos tóricos: 9,50 x 2,00mm, EPDM (4 uds.) - Obturador: EVO, FPM (4 uds.) - Filtro silenciador: EVO30 (2 uds.) Ref.: 08-HX30P3001	




JRJ

▶ JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS

- Jeringas **Luzzani**® y sus repuestos
- Jeringas **FARO**® y sus repuestos
- Jeringas económicas
- Puntas compatibles jeringas



RUMAR





Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip TURBO

Jeringas Luzzani® Minibright

LUZZANI
DENTAL

Conexión Abierta / Open End

Jeringa Minibright 6F con luz
Conexión equipo: Abierta

Ref.: **39-3151**


Características

Longitud: 170cm
Forma: Recta
Color: Gris (RAL 7038)
Material: Acero

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES


Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip^{TURBO}



Repuestos Jeringas Minibright: F6 y EFFE 6 BEI

LUZZANI
DENTAL

	Descripción	Características
	Punta jeringa Minibright Ref.: 39-3915	
	Kit completo reparación Minibright Ref.: 39-3000	
	Kit completo anillos tóricos Minibright Ref.: 39-3001	
	Cabeza completa Minibright Ref.: 39-3750	
	LED Minibright Ref.: 39-3850	
	Cuerpo central Minibright Ref.: 39-3600	
	Manguera completa Minibright Ref.: 39-3500	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038)
	Carcasa completa Minibright Ref.: 39-3900	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip^{TURBO}



Jeringas Luzzani® Minilight: Conexión Abierta / Open End



Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-12521	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-12621	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-11521	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-11621	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero

Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo Cefla® (Desde 2006)



Conector a equipo Cefla® (desde 2006)		Descripción
 	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12521C1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
 	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12521C2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
 	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12621C1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Conector a equipo Cefla® (desde 2006)		Descripción
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12621C2
		Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11521C1
		Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11521C2
		Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11621C1
		Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11621C2
		Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO

Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo KaVo®



Conector a equipo KaVo®		Descripción
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12521K1
		Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12521K2
		Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-12521K3
		Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-12521K4
		Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Conector a equipo KaVo®

Características

 	Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12621K1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
 	Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12621K2	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11521K1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11521K2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11621K1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11621K2	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11521K3	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11521K4	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11621K3	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11621K4	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo Planmeca®

Conector a equipo Planmeca®

Características



Jeringa Minilight 3F

Conexión equipo: Planmeca®

Ref.: **39-12521P1**

Longitud: 100cm

Forma: Recta

Color: Gris claro (RAL 9002)

Material: Acero

Resistencia: 1.780 Ohm



Jeringa Minilight 6F

Conexión equipo: Planmeca®

Ref.: **39-12621P1**

Longitud: 100cm

Forma: Angulada

Color: Gris claro (RAL 9002)

Material: Acero

Resistencia: 1.780 Ohm

BAJO PEDIDO



Jeringa Minilight 6F

Conexión equipo: Planmeca®

Ref.: **39-11521P1** (Ref. Planmeca®: 52600287-20)

Longitud: 100cm

Forma: Recta

Color: Gris claro (RAL9002)

Material: Acero

Resistencia: 1.780 Ohm

BAJO PEDIDO



Jeringa Minilight 6F

Conexión equipo: Planmeca®

Ref.: **39-11621P1**

Longitud: 100cm

Forma: Angulada

Color: Gris real (RAL 9002)


Material: Acero

Resistencia: 1.780 Ohm

BAJO PEDIDO

Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip®TURBO



Repuestos Jeringas Minilight

Descripción

Características



Kit completo reparación

Ref.: **39-1000**




Kit completo 18 anillos tóricos

Ref.: **39-1001**

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Características
	Cabeza completa 3F Ref.: 39-1395C	
	Manguera completa jeringa 3F Ref.: 39-14031C31	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Manguera completa jeringa 6F Ref.: 39-14031C6	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Cuerpo jeringa 3F (NO 6F) Ref.: 39-1404C3	
	Cuerpo jeringa 6F Ref.: 39-1404	
	Cono Acero Ref.: 39-1441	
	Carcasa completa recta Acero Ref.: 39-1443C	
	Carcasa completa angulada Acero Ref.: 39-1451C	
	Punta gris Ref.: 39-23481	
	Adaptador jeringas Minilight Tecnopolimero a Acero Ref.: 39-1400	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip^{TURBO}



Jeringas Luzzani® Minimate: Conexión Abierta / Open End



Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261	

Jeringas Luzzani® Minimate: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)



Conector a equipo Cefla® desde 2006		Descripción
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251C1	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251C2	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261C1	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261C2	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Jeringas Luzzani® Minimate: Conector a equipo KaVo®



Conexión a equipo KaVo®		Características
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K1	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K2	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K3	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K4	BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261K1	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261K2	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261K3	


Jeringas Luzzani® Minimate: Conector a equipo Planmeca®



Conexión a equipo Planmeca®		Descripción
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm
	Ref.: 39-251P1	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm
	Ref.: 39-261P1	BAJO PEDIDO



TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip[®]TURBO



Repuestos Jeringas Minimate

LUZZANI
DENTAL


	Descripción	Características
	Kit completo reparación Ref.: 39-2000	
	Manguera completa para jeringa 3F Ref.: 39-22011	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Cuerpo jeringa 3F Ref.: 39-2202C	
	Cono Acero Origen: Italia Fabricante: Luzzani® Dental S.R.L. Garantía: 12 meses Ref.: 39-2223	
	Carcasa completa recta Acero Ref.: 39-2243C	Forma: Recta Material: Acero
	Carcasa completa angulada Acero Ref.: 39-2251C	Forma: Angulada Material: Acero
	Punta gris Ref.: 39-23481	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip[®]TURBO



Repuestos Jeringas Faro[®] SYR3

FARO

Descripción	Características
 Ref.: 80-504007 (Ref. Faro [®] : SP094007)	HASTA AGOTAR
 Ref.: 80-504015 (Ref. Faro [®] : SP094015 /3)	HASTA AGOTAR

Repuestos Jeringas Faro[®] SM3

FARO

Descripción	Características
 Ref.: 80-501291 (Ref. Faro [®] : SP091291)	HASTA AGOTAR

Jeringas de acero ECO

RUMAR

Descripción	Características
 Ref.: 44-280	*Ver manguera 40-61A2000
 Ref.: 44-281	*Ver manguera 40-61A2000
 Ref.: 44-285	

TODOS LOS REPUESTOS FARO[®] CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Puntas compatibles jeringas

RUMAR

Descripción		Características
	Punta para jeringa Cefla® 3F . Compatible Ref.: 44-287 (Ref. Cefla®: 95520612)	Esterilizable 135°C
	Punta para jeringa KaVo® 3F . Compatible Ref.: 44-288 (Ref. KaVo®: 0.773.0011)	Esterilizable 135°C
	Punta para jeringa Sirona® 3F . Compatible Ref.: 44-289 (Ref. Sirona®: 5992206)	Esterilizable 135°C

TODOS LOS REPUESTOS FARO® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

▶ MANGUERAS EQUIPO

- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo
- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo
- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo
- Accesorios mangueras
- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo
- Mangueras pedales


RUMAR



- **Origen:** Italia
- **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®)
- **Silicona de máxima calidad** que garantiza su durabilidad y el mantenimiento de los colores durante más tiempo.
- **Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad**
- **Valvulería de acero** para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad.

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones, y nosotros, confiamos en ellos!



L2: Longitud indicada en cada referencia en este catálogo.

Información sobre tonos de Gris:

Gris CLARO= **RAL 9002** (Tipo: KaVo®, Planmeca® y similares)

Gris = **RAL 7035** (Tipo: ADEC y similares)

Gris OSCURO = **RAL 7038** (Tipo: Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)



MANGUERAS TURBINAS

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** **Cefla®** **KaVo®** **Planmeca®** **Sirona®**

Mangueras Turbina: Conexión Abierta / Open End

RUMAR



Mangueras Turbina: Conexión Abierta / Open End

Características

	Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-31A2001	Longitud: 160cm – Rizada Color: Gris oscuro (Ral 7038)
	Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-31A2000	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11B1000	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios, Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11A1000	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11A1001	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11B2000	Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11A2000	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11A2001	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11A2002	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 10,33mm (Especial equipos Vitali, OMS y comp.)

Mangueras Turbina: Conexión Abierta / Open End				Descripción
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11B3000			Longitud: 200cm Color: Negro
	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-11B4000			Longitud: 200cm Color: Blanco
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21A2001			Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21A1000			Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21A2000			Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21A2002			Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21B1000			Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21B2000			Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21B3000			Longitud: 200cm Color: Negro
	Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-21B4000			Longitud: 200cm Color: Blanco

Mangueras Turbina Conexión Abierta / Open End		Características
	Conexión instrumento: Manguera 4 vías	Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (RAL 7035 +)
	Conexión equipo: Abierta	
	Origen: EEUU Garantía: 6 meses	
Ref.: 40-007		HASTA AGOTAR

Mangueras Turbina: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini

RUMAR



Mangueras Turbina: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)		Características
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI	
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
Ref.: 40-12E2022		
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI	
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
Ref.: 40-12G2022		
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray
	Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI	
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
Ref.: 40-12E2021		
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray
	Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI	
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
Ref.: 40-12G2021		

Mangueras Turbina: Conector a equipo KaVo®

RUMAR



Mangueras Turbina: Conector a equipo KaVo®		Características
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
Ref.: 40-12G6010		
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
Ref.: 40-12E6010		
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
Ref.: 40-12G6011		BAJO PEDIDO

Mangueras Turbina: Conector a equipo KaVo®

Características

 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12E6011	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12G6012	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12E6012	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12G6013	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12E6013	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12G6014	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12E6014	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)

Mangueras Turbina: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR



Mangueras Turbina: Conector a equipo Planmeca®

Características

 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12M1001 (Ref. Planmeca®: J2600265-11)	Longitud: 103cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 820 Ohm
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12K1001 (Ref. Planmeca®: J2600203-8)	Longitud: 90cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 560 Ohm

Mangueras Turbina: Conector a equipo Planmeca®			Características
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmeca®		Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 430 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12K1000		
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmeca®		Longitud: 100cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 415 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12M1002 (Ref. Planmeca®: J2600280-6)		BAJO PEDIDO

Mangueras Turbina: Conector a equipo Sirona®

RUMAR



Mangueras Turbina Conector a equipo Sirona®			Características
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Sirona® A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, C9+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, INTEGRO, INTEGRO PRO, TENEO, SINIUS.		Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12L1000 (Ref. Sirona®: 6216274)		
 	Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Sirona® C3, C3+, C6, E3.		Longitud: 103cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12M1000 (Ref. Sirona®: 8924631)		

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos EMS®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras Ultrasonidos TKD®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conexión Abierta / Open End			Características
	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1111		Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1100		Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)
	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B2100		Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm (STANDARD)
	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1110		Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B2110		Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm (FINA)

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conexión Abierta / Open End

Características

 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses Ref.: 28-U008	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1120	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1130	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses Ref.: 28-U009	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®:
Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini

RUMAR



Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2100	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2110	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2100	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2110	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2120	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Características

 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2130	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2120	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2130	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo KaVo®

RUMAR 

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo KaVo® Características

 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6101	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6101	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6100	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6100	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6102	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6102	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo KaVo®

Características

 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6120	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6120	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6121	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6121	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6122	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6122	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR



Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Planmeca®

Características

 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1110 (Ref. Planmeca®: J2900267-15)	Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1100 (Ref. Planmeca®: J2900267-15)	Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1120 (Ref. Planmeca®: J10021294-15)	Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Planmeca®		Características
 	Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo: Planmeca®	Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1130 (Ref. Planmeca®: J10021294-15)	BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** **Cefla®** **KaVo®** **Planmeca®** **Sirona®**

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conexión Abierta / Open End RUMAR

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conexión Abierta / Open End		Características
 	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: EMS Piezon, sin luz	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1211	
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1200	
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1201	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm (STANDARD)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B2200	
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1210	
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1212	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm (FINA)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B2210	

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conexión Abierta / Open End

Características

 	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses Ref.: 28-U007	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1220	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1221	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA) Regulación de spray BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1230	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71B1231	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses Ref.: 28-U010	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini

RUMAR



Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2200	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2210	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2200	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2210	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2220	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2230	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2220	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2230	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2221	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2231	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Diámetro: 9mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2221	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2231	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Diámetro: 9mm BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo KaVo®

RUMAR



Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo KaVo®

Características

 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6201	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz, Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6201	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6202	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6202	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6200	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6200	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6203	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6203	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6204	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6204	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO





Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo KaVo®

Características

 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6205	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6205	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6221	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6221	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6222	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6222	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6223	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6223	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6224	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6224	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo KaVo®

Características

	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6225	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6225	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6226	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6226	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray BAJO PEDIDO






Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR



Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Planmeca®

Características

	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1210 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)	Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm Resistencia: 1300 Ohm BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1200 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)	Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm Resistencia: 1300 Ohm BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72D1210 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)	Longitud: 153cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm Resistencia: 1300 Ohm BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72D1200 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)	Longitud: 153cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm Resistencia: 1300 Ohm BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS® PiezonLED Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1220 (Ref. Planmeca®: J10026732-16)	Longitud: 91cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Planmeca®		Características
 	Conexión instrumento: EMS® PiezoLED Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 91cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
	Ref.: 40-72K1230 (Ref. Planmeca®: J10026732-16)	BAJO PEDIDO

Mangueras para ultrasonidos KaVo®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** **Cefla®** **KaVo®** **Planmeca®** **Sirona®**

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conexión Abierta / Open End RUMAR

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conexión Abierta / Open End		Características
	Conexión instrumento: KaVo® PiezoLED, con luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 160cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
	Ref.: 40-71A6500	

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conector a equipo KaVo® RUMAR

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conector a equipo KaVo®		Características
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
	Ref.: 40-72G6600	
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
	Ref.: 40-72E6600	
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
	Ref.: 40-72G6500	
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
	Ref.: 40-72E6500	
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	
	Ref.: 40-72G6601	BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conector a equipo KaVo®		Características
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6601	BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6501	BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT y PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6501	BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®: Conexión Abierta / Open End		Características
	Conexión instrumento: Mectron y Bien Air® Powercare, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm (STANDARD)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71N2300	

Mangueras Ultrasonidos TKD®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras Ultrasonidos TKD®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

Mangueras Ultrasonidos TKD®: Conexión Abierta / Open End		Características
	Conexión instrumento: TKD® (conexión TKD), sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-71A2400	

MANGUERAS PARA MICROMOTORES

Mangueras para micromotores **Bien Air®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para micromotores **Cefla®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para micromotores **Chirana®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para micromotores **KaVo®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para micromotores **NSK®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para micromotores **Sirona®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para Micromotores **Bien Air®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para Micromotores Bien Air®: **Conexión Abierta / Open End**

RUMAR



Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conexión Abierta / Open End				Características
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1006**			Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) ** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1006**			Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) ** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B2006**			Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) ** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2006**			Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) ** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1001**			Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540° ** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conexión Abierta / Open End			Características
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2001**	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio: 540° ** Adquiriendo casquillo Ref. 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"	
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1002	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) BAJO PEDIDO	
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1002	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)	
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2002	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)	
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1003	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) BAJO PEDIDO	
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1003	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)	
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B2003	Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)	
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2003	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)	
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2005	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)	
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz + TKD® micromotor DEFINITIVE con y sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2009	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO	

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conexión Abierta / Open End

Características

	Conexión instrumento: MC3/LK/LED con y sin luz Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2004	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1007	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2007	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1008	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540° BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2008	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio: 540° BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®:
Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini

RUMAR



Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2002	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2002	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2006	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2006	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)





Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

 	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2010	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2010	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2005	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2005	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2004	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2004	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED + turbina, polivalente con y sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2003	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED + turbina, polivalente con y sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2003	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 	Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2007	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2007	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®

Características

	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6002	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6002	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6012	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6012	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6022	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6022	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6006	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6006	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6016	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6016	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®			Características
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6026		
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6026		
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6036		
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6036		
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6046		
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6046		
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6056		
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6056		
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6005		
	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)	BAJO PEDIDO
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6005		

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®			Características
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
	Ref.: 40-52G6015	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
	Ref.: 40-52E6015	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Ref.: 40-52G6025	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Ref.: 40-52E6025	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie I)	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Ref.: 40-52G6035	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie I)	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Ref.: 40-52E6035	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie I)	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
	Ref.: 40-52G6045	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie I)	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
	Ref.: 40-52E6045	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie I)	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Ref.: 40-52G6055	BAJO PEDIDO	
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie I)	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Ref.: 40-52E6055	BAJO PEDIDO	

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®			Características
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6065	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6065	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6075	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6075	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6085	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6085	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6003	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6003	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6013	BAJO PEDIDO
		Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
		Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6013	BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®		Características
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6023	BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6023	BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR



Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Planmeca®		Características
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e ISOLITE 300, con luz Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 103cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio Resistencia: 143 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52M1001 (Ref. Planmeca®: 2600282-2)	BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3 Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 100cm Color: Gris claro (RAL9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 82 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52M1009 (Ref. Planmeca®: J10044908-1)	
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3 Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 150cm Color: Gris claro (RAL9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 82 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52D1009	BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3 + Turbina, Polivalente Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 98cm Color: Gris claro (RAL9002) Resistencia: 82 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52M1003 (Ref. Planmeca®: J10044909-1)	BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3 + Turbina, Polivalente Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 90cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 82 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52K1003	BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3 + Turbina, Polivalente Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 150cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 82 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52D1003	BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Sirona®

RUMAR



Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Sirona®			Características
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Ref.: 40-52L1002		BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e Isolite 300, con luz Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Ref.: 40-52L1006		
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e Isolite 300, con luz Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio
	Ref.: 40-52L1007		BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3 Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, E1, E2, E4, EC, M1, M1+, PROFEEL, SPIRIT, SI, S2.	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray
	Ref.: 40-52L1008		
 	Conexión instrumento: Bien Air® MC3 Conexión equipo: M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+.	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400°
	Ref.: 40-52L1005		

Mangueras para Micromotores Cefla®

Conexión a equipo: Abierta / Open end > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR



Mangueras para Micromotores Cefla®: Conexión Abierta / Open End			Características
	Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr, Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED Conexión equipo: Abierta	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Ref.: 40-51A2901		
	Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr, Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED Conexión equipo: Abierta	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio
	Ref.: 40-51A2902		BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro) Conexión equipo: Abierta	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
	Ref.: 40-51A2905		BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conexión Abierta / Open End

Características

	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro) Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2906	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2903	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2904	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini

RUMAR



Mangueras para Micromotores Cefla®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2905	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2905	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2906	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2906	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2903	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2903	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2904	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2904	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2901	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2901	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E2902	Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco) Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G2902	Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Chirana®

CONSULTAR sección Mangueras para Micromotores KaVo®

Mangueras para Micromotores KaVo®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** **Cefla®** **KaVo®** **Planmeca®** **Sirona®**

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR



Mangueras para Micromotores KaVo®: Conexión Abierta / Open End		Características
	Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196, K197 y K200 y Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1200	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196, K197 y K200 y Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1201	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio
	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: Abierta Garantía: 6 meses Ref.: 40-51N1206	Longitud: 190cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1202	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray

HASTA AGOTAR

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®

RUMAR










Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®		Características
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6201	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6201	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6211	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6211	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray

BAJO PEDIDO

BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®








Características

	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6221	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6221	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6231	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6231	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6241	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6241	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6251	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6251	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6330	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6330	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®

Características

 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6300	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6300	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6301	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6301	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6310	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6310	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6311	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6311	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y Kavo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6320	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO
 	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y Kavo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6320	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®		Características
	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)	Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52G6321	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)	Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52E6321	BAJO PEDIDO
Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo Planmeca®		Características
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 270 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52M1201 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)	
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 270 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52M1204 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Sin resistencia
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52M1202	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400° Sin resistencia
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52M1207	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 270 Ohm (Especial Kart)
	Garantía: 6 meses Ref.: 40-52M1203	HASTA AGOTAR

PARA EQUIPOS SWIDENT® U OMS® CONTACTE CON NOSOTROS


Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo Sirona®

RUMAR



Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo Sirona®

Características



Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L

Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, E1, E2, E4, EC, M1, M1+, PROFEEL, SPIRIT, SI, S2.

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)


Garantía: 12 meses

Ref.: 40-52L1201

Longitud: 137cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L

Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, E1, E2, E4, EC, M1, M1+, PROFEEL, SPIRIT, SI, S2.

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-52L1202

Longitud: 137cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

Terminal giratorio

BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores NSK®

Conexión a equipo: Abierta / Open end Cefla® KaVo® Planmeca® Sirona®

Mangueras para Micromotores NSK®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR



Características



Conexión instrumento: Micromotor NSK® M40

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-51A1003

Longitud: 160cm

Color: Gris claro (RAL 9002)



Conexión instrumento: Micromotor NSK® M40

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-51A2003

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)



Conexión instrumento: Micromotor NSK® M40*

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-51A2004

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Regulación de spray

*Necesario adaptador 40-006

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: Micromotor NSK® M40*

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-51A2009

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Terminal giratorio

*Necesario adaptador 40-006


BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores NSK®: **Conexión Cefla®**

RUMAR

Mangueras para Micromotores NSK®: **Conexión Cefla®**

Características

Conexión instrumento: NSK M40 + turbina, **polivalente** con y sin luzConexión equipo **Cefla®** (desde 2006):

Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)


Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52E2003**

Longitud: 135cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

BAJO PEDIDO

Conexión instrumento: NSK M40 + turbina, **polivalente** con y sin luzConexión equipo **Cefla®** (desde 2006):

Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52G2003**

Longitud: 120cm


Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Mangueras para Micromotores NSK®: **Conexión Planmeca®**

RUMAR

Mangueras para Micromotores NSK®: **Conexión Planmeca®**

Características

Conexión instrumento: NSK M40 + Turbina, **Polivalente**

Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses


Ref.: **40-52M1003** (Ref. Planmeca®: J10044909-1)

Longitud: 98cm

Color: Gris claro (RAL9002)

Resistencia: 82 Ohm

BAJO PEDIDO

Conexión instrumento: NSK M40 + Turbina, **Polivalente**

Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses


Ref.: **40-52K1003**

Longitud: 90cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

Resistencia: 82 Ohm

BAJO PEDIDO

Conexión instrumento: NSK M40 + Turbina, **Polivalente**

Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52D1003**

Longitud: 150cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

Resistencia: 82 Ohm


BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores NSK®: **Conexión Sirona®**

RUMAR

Mangueras para Micromotores NSK®: **Conexión Planmeca®**

Características



Conexión instrumento: NSK® M40

Conexión equipo: M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+.

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52L1005**

Longitud: 137cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

Terminal giratorio: 400°

PARA EL RESTO DE MANGUERAS VER SECCIÓN MANGUERAS MICROMOTORES BIEN AIR®

Mangueras para Micromotores Sirona®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** **Cefla®** **KaVo®** **Planmeca®** **Sirona®**

Mangueras para Micromotores Sirona®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR



Mangueras para Micromotores Sirona®: Conexión Abierta / Open End			Características
	Conexión instrumento: Micromotor Sirona® BL ISO C con luz (Conector micromotor verde) Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1401		Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Micromotor Sirona® BL con luz (Conector micromotor azul) Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1402		Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Micromotor Sirona® BL ISO con luz (Conector micromotor negro) Conexión equipo: Abierta Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1403		Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Sirona®: Conector a equipo Sirona®

RUMAR



Mangueras para Micromotores Sirona®: Conector a equipo Sirona®			Características
	Conexión instrumento: Sirona® BL (Conector azul) Conexión equipo: Sirona® Teneo y Sinius Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52F1401 (Ref. Sirona®: 6383118)		*Medición apical no disponible Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540° BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Sirona® BL ISO (Conector negro) Conexión equipo: Sirona® Teneo Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52F1402 (Ref. Sirona®: 6336860)		*Medición apical no disponible Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540° BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: Sirona® BL ISO C (Conector verde) Conexión equipo: Sirona® Teneo, Sinius Intego e Intego Pro Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-52F1403 (Ref. Sirona®: 6336700)		*Medición apical no disponible Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540° BAJO PEDIDO

MANGUERAS PARA JERINGAS

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** Cefla® KaVo® Planmeca® Sirona®

Mangueras para Jeringas: Conexión Abierta / Open End

RUMAR



Mangueras para jeringas: Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: Manguera para jeringa, sin luz

Conexión equipo: Abierta

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-61A2000


Mangueras para Jeringas: Conector a equipo KaVo®

RUMAR



Mangueras para jeringas: Conector a equipo KaVo®

Características



Conexión instrumento: Manguera para jeringas KaVo® 3F

Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Longitud: 120cm

Color: Gris medio (RAL 7035)


Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-61G6000

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: Manguera para jeringas KaVo® 3F

Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Longitud: 135cm

Color: Gris medio (RAL 7035)

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-61E6000

BAJO PEDIDO

Para mangueras jeringas KaVo® 3F Y 4F con conectores a equipo KaVo®:

Serie 1: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Serie 2: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Serie 3: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

CONSÚLTANOS

MANGUERAS PARA LÁMPARAS FOTOCURADO

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** Cefla® KaVo® Planmeca® Sirona®

Mangueras para Lámparas Fotocurado: Conexión Abierta / Open End

RUMAR



Mangueras para Lámparas Fotocurado: Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: Lámpara TKD® Moon, compatible lámpara Castellini T-LED

Conexión equipo: Abierta

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-91A2000

MANGUERAS PARA PEDALES

Conexión a equipo: Sin conectores

Mangueras para pedales: Sin conectores

RUMAR



Mangueras para pedales: Sin conectores

Características



Manguera para pedales con control de agua y sin chip blower, 3 vías.

Sin conectores

Funda de silicona

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 37-241

Longitud: 180cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

HASTA AGOTAR



Manguera para pedales con control de agua y chip blower, 4 tubos paralelos.

Sin conectores

Ref.: 44-850

Color: Gris oscuro (RAL 7035+)

Aséptico

NO ADMITEN DEVOLUCIÓN

Venta en múltiplos de 1 metro

ACCESORIOS Y CONECTORES PARA MANGUERAS

Accesorios y conectores para mangueras

RUMAR



Descripción

Características



Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2

Ref.: 40-010



Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina

Ref.: 40-006



Kit conector manguera a unidades KaVo® (Serie 1)

Ref.: 40-020


RV ▶ REPUESTOS VARIOS

- Repuestos Micron® scaler SSS
- Repuestos pulidor bicarbonato Micron® Quick Jet
- Repuestos y accesorios ultrasonidos, micromotores y lámparas TKD®
- Repuestos lámparas quirófano Derungs®
- Repuestos Nouvag®
- Repuestos Woodpecker® y DTE®
- Repuestos lámparas fotocurado



REPUESTOS ULTRASONIDOS MICRON® SSS

Ultrasonidos Micron® SSS

MICRON®


	Descripción	Observaciones
	Cartucho cuerpo de oscilación Ref.: 27-5022711	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011622	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011242	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011292	
	Anillo tórico (SSS acople KaVo®) Ref.: 27-5011442	
	Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2) Ref.: 27-5011722	


Las PUNTAS y LLAVES se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de APARATOLOGÍA

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Punta pulidor ECO PULIMAX Ref.: 44-231	
	Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX Ref.: OR-232	



	Descripción	Observaciones
	Punta Ref.: APX-SP3011	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3012	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3015	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3018	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3019	

	Descripción	Observaciones
	Junta sellado depósito bicarbonato Ref.: OR-SP3021	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3022	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3024	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3027	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3040	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3041	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3042	
	Alambre de desatasco Ref.: HE-3026	

Scaler ECO S2

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Cuerpo vibrador Ref.: SCX-ECOS2CV	Incluye: Anillos tóricos

REPUESTOS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO DERUNGS®

Modelo Xerus

Derungs 

	Descripción	Observaciones
	Asa central D99205000 Ref.: 09-910	
	Pantalla D99278000 Ref.: 09-916	

Modelo Iris / Isis 50

Derungs 

	Descripción	Observaciones
	Bombilla D68615000 Ref.: 09-920	
	Asa central D55234000 Ref.: 09-921	

REPUESTOS NOUVAG®

Implantología / Cirugía

NOUVAG⁺

Descripción	Observaciones
 Micromotor 31-ESS para MD20 Ref.: 48-2064	Con cable: 3m BAJO PEDIDO
 Micromotor 31-ESS para MD10 Ref.: 48-2063	Con cable: 2m BAJO PEDIDO
 Micromotor 21 para MD30 / MD11 Ref.: 48-2097	Con cable: 2m *Hasta agotar existencias, después cambia PVP a 1.398,00€ y bajo pedido.
 Varilla soporte suero motores Nouvag® MD10, MD11, MD20, MD30 Ref.: 48-1770	

REPUESTOS TKD®


Repuestos lámparas fotocurado



Descripción	Observaciones
 Guía de luz / Fibra óptica TKD® Moon Ø8mm. Ref.: 40-53001	Campo Fotocurado: 8mm
 Manguera lámpara TKD® Moon Ref.: 40-91A2000	Open end Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Compatible lámpara Castellini T-LED

Accesorios ultrasonidos y micromotores



	Descripción	Observaciones
	Convertidor CONV24 de 24V AC/CA a 32V DC/CC Ref.: 40-39400	24V AC/CA +/- 10%; 8A. Dimensiones: 60x50mm
	Potenciometro neumático PPOT Ref.: 40-39500	
	Potenciometro eléctrico Ref.: 40-03520	
	Selector MOT2 2 micromotores DEFINITIVE / DEFINITIVE LED Ref.: 40-39600	
	Panel de control DUOPAD Ref.: 40-39200	13V DC/CC +/- 20%; 22mA Dimensiones: 73x117x24mm Puede controlar 2 micromotores DEFINITIVE/LED y 1 ultrasonidos TITANUS.

Repuestos ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica TKD USC60 SCALERS TITANUS Ref.: 40-38700	Dimensiones:

Repuestos micromotores



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica TKD BMC40 MM DEFINITIVE Todos los modelos Ref.: 40-39000	

REPUESTOS WOODPECKER® Y DTE®

Repuestos Ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica Kit UDS-N3 y UDS-N3 LED Ref.: 28-PCB005	
	Placa electrónica Kit DTE-V3 y DTE-V3 LED Ref.: 28-PCB001	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® UDS-P, UDS-E, U600* y compatibles Válvula solenoide ultrasonidos DTE® D3, D5, D600* y compatibles Válvula solenoide micromotor Woodpecker® M2 PRO Ref.: 28-U013	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U035
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U600* y compatibles Válvula solenoide ultrasonidos DTE® D600* y compatibles Ref.: 28-U035	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U013
	Válvula solenoide ultrasonidos DTE® D7 y compatibles Ref.: 28-U025	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U6 y DTE® S6 Ref.: 28-U043	
	Fusible ultrasonidos Woodpecker® UDS-P, UDS-E; DTE® D3, D5, D7 y compatibles Ref.: 28-U014	Voltaje: 250V Tensión: 5K Amperaje: 0,5A
	Tubo gris ultrasonidos Woodpecker® UDS-P, UDS-E, U600; DTE® D5, D7, D600 y compatibles Ref.: 28-U015	Largo: 250cm
	Transformador ultrasonidos Woodpecker® UDS-P, UDS-E y U6; DTE® D5, D7, S6 y compatibles Ref.: 28-TRA005	


	Descripción	Observaciones
	Pedal ultrasonidos Woodpecker® UDS-P, UDS-E y U6 ; DTE® D5, D7, S6 y D600 y compatibles Ref.: 28-U016	
	Botella con tapa 500ml DTE® D7 y Woodpecker® UDS-E Ref.: 28-U017	
	Conector espigas entrada ultrasonidos DTE® D7 Ref.: 28-U018	
	Conectores receptor hembra botella ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 Ref.: 28-U019	
	Potenciometro regulación caudal ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 y compatibles Ref.: 28-U020	
	Regulador caudal ultrasonidos Woodpecker® UDS-P y DTE® D5 y compatibles Ref.: 28-U030	
	Soporte pieza de mano ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7, D5, D3 y compatibles Ref.: 28-U022	
	Conexión entrada agua ultrasonidos Woodpecker® UDS-P y DTE® D5 y compatibles Ref.: 28-U023	
	Anillo tórico conexión botella suministro agua ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 Ref.: 28-U027	
	Placa electrónica central ultrasonidos DTE D7, D7 LED, D5 y D5 LED Ref.: 28-PCB002	

	Descripción	Observaciones
	Panel botonera ultrasonidos DTE D7 Ref.: 28-U028	
	Manguera ultrasonidos UDS-E, UDS-P, UDS-A, UDS-K y UDS-N3 Ref.: 28-U007	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos U600 LED, U6 LED, UDS-E LED, UDS-P LED, UDS-A LED, UDS-K LED y UDS-N3 LED Ref.: 28-U010	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos D3, D5, D7, D600 y V3 Ref.: 28-U008	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos D3 LED, D5 LED, D7 LED y V3 LED Ref.: 28-U009	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos U600 y U6 Ref.: 28-U046	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Dorado Diámetro: 7mm
	Manguera ultrasonidos DTE D600 LED y S6 LED Ref.: 28-U044	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Plateado Diámetro: 7mm
	Potenciometro regulación caudal ultrasonidos para suministro interno Woodpecker® U600 y DTE® D600 Ref.: 28-U021	
	Regulador caudal ultrasonidos para suministro externo Woodpecker® U6 y U600 , DTE® S6 y D600 Ref.: 28-U031	
	Tanque con tapa ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600 Ref.: 28-U032	

	Descripción	Observaciones
	Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker® U600 , UDS-E , AP-B , PT-A y DTE® D600 y D7 Ref.: 28-U026	
	Cable alimentación ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600 Ref.: 28-TRA014	
	Manguera aeropulidor AP-B , AP-A y PT-A Ref.: 28-U033	Terminal dorado
	Manguera ultrasonidos AP-B Ref.: 28-U034	
	Pedal AP-A , AP-B y COMP Ref.: 28-U016	
	Soporte pieza de mano aeropulidor AP-B (Naranja) Ref.: 28-U064	
	Soporte pieza de mano ultrasonidos AP-B (Naranja) Ref.: 28-U065	
	Válvula solenoide unidad de profilaxis AP-B , PT-A* y compatibles Ref.: 28-U035	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U013
	Bloque válvulas solenoide aeropulidor AP-B y AP-A Ref.: 28-U036	
	Placa electrónica central AP-B Ref.: 28-PCB004	

	Descripción	Observaciones
	Fuente alimentación AP-B y AP-A Ref.: 28-TRA015	
	Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento subgingival AP-B (Naranja)* Ref.: 28-U038	*Dispositivos con N/S < AP23A007IPB Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045
	Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento supragingival AP-B (Naranja)* Ref.: 28-U039	*Dispositivos con N/S < AP23A007IPB Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045
 Imagen no disponible	Kit 2 anillos tóricos conexión depósitos polvo AP-B, AP-A, PT-A y PT-B Ref.: 28-U045	
	Anillo tórico conexiones botellas agua AP-B, AP-A, PT-A y PT-B Ref.: 28-U071	Nota: La conexión requiere de 2 anillos tóricos
	Kit 2 tubos paso/corte polvos PT-A, AP-B y AP-A Ref.: 28-U072	
	Botella 700ml AP-B (Naranja) con tapa dorada Ref.: 28-U040	
	Botella 700ml AP-B y AP-A (Blanco) con tapa plateada Ref.: 28-U068	
	Conector rápido compatible entrada aire comprimido AP-B, AP-A y PT-A Ref.: 28-U041	
	Filtro aire AP-B y AP-A Ref.: 28-U042	

	Descripción	Observaciones
	Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Supragingival PT-A*, AP-A* y AP-B* (Blanco) Ref.: 28-PB0013	*Dispositivos con N/S > AP23A0540A
	Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Subgingival PT-A*, AP-A* y AP-B* (Blanco) Ref.: 28-PB0014	*Dispositivos con N/S > AP23A0540A
	Depósito 600 ml PT-A y PT-B Ref.: 28-U057	
	Depósito 1400 ml AP-B, PT-A y PT-B Ref.: 28-U058	
	Soporte pieza de mano ultrasonidos YZ-2L / PT-A y pieza de mano ultrasonidos AP-B (Blanco) Ref.: 28-U050	
	Soporte pieza de mano aeropulidor PT-A, AP-B (Blanco) y AP-A Ref.: 28-U059	
	Manguera ultrasonidos YZ-2L, PT-A Ref.: 28-U051	
	Válvula solenoide unidades de profilaxis Woodpecker® PTA* y compatibles Ref.: 28-U013	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U035
	Toma aire PT-A Ref.: 28-U073	
	Bloque válvulas solenoide PT-A y PT-B Ref.: 28-U060	*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas

	Descripción	Observaciones
	Válvula regulación polvos PT-A y PT-B Ref.: 28-U074	
	Regulador caudal para suministro externo PT-A Ref.: 28-U031	
	Sistema calentador PT-A Ref.: 28-U053	
	Kit completo 32 anillos tóricos PT-A y AP-B Ref.: 28-U056	
	Pedal multifunción PT-A Ref.: 28-U061	
	Transformador PT-A Ref.: 28-TRA016	
	Filtro de aire PT-A Ref.: 28-U062	
	Toma de agua PT-A Ref.: 28-U063	
	Potenciómetro kits built in V3, V3 LED, UDS-N3, UDS-N3 LED Ref.: 28-U001	
	LED pieza de mano YZ-2L Ref.: 28-U037	

Descripción		Observaciones
 LED pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U004		
 Soporte LED pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U003		
 Punta pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U049		
 LED pieza de mano HD-7L y HD-8L Ref.: 28-U002		
 Soporte LED pieza de mano HD-7L Ref.: 28-U005		
 Soporte LED pieza de mano HD-8L Ref.: 28-U006		
 Transformador AT-1 Ref.: 28-TRA002		
 Tubos grises paralelos AT-1 Ref.: 28-U024		

Repuestos Aeropulidores



Descripción	Observaciones
 Cabeza pieza de mano AP-1 Ref.: 28-PB0001	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 Cabeza pieza de mano AP-2 Ref.: 28-PB0002	
 Kit 2 anillos tóricos conexión manguera piezas de mano AP-1 y AP-2 Ref.: 28-PB0003	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-1 y AP-1 PLUS Ref.: 28-PB0004	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0005	
 Aguja limpieza GRANDE AP-1, AP-1 PLUS, AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-WA017	
 Aguja limpieza PEQUEÑA AP-1, AP-1 PLUS, AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-WA018	
 Conexión Midwest 4 AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0006	
 Conexión tipo KaVo® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0007	
 Conexión tipo NSK® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0008	

Descripción	Observaciones
 Conexión tipo Sirona® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0009	
 Kit 2 anillos tóricos conexión AP-H / AP-H PLUS con piezas de mano AP-1 PLUS y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0010	
 Tapa contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0011	
 Junta para contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0012	
 Kit completo 18 anillos tóricos AP-H y AP-H PLUS* Ref.: 28-PB0023	*Conexión NSK®: No incluye anillos tóricos conexión manguera. Ver Ref 28-PB0024
 Kit 4 anillos tóricos conexión NSK® aeropulidores AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0024	

Repuestos Motores Endodoncia y EndoActivadores



Descripción	Observaciones
 Pieza de mano endo activador ultrasónico Woodpecker® Endo 1 (Blanco) Ref.: 28-PM006	Roscas tipo: EMS
 Pieza de mano endo activador ultrasónico DTE® Endo 1 (Violeta) Ref.: 28-PM007	Roscas tipo: S
 Pieza de mano motor endo Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-PM013	Color: Negro Sin contra ángulo

	Pieza de mano Motopex Ref.: 28-PM003	Color: Blanca Sin contra ángulo
	Pieza de mano Endo Smart Plus Ref.: 28-PM001	Sin contra ángulo
	Pieza de mano Endo Radar Plus (Modelo antiguo - sin modo ARI)* Ref.: 28-PM002	Color: Blanca Sin contra ángulo *No compatible con modelo nuevo *Consúltanos
	Pieza de mano Endo Radar Plus (Modelo nuevo - con modo ARI)* Ref.: 28-PM014	Color: Blanca Sin contra ángulo *No compatible con modelo antiguo *Consúltanos
	Pieza de mano Smart-A Ref.: 28-PM005	Color: Naranja Sin contra ángulo
	Pieza de mano Smart-A Ref.: 28-PM004	Color: Blanca Sin contra ángulo
	Cabeza contra ángulo Endo Radar, Endo Smart y E-com Ref.: 28-ME001	
	Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE®: Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Motopex Ref.: 28-ME004	Inluye: Boquilla de lubricación
	Cabeza contra ángulo Smart-A Ref.: 28-ME007	Inluye: Boquilla de lubricación *Recubrimiento aislante
	Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE® con movimiento Rotatorio y movimiento Vertical (arriba-abajo) Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Smart-A Motopex Ref.: 28-CA161RR	Inluye: Boquilla de lubricación Movimiento VERTICAL + Movimiento ROTATORIO



Imagen	Descripción	Observaciones
	Transformador Endo 1 Ref.: 28-TRA002	Conector micro USB
	Gancho labial motores Endo Woodpecker® y DTE®: Endo Radar Ai-Motor Endo Radar "Plus" Smart A Motopex Ref.: 28-WA012	Pack: 2 Unidades Compatible con Morita Triauto
	Cable medición motores Endo Radar Plus y Endo Radar. Ref.: 28-CAB001	
	Cable medición motor Endo Ai-Motor, Smart-A y 812-MT Ref.: 28-CAB007	Conector USB tipo C
	Cable medición Motopex Ref.: 28-CAB006	Conector mini USB
	Cable gancho limas Endo Radar Ai-Motor Endo Radar "Plus" Smart A Motopex Ref.: 28-CAB002	
	Cable mini USB (Base-pieza de mano) E-com+ / Endo Smart + Ref.: 28-CAB004	Conector mini USB X mini USB
	Cable USB (Base-pieza de mano) Endo Radar y Endo Radar Plus Ref.: 28-CAB005	Conector mini USB X USB
	Funda aislante motores Endo Woodpecker® / DTE®: Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Motopex Ref.: 28-WA008	1 Unidad
	Funda protectora Endo 3 Ref.: 28-WA011	1 Unidad

	Descripción	Observaciones
	Base Motopex Ref.: 28-BAS008	
	Base Endo Smart + Ref.: 28-BAS017	
	Base Smart-A Ref.: 28-BAS009	Color: Blanca
	Base Smart-A Ref.: 28-BAS010	Color: Naranja
	Base Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-BAS018	
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS002	Color: Blanco
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS003	Color: Violeta
	Base Endo activador Endo3 Ref.: 28-BAS013	
	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME009	Color: Naranja
	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME008	Color: Blanca

	Descripción	Observaciones
	Soporte LED E-com+ Ref.: 28-U029	


Repuestos Piezo eléctricos cirugía



	Descripción	Observaciones
	Bomba Woodpecker® Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI003	
	Cable suministro eléctrico Woodpecker® Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-TRA014	
	Pedal multifuncional con cable Woodpecker® Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-U069	Longitud cable: 280cm
	Soporte suero Woodpecker® Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI009	
	LED pieza de mano HB-1L Ref.: 28-U047	
	Soporte LED pieza de mano HB-1L Ref.: 28-U048	

Repuestos Motores de Implantes



	Descripción	Observaciones
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI001	Longitud: 180cm Conector: Gris 6 pines y 2 muescas
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED PLUS y DTE® Implant X LED Plus Ref.: 28-MI006	Longitud: 180cm Conector: Azul 10 pines y 2 muescas
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED (Modelos antiguos) Ref.: 28-MI008	Longitud: 180cm Conector: Negro 6 pines y 1 muesca
	Placa electrónica Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-PCB003	
	Display Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI002	
	Bomba Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI003	
	Cable suministro eléctrico Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus y sus versiones sin luz Ref.: 28-TRA014	
	Pedal multifuncional con cable Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI005	Longitud cable: 280cm
	Soporte goma Woodpecker® piezas de mano y micromotor Ref.: 28-U048	
	Soporte suero Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, DTE® Implant X LED Plus y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI009	

Para repuestos contra ángulos Woodpecker® consultar sección repuestos rotatorio.

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Repuestos Localizador de Ápices



	Descripción	Observaciones
	Gancho labial localizadores de ápices y motores Endo con localizador de ápices Woodpecker® y DTE®: Woodpex V Endo Radar Ai-Motor Ai-PEX Endo Radar "Plus" Smart A Minipex Motopex Ref.: 28-WA012	Pack: 2 Unidades Compatible con Morita Triauto
	Punta test pulpa Ai-Pex. - Fino para piezas dentales con coronas metálicas. - Grueso para todas las piezas dentales. Ref.: 28-WA014	Pack: 2 Unidades
	Cable medición localizadores de ápices: Woodpex I DPEX I Woodpex III DEPX III Woodpex V Ref.: 28-CAB001	
	Cable medición Minipex. (Antigua / conexión micro USB) Ref.: 28-CAB003	Conector micro USB
	Cable medición Ai-Pex. Cable medición Minipex. (Nueva / conexión USB tipo C) Ref.: 28-CAB007	Conector USB tipo C
	Cable gancho límas. Woodpex I DPEX I Ai-Pex Woodpex III DEPX III Minipex Woodpex V DPEX III Ref.: 28-CAB002	
	Transformador Woodpex III, Woodpex V y DPEX III. Ref.: 28-TRA002	
	Transformador Minipex. (Antigua / conexión micro USB) Ref.: 28-TRA004	Conector micro USB
	Transformador localizadores de ápices: Ai-Pex Minipex (Nueva / conexión USB tipo C) Ref.: 28-TRA010	Conector USB tipo C
	Batería Woodpex III, Woodpex V y DPEX III. Ref.: 28-BAT004	

	Descripción	Observaciones
	Batería Ai-Pex . Ref.: 28-BAT007	
	Batería localizador de ápices Woodpecker Minipex . Ref.: 28-BAT012	

Repuestos Sistema de Inyección y obturación de Gutapercha



	Descripción	Observaciones
	Batería Fi-G . Ref.: 28-BAT005	
	Batería Fi-P y Fi-E . Ref.: 28-BAT006	*Si funda es requerida ver Ref. 28-SO008
 Imagen no disponible	Funda batería Fi-E . Ref.: 28-SO008	
	Transformador Fi-G , Fi-P y Fi-E . Ref.: 28-TRA012	
	Martillo accionador Fi-G . Ref.: 28-SO001	
	Cierre y junta martillo accionador Fi-G . Ref.: 28-SO003	Para Ref.: 28-SO001
	Gatillo Woodpecker® Fi-G . Ref.: 28-SO002	

NUEVO

	Descripción	Observaciones
	Base de carga Fi-G . Ref.: 28-BAS006	
	Anillo limpiador Fi-E.* Ref.: 28-SO006	* Modelos hasta enero 2025
	Cilindro interno Fi-E.* Ref.: 28-SO007	* Modelos hasta enero 2025
	Base de carga Fi-E. Ref.: 28-BAS014	
	Base de carga Fi-P blanco Ref.: 28-BAS007	
 No incluye batería	Pieza de mano Fi-E Blanco Ref.: 28-PM008	* No incluye batería , para batería ver referencias 28-BAT006 y 28-SO008.
	Pieza de mano Fi-P Blanco Ref.: 28-PM009	




Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital





	Descripción	Observaciones
	Transformador i-Scan. Ref.: 28-TRA011	
	Funda silicona i-Sensor H1. Ref.: 28-WA009	
	Funda silicona i-Sensor H2. Ref.: 28-WA010	
	Soporte goma i-Sensor H1 y H2. Ref.: 28-WA015	
NUEVO	 Imagen no disponible Cable conexión escáner intraoral DM-RUMAR Swift Scan. Ref.: 28-CAB008	
NUEVO	 Imagen no disponible Punta S escáner intraoral DM-RUMAR Swift Scan. Ref.: 28-IM001	
NUEVO	 Imagen no disponible Punta L escáner intraoral DM-RUMAR Swift Scan. Ref.: 28-IM002	

Guías de luz / Fibra Óptica Lámparas Fotocurado



Descripción	Observaciones
 Ref.: 28-FO001	Campo Fotocurado: 8mm
 Ref.: 28-FO002	Campo Fotocurado: 8mm
 Ref.: 28-FO003	Campo Fotocurado: 8mm
 Ref.: 44-225	Campo Fotocurado: 8mm
 Ref.: 28-FO008	Metálica Campo fotocurado: 10mm
 Ref.: 28-LF006	
 Ref.: 28-LF005	HASTA AGOTAR
 Ref.: 28-FO010	Metálica Campo Fotocurado: 8mm HASTA AGOTAR
 Ref.: 28-FO011	Metálica Campo Fotocurado: 10mm
 Ref.: 28-FO004	Campo Fotocurado: 8mm

Descripción	Observaciones
 Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure standard. Ref.: 28-FO005	Campo Fotocurado: 10mm
 Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure biselada Ref.: 28-FO007	Campo Fotocurado: 10mm
 Punta Woodpecker® O-Star Ref.: 28-FO006	Metálica Campo Fotocurado: 10mm
 Punta Woodpecker® O-Star PRO Ref.: 28-FO012	Metálica Campo Fotocurado: 10mm
 Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker®/DTE® O-Star, O-Star PRO, iLED MAX y iLED II Ref.: 28-LF007	
 Lente completo lámpara Woodpecker®/DTE® O-Star, O-Star PRO, iLED MAX y iLED II Ref.: 28-LF008	Metálica Campo Fotocurado: 10mm

Baterías lámparas de fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Batería ECO LED1 , Woodpecker® LED.H y LED.H ORTHO Ref.: 28-BAT001	
	Batería Woodpecker® LUX VI Ref.: 28-BAT004	
	Batería lámpara DTE® iLED todos los modelos* y Woodpecker® LED.D , X-Cure y LUX E PLUS . Ref.: 28-BAT002	* No vale para la iLED II
	Batería lámpara DTE® iLED II Ref.: 28-BAT007	Distinta a la de la iLED
	Batería lámpara Woodpecker® LED.C Ref.: 28-BAT003	
	Batería lámpara DTE® B-Cure Ref.: 28-BAT011	
	Batería lámpara O-Star (Modelo con conexión) Ref.: 28-BAT013	*Estación base con conexión 28-BAS012
	Batería lámpara O-Star (Modelo contactless)* y O-Star PRO Ref.: 28-BAT014	*Estación base contactless 28-BAS020


Protectores vista lámparas de fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Protector para vista LED.L, LED.D, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B, B-Cure, LUX E Plus. Ref.: 28-LF001	
	Protector para vista LUX VI Ref.: 28-LF003	
	Protector para vista iLED "todos los modelos", iLED II Ref.: 28-LF002	
	Protector para vista O-Star Ref.: 28-LF009	Gafas protectoras modo cheek Ver lista aparatología.
	Protector para vista VV Light Ref.: 28-LF010	

Bases lámparas fotocurado



	Descripción Base ECO LED1 y Woodpecker® LED.H Ref.: 28-BAS001	Observaciones Color: Dorado
	Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos" Ref.: 28-BAS002	Color: Blanco
	Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos" Ref.: 28-BAS003	Color: Violeta
	Base lámpara Woodpecker® iLED II Ref.: 28-BAS021	
	Base lámpara Woodpecker® LED.D Ref.: 28-BAS004	
	Base lámpara Woodpecker® LED.C Ref.: 28-BAS005	
	Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Golden" Ref.: 28-BAS016	
	Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Silver" Ref.: 28-BAS015	
	Base lámpara DTE® B-Cure Ref.: 28-BAS011	
	Base lámpara Woodpecker® O-Star (Modelo con conexión)* Ref.: 28-BAS012	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano

Descripción		Observaciones
	Base lámpara Woodpecker® O-Star (Modelo contactless)* Ref.: 28-BAS020	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano
	Base lámpara Woodpecker® O-Star PRO Ref.: 28-BAS022	
	Base lámpara Woodpecker® LUX E PLUS Ref.: 28-BAS019	

Transformadores lámparas fotocurado



Descripción		Observaciones
	Transformador Woodpecker® LED.H, DTE iLED, iLED II, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star, Lux E Plus, y comp. Ref.: 28-TRA002	
	Transformador lámpara Woodpecker® LUX VI Ref.: 28-TRA001	
	Transformador lámpara Woodpecker® X-Cure Ref.: 28-TRA003	

Repuestos otros aparatos



Descripción		Observaciones
	Cable alimentación micromotor Woodpecker® MT3 Ref.: 28-TRA014	
	Pedal micromotor Woodpecker® MT3 Ref.: 28-U016	

	Descripción	Observaciones
	Tanque con tapa micromotor Woodpecker® MT3 Ref.: 28-U032	
	Bomba de agua micromotor Woodpecker® MT3 Ref.: 28-U026	
	Válvula solenoide micromotor Woodpecker® MT3 Ref.: 28-U035	
NUEVO  Imagen no disponible	Bomba micro diafragma Woodpecker® MT3 Ref.: 28-MM003	

Otros repuestos

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Fuente de alimentación para dotar de luz a sillones dentales sin luz. Regulador de retardo apagado luz por manguera. Ref.: 44-480	Tensión alimentación: 10 – 24 V AC/DC. Tensión salida: 1,5 – 5 V DC (Ajustable). Retraso apagado: 1-9 seg (Ajustable). Consumo máximo: 1 W. Intensidad máxima: 1 A. Actuación neumática
	Soporte instrumento polivalente. Ref.: 44-650	

CR

COMPRESORES Y REPUESTOS

- Compresores MGF®
- Repuestos compresores MGF®
- Repuestos compresores Dürr®



Repuestos





NOVEDAD

Compresor

PRIME 1

MGF Compressors



POTENCIA Y DURABILIDAD
EN UN DISEÑO
SILENCIOSO Y COMPACTO



CON CAJA
INSONORIZADA



Prime es el máximo exponente de la gama: apto para uso intensivo, sistema de biela articulada y cilindro con camisa de latón para un deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.

La solución perfecta para una clínica con un solo sillón dental.

Los compresores **Prime 1** poseen un sistema de filtrado integrado, descarga electrocontrolada, protección térmica y amperimétrica y el **innovador sistema de secado con cristales adsorbentes**.

El sistema de secado con cristales adsorbentes integra filtración y secado de aire por lo que ya no se requiere de prefiltración de aire. A su vez, simplifica y reduce el mantenimiento, lo que se traduce en menores costos.

El nuevo secador no requiere aire de regeneración (purga) durante la fase de encendido, lo que garantiza un mayor rendimiento del compresor.

Prime 1 es la **versión monocilíndrica**, disponible en configuración básica y con caja de insonorización (Incluye ruedas para facilitar su colocación y desplazamiento).

Genera mínimas vibraciones y con solo 65 dB/1m de nivel sonoro está entre **los más silenciosos del mercado**.

Referencia	Potencia	Voltaje	Caudal	Capacidad	Nivel de ruido	Peso	Dimensiones	Garantía
98-PROF100024M	0,75 kW	230 V	85 lt/min	24 L	65 dB	39 Kg	500x470x600 mm	24 +12 meses (Tras registrar producto)
98-PRMB100024M15 (con caja insonorizada)					50 dB	67 Kg	530x500x800 mm	

BAJO PEDIDO

Si no encuentras la solución que buscas **¡CONSÚLTANOS!**

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, **¡CONSÚLTANOS!**

RUMAR 239

NOVEDAD

Compresor

GENESI

MGF Compressors



POTENCIA Y DURABILIDAD
EN UN DISEÑO
SILENCIOSO Y COMPACTO



CON CUBIERTA
INSONORIZADA

CON CAJA
INSONORIZADA



Genesi ofrece una selección sencilla y fiable de modelos de compresores, la opción perfecta para presupuestos ajustados.

El modelo **Genesi** dispone de un funcionamiento **silencioso** con bajas vibraciones, sin renunciar a la configuración de compresores de gama alta: sistema de filtración integrado, control eléctrico de la descarga de presión en la tubería de impulsión, protección térmica y **el innovador sistema de secado con cristales adsorbentes**.

El sistema de secado con cristales adsorbentes integra filtración y secado de aire por lo que ya no se requiere de prefiltración de aire. A su vez, simplifica y reduce el mantenimiento, lo que se traduce en menores costos.

El nuevo secador no requiere aire de regeneración (purga) durante la fase de encendido, lo que garantiza un mayor rendimiento del compresor.

Genesi es la **versión de 2 cilindros**, disponible en configuración básica, con cubierta insonorizada y con caja de insonorización (Incluye ruedas para facilitar su colocación y desplazamiento).

Referencia	Potencia	Voltaje	Caudal	Capacidad	Nivel de ruido	Peso	Dimensiones	Garantía
98-DGE150024M	1,1 kW	230 V	135 lt/min	24 L	65 dB	33 Kg	500x420x600 mm	24 +12 meses (Tras registrar producto)
98-DSK150040M (con cubierta insonorizada)				40 L	55 dB	46 Kg	710x460x890 mm	
98-DMB150024M15 (con caja insonorizada)				24 L	50 dB	67 Kg	530x500x800 mm	

BAJO PEDIDO

BAJO PEDIDO

Si no encuentras la solución que buscas ¡CONSÚLTANOS!

NOVEDAD

Compresor

PRIME 2

MGF Compressors



POTENCIA Y DURABILIDAD
EN UN DISEÑO
SILENCIOSO Y COMPACTO



CON CUBIERTA
INSONORIZADA

CON CAJA
INSONORIZADA



Prime es el máximo exponente de la gama: apto para uso intensivo, sistema de biela articulada y cilindro con camisa de latón para un deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.

El más vendido.

Prime 2 es la **versión de 2 cilindros**, disponible en configuración básica, con cubierta insonorizada y con caja de insonorización (Incluye ruedas para facilitar su colocación y desplazamiento). Además, posee sistema de filtrado integrado, descarga electrocontrolada y un mantenimiento fácil y económico.

Cuenta con contador de horas, protección térmica y amperimétrica. Está equipado con **secador de membrana** incorporando un sistema de filtración de hasta 0,01 micras que garantiza un punto de rocío de hasta -20°C, lo que produce aire higiénico y libre de humedad.

Prime 2 genera mínimas vibraciones y con solo 66 dB/1m de nivel sonoro está entre **los más silenciosos del mercado**.

Referencia	Potencia	Voltaje	Caudal	Capacidad	Nivel de ruido	Peso	Dimensiones	Garantía
98-PROF200040M	1,5 kW	230 V	152 lt/min	40 L	66 dB	50 Kg	710x420x600 mm	24 +12 meses (Tras registrar producto)
98-PRSK200040M (con cubierta insonorizada)					56 dB	54 Kg	710x460x890 mm	
98-PRCS200040M (con caja insonorizada)					53 dB	102 Kg	530x750x915 mm	

BAJO PEDIDO

BAJO PEDIDO

Si no encuentras la solución que buscas **¡CONSÚLTANOS!**

NOVEDAD

Compresor

PRIME 3

MGF Compressors



POTENCIA Y DURABILIDAD
EN UN DISEÑO
SILENCIOSO Y COMPACTO



CON CAJA
INSONORIZADA



Prime es el máximo exponente de la gama: apto para uso intensivo, sistema de biela articulada y cilindro con camisa de latón para un deslizamiento óptimo y menor desgaste de los segmentos del pistón.

Recogen lo mejor de la tecnología Prime

Prime 3 es la **versión de 3 cilindros**, disponible en configuración básica y con caja de insonorización (Incluye ruedas para facilitar su colocación y desplazamiento). Además, posee sistema de filtrado integrado, descarga electrocontrolada y un mantenimiento fácil y económico.

Cuenta con contador de horas, protección térmica y amperimétrica. Está equipado con **secador de membrana** incorporando un sistema de filtración de hasta 0,01 micras que garantiza un punto de rocío de hasta -20°C, lo que produce aire higiénico y libre de humedad.

Prime 3 genera mínimas vibraciones y con solo 66 dB/1m de nivel sonoro está entre **los más silenciosos del mercado**.

Referencia	Potencia	Voltaje	Caudal	Capacidad	Nivel de ruido	Peso	Dimensiones	Garantía
98-PROF300040M	2,2 kW	230 V	225 lt/min	40 L	66 dB	58 Kg	710x410x810 mm	24 +12 meses (Tras registrar producto)
98-PRCS300040M (con caja insonorizada)					53 dB	110 Kg	530x750x915 mm	

BAJO PEDIDO

Si no encuentras la solución que buscas ¡CONSÚLTANOS!

2en1 **Aspir Comp & Metatower**

Sistema compuesto por **compresor** y **aspirador**

Potencia y durabilidad
en un diseño
silencioso y compacto



REPUESTOS COMPRESORES MGF®

Kits de mantenimiento compresores MGF® Pime y Genesi



Descripción

Observaciones

NUEVO



Kit mantenimiento anual, compresores MGF® **Genesi***

Incluye:

- 2x Filtro aspiración
- Junta filtro
- Filtro cartucho reductor
- Disco válvula antiretorno

Ref.: 98-080009 (Ref. MGF®: TA-FL-001-K = 2x MA-MF-00010 + TA-FL-001-C-SM + TA-FL-001-OR + CO-PV-001)

*Solo válido para versiones Genesi S y M SKR (Con cristales adsorbentes).

NUEVO



Kit mantenimiento anual con filtros de cartucho, compresores MGF® **Genesi***

Incluye:

- Filtro aspiración
- Disco válvula antiretorno
- Filtro de cartucho 5 µm (AF20)
- Filtro de cartucho 0,01 µm (AFD20)
- 2x Juntas de filtro (AF20, AFD20)

Ref.: 98-080010 (Ref. MGF®: TA-FL-024-K-SCC = MA-MF00010 + CO-PV-001 + TA-FL-001-C-SM + TA-FL-024-C2-SM + 2x TA-FL-001-OR)

*Solo válido para versiones Genesi M con secador de membrana.

NUEVO



Kit mantenimiento de repuestos completo con placa de válvulas, compresores MGF® **Genesi**

Incluye:

- Filtro aspiración
- 2x Segmento pistón
- 2x Placas de válvulas completo
- Disco válvula antiretorno
- Filtro cartucho reductor

Ref.: 98-080011 (Ref. MGF®: MG-GC-011-K = MA-MF00010 + 2x HB-PC-001 + 2x MA-MG02002-C + CO-PV-001 + TA-FL-001-C)

NUEVO



Kit mantenimiento anual, compresores MGF® **Prime 1***

Incluye:

- 3x Filtro aspiración
- Junta filtro
- Filtro cartucho reductor
- Disco válvula antiretorno

Ref.: 98-080018 (Ref. MGF®: TA-FL-001-K-SCP = 3x TA-FL-058-C + TA-FL-001-C-SM + TA-FL-001-OR + CO-PV-001)

*Solo válido para versiones Prime 1 S y M SKR (Con cristales adsorbentes).

NUEVO



Kit mantenimiento de filtros cartucho SYNTESI secador de membrana, compresores MGF® **Prime 2 y 3**

Incluye:

- Filtros aspiración
- Filtro de cartucho 5 µm (AF20)
- Filtro de cartucho 0,01 µm (AFD20)
- Junta filtro (AF20, AFD20)
- Disco válvula antiretorno
- Filtro de cartucho 5 µm (AF30)
- Filtro de cartucho 0,01 µm (AFD30)
- Cartucho separador agua (AMG150)
- 2x Juntas filtro (AF30, AFD30)

Ref.: 98-080019 (Ref. MGF®: TA-FL-026-K-SCP = 3x TA-FL-058-C + TA-FL-001-C-SM + TA-FL-024-C2-SM + 2x TA-FL-001-OR + CO-PV-001 + TA-FL-075-C + TA-FL-076-C + TA-FL-074-C + 2x TA-FL-075-OR)

NUEVO	 Imagen no disponible	Descripción Kit mantenimiento de repuestos completo compresores MGF® Prime 2* Incluye: - 2x Filtros aspiración - 4x Juntas - 2x Segmento pistón - 2x Anillo ajustable - 2x Anillo elastico - 2x Placas de válvulas completo - Disco válvula antiretorno Ref.: 98-080020 (Ref. MGF®: PR-GC-031-K-SCP = 2x TA-FL-058-C + 4x MA-PC018 + 2x MA-MG00001 + 2x MA-MG00003 + 2x MA-MG00024 + 2x MA-MG-02002P-C-P + CO-PV-001)	Observaciones *Solo válido para versiones Prime 2 1,5 kW.
		Descripción Kit mantenimiento de repuestos completo compresores MGF® Prime 3* Incluye: - 3x Filtros aspiración - 6x Juntas - 3x Segmento pistón - 3x Anillo ajustable - 3x Anillo elástico - 3x Placas de válvulas completo - Disco válvula antiretorno Ref.: 98-080021 (Ref. MGF®: PR-GC-032-K-SCP = 3x TA-FL-058-C + 6x MA-PC018 + 3x MA-MG00001 + 3x MA-MG00003 + 3x MA-MG00024 + 3x MA-MG-02002P-C-P + CO-PV-001)	Observaciones *Solo válido para versiones Prime 3 2,2 kW.

Repuestos compresores MGF® Pime y Genesi



NUEVO	 Imagen no disponible	Descripción Condensador 35 µF, compresores MGF® Ref.: 98-080001 (Ref. MGF®: MG-CO-005)	Observaciones Potencia: 0,75 kW.
		Descripción Biela con rodamiento compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080002 (Ref. MGF®: MG-PF-002-C)	
NUEVO	 Imagen no disponible	Descripción Carcasa ventilador refrigeración, compresores MGF® Genesi de un cilindro (N/S > 07163100) Ref.: 98-080003 (Ref. MGF®: MA-MG00022-N)	Observaciones Sin filtro.
		Descripción Secador de aire, compresores MGF® Genesi y Prime 1 Ref.: 98-080004 (Ref. MGF®: TA-ES-401)	
NUEVO	 Imagen no disponible	Descripción Conjunto de válvula de disparo 1/4", compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080005 (Ref. MGF®:TA-SA-009)	Observaciones - Voltaje: 230 V CA. - Con temporizador de disparo. - Cable de alimentación: 2 m. - Válvula solenoide (Acción directa, normalmente cerrado, orificio Ø4 mm).

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 Imagen no disponible Electroválvula dos vías 1/8", compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080006 (Ref. MGF®: VA-EL-001-B)	Voltaje: 240 V 50/60 Hz. Normalmente abierta.
NUEVO	 Imagen no disponible Presostato 4 vías G1/4", compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080007 (Ref. MGF®: ME-PS-001)	
NUEVO	 Imagen no disponible Manómetro 1/8", compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080008 (Ref. MGF®: RA-MM-001)	ø40 mm con montaje trasero.
NUEVO	 Imagen no disponible Válvula de seguridad 1/4", compresores MGF® Genesi y Prime 1, 2 y 3 Ref.: 98-080012 (Ref. MGF®: VA-SI-014)	-TA6. - Presión: 10,3 bar. - Con muelle de acero.
NUEVO	 Imagen no disponible Válvula antirretorno, compresores MGF® Genesi y Prime 1, 2 y 3 - 1/2" hembra x 3/8" macho x 1/8" hembra Ref.: 98-080013 (Ref. MGF®: VA-UN-001)	Niquelada.
NUEVO	 Imagen no disponible Taco amortiguador vibraciones, compresores MGF® Genesi (N/S > 10153700) y Prime 1 - 20 x 30mm, 10/18 - M8, Sh40 Ref.: 98-080014 (Ref. MGF®: TR-AV-012-1)	
NUEVO	 Imagen no disponible Ventilador MEC 90 con anillo de fijación, compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080015 (Ref. MGF®: MA-PC004)	
NUEVO	 Imagen no disponible Cilindro extruido Ø60 mm x 65,8 mm, compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080016 (Ref. MGF®: MG-ES001-L)	
NUEVO	 Imagen no disponible Unidad de bombeo, compresores MGF® Genesi Ref.: 98-080017 (Ref. MGF®: GC-150-GE-V1-V)	Potencia: 1,2 kW. Voltaje: 230V. Frecuencia: 50 Hz.
NUEVO	 Imagen no disponible Condensador 35 µF, compresores MGF® Prime 1* Ref.: 98-080022 (Ref. MGF®: MA-CO-011)	*Solo válido para versiones Prime 1 hp.

NUEVO	 Imagen no disponible	Descripción	Observaciones
		Condensador 45 µF, compresores MGF® Prime 2* Ref.: 98-080023 (Ref. MGF®: MA-CO-010)	*Solo válido para versiones Prime 2 hp.
NUEVO	 Imagen no disponible	Condensador 55 µF, compresores MGF® Prime 3* Ref.: 98-080024 (Ref. MGF®: MA-CO-012)	*Solo válido para versiones Prime 3 hp.
NUEVO	 Imagen no disponible	Protección térmica 8A, compresores MGF® Prime 1 Ref.: 98-080025 (Ref. MGF®: ME-TH-005)	
NUEVO	 Imagen no disponible	Protección térmica 10A, compresores MGF® Prime 2 Ref.: 98-080026 (Ref. MGF®: ME-TH-002)	
NUEVO	 Imagen no disponible	Protección térmica 16A, compresores MGF® Prime 3 Ref.: 98-080027 (Ref. MGF®: ME-TH-016)	
NUEVO	 Imagen no disponible	Filtro aspiración completo con cubierta de plástico, compresores MGF® Prime 1, 2 y 3 Ref.: 98-080028 (Ref. MGF®: TA-FL-058)	
NUEVO	 Imagen no disponible	Manómetro 1/8", compresores MGF® Genesi y Prime 1 Ref.: 98-080029 (Ref. MGF®: RA-MM-004)	ø40 mm con montaje radial.
NUEVO	 Imagen no disponible	Manómetro 1/4", compresores MGF® Prime 2 y 3 Ref.: 98-080030 (Ref. MGF®: RA-MM-006)	ø50 mm con montaje trasero.
NUEVO	 Imagen no disponible	Manómetro 1/4", compresores MGF® Genesi, Prime 2 y 3 Ref.: 98-080031 (Ref. MGF®: RA-MM-002)	ø50 mm con montaje trasero.
NUEVO	 Imagen no disponible	Copa sistema filtración 0,01 µm, 1/4", compresores MGF® Genesi, Prime 2 y 3 Ref.: 98-080032 (Ref. MGF®: TA-FL-030-SM-T)	- Sin regulador de presión. - Semi-automático.

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 Imagen no disponible Manguera L300 de alta temperatura 3/8", compresores MGF® Genesi y Prime 2 y 3 Ref.: 98-080033 (Ref. MGF®: TU-RAT-300)	
NUEVO	 Imagen no disponible Taco amortiguador vibraciones, compresores MGF® Prime 2 y 3 (N/S > 10153700) - 30 x 40mm, 12/22 - M8, Sh40 Ref.: 98-080034 (Ref. MGF®: TR-AV-3040)	
NUEVO	 Imagen no disponible Secador de aire membrana 2A, compresores MGF® Prime 2 y 3 Ref.: 98-080035 (Ref. MGF®: TA-ES-101)	Caudal: 140 lt/min.
NUEVO	 Imagen no disponible Presostato 1 vía G1/4", compresores MGF® Ref.: 98-080036 (Ref. MGF®: ME-PS-002)	
NUEVO	 Imagen no disponible Carcasa ventilador refrigeración, compresores MGF® Prime 2 de dos cilindros (N/S > 07163100) Ref.: 98-080037 (Ref. MGF®: MA-MG00020P-N)	
NUEVO	 Imagen no disponible Carcasa ventilador refrigeración, compresores MGF® Prime 3 de tres cilindros (N/S > 07163100) Ref.: 98-080038 (Ref. MGF®: MA-MG00027P-N)	
NUEVO	 Imagen no disponible Cigüeñal completo con pistón, compresores MGF® Prime 3 Ref.: 98-080039 (Ref. MGF®: MA-MG03003-E-C)	
NUEVO	 Imagen no disponible Cigüeñal completo con pistón y manivela, compresores MGF® Prime 1, y 2* (N/S > 07163100) Ref.: 98-080040 (Ref. MGF®: MA-MG03003-E-C1)	*También utiliza pistón Ref. 98-080041
NUEVO	 Imagen no disponible Cigüeñal completo con pistón y manivela zamak, compresores MGF® Prime 2* (N/S > 07163100) Ref.: 98-080041 (Ref. MGF®: MA-MG03003-C-Z)	*También utiliza pistón Ref. 98-080040 Sin volante.

REPUESTOS COMPRESORES DÜRR®

Compresores DÜRR® PRIMO, DUO, TRIO Y CUATRO



	Descripción	Observaciones
	Kit reparación compresor 51 / 52 (PRIMO, DUO, TRIO y CUATRO). Ref.: 68-11101 (Ref. Dürr®: 5110.992.00)	Incluye: 5150.981.00 kit juntas culata, 5110.105.50 culata
	Filtro compresor 51 / 52 (PRIMO, DUO, TRIO y CUATRO). Ref.: 68-11102 (Ref. Dürr®: 0832.982.00)	
	Junta tórica culata tapón filtro amarillo compresor 51 / 52 (PRIMO, DUO, TRIO y CUATRO). Ref.: 68-11103 (Ref. Dürr®: R9000.402.12)	

NUEVO

Compresores DÜRR® Tornado 70 / 130



	Descripción	Observaciones
	Filtro redondo compresor Tornado 70 / 130. Ref.: 68-13101 (Ref. Dürr®: 5430.982.00)	
	Kit reparación compresor Tornado 70 / 130. Ref.: 68-13102 (Ref. Dürr®: 5430.981.00)	Incluye: Cilindro, aro compresión, tornillo pistón y 2 juntas culata.
	Filtro + Porta filtro redondo compresor Tornado 70 / 130. Ref.: 68-13103 (Ref. Dürr®: 0852.001.00)	
	Biela + pistón compresor Tornado 70 / 130. Ref.: 68-13104 (Ref. Dürr®: 5430.984.00)	

Compresores DÜRR® Tornado T1 y T2



	Descripción	Observaciones
	Juego filtros compresor Tornado T1 y T2. Ref.: 68-15101 (Ref. Dürr®: 5180.980.60)	Incluye: 1610.121.00 filtro anual superior, 1650200323 filtro secador membra- na 1650 / sinterizado, 5180.982.00 filtro admisión.
	Filtro admisión compresor Tornado T1 y T2. Ref.: 68-15104 (Ref. Dürr®: 5180.982.00)	
	Kit reparación juntas cilindro compresor Tornado T1 y T2. Ref.: 68-15102 (Ref. Dürr®: 5180.981.00)	Incluye: Junta interior, aro compresión pistón, tornillo sujeción aro de compresión.
	Presostato compresor Tornado T1 y T2. Ref.: 68-15103 (Ref. Dürr®: 5180.011.00E)	

NUEVO	Descripción		Observaciones
	 Imagen no disponible	Válvula de descarga compresor Tornado T1 y T2 Ref.: 68-15105 (Ref. Dürr®: R9000.301.73)	
NUEVO	Descripción		Observaciones
	 Imagen no disponible	Válvula de descarga compresor Silver Airline New Ref.: 68-15106 (Ref. Dürr®: R9000.301.66)	

Secadores DÜRR®



Descripción		Observaciones
	Filtro secador todos los modelos. Ref.: 68-18101 (Ref. Dürr®: 1610.121.00)	
	Filtro secador membrana 1650 / Sinterizado + Colector + Anillo tórico. Ref.: 68-18103 (Ref. Dürr®: 1650100147) (Antigua: 165010100)	Antigua: 165010100 (Antes no incluía el colector)
	Filtro HEPA secador todos los modelos. Ref.: 68-18104 (Ref. Dürr®: 1650100172) (Antigua 1640.981.00)	

SAR

▶ SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y REPUESTOS

- Motores aspiración Luzzani® Dental y repuestos
- Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama METASYS®
- Válvulas y accesorios METASYS®
- Repuestos aspiraciones METASYS®
- Conectores META connect (METASYS®)
- Centrifugadoras y repuestos aspiraciones Dürr® Dental
- Conectores Dürr Connect®
- Mangueras y tubos aspiración
- Terminales de aspiración y adaptadores



Repuestos



MOTORES ASPIRACIÓN LUZZANI® DENTAL Y SUS REPUESTOS

Motor de aspiración seca AIRMATIC





- Máxima fiabilidad + Máximo silencio.
- Puede funcionar de forma continuada.
- Depresión estática: 1.300 mm de agua aprox.
- Caudal de aire: 1.200 l/min.

- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Ausencia completa de ruido.
- **Garantía:** 1 año.

MOTOR ASÍNCRONO MONOFÁSICO


Tensión alimentación	220V / 50Hz
Potencia de absorción	Wa 415
Absorción	A 1,86
Condensación	μ F10
Cos φ	0,96
Velocidad de rotación	2.810 rpm
Modo de trabajo	Continuo
Depresión estática	1.300 mm de agua
Caudal de aire	1.200 l/min.

DIAGRAMA DE DEPRESIÓN



Ref.: **39-8AIRMAT**

Repuestos motor de aspiración seca AIRMATIC



Descripción

Observaciones



Rodamientos (RA506)

Ref.: **39-8RA506**



Silenciadores (RA522)

Ref.: **39-8RA522**

MOTORES ASPIRACIÓN, CENTRIFUGADORAS Y SEPARADORES DE AMALGAMA METASYS®

Motores de aspiración METASYS®

METASYS

Rotor separador centrífugo

Módulo separador que, gracias a su fuerza centrífuga, garantiza una separación continua y perfecta incluso con grandes cargas de espuma.

Para que la bomba de vaciado funcione de por vida, la fiabilidad de la separación debe estar garantizada.



Desagüe de las aguas residuales más alto

Un desagüe de aguas residuales colocado más alto permite una conexión cómoda con el desagüe o el separador de amalgama. Con ello ya no se requiere ninguna otra instalación para una posible elevación necesaria del aparato de aspiración.

Regulación de presión negativa controlada por frecuencia*

Según los requisitos de potencia, la regulación de la presión negativa se realiza mediante un control de frecuencia que proporciona a las cánulas una gran presión negativa constante de 180 mbar. Además, la función controlada por frecuencia reduce considerablemente el consumo energético.

* Solo para EXCOM Hybrid 5

Un eje de motor

Un eje de motor para mover tanto el generador de presión negativa como la separación, al mismo tiempo que permite el funcionamiento simultáneo de ambos módulos. Esto impide el peligro de un posible derrame de líquido provocado por una separación que no esté funcionando dentro de una bomba de vacío en marcha.

Rueda de turbina de aluminio

La rueda de turbina de aluminio de marcha libre garantiza la seguridad del funcionamiento a largo plazo. No se utilizan ruedas de plástico.


Aletas de refrigeración que optimizan el caudal de aire

El diseño especial de estas aletas optimizadas garantiza una mejor refrigeración y una mayor protección contra el sobrecalentamiento.

El caudal de aire y refrigeración eficiente que proporcionan estas aletas de refrigeración permite un rápido descenso del calor.

Garantía de 36 meses*


*Excepto el EXCOM Hybrid 1, que tiene una garantía de 24 meses.



MOTORES ASPIRACIÓN HÍBRIDA (HÚMEDA Y SECA) CENTRALIZADOS SIN SEPARACIÓN AMALGAMA

Motores de aspiración híbrida METASYS® sin separador de amalgama

METASYS



	EXCOM Hybrid 1S	EXCOM Hybrid 1	EXCOM Hybrid 2	EXCOM Hybrid 5
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC / 400 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	3,5 / 4,5 A	6,7 A	6,7 A	9,0 / 10,0 A // 4,3 / 4,4 A
Consumo máx. potencia	0,55 / 0,63 kW	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW	1,5 / 1,75 kW
Temperatura máx. ambiente	40° C	40° C	40° C	40° C
Volumen aspiración	1.100 l/min	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min	2.000 / 2.400 l/min
Zona presión negativa regulada	120 / 140 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	63 dB (A)	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)	64 / 68 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	530 x 350 x 320	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400	620 x 460 x 455
Peso	15 Kg	22 kg	27 kg	30 kg
Duración conexión	100%	100%	100%	100%
Tasa separación	-	-	-	-
Número de equipos	1 equipo	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos	Hasta 5 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación* (excepto tubo desahogo)	Kit básico instalación*	Kit básico instalación*	Kit básico instalación*
Garantía	24 meses**	36 meses**	36 meses**	36 meses**

* Incluye: 1m. tubo desahogo, 1m. tubo entrada y kit básico de adaptadores para la instalación.

** Mínimo de mantenimiento requerido. **Consultar**

**OFERTAS ESPECIALES
DISTRIBUIDORES**
¡Consúltanos!

Descripción	Observaciones
EXCOM Hybrid 1S, con unidad de control Ref.: 98-010154 (Ref. Metasys®: 104000002 / 02010154)	1 equipo
EXCOM Hybrid 1, con unidad de control Ref.: 98-010311 (Ref. Metasys®: 104000005 / 02010311)	Hasta 2 equipos
EXCOM Hybrid 2, con unidad de control Ref.: 98-010312 (Ref. Metasys®: 104000006 / 02010312)	Hasta 3 equipos
EXCOM Hybrid 5 (230 V), con unidad de control Ref.: 98-010313 (Ref. Metasys®: 104000008 / 02010313)	Hasta 5 equipos BAJO PEDIDO
EXCOM Hybrid 5 (400 V), con unidad de control Ref.: 98-010314 (Ref. Metasys®: 104000009 / 02010314)	Hasta 5 equipos BAJO PEDIDO

MOTORES ASPIRACIÓN HÍBRIDA (HÚMEDA Y SECA) CENTRALIZADOS CON SEPARACIÓN AMALGAMA

Motores de aspiración híbrida METASYS® con separador de amalgama

METASYS




EXCOM
Hybrid
A1



EXCOM
Hybrid
A2



EXCOM
Hybrid
A5



	EXCOM Hybrid A1	EXCOM Hybrid A2	EXCOM Hybrid A5
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC / 400 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	6,7 A	6,7 A	9,0 / 10,0 A // 4,3 / 4,4 A
Consumo máx. potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW	1,5 / 1,75 kW
Temperatura máx. ambiente	40° C	40° C	40° C
Volumen aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min	2.000 / 2.400 l/min
Zona presión negativa regulada	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)	64 / 68 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400	620 x 460 x 455
Peso	24,5 kg	29,5 kg	35 kg
Duración conexión	100%	100%	100%
Tasa separación	99,30%	99,30%	99,30%
Número de equipos	Hasta 2 equipos	Hasta 3 equipos	Hasta 5 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación*	Kit básico instalación*	Kit básico instalación*
Garantía	36 meses**	36 meses**	36 meses**

* Incluye: 1m tubo deshaogo, 1m tubo entrada, kit básico de adaptadores para la instalación + kit instalación separador de amalgama

** Mínimo de mantenimiento requerido. **Consultar**

Descripción

Opcional EXCOM Hybrid 1S + Separador de amalgama ECO II+

Ref.: **98-010154 + 98-010004**

EXCOM Hybrid A1-ECO II+, con unidad de control

Ref.: **98-010251** (Ref. Metasys®: 104000011 / 02010251)

EXCOM Hybrid A2-ECO II+, con unidad de control

Ref.: **98-010221** (Ref. Metasys®: 104000012 / 02010221)

EXCOM Hybrid A5 (230 V) - ECO II+, con unidad de control

Ref.: **98-010222** (Ref. Metasys®: 104000014 / 02010222)

EXCOM Hybrid A5 (400 V) - ECO II+, con unidad de control

Ref.: **98-010224** (Ref. Metasys®: 104000015 / 02010224)

**OFERTAS ESPECIALES
DISTRIBUIDORES**
¡Consúltanos!

Observaciones

1 equipo

Hasta 2 equipos

Hasta 3 equipos

Hasta 5 equipos

BAJO PEDIDO

Hasta 5 equipos

BAJO PEDIDO

CUBIERTAS INSONORIZADORAS MOTORES ASPIRACIÓN METASYS®

Cubiertas insonorizadoras METASYS®

METASYS

Reduce el
nivel sonoro
un **15%**



Descripción

Cubierta insonorizadora para EXCOM Hybrid 1s - sin ventilador

Ref.: **98-110007** (Ref. Metasys®: 120000518 / 40030007)

Observaciones

Reducción nivel sonoro 15%

BAJO PEDIDO

Cubierta insonorizadora para EXCOM Hybrid 1, 2, 5, A1, A2 y A5 - con ventilador

Ref.: **98-110004** (Ref. Metasys®: 120000521 / 40030004)

Reducción nivel sonoro 15%

BAJO PEDIDO

NUEVO SEPARADOR DE AMALGAMA

Separador de amalgama METASYS®

METASYS

AHORA mejor:

- Admite picos de caudal de agua de hasta **2,7 l/min**
- Instalación rápida **Plug & Play**:
reemplazo más rápido, sencillo y seguro



ECO II+

	ECO II +
Caudal máx. agua	1 l/min (Soporta picos de hasta 2,7 l/min)
Tasa separación	99,38%
Volumen recipiente colector	700 cm ³
Intervalo de cambio	Anual / lleno 100%
Dimensiones (Al x An x P) en mm	308 x 164 x 201 mm
Peso en vacío con soporte / contenedor lleno	1,7 kg / 2,7 kg
Suministro incluye	Kit básico instalación

Desde el 1 de enero de 2019 los operadores de los gabinetes dentales que utilicen amalgama dental, que retiren empastes de amalgama dental, o extraigan dientes que contengan dichas amalgamas, **deben contar con separadores de amalgama** (deben garantizar un nivel de retención de, como mínimo, el 95 % de las partículas de amalgama) para retener y recoger las partículas de las mismas, incluidas las contenidas en el agua usada.

Descripción

ECO II+

Ref.: **98-010004** (Ref. Metasys®: 101000024)

**OFERTAS ESPECIALES
DISTRIBUIDORES**
¡Consúltanos!

Observaciones

Sustituye a Ref. 101000015 / antigua
Ref. 01050004 descatalogada

CENTRIFUGADORAS METASYS®

Centrifugadoras METASYS®

 METASYS

MST 1 ECO LIGHT

MST 1

COMPACT Dynamic

MST 1
(Modelo externo)

	MST 1 ECO LIGHT	MST 1	COMPACT Dynamic
Separación de amalgama	No	Si	Si
Sistema de Autolimpieza	-	Si	Si
Tensión de alimentación	24 V AC	24 V AC	24 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	1,5 A	2 A	6,3 A
Consumo máx. potencia	46 VA	46 VA	100 VA
Caudal máx. agua	4,5 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min
- desde escupidera	3,0 l/min	3,0 l/min	3,0 l/min
- desde línea de aspiración	1,5 l/min	1,5 l/min	1,5 l/min
Zona presión negativa regulada	50-250 mbar	80-250 mbar	80-160 mbar
Tasa separación	-	98,6%	96,4%
Volumen recipiente colector	300 cm ³	300 cm ³	300 cm ³
Dimensiones (Al x An x P) en mm	305 x 163 x 104mm	305 x 210 x 104mm	301 x 173 x 110mm
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	36 meses*	36 meses*	36 meses*

* Mínimo de mantenimiento requerido. **Consultar**

Descripción

Observaciones

MST 1 ECO LIGHT **sin separador de amalgama**Ref.: **98-010033** (Ref. Metasys®: 13000001 / 01010033)MST 1 **con separador de amalgama**Ref.: **98-010001** (Ref. Metasys®: 101000001 / 01010001)MST 1 **con separador de amalgama**Ref.: **98-010020** (Ref. Metasys®: 101000007 / 01010020)

Modelo externo

BAJO PEDIDO

COMPACT Dynamic **con separador de amalgama**Ref.: **98-110001** (Ref. Metasys®: 101000026 / 01060001)


MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS

Válvulas



Válvula escupidera

Válvulas selectoras



	Descripción	Observaciones
	Válvula escupidera 24 V DC / AC Ref.: 98-020002 (Ref. Metasys®: 110000002 / 40050002)	Garantía: 12 meses
	Filtro cesta Metasys MST1, A8 y escupidera Ref.: 98-030002F (Ref. Metasys®: 120000212 / 55010002)	Pack: 10 unidades
	Válvula selectora 24 DC / CC Ref.: 98-020048 (Ref. Metasys®: 110000004 / 40050048)	
	Válvula selectora 24 DC / CC y 24 AC / CA* Ref.: 98-020044 (Ref. Metasys®: 110000005 / 40050044)	*98-020044 = 98-020048 + complemento que la hace AC / CA. (El complemento se puede utilizar o no).
	Membrana válvula selectora Metasys® y tornillos Ref.: 98-010003	

REPUESTOS MOTORES ASPIRACIÓN

Repuestos motores aspiración



Descripción	Observaciones
Aspa y tapa superior (Centrífuga) Motores METASYS® EXCOM Hybrid 1, 2, 5, A1, A2 y A5 Ref.: 98-010210 (Ref. Metasys®: 120000625 / 50060210 + aspa)	
Filtro entrada motores METASYS EXCOM Hybrid Ref.: 98-010467 (Ref. Metasys®: 120000467 / 55010010)	

KITS MANTENIMIENTO MOTORES ASPIRACIÓN

Kits mantenimiento motores aspiración



Descripción	Observaciones
Kit mantenimiento anual motores METASYS® EXCOM Hybrid 1, 2, A1 y A2 Ref.: 98-010240 (Ref. Metasys®: 120000527 / 50060240)	Incluye: Colector de agua con válvula antiretorno, conexión adaptador para separación y tubo PVC

KITS MANTENIMIENTO CENTRIFUGADORAS

Kits mantenimiento centrifugadoras



Descripción	Observaciones
Kit inspección anual centrifugadora MST 1 Ref.: 98-010109 (Ref. Metasys®: 120000235 / 50020109)	Incluye: Cuerpo básico de entrada con válvula antiretorno integrada, membrana válvula selectora, filtro bomba, contenedor reemplazo.
Kit inspección 5 años centrifugadora MST 1 Ref.: 98-010110 (Ref. Metasys®: 120000229 / 50020110)	Incluye: Cuerpo básico de entrada con válvula antiretorno integrada, membrana válvula selectora, filtro bomba, contenedor reemplazo, cajón de filtro, tapa centrifugadora, anillo desplazamiento agua, deflector de aire, cámara de centrifugado y tapa bomba centrifugado. BAJO PEDIDO
Kit inspección anual centrifugadora COMPACT Dynamic y COMPACT Dynamic ECO Ref.: 98-010030 (Ref. Metasys®: 120000598 / 50040030)	Incluye: Rotor completo, junta, parte superior separador con membrana y contenedor reemplazo.
Kit inspección 5 años centrifugadora COMPACT Dynamic Ref.: 98-010031 (Ref. Metasys®: 120000594 / 50040031)	Incluye: Rotor completo, junta, parte superior separador con membrana y contenedor reemplazo + centrifugadora y filtro bomba. BAJO PEDIDO
Kit inspección anual centrifugadora MST 1 ECO Light Ref.: 98-010119 (Ref. Metasys®: 120000249 / 50020119)	Incluye: Anillo desplazamiento agua, deflector aire, alojamiento entrada bomba, membrana, válvula antiretorno, anillo tórico.

CONTENEDORES SEPARADORES DE AMALGAMA

Contenedores separadores de amalgama



Descripción	Observaciones
 Contenedor reemplazo MST 1 Ref.: 98-210001 (Ref. Metasys®: 113000054 / 55020001)	
 Contenedor reemplazo COMPACT Dynamic Ref.: 98-010005 (Ref. Metasys®: 113000013 / 55020005)	
 Contenedor reemplazo ECO II+, ECO II y ECO II Tandem Ref.: 98-010130 (Ref. Metasys®: 113000077)	Sustituye al antiguo modelo (Ref. Metasys®: 113000034 / 55020130)

TUBO ENTRADA ASPIRACIONES

Tubo entrada aspiraciones



Descripción	Observaciones
 Tubo de entrada de aire de sistemas de aspiración Ref.: 98-020050 (Ref. Metasys®: 120000106 / 40300050)	Diámetro: 40mm BAJO PEDIDO Por metro Compra mínima 1 metro referencia Múltiplos de 1m, NO fracciones
 Tubo de entrada de aire de sistemas de aspiración Ref.: 98-020051 (Ref. Metasys®: 120000105 / 40300051)	Diámetro: 50mm Por metro Compra mínima 1 metro referencia Múltiplos de 1m, NO fracciones

TUBO DESAHOGO ASPIRACIONES

Tubo desahogo aspiraciones



Descripción	Observaciones
 Tubo termo resistente para descarga / desahogo de aire de sistemas de aspiración Ref.: 98-020100 (Ref. Metasys®: 120000109 / 40300100)	Diámetro: 32mm Por metro Compra mínima 1 metro referencia Múltiplos de 1m, NO fracciones Máximo 4m por tramo
 Tubo termo resistente para descarga / desahogo de aire de sistemas de aspiración Ref.: 98-020101 (Ref. Metasys®: 120000108 / 40300101)	Diámetro: 40mm Por metro Compra mínima 1 metro referencia Múltiplos de 1m, NO fracciones Máximo 4m por tramo
 Tubo termo resistente para descarga / desahogo de aire de sistemas de aspiración Ref.: 98-020102 (Ref. Metasys®: 120000107 / 40300102)	Diámetro: 50mm Por metro Compra mínima 1 metro referencia Múltiplos de 1m, NO fracciones Máximo 4m por tramo

FILTROS SALIDA ASPIRACIONES HEPA H14

Filtros salida aspiraciones HEPA H14

RUMAR

- Filtro **HEPA** (High Efficiency Particulate Air) con nivel de filtración H14 (99,995%)
- Adaptable a todos los sistemas de aspiración dental, fácil de instalar y mantener
- Apto para **hasta 5 sillones dentales** (144 m³/h)
- Instalable al final o en la línea de la salida de aire
- Frecuencia de **cambio de cartucho recomendada**: 24 meses
- Material: microfibra HEPA H14


- Suministro incluye:

- Filtro con cartucho
- Tubo desahogo termoresistente (80cm aprox.) Ø40mm
- Espigas PVC: 2uds. 1,0" x Ø30mm
2uds. 1 1/4" x Ø40mm
- Adaptadores PVC: 2uds. 1 1/4" x 1,0"
- Abrazaderas metálicas: 2uds. para Ø30mm
2uds. para Ø40mm



Filtra el
99,99%

de la materia fina suspendida



Separación Flujo nominal de aire (m ³ /h)	ENTRADA A	SALIDA B	ENTRADA A (mm)	SALIDA B (mm)	C (mm)	D (mm)	Øe (mm)	H (mm)	PESO (Kg)
144	G1 1/4"	G1 1/4"	38	38	95	98	173	156	1,7

Descripción

Observaciones

	Filtro salida aspiraciones HEPA H14 completo Ref.: 98-030011	
	Cartucho interno repuesto filtro salida aspiraciones HEPA H14 Ref.: 98-030011C	

CONECTORES META CONNECT - DÜRR CONNECT

Conectores Meta Connect



	Descripción	Observaciones
	Adaptador Dürr® Connect (G) – META Connect Ref.: 98-040124 (Ref. Metasys®: 120000084 / 40010124)	Macho - Macho 1 unidad
	Adaptador Dürr® Connect (K) – META Connect Ref.: 98-040084 (Ref. Metasys®: 120000285 / 40010084)	Macho - Macho 1 unidad
	Adaptador Dürr® Connect (K) – META Connect Ref.: 98-040102 (Ref. Metasys®: 120000286 / 40010102)	Hembra - Hembra 1 unidad
	Adaptador conexión Ø Interno 27mm X Ø Exterior 32mm – META Connect Ref.: 98-040125 (Ref. Metasys®: 120000087 / 40010125)	Macho - Macho 1 unidad
	Clip cierre META Connect Ref.: 98-040103 (Ref. Metasys®: 120000274 / 40010103)	1 unidad

LIMPIEZA ASPIRACIONES

Limpiador, desinfectante y desodorizante GREEN & CLEAN®



Doble concentrado desespumado activo para la limpieza diaria, desinfección y desodorización de sistemas de aspiración y separadores de amalgama.

- Apto para el mantenimiento de aspiraciones de **todas las marcas**.
- Concentrado: fácil de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.
- Extremadamente **cómodo** y **sencillo**.

Apto para el mantenimiento de
TODAS LAS MARCAS



Modo de empleo

 1. Accionar dos veces la bomba dosificadora (= 6 ml de concentrado)	 2. Llenar el recipiente con agua hasta la marca (= 600 ml solución al 1%)	 3. Colocar la cánula pequeña en el orificio marcado con 1 hasta que se aspire aire (200 ml)	 4. Colocar la cánula grande en el orificio marcado con 2 hasta que se aspire aire (200 ml)	 5. Vaciar el líquido restante en la taza de la escupidera (200 ml)	 6. Esperar el tiempo de actuación y luego enjuagar (60 min para HBV/HIV/HCV, tuberculosis)
--	--	--	---	---	---

Descripción

Kit iniciación Green & Clean® M2

Ref.: 98-030201 (Ref. Metasys®: 122000026 / 60010201)

Observaciones

Incluye: 1 x dispensador
1 x M2 rojo 500ml
1 x M2 verde 500ml
Aproximadamente **167 aplicaciones**
= Más de 4 meses de mantenimiento

Kit refill I Green & Clean® M2

Ref.: 98-030202 (Ref. Metasys®: 122000027 / 60010202)

Incluye: 2 x M2 rojo 500ml
2 x M2 verde 500ml
Aproximadamente **334 aplicaciones**
= Más de 8 meses de mantenimiento

Kit refill II Green & Clean® M2

Ref.: 98-030203 (Ref. Metasys®: 122000028 / 60010203)

Incluye: 1 x M2 rojo 500ml
1 x M2 verde 500ml
Aproximadamente **167 aplicaciones**
= Más de 4 meses de mantenimiento

LIMPIEZA BIOFILM SILLONES

Limpiador Biofilm líneas agua sillones



MÁS BAJO

- Diseñado para que al menos una vez al año el servicio técnico haga una limpieza integral de las líneas de agua limpia de los sillones dentales.
- Muy sencillo de utilizar por servicios técnicos.
- Unos pocos sencillos pasos, y una hora de actuación, para que toda la red de tubos de agua limpia del sillón dental, quede completamente pulcra.

Evite obstrucciones en el sillón y en los instrumentos.
¡Sorprendentes resultados!



	Descripción	Observaciones
	Bomba para BR + 1 botella limpiador BR 1.000ml Ref.: 98-030501 (Ref. Metasys®: 108000034 / 40050501)	
	2 botellas limpiador BR Ref.: 98-030300 (Ref. Metasys®: 122000002 / 60040300)	Pack: 2 unidades Contenido: 1 litro/ud

MANTENIMIENTO ASPIRACIONES

Mantenimiento aspiraciones



	Descripción	Observaciones
	Limpiador especial de sistemas aspiración DÜRR® MD-555 - Concentrado sin espuma para instalaciones dentales de aspiración y desagüe. - Complemento idóneo para Orotol Plus para el cuidado completo y perfecta limpieza y mantenimiento de instalaciones de aspiración de todo tipo.	1 unidad Contenido: 2,5 litros
	Filtro sólidos aspiraciones Cattani® ***Original Cattani*** Ref.: 38-1055 (Ref. Cattani®: 1041055 Ref. Fedesa®: F034A91)	Pack: 1 unidad Utilizado en la mayoría de los sillones Fedesa® entre otros.
	Porta filtros rectangular gris 2 terminales ***Original Cattani*** Ref.: 38-0854 (Ref. Cattani®: 200854)	(Ref. Fedesa®: 2403A03 + 034A91 + 710A12 + 2406A01)
	Filtro amarillo aspiraciones Dürr® ***Original Dürr*** Ref.: 68-37001 (Ref. Dürr®: 0725.041.00)	Pack: 12 unidades Utilizado en algunos de los sillones Fedesa® entre otros.
	Cuerpo filtro amarillo doble entrada Dürr Connect ***Original Dürr*** Ref.: 68-37004 (Ref. Dürr®: 0725.041.05)	**Adaptadores a manguera de 11mm y 17mm. Consultar Refs.: 38-5037 y 38-5038
	Filtro amarillo dos entradas Dürr Connect ***Original Dürr*** Ref.: 68-37005 (Ref. Dürr®: 0700.705.54)	**Adaptadores a manguera de 11mm y 17mm. Consultar Refs.: 38-5037 y 38-5038

VÁLVULAS DÜRR®

Válvulas Dürr®



Descripción	Observaciones
 Ref.: 68-26001 (Ref. Dürr®: 7117.420.43 - 1ud. de 2)	1 unidad
 Ref.: 68-36001 (Ref. Dürr®: 7560.500.60E)	
 Ref.: 68-36002 (Ref. Dürr®: 7560.500.22)	
 Ref.: 68-36005 (Ref. Dürr®: 7128.100.03)	


REPUESTOS ASPIRACIONES DÜRR®

Repuestos aspiraciones Dürr®



Descripción	Observaciones
 Ref.: 68-28020	
 Ref.: 68-25001 (Ref. Dürr®: 7119.983.054 Antigua 7119.933.55)	
 Ref.: 68-25002 (Ref. Dürr®: 7127.983.55)	
 Ref.: 68-25005 (Ref. Dürr®: R7110.115.00E)	
 Ref.: 68-25006 (Ref. Dürr®: R9000.402.23)	
 Ref.: 68-25007 (Ref. Dürr®: 7128.100.02)	



NUEVO


Descripción		Observaciones
	Tapa + ventilador V300S, VS300S, V600. VS600, V900S y VS900S Ref.: 68-25003 (Ref. Dürr®: 7130.982.54)	
NUEVO 	Sensor amalgama VSA300S y otros. Ref.: 68-25008 (Ref. Dürr®: R7125.983.00)	
	Biofiltro HEPA H13 V300, VS300 y VSA 300S Ref.: 68-25004 (Ref. Dürr®: R7119100010)	
	Kit mantenimiento CS-1 Ref.: 68-26003 (Ref. Dürr®: 7117.980.33)	
	Contenedor amalgama Dürr® CAI, CASI y compatibles Ref.: 68-26004 (Ref. Dürr®: 7117.033.00)	

CONECTORES DÜRR® CONNECT

DÜRR® Connect K (20mm)



Descripción		Observaciones
	Dürr® Connect hembra a 15mm (K) Ref.: 68-87004 (Ref. Dürr®: 0700.720.15E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect macho a 20mm (K) Ref.: 68-87003 (Ref. Dürr®: 0700.710.20E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect macho a 25mm (K) Ref.: 68-87020 (Ref. Dürr®: 0700.710.25E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect "T" 2 x macho / 1 x hembra, c/sifón (K) Ref.: 68-87021 (Ref. Dürr®: 0700.700.08E)	Pack: 3 unidades
	Dürr® Connect macho-macho (K) Ref.: 68-87014 (Ref. Dürr®: 0700.700.13E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect hembra a 17mm (K) Ref.: 68-87005 (Ref. Dürr®: 0700.720.17E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect hembra a 18mm (K) Ref.: 68-87007 (Ref. Dürr®: 0700.720.18E)	Pack: 5 unidades

	Descripción	Observaciones
	Dürr® Connect hembra a 20mm (K) Ref.: 68-87017 (Ref. Dürr®: 0700.720.20E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect hembra a 22mm (K) Ref.: 68-87019 (Ref. Dürr®: 0700.720.22E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect hembra a 25mm (K) Ref.: 68-87006 (Ref. Dürr®: 0700.720.25E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect hembra a 30mm (K) Ref.: 68-87009 (Ref. Dürr®: 0700.720.30E)	Pack: 3 unidades
	Dürr® Connect hembra 36mm (K) Ref.: 68-87008 (Ref. Dürr®: 0700.700.21E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect hembra-hembra (K) Ref.: 68-87013 (Ref. Dürr®: 0700.700.11E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect manguito a 32mm (K) Ref.: 68-87018 (Ref. Dürr®: 0700.700.20E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect codo 90° (K) Ref.: 68-87015 (Ref. Dürr®: 0700.700.04E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect tapón sencillo (K) Ref.: 68-87010 (Ref. Dürr®: 0700.700.10E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect "T" 1 x macho / 2 x hembra (K) Ref.: 68-87012 (Ref. Dürr®: 0700.700.06E)	Pack: 3 unidades
	Dürr® Connect "T", 3 x macho (K) Ref.: 68-87002 (Ref. Dürr®: 0700.700.02E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect "Y", 3 x macho (K) Ref.: 68-87001 (Ref. Dürr®: 0700.700.03E)	Pack: 5 unidades
	Dürr® Connect clip pequeño (K) Ref.: 68-87011 (Ref. Dürr®: 0700.700.01E)	Pack: 20 unidades
	Dürr® Connect anillo tórico (K) Ref.: 68-87016 (Ref. Dürr®: 9000.402.54)	1 unidad

DÜRR® Connect G (32mm)



Descripción		Observaciones
	Dürr® Connect clip grande (G) Ref.: 68-88004 (Ref. Dürr®: 0700.800.01E)	Pack: 20 unidades
	Dürr® Connect codo 90° (G) Ref.: 68-88005 (Ref. Dürr®: 0700.800.04E)	Pack: 3 unidades
	Dürr® Connect hembra a 30mm (G) Ref.: 68-88003 (Ref. Dürr®: 0700.820.30E)	Pack: 3 unidades
	Dürr® Connect macho a 30mm (G) Ref.: 68-88001 (Ref. Dürr®: 0700.810.30E)	Pack: 3 unidades
	Dürr® Connect macho-macho (G) Ref.: 68-88002 (Ref. Dürr®: 0700.800.13E)	Pack: 3 unidades

MANGUERAS ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS

- ▶ Mangueras aspiración **con terminales**
- ▶ Mangueras aspiración **sin terminales**
- ▶ Montaje terminales aspiración
- ▶ Terminales aspiración
- ▶ Adaptadores mangueras
- ▶ Conectores mangueras
- ▶ Adaptadores cánulas
- ▶ Cánulas


Mangueras aspiración con terminales

Mangueras aspiración PVC PREMIUM con terminales

RUMAR

- **Calidad Premium**
- Máxima ligereza, flexibilidad y durabilidad.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.
- **Terminales PREMIUM esterilizables**

1. Doble capa de PVC flexible diseñada para una mayor durabilidad sin perder ligereza o flexibilidad.
2. Doble hélice de Polipropileno alrededor del eje para mayor durabilidad.
3. Hilos longitudinales para aumentar la integridad de la manguera.



Compatible con equipo Adec®

Descripción

Observaciones

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Adec® 200 y compatibles

Longitud: 160cm
Ø interno: 10mm

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: **36-810D160D**

BAJO PEDIDO

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Adec® 300, 500 y compatibles

Longitud: 160cm
Ø interno: 10mm

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: **36-810D160B** (Ref. Adec®: 11.1307.01 + terminal)

BAJO PEDIDO

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Adec® 300, 500 y compatibles

Longitud: 160cm
Ø interno: 10mm

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: **36-810D160C**

BAJO PEDIDO

Descripción

Observaciones

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Adec® 200 y compatibles

Longitud: 160cm
Ø interno: 16mm

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-816D160A (Ref. Adec®: 11.1340.00 + terminal)

BAJO PEDIDO

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Adec® 300, 500 y compatibles

Longitud: 160cm
Ø interno: 16mm

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-816D160B (Ref. Adec®: 12.1238.01 + terminal)

BAJO PEDIDO

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Adec® 300, 500 y compatibles

Longitud: 160cm
Ø interno: 16mm

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-816D160C (Ref. Adec®: 12.1239.01+ terminal)

BAJO PEDIDO

Compatible con equipo Cattani®

Descripción

Observaciones

Manguera aspirasativa PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Longitud: 160cm
Ø interno: 11mm
 *Ref. Terminal completo: 38-5025

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-811B160B

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Longitud: 160cm
Ø interno: 17mm
 *Ref. Terminal completo: 38-5026

Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-817B160B

Compatible con equipo Cefla®

Descripción

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Observaciones

Longitud: 160cm
Ø interno: 11mm
***Ref. Terminal completo:** 38-5022
 Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-811B160A

Descripción

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Durr®

Observaciones

Longitud: 160cm
Ø interno: 10mm
 Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-810D160A (Ref. Durr®: 7600A020-50 + terminal)

BAJO PEDIDO

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Durr®

Longitud: 145cm
Ø interno: 10mm
 Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-810D145A (Ref. Durr®: 7600A010-51 + terminal)

BAJO PEDIDO

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Durr®

Longitud: 160cm
Ø interno: 19mm
 Terminal esterilizable a 134°C.

Ref.: 36-819D160A (Ref. Durr®: 7600A010-50 + terminal)

BAJO PEDIDO

Descripción

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Durr®

Ref.: **36-819D145A** (Ref. Durr®: 7600A020-51 + terminal)

Observaciones

Longitud: 145cm
Ø interno: 19mm

Terminal esterilizable a 134°C.

BAJO PEDIDO

Compatible con equipo KaVo®

Descripción

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Ref.: **36-808B160A**

Observaciones

Longitud: 160cm
Ø interno: 8mm
 *Ref. Terminal completo: 38-5027

Terminal esterilizable a 134°C.

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Ref.: **36-820B160A**

Longitud: 160cm
Ø interno: 20mm
 *Ref. Terminal completo: 38-5028

Terminal esterilizable a 134°C.

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Kavo® 1058 Life, E50, E70 y compatibles

Ref.: **36-808D160A** (Ref. KaVo®: 3.004.7171)

Longitud: 160cm
Ø interno: 8mm
 Terminal esterilizable a 134°C.

BAJO PEDIDO

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Kavo® 1058 Life, E50, E70 y compatibles

Ref.: **36-820D160A** (Ref. KaVo®: 3.004.7180)

Longitud: 160cm
Ø interno: 20mm
 Terminal esterilizable a 134°C.

BAJO PEDIDO

Compatible con equipo Planmeca®

Descripción

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Ref.: **36-811B160C**

Observaciones

Longitud: 160cm
Ø interno: 11mm
***Ref. Terminal completo:** 38-5031
 Terminal esterilizable a 134°C.

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Ref.: **36-817B160C**

Longitud: 160cm
Ø interno: 17mm
***Ref. Terminal completo:** 38-5032
 Terminal esterilizable a 134°C.

Compatible con equipo Sirona®

Descripción

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Ref.: **36-808B160B**

Observaciones

Longitud: 160cm
Ø interno: 8mm
***Ref. Terminal completo:** 38-5029
 Terminal esterilizable a 134°C.

Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo*
Conector a equipo: Abierta / open end

Ref.: **36-815B160A**

Longitud: 160cm
Ø interno: 15mm
***Ref. Terminal completo:** 38-5030
 Terminal esterilizable a 134°C.

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Sirona® C1, C1+, C2, C2+, C3, C3+, C4, C4+, C5, C5+, M1+, Teneo, Sinus y compatibles

Ref.: **36-808D140A** (Ref. Sirona®: 1894836)

Longitud: 140cm
Ø interno: 15mm
 Terminal esterilizable a 134°C.

BAJO PEDIDO

NUEVO



Descripción

Manguera aspirasaliva PVC **PREMIUM** (fina) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Sirona® C8+, ProFeel+, INTEG0 y compatibles



Ref.: **36-808D140B** (Ref. Sirona®: 6458967)

Observaciones

Longitud: 140cm
Ø interno: 8mm

Terminal esterilizable a 134°C.

BAJO PEDIDO

NUEVO



Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Sirona® C1, C1+, C2, C2+, C3, C3+, C4, C4+, C5, C5+, M1+, Teneo, Sinus y compatibles



Ref.: **36-815C140A** (Ref. Sirona®: 1894810)

Longitud: 140cm
Ø interno: 15mm

BAJO PEDIDO

NUEVO



Manguera aspiración quirúrgica PVC **PREMIUM** (gruesa) con terminal de aspiración completo
Conector a equipo: Sirona® C8+, ProFeel+, INTEG0 y compatibles



Ref.: **36-815D140A** (Ref. Sirona®: 6458959)

Longitud: 140cm
Ø interno: 15mm

Terminal esterilizable a 134°C.


BAJO PEDIDO

Mangueras aspiración PVC flexible ECO con terminales

RUMAR

- Doble pared reforzada de PVC flexible.
- Buena flexibilidad.
- Terminal no esterilizable

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.



Descripción

Manguera aspiración PVC ECO con terminal.
Conector a equipo: Abierta / open end



Ref.: **36-011B160A**

Observaciones

Longitud: 160cm
Ø interno: 11mm

Terminal **NO** esterilizable

(Antigua 36-111)

Manguera aspiración PVC ECO con terminal.
Conector a equipo: Abierta / open end



Ref.: **36-017B160A**

Longitud: 160cm
Ø interno: 17mm

Terminal **NO** esterilizable

(Antigua 36-117)

Mangueras aspiración sin terminales


Mangueras aspiración PVC PREMIUM sin terminales

RUMAR

- Calidad Premium




- Máxima ligereza, flexibilidad y durabilidad.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.

1. Doble capa de PVC flexible diseñada para una mayor durabilidad sin perder ligereza o flexibilidad.
2. Doble hélice de Polipropileno alrededor del eje para mayor durabilidad.
3. Hilos longitudinales para aumentar la integridad de la manguera.



Descripción

Observaciones

	Manguera aspiración PVC PREMIUM Ø interno: 8mm Ref.: 36-808M* Al corte(< 10 metros) Ref.: 36-808M* Al corte(≥ 10 metros) Ref.: 36-808R Rollo 25 metros	*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Euroden®, KaVo®, Ritter®, Sirona®.
	Manguera aspiración PVC PREMIUM Ø interno: 10mm Ref.: 36-810M* Al corte(< 10 metros) Ref.: 36-810M* Al corte(≥ 10 metros) Ref.: 36-810R Rollo 25 metros	*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Adec® y otros.
	Manguera aspiración PVC PREMIUM Ø interno: 11mm Ref.: 36-811M* Al corte(< 10 metros) Ref.: 36-811M* Al corte(≥ 10 metros) Ref.: 36-811R Rollo 25 metros	*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Ancar®, Cattani®, Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber), Chirana®, Euron®, Fedesa®, Fimet®, Galit®, Miglioni®, Planmeca®, Ultradent® y otros.
	Manguera aspiración PVC PREMIUM Ø interno: 15mm Ref.: 36-815M* Al corte(< 10 metros) Ref.: 36-815M* Al corte(≥ 10 metros) Ref.: 36-815R Rollo 25 metros	*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Euroden®, Sirona® y otros.
	Manguera aspiración PVC PREMIUM Ø interno: 16mm Ref.: 36-816M* Al corte(< 10 metros) Ref.: 36-816M* Al corte(≥ 10 metros) Ref.: 36-816R Rollo 25 metros	*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Adec® y otros.

Descripción		Observaciones
 Ø 17mm Manguera aspiración PVC PREMIUM Ø interno: 17mm Ref.: 36-817M* Al corte(< 10 metros) Ref.: 36-817M* Al corte(≥ 10 metros) Ref.: 36-817R Rollo 25 metros		*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Ancar®, Cattani®, Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber), Chirana®, Euron®, Fedesa®, Fimet®, Galit®, Miglionico®, Planmeca®, Ultradent® y otros.
 Ø 20mm Manguera aspiración PVC PREMIUM Ø interno: 20mm Ref.: 36-820M* Al corte(< 10 metros) Ref.: 36-820M* Al corte(≥ 10 metros) Ref.: 36-820R Rollo 25 metros		*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: KaVo®, Ritter® y otros.

Mangueras aspiración PVC ECO flexible sin terminales

RUMAR

- Doble pared reforzada de PVC flexible.
- Buena flexibilidad.

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.



Descripción		Observaciones
 Manguera aspiración PVC ECO. Ø interno: 8mm Ref.: 36-008A160 160 cm		Compatibilidad: Euroden®, KaVo®, Ritter®, Sirona®. (Antigua 36-008)
 Manguera aspiración PVC ECO. Ø interno: 11mm Ref.: 36-011A160 160 cm Ref.: 36-011M* Al corte Ref.: 36-011R Rollo 12 metros		*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Ancar®, Cattani®, Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber), Chirana®, Euron®, Fedesa®, Fimet®, Galit®, Miglionico®, Planmeca®, Ultradent® y otros. (Antigua 36-011)
 Manguera aspiración PVC ECO. Ø interno: 15mm Ref.: 36-015A160 160 cm		Compatibilidad: Euroden®, Sirona® y otros. (Antigua 36-015)
 Manguera aspiración PVC ECO. Ø interno: 17mm Ref.: 36-017A160 160 cm Ref.: 36-017M* Al corte Ref.: 36-017R Rollo 12 metros		*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Ancar®, Cattani®, Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber), Chirana®, Euron®, Fedesa®, Fimet®, Galit®, Miglionico®, Planmeca®, Ultradent® y otros. (Antigua 36-017)
 Manguera aspiración PVC ECO. Ø interno: 20mm Ref.: 36-020A160 160 cm		Compatibilidad: KaVo®, Ritter® y otros. (Antigua 36-020)

Mangueras aspiración EVA extraflexible sin terminales

RUMAR

- Máxima calidad y durabilidad.
- Manguera extra flexible de Etyl-Vinilo-Acetato.
- Corrugada interior y exterior.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color: gris claro RAL 7035.
- **Diseño especial equipos CEFLA (Stern Weber®, Castellini® y Anthos®).**



Descripción		Observaciones
	Manguera aspiración EVA extraflexible. Ø interno: 11mm	*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Incluye: adaptadores silicona Compatibilidad: Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber) y otros.
	Ref.: 36-611M* Al corte Ref.: 36-611R Rollo 25 metros	
	Manguera aspiración EVA extraflexible. Ø interno: 17mm	*FORMATO AL CORTE: metros enteros, no fracción. No admiten devolución. Compatibilidad: Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber) y otros.
	Ref.: 36-617M* Al corte Ref.: 36-617R Rollo 25 metros	

Montaje terminales aspiración y accesorios

	Conector Manguera	Adaptador Manguera	Terminal	Adaptador cánula	Cánula
Aspirasaliva (Fina) 8 mm / 11 mm	38-1001	38-2001	38-3001	38-6001	Cánula aspirasaliva
	+	38-2003			
	38-2005	+			
	38-1003	38-2007			
	+	38-2009			
	38-5031				

Aspiración quirúrgica (Gruesa)
15 mm / 17 mm / 20 mm

Conector Manguera	Adaptador Manguera	Terminal	Adaptador cánula	Cánula
38-1002	38-2002	38-3002	38-6002	Cánula aspiración quirúrgica
	38-2004			
38-2006				
38-1004	38-2008			
38-1005	38-2010			
38-5032				

Aspirasativa (Fina)

d ₁	d ₂	Forma	Ref. Nr./No.
6,0	20,7		68-38008
7,2	21,0		68-38009
8,0	21,0		68-38010
10,0	21,0		68-38012
10,0	21,0		68-38013
10,0	21,0		68-38015

68-38027 68-38029 68-38028 68-38030 68-38031 68-38034

Aspiración quirúrgica (Gruesa)

d ₁	d ₂	Forma	Ref. Nr./No.
10,0	26,3		68-38001
17,0	26,3		68-38002
20,0	26,3		68-38003
19,0	26,3		68-38004
18,0	26,3		68-38006
18,0	26,3		68-38007

68-38016 68-38017 68-38018 68-38019 68-38020 68-38021 68-38022 68-38023 68-38024 68-38025 68-38026

Ø 16 mm Ø 11 mm

Terminales aspiración

Terminales de aspiración completo PREMIUM

RUMAR

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- **Esterilizable**

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø10mm, compatible Adec® Ref.: 38-5033 (Ref. Adec®: 12.1258.00)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø16mm, compatible Adec® Ref.: 38-5034 (Ref. Adec®: 11.1335.00)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø11mm, compatible Cattani® Ref.: 38-5025 (Ref. Cattani®: 040631)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø17mm, compatible Cattani® Ref.: 38-5026 (Ref. Cattani®: 040641)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø11mm, compatible Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber) Ref.: 38-5021 (Ref. Cefla®: 91109167)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø17mm, compatible Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber) Ref.: 38-5022 (Ref. Cefla®: 91109166)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø11mm, compatible Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber) Ref.: 38-5023 (Ref. Cefla®: 91109167)	*Mangueras EVA corrugadas
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø17mm, compatible Cefla® (Anthos, Castellini y Stern Weber) Ref.: 38-5024 (Ref. Cefla®: 91109166)	*Mangueras EVA corrugadas
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø10mm, compatible Durr® Comfort Ref.: 38-5035 (Ref. Durr®: 7600A020-11 + 7600A025-50)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø19mm, compatible Durr® Comfort Ref.: 38-5036 (Ref. Durr®: 7600A010-20 + 7600A010-00)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø8mm, compatible KaVo® Ref.: 38-5027 (Ref. KaVo®: 0.211.1751)	
NUEVO	 Terminal aspiración completo para mangueras de ø20mm, compatible KaVo® Ref.: 38-5028 (Ref. KaVo®: 0.211.1761)	

NUEVO



Descripción

Terminal aspiración completo para mangueras de ø11mm, compatible Planmeca®

Ref.: **38-5031** (Ref. Planmeca®: 10039173)

Observaciones

NUEVO



Terminal aspiración completo para mangueras de ø17mm, compatible Planmeca®

Ref.: **38-5032** (Ref. Planmeca®: 10039172)

NUEVO



Terminal aspiración completo para mangueras de ø8mm, compatible Sirona®

Ref.: **38-5029** (Ref. Sirona®: 5957803 + 6459460)

NUEVO



Terminal aspiración completo para mangueras de ø15mm, compatible Sirona®

Ref.: **38-5030** (Ref. Sirona®: 5957795 + 6459452)

Terminales de aspiración PREMIUM

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- **Esterilizable**

NUEVO



RUMAR

Descripción

Terminal aspirasaliva (Fina)

Ref.: **38-3001**

Observaciones

NUEVO



RUMAR

Terminal aspiración quirúrgica (Gruesa)

Ref.: **38-3002**

NUEVO



RUMAR

Adaptador aspiración ø16mm a 11mm

Ref.: **38-6002** (Ref. Cattani®: 1040520)

NUEVO



RUMAR

X10

Lengüeta deslizante terminal* aspirasaliva (Fina 38-3001)

Ref.: **38-6003/10***Ref. Terminal: 38-3001
(Pack 10 Uds.)

NUEVO



RUMAR

X10

Lengüeta deslizante terminal aspiración quirúrgica (Gruesa 38-3002)

Ref.: **38-6004/10***Ref. Terminal: 38-3002
(Pack 10 Uds.)

NUEVO



RUMAR

X10

Lengüeta deslizante terminal* aspirasaliva (Fina), compatible Cattani®

Ref.: **38-6005/10** (Ref. Cattani®: 205368)

(Pack 10 Uds.)

NUEVO



RUMAR

X10


Lengüeta deslizante terminal* aspiración quirúrgica (Gruesa), compatible Cattani®

Ref.: **38-6006/10** (Ref. Cattani®: 205369)

(Pack 10 Uds.)


Descripción

Observaciones

DÜRR
DENTAL


Terminal angular, tubo fino, gris, con pestillo giratorio.
Dürr Confort® y Sirona®

Ref.: 68-38027 (Ref. Dürr®: 7600A20-00 / Ref. Sirona®: 5957803)

DÜRR
DENTAL

Terminal angular, tubo fino, gris, sin pestillo giratorio.

Ref.: 68-38031 (Ref. Dürr®: 7600A021-00)

DÜRR
DENTAL

Punta terminal angular, tubo fino, gris.
Dürr Confort® y Sirona®

Ref.: 68-38027P (Ref. Dürr®: 7600A020-03E)

Pack: 3 unidades

DÜRR
DENTAL

Terminal recto, tubo fino, gris, con pestillo deslizamiento.

Ref.: 68-38028 (Ref. Dürr®: 7600A025-00)

DÜRR
DENTAL

Terminal recto, tubo fino, gris, con pestillo giratorio.

Ref.: 68-38029 (Ref. Dürr®: 7600A020-55)

DÜRR
DENTAL

Terminal recto, tubo fino, gris, con pestillo deslizamiento.
Dürr Confort®

Ref.: 68-38030 (Ref. Dürr®: 7600A025-50)

DÜRR
DENTAL

Terminal angular, tubo grueso, gris, con pestillo desplazamiento.
Dürr Confort® y Sirona®

Ref.: 68-38017 (Ref. Dürr®: 7600A010-00 / Ref. Sirona®: 5957795)

DÜRR
DENTAL

Terminal angular, tubo grueso, gris, sin pestillo desplazamiento.

Ref.: 68-38018 (Ref. Dürr®: 7600A040-00)

DÜRR
DENTAL

Terminal articulación gris terminal de aspiración grueso.
Dürr Confort® y Sirona®

Ref.: 68-38016 (Ref. Dürr®: 7600A030-00 / Ref. Sirona®: 5957811)

NUEVO

Terminales de aspiración completo ECO

RUMAR


- Resistente a todos los desinfectantes homologados.

	Descripción	Observaciones
	Terminal aspiración + adaptador-conector para mangueras de ø11 mm, compatible Fedesa® Ref.: 38-5037 (Ref. Fedesa®: 034A37)	Montaje en manguera con pegamento No esterilizable
	Terminal aspiración + adaptador-conector para mangueras de ø17 mm, compatible Fedesa® Ref.: 38-5038 (Ref. Fedesa®: 034A36)	Montaje en manguera con calor No esterilizable
	Terminal aspiración adaptador-conector para mangueras de ø6,35 - 7,00mm Ref.: 38-007T	No esterilizable
	Terminal aspiración adaptador-conector para mangueras de ø12,4 - 12,55mm Ref.: 38-013T	No esterilizable



Adaptador / Conector manguera aspiración PREMIUM

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.












Ejemplo:



	Descripción	Observaciones
NUEVO  RUMAR	Adaptador manguera aspiración ø11mm, compatible Cattani® Ref.: 38-2001	
NUEVO  RUMAR	Adaptador manguera aspiración ø17mm, compatible Cattani® Ref.: 38-2002	
NUEVO  RUMAR	Adaptador manguera aspiración ø11mm, compatible Cefla® Ref.: 38-2003	No mangueras EVA
NUEVO  RUMAR	Adaptador manguera aspiración ø17mm, compatible Cefla® Ref.: 38-2004	No mangueras EVA
NUEVO  RUMAR	Adaptador + conector manguera aspiración ø11mm, compatible Cefla® Ref.: 38-2005	Mangueras EVA
NUEVO  RUMAR	Adaptador + conector manguera aspiración ø17mm, compatible Cefla® Ref.: 38-2006	Mangueras EVA





		Descripción	Observaciones
NUEVO		Adaptador manguera aspiración ø8mm, compatible KaVo® Ref.: 38-2007	
NUEVO		Adaptador manguera aspiración ø20mm, compatible KaVo® Ref.: 38-2008	
NUEVO		Adaptador manguera aspiración ø8mm, compatible Sirona® Ref.: 38-2009	
NUEVO		Adaptador manguera aspiración ø15mm, compatible Sirona® Ref.: 38-2010	
NUEVO		Conector manguera aspiración ø11mm, compatible Cattani® y Cefla® Ref.: 38-1001	
NUEVO		Conector manguera aspiración ø17mm, compatible Cattani® y Cefla® Ref.: 38-1002	
NUEVO		Conector manguera aspiración ø8mm, compatible KaVo® y Sirona® Ref.: 38-1003	
NUEVO		Conector manguera aspiración ø20mm, compatible KaVo® Ref.: 38-1004	
NUEVO		Conector manguera aspiración ø15mm, compatible Sirona® Ref.: 38-1005	
NUEVO		Herramienta montaje adaptador manguera gruesa PREMIUM Ref.: 38-6007/5	Pack 5 uds.
NUEVO		Herramienta montaje adaptador manguera fina PREMIUM Ref.: 38-6008/5	Pack 5 uds.
		Adaptador-conector para manguera-terminal ø10mm, universal Ref.: 68-38001 (Ref. Dürr®: 7600A010-10)	Diámetro: Ø1: 10,0mm x Ø2: 26,3mm
		Adaptador-conector para manguera-terminal ø17mm, Adec® Ref.: 68-38002 (Ref. Dürr®: 7600A010-16)	Diámetro: Ø1: 17,0mm x Ø2: 26,3mm
NUEVO		Conector + Adaptador para manguera aspiración ø8mm, compatible Sirona® Kit 38-2010 + 38-1005 (Ref. Sirona®: 6319805)	

NUEVO



	Descripción	Observaciones
 RUMAR	Conector + Adaptador para manguera aspiración ø15mm, compatible Sirona® Kit 38-2009 + 38-1003 (Ref. Sirona®: 6459460)	
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector manguera-terminal ø20mm, KaVo® Ref.: 68-38003 (Ref. Dürr®: 7600A010-19)	Diámetro: Ø1: 20,0mm x Ø2: 26,3mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector manguera-terminal Dürr® Comfort. Ref.: 68-38004 (Ref. Dürr®: 7600A010-20)	Diámetro: Ø1: 19,0mm x Ø2: 26,3mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector manguera-terminal ø18mm, universal Ref.: 68-38006 (Ref. Dürr®: 7600A010-23)	Diámetro: Ø1: 18,0mm x Ø2: 26,3mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector manguera-terminal ø18mm, universal Ref.: 68-38007 (Ref. Dürr®: 7600A010-25)	Diámetro: Ø1: 18,0mm x Ø2: 26,3mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector manguera-terminal ø6mm, universal Ref.: 68-38008 (Ref. Dürr®: 7600A020-06)	Diámetro: Ø1: 6,0mm x Ø2: 20,7mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector para manguera-terminal A-dec 7,2mm. Ref.: 68-38009 (Ref. Dürr®: 7600A020-07)	Diámetro: Ø1: 7,2mm x Ø2: 21,0mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector para manguera-terminal KaVo® 8mm. Ref.: 68-38010 (Ref. Dürr®: 7600A020-08)	Diámetro: Ø1: 8,0mm x Ø2: 21,0mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector para manguera-terminal Cattani® 10mm. Ref.: 68-38012 (Ref. Dürr®: 7600A020-10)	Diámetro: Ø1: 10,0mm x Ø2: 21,0mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector para manguera-terminal Dürr® Comfort. Ref.: 68-38013 (Ref. Dürr®: 7600A020-11)	Diámetro: Ø1: 10,0mm x Ø2: 21,0mm
 DÜRR DENTAL	Adaptador-conector para manguera-terminal universal 10mm. Ref.: 68-38015 (Ref. Dürr®: 7600A020-13)	Diámetro: Ø1: 10,0mm x Ø2: 21,0mm

Adaptador cánula aspiración

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- **Esterilizable**

	Descripción	Observaciones
 	Adaptador terminal cánula salvador. Ø interno: 11mm interior Ref.: 38-511/5	Pack: 5 unidades
 	Adaptador terminal cánula niebla de spray y cirugía. Ø interno: 17mm Ref.: 38-517/5	Pack: 5 unidades
 	Adaptador aspirasaliva Ø11mm a 6,5mm. Ref.: 38-6001	
 	Adaptador aspirasaliva Cattani® N° 15 de diámetro 11mm a diámetro 6,5mm. ***Original Cattani*** Ref.: 38-0515 (Ref. Cattani®: 1040515)	1 unidad
 	Adaptador terminal Cattani® de diámetro 16mm a diámetro 11mm ***Original Cattani*** Ref.: 38-0520 (Ref. Cattani®: 1040520)	1 unidad
 	Manguito giratorio 11mm. Ref.: 68-38021 (Ref. Dürr®: 7600A010-30)	
 	Manguito giratorio 11mm. Ref.: 68-38022 (Ref. Dürr®: 7600A010-07)	
 	Manguito giratorio 16mm. Ref.: 68-38019 (Ref. Dürr®: 7600A010-08)	
 	Manguito giratorio 16mm. Ref.: 68-38020 (Ref. Dürr®: 7600A010-04)	

Cánulas de aspiración

	Descripción	Observaciones
 	Cánula aspiración universal Petito, 11mm, gris, Ref.: 68-38026 (Ref. Dürr®: 0700.057.50)	Para refs.: 68-38021 y 68-38022 Pack: 5 unidades HASTA AGOTAR
 	Cánula aspiración universal protect, 16mm, gris Ref.: 68-38024 (Ref. Dürr®: 0700.059.50)	Para refs.: 68-38019 y 68-38020 Pack: 5 unidades HASTA AGOTAR
 	Cánula aspiración profilaxis, 16mm, gris Ref.: 68-38025 (Ref. Dürr®: 0700.058.50)	Para refs.: 68-38019 y 68-38020 Pack: 4 unidades HASTA AGOTAR


▶ **PEDALES Y SUS REPUESTOS**

PEDALES FARO®

Pedales Faro®




Descripción		Observaciones
	Pedal P2L1 con cable para Fedesa® con conector Ref.: 80-224900055	Referencia utilizada por Fedesa®
	Pedal P2L1 con cable para Fedesa® Ref.: 80-224900050	Referencia utilizada por Fedesa® HASTA AGOTAR
	Pedal con cable electroneumático P2L1 Faro® Ref.: 80-224900000	EN STOCK!!!
	Pedal con cable neumático P2L1 Faro® Ref.: 80-224900100	BAJO PEDIDO
	Pedal con cable electrico P2L1 Faro® Ref.: 80-224900200	BAJO PEDIDO
	Carcasa pedal P2L1 (sin movimientos) Ref.: 80-654905 (Ref. Faro®: 224905)	Referencia utilizada por Fedesa®
	Potenciómetro 10K Ohm pedal Faro® y Fedesa® Ref.: 80-604497 (Ref. Faro®: 224497)	Ref. Fedesa®: 244A56

Descripción	Observaciones
 Potenciometro 2,5K Ohm pedal Faro® Ref.: 80-604379 (Ref. Faro®: 224379)	
 Válvula FARO® 3 vías accionamiento pedal Ref.: 80-604035 (Ref. Faro®: 224035)	
 Válvula proporcional flujo de aire pedales Faro® 224900000 y 224900100 Ref.: 80-604920 (Ref. Faro®: 224920)	
 Base pedal P2L1 Ref.: 80-654901 (Ref. Faro®: 224901)	Referencia utilizada por Fedesa®
 Tornillo pedal P2L1 Ref.: 80-654941 (Ref. Faro®: 224941)	Referencia utilizada por Fedesa®
 Cable pedal P2L1 Ref.: 80-655051	Referencia utilizada por Fedesa®
 Base plato pedal Faro® Ref.: 80-654954 (Ref. Faro®: 224954)	

Pedales Neumáticos

RUMAR

- Regulación progresiva del flujo de aire.
- Disco de acero de Cromo pulido, muy resistente y duradero.
- Valvulería de primera calidad.
- Con almohadillas antideslizantes.

	Descripción	Observaciones
	Pedal neumático con chip blower y con selector de agua Ref.: 37-200	*No incluye manguera
	Pedal neumático sin chip blower y sin selector de agua Ref.: 37-202	*No incluye manguera
	Base torre para válvulas con tornillo Ref.: 37-210	
	Válvula Hanger con puertos laterales + Pedales neumáticos RUMAR® Ref.: 37-211	Estado: Normalmente abierta
	Palanca control de agua Ref.: 37-212	
	Base de mandos Ref.: 37-213	
	Junta tórica con pasador Ref.: 37-214	
	Chip Blower metálico Ref.: 37-215	
	Patas de goma Ref.: 37-216	

* VER MANGUERAS PARA PEDALES REFS.: 37-241 Y 44-850

	Descripción	Observaciones
	Junta interna válvula central Ref.: 37-217	
	Muelle interno válvula central Ref.: 37-218	
	Muelle central válvula central Ref.: 37-219	
	Anillo tórico base Ref.: 37-220	
	Estructura válvula central Ref.: 37-221	
	Junta tórica "U" pistón Ref.: 37-222	
	Pistón sin junta tórica Ref.: 37-223	
	10/32" x 1,6 mm Ref.: 50-532/5	Pack: 5 unidades 1,6mm = Tubo diámetro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)
	Rosca 10/32" y M5. Ref.: 50-720/10	Medidas: 0,79x0,475x0,08mm Pack: 10 unidades
	10/32" x 3,2 mm Ref.: 50-530/5	Pack: 5 unidades 3,2mm = Tubo diámetro interno: 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025)

	Descripción	Observaciones
	Disco metálico válvulas Ref.: 37-224	
	Torre completa palanca control de agua Ref.: 37-225	
	Torre completa Chip-Blower Ref.: 37-226	

IMPORTANTE:

Válvula central completa = 37-217 + 37-218 + 37-220 + 37-221 + 37-222 + 37-223

RCE

▶ RACORES, CONECTORES Y ESPIGAS

- Racorería, conectores y llaves de paso
- Espigas
- Conectores de Nylon

RUMAR

DCI



RACORERÍA

- Conexión rápida, serie SC.
- Latón niquelado.
- Primera calidad.

Rectos macho cónico

RUMAR

Descripción		Observaciones
	3/8" x 8 mm. Ref.: 50-009/5	Pack: 5 unidades
	1/4" x 6 mm. Ref.: 50-001/5	Pack: 5 unidades
	1/4" x 8 mm. Ref.: 50-002/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 6 mm. Ref.: 50-003/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 8 mm. Ref.: 50-004/5	Pack: 5 unidades

Rectos hembra

RUMAR

Descripción		Observaciones
	1/4" x 6 mm. Ref.: 50-005/5	Pack: 5 unidades
	1/4" x 8 mm. Ref.: 50-006/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 6 mm. Ref.: 50-007/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 8 mm. Ref.: 50-008/5	Pack: 5 unidades

Codos fijos, macho

RUMAR

Descripción		Observaciones
	1/4" x 6 mm. Ref.: 50-011/5	Pack: 5 unidades

	Descripción	Observaciones
	1/4" x 8 mm. Ref.: 50-012/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 6 mm. Ref.: 50-013/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 8 mm. Ref.: 50-014/5	Pack: 5 unidades

Codos fijos, hembra

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	1/4" x 6 mm. Ref.: 50-015/5	Pack: 5 unidades
	1/4" x 8 mm. Ref.: 50-016/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 6 mm. Ref.: 50-091/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 8 mm. Ref.: 50-092/5	Pack: 5 unidades

Codos Intermedios

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	6 x 6 mm. Ref.: 50-021/5	Pack: 5 unidades
	8 x 8 mm. Ref.: 50-022/5	Pack: 5 unidades

Prolongadores

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	6 x 6 mm. Ref.: 50-025/5	Pack: 5 unidades
	8 x 8 mm. Ref.: 50-026/5	Pack: 5 unidades

	Descripción	Observaciones
	6 x 8 mm. Ref.: 50-027/5	Pack: 5 unidades

► "T" Intermedias

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	6 x 6 x 6 mm. Ref.: 50-031/5	Pack: 5 unidades
	8 x 8 x 6 mm. Ref.: 50-033/5	Pack: 5 unidades
	8 x 8 x 8 mm. Ref.: 50-032/5	Pack: 5 unidades

► "T" Lateral macho cónico

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	1/4" x 6 x 6 mm. Ref.: 50-035	
	1/4" x 8 x 8 mm. Ref.: 50-036	

► "T" Central macho cónico

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	1/4" x 6 x 6 mm. Ref.: 50-041	
	1/4" x 8 x 8 mm. Ref.: 50-042	

► Cruz intermedia

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	6 x 6 x 6 x 6 mm. Ref.: 50-045	
	8 x 8 x 8 x 8 mm. Ref.: 50-046	

CONECTORES RÁPIDOS AIRE EASY

Rectos macho

RUMAR

Descripción		Observaciones
	1/4" x 8 mm. Ref.: 50-070/5	Pack: 5 unidades
	1/4" x 6 mm. Ref.: 50-071/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 8 mm. Ref.: 50-072/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 6 mm. Ref.: 50-073/5	Pack: 5 unidades

UNIONES RÁPIDAS ENGANCHE METÁLICO

SISTEMA ANTI ESCAPE DE TUBOS - MAYOR DURABILIDAD

Uniones

RUMAR

Descripción		Observaciones
	4 x 4 mm. Ref.: 50-087/5	Pack: 5 unidades
	6 x 6 mm. Ref.: 50-081/5	Pack: 5 unidades
	8 x 8 mm. Ref.: 50-082/5	Pack: 5 unidades

Uniones reductoras

RUMAR

Descripción		Observaciones
	6 x 8 mm. Ref.: 50-083/5	Pack: 5 unidades
	4 x 6 mm. Ref.: 50-088/5	Pack: 5 unidades

► "T" Intermedias

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	8 x 8 x 8 mm. Ref.: 50-080/5	Pack: 5 unidades
	6 x 6 x 6 mm. Ref.: 50-084/5	Pack: 5 unidades

► Conectores Rápidos Agua/Aire DCI

	Descripción	Observaciones
	Hembra conexión rápida para tubo de 4x6mm . ***Original DCI*** Ref.: 50-0011	Suministros incluye: arandelas de colores para identificación. Aire o Agua
	Macho conexión rápida para tubo de 4x6mm . ***Original DCI*** Ref.: 50-0014	Aire o Agua
	Conexión rápida macho agua / aire para tubo de 4x6mm . Ref.: 28-U054	Aire o agua Compatible con conexión de entrada de agua de red del PT-A
	Conexión rápida hembra agua / aire para tubo de 4x6mm . Ref.: 28-U055	Aire o agua
	Conexión rápida macho agua / aire tubo de 4x6mm Ref.: 28-U073	Aire o agua

► Accesorios

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Válvula Antirretorno 1/4" x 1/4", hembra / hembra. Ref.: 50-061	
	Válvula Antirretorno 1/8" x 1/8", hembra / hembra. Ref.: 50-066	
	Mini válvula Antirretorno 10/32" x 1,6mm. Ref.: 50-570	HASTA AGOTAR
	Mini válvula Antirretorno 1,6mm x 1,6mm. Ref.: 50-571	
	Mini válvula Antirretorno M5 x M5, hembra / hembra Ref.: 50-572	(Ref: Fedesa® 247A18)

Pasatabiques

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Pasatabiques 1/8" x 1/8", macho / hembra. Ref.: 50-090/5	Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A66)

Uniones

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Unión 1/4" x 1/4", macho / macho. Ref.: 50-085/5	Pack: 5 unidades
	Unión 1/8" x 1/8", macho / macho. Ref.: 50-086/5	Pack: 5 unidades
	Unión 1/8" x 1/8", hembra / macho. Ref.: 50-089/5	Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A31)

Reductores

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Reductor 1/4" macho x 1/8" hembra. Ref.: 50-062/5	Pack: 5 unidades
	Reductor 3/8" macho x 1/4" hembra. Ref.: 50-064/5	Pack: 5 unidades
	Reductor 1/2" macho x 1/4" hembra. Ref.: 50-067/5	Pack: 5 unidades
	Reductor 1/8" macho x 10/32" hembra. Ref.: 50-565/5	Pack: 5 unidades
	Reductor 1/8" macho x M5 hembra. Ref.: 50-060/5	Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A49)
	Reductor 1/8" macho x 1/4" hembra. Ref.: 50-063/5	Pack: 5 unidades
	Reductor 1/2" hembra x 1/4" hembra. Ref.: 50-069/5	Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A85)
	Reductor 1/4" macho x 3/8" hembra. Ref.: 50-068/5	Pack: 5 unidades

Codos fijos

RUMAR

Descripción		Observaciones
 Codo 3/8" x 3/8", hembra / macho. Ref.: 50-094/5		Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A122)
 Codo 1/4" x 1/4", hembra / macho. Ref.: 50-095/5		Pack: 5 unidades
 Codo 1/8" x 1/8", hembra / macho. Ref.: 50-096/5		Pack: 5 unidades

"T" central

RUMAR

Descripción		Observaciones
 "T" 1/4" macho a 2x 1/4" hembra Ref.: 50-093/5		Pack: 5 unidades
 "T" 1/8" macho a 2x 1/8" hembra Ref.: 50-097/5		Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A59)

Llaves de paso

RUMAR

Descripción		Observaciones
 Llave de paso 1/2" x 1/2" macho / hembra Ref.: 50-254		(Ref. Fedesa® 770A16)
 Llave de paso 1/4" x 1/4" macho / macho. Ref.: 50-250		
 Llave de paso 1/4" x 1/4" macho / hembra. Ref.: 50-251		
 Llave de paso 1/4" x 1/4" hembra / hembra. Ref.: 50-252		
 Llave de paso 1/8" x 1/8" macho / hembra. Ref.: 50-253		

Varios

RUMAR

	Llave de retención compresores 3/8"	(Ref. Fedesa® 175A35)
	Ref.: 50-258	
	Grifo purga 1/4", cierre tórica	Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 415A11)
	Ref.: 50-259/5	

Espigas manguera, macho

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	1/4" x 6 mm. Ref.: 50-051/5	Pack: 5 unidades
	1/4" x 8 mm. Ref.: 50-052/5	Pack: 5 unidades
	1/4" x 12 mm. Ref.: 50-050/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 6 mm. Ref.: 50-053/5	Pack: 5 unidades
	1/8" x 8 mm. Ref.: 50-054/5	Pack: 5 unidades
	3/8" x 12 mm. Ref.: 50-057/5	Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A121)
	3/8" x 18 mm. Ref.: 50-058/5	Pack: 5 unidades (Ref. Fedesa® 575A120)
	10/32" x 3,2 mm Ref.: 50-530/5	Pack: 5 unidades 3,2mm = Tubo diametro interno: 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025)
	10/32" x 2,5 mm Ref.: 50-542/5	Pack: 5 unidades 2,5mm = Tubo diametro interno: 2,8 mm (Ref.: 50-50310 y 50-60310)
	10/32" x 1,6 mm Ref.: 50-532/5	Pack: 5 unidades 1,6mm = Tubo diametro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)
	M5 x 3,2 mm Ref.: 50-540/5	Pack: 5 unidades 3,2mm = Tubo diametro interno: 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025)

	Descripción	Observaciones
	M5 x 1,6 mm Ref.: 50-541/5	Pack: 5 unidades 1,6mm = Tubo diámetro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)
	10/32" x 3,2 mm Ref.: 50-537/5	Rosca extra larga Pack: 5 unidades 3,2mm = Tubo diámetro interno: 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025)
	10/32" x 1,6 mm Ref.: 50-538/5	Rosca extra larga Pack: 5 unidades 1,6mm = Tubo diámetro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)
	8/32" x 1,6 mm Ref.: 50-543/5	Pack: 5 unidades 1,6mm = Tubo diámetro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)

Uniones macho / macho

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Reductora 3,2mm a 2,5mm Ref.: 50-533/5	Pack: 5 unidades 3,2mm = Tubo diámetro interno: 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025) 2,5mm = Tubo diámetro interno: 2,8 mm (Ref.: 50-50310 y 50-60310)
	Reductora 3,2mm a 1,6mm Ref.: 50-534/5	Pack: 5 unidades 3,2mm = Tubo diámetro interno: 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025) 1,6mm = Tubo diámetro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)
	Reductora 2,5mm a 1,6mm Ref.: 50-535/5	Pack: 5 unidades 2,5mm = Tubo diámetro interno: 2,8 mm (Ref.: 50-50310 y 50-60310) 1,6mm = Tubo diámetro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)
	Uniones 1,6mm a 1,6mm Ref.: 50-536/5	Pack: 5 unidades 1,6mm = Tubo diámetro interno: 1,4 mm (Ref.: 50-10410 y 50-50410)

Tapón macho

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Tapón macho 1/4" con tórica x Allen. Ref.: 50-055/5	Pack: 5 unidades
	Tapón macho 1/8" x hexagonal. Ref.: 50-056/5	Pack: 5 unidades
	Tapón macho 10/32" x hexagonal. Ref.: 50-539/5	Pack: 5 unidades

Abrazaderas de seguridad de metal

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Abrazadera de seguridad de metal para tubo de 1,6x2,5mm. Ref.: 50-550	
 Abrazadera de seguridad de metal para tubo de 2,5x4mm. Ref.: 50-551	HASTA AGOTAR

Junta de Nylon







RUMAR







Descripción	Observaciones
 Rosca 10/32" y M5. Ref.: 50-720/10	Medidas: 0,79x0,475x0,08mm Pack: 10 unidades
 Rosca #6. Ref.: 50-721/10	Medidas: 0,709x0,353x0,08mm Pack: 10 unidades
 Rosca #8. Ref.: 50-722/10	Medidas: 0,63x0,41x0,08mm Pack: 10 unidades

TUBOS

Poliuretano

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Tubo poliuretano aire / agua, 4 x 6 mm (máx 10 bar) Azul Ref.: 50-100	Por metro -Compra mín. 10m / múltiplo de 5m NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
 Tubo poliuretano aire / agua, 4 x 6 mm (máx 10 bar) Azul Ref.: 50-10025	Caja 25 metros
 Tubo poliuretano aire / agua, 6 x 8 mm (máx 20 bar) Azul Ref.: 50-101	Por metro -Compra mín. 10m / múltiplo de 5m NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
 Tubo poliuretano aire / agua, 6 x 8 mm (máx 20 bar) Azul Ref.: 50-10125	Caja 25 metros
 Tubo poliuretano aire / agua, 4 x 6 mm (máx 10 bar) Verde Ref.: 50-20025	Caja 25 metros Especialmente diseñada para agua. Mayor resistencia. (Ref. Fedesa® 733A65)
 Tubo poliuretano aire / agua, 2,8 x 4,3 mm Verde transparente Ref.: 50-50310	Rollo 10 metros NO ADMITEN DEVOLUCIÓN HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Tubo poliuretano aire / agua, 2,8 x 4,3 mm Amarillo Ref.: 50-60310	Rollo 10 metros NO ADMITEN DEVOLUCIÓN HASTA AGOTAR
	Tubo poliuretano aire / agua, 1,6 x 3,2 mm Azul Ref.: 50-10410	Rollo 10 metros NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Tubo poliuretano aire / agua, 1,6 x 3,2 mm Verde transparente Ref.: 50-50410	Rollo 10 metros NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Tubo poliuretano aire / agua, 1,5 x 3 mm Azul Ref.: 50-10210	Rollo 10 metros (Ref. Fedesa® 733A72) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Tubo poliuretano aire / agua, 1,5 x 3 mm Verde Ref.: 50-20210	Rollo 10 metros (Ref. Fedesa® 733A75) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Tubo poliuretano aire / agua, 1,5 x 3 mm Transparente Ref.: 50-40210	Rollo 10 metros (Ref. Fedesa® 733A78) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Pinza cortatubos, modelo PT Ref.: 50-065	

CONECTORES DE NYLON

Uniones

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	1,6 X 1,6 mm. Ref.: 50-300	Pack: 10 unidades
	2,4 X 2,4 mm. Ref.: 50-301	Pack: 10 unidades
	3,2 X 3,2 mm. Ref.: 50-302	Pack: 10 unidades

Uniones reductoras

RUMAR

Descripción		Observaciones
	4 x 1,6 mm. Ref.: 50-350	Pack: 10 unidades
	4 mm x 2,4 mm. Ref.: 50-351	Pack: 10 unidades
	3,2 x 1,6 mm. Ref.: 50-352	Pack: 10 unidades
	3,2 x 2,4 mm. Ref.: 50-353	Pack: 10 unidades

"T"

RUMAR

Descripción		Observaciones
	1,6 x 1,6 X 1,6 mm. Ref.: 50-320	Pack: 10 unidades
	2,4 x 2,4 X 2,4 mm. Ref.: 50-321	Pack: 10 unidades
	3,2 x 3,2 X 3,2 mm. Ref.: 50-322	Pack: 10 unidades

"T" reductora

RUMAR

Descripción		Observaciones
	2 x 3,2mm + 1 x 1,6mm. Ref.: 50-323	Pack: 10 unidades
	2 x 3,2mm + 1 x 2,4 mm. Ref.: 50-324	Pack: 10 unidades

Cruz

RUMAR

Descripción		Observaciones
	1,6 x 1,6 x 1,6 X 1,6 mm. Ref.: 50-340	Pack: 10 unidades HASTA AGOTAR
	2,4 x 2,4 x 2,4 X 2,4 mm. Ref.: 50-341	Pack: 10 unidades HASTA AGOTAR
	3,2 x 3,2 x 3,2 X 3,2 mm. Ref.: 50-342	Pack: 10 unidades HASTA AGOTAR

VE

▶ VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

- Válvulas (Faro®, Clippard®, RUMAR®)
- Electroválvulas (Sirai® / ASCO® NEUMATICS)



Clippard

RUMAR



ASCO™

VÁLVULAS

Válvulas FARO®



	Descripción	Observaciones
	Válvula agua selección de instrumentos Ref.: 80-603400 (Ref. Faro®: 223400)	
	Válvula 3 vías accionamiento pedal Ref.: 80-604035 (Ref. Faro®: 224035)	
	Válvula apertura agua con aspiración Ref.: 80-604639 (Ref. Faro®: 224639)	
	Válvula agua comando aire Ref.: 80-604679 (Ref. Faro®: 224679)	
	Distribuidor Ref.: 80-604248 (Ref. Faro®: 234248)	Entrada: 1x3,2mm Salidas: 3x1,6mm
	Válvula proporcional flujo de aire pedales Faro® 224900000 y 224900100 Ref.: 80-604920 (Ref. Faro®: 224920)	
	Membrana válvula agua Ref.: 80-603033 (Ref. Faro®: 223033)	
	Membrana válvula neumática instrumento Ref.: 80-603147 (Ref. Faro®: 223147)	
	Membrana válvula eléctrica instrumento Ref.: 80-603252 (Ref. Faro®: 223252)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS







SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Observaciones
	Válvula solenoide Ref.: 80-603162 (Ref. Faro®: 223162)	Voltaje: 24V DC / CC Potencia: 1,3W Estado: normalmente abierta Presión Máx.: 7 bar
	Válvula solenoide Ref.: 80-603164 (Ref. Faro®: 223164)	Voltaje: 24V AC / CA 50/60 Hz Potencia: 1,3W Estado: normalmente abierta Presión Máx.: 7 bar
	Interruptor electroneumático Ref.: 80-654331 (Ref. Faro®: 224331)	
	Válvula doble, un sentido Ref.: 80-604265 (Ref. Faro®: 224265)	
	Llave de regulación FARO® aire/agua Ref.: 80-608030 (Ref. Faro®: 118030)	Conexiones: 1,6mm Con empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-607070 (Ref. Faro®: 117070)	Conexiones: 1,6mm Sin empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-600367 (Ref. Faro®: 200367)	Conexiones: 2,6mm Sin empuñadura
	Llave de regulación aire/agua Ref.: 80-604170 (Ref. Faro®: 224170)	Conexiones: 3,2mm Sin empuñadura

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Bloques válvulas FARO®






Descripción	Observaciones
 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603300 (Ref. Faro®: 223300)	Voltaje: 24V DC / CC
 Módulo de ampliación de bloques Faro® (operación eléctrica) Ref.: 80-603250 (Ref. Faro®: 223250)	Voltaje: 24V DC / CC
 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603305 (Ref. Faro®: 223305)	Voltaje: 24V AC / CA Referencia utilizada por Fedesa®
 Bloque 2 instrumentos (operación eléctrica) Ref.: 80-603296 (Ref. Faro®: 223296)	Voltaje: 24V AC / CA Referencia utilizada por Fedesa®
 Módulo de ampliación de bloques Faro® (operación eléctrica) Ref.: 80-603255 (Ref. Faro®: 223255)	Voltaje: 24V AC / CA Referencia utilizada por Fedesa®
 Bloque 4 vías, 3 instrumentos (operación neumática) También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar Ref.: 80-603345 (Ref. Faro®: 223345)	Referencia utilizada por Fedesa®
 Bloque 2 instrumentos (operación neumática) Ref.: 80-603149 (Ref. Faro®: 223149)	Referencia utilizada por Fedesa®
 Módulo de ampliación de bloques Faro® (operación neumática) Ref.: 80-603201 (Ref. Faro®: 223201)	Referencia utilizada por Fedesa®
 Espiga para bloques y válvulas Faro® tubo 2,6mm/3,2mm Ref.: 80-600128 (Ref. Faro®: 250128)	
 Espiga para bloques y válvulas Faro® tubo 1,5mm/2,0mm Ref.: 80-600129 (Ref. Faro®: 250129)	

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS


Ampliación de bloques FARO® (Ver páginas siguientes)



	Descripción	Observaciones
	Junta de Nylon para espigas bloques y válvulas Faro® Ref.: 80-600131 (Ref. Faro®: 250131)	
	Tuerca ampliación bloques Faro® Ref.: 80-609025 (Ref. Faro®: 609025)	
	Tornillo ampliación bloques Faro® Ref.: 80-603208 (Ref. Faro®: 223208)	Largo: 33mm (+1 puesto)
	Tornillo ampliación bloques Faro® Ref.: 80-603166 (Ref. Faro®: 223166)	Largo: 55mm (+2 puestos)
	Anillo tórico bloques Faro® Ref.: 80-605019 (Ref. Faro®: 055019)	


OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

AMPLIACIÓN BLOQUE NEUMÁTICO:



AMPLIACIÓN BLOQUE ELÉCTRICO CA/AC:

80-603305



80-609025


80-603208
(+1PUESTO)

80-603166
(+2 PUESTO)

80-605019

80-603255

AMPLIACIÓN BLOQUE ELÉCTRICO CC/DC:



Válvulas bloques RUMAR®



RUMAR

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 6 meses.

Descripción	Observaciones
 Válvula bloque RUMAR® 3 instrumentos, tipo DCI Ref.: VE-703	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
 Válvula bloque RUMAR® 4 instrumentos, tipo DCI Ref.: VE-704	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
 Válvula bloque RUMAR® 3 instrumentos, Standard Ref.: VE-713	Conexiones: 10/32" Incluye espigas
 Válvula bloque RUMAR® 4 instrumentos, Standard Ref.: VE-714	Conexiones: 10/32" Incluye espigas


Membranas bloques RUMAR®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Membrana bloque RUMAR® 3 instrumentos, tipo DCI (Ref.: VE-703) Ref.: VE-7031	
 Membrana bloque RUMAR® 4 instrumentos, tipo DCI (Ref.: VE-704) Ref.: VE-7041	
 Membrana bloque RUMAR® 3 instrumentos, Standard (Ref.: VE-713) Ref.: VE-7131	
 Membrana bloque RUMAR® 4 instrumentos, Standard (Ref.: VE-714) Ref.: VE-7141	

Válvulas **Clippard®***Clippard*

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 3 meses.

	Descripción	Observaciones
	Válvula antigoteo Relay WDV-2 Ref.: VE-600	Conexiones: 10/32" Agua (Ref Fedesa 770A04)
	Válvula corte aire/agua <u>sin retracción</u> Ref.: VE-602	Conexiones: 10/32" Aire y Agua
	Mini válvula SMAV-3 control pértigas colibrí Ref.: VE-620	Aire (Ref Fedesa 770A01)

Válvulas **RUMAR®****RUMAR**

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía** 3 meses.


	Descripción	Observaciones
	Válvula antigoteo Ref.: VE-590	Conexiones: 10/32" Agua Incluye espigas de 10/32" x 1,6mm
	Válvula neumática ON/OFF, 3 vías Ref.: VE-740	Conexiones: 10/32" Estado: Normalmente cerrada Agua
	Válvula Hanger con puertos laterales Ref.: 37-211	Estado: Normalmente abierta
	Válvula Hanger con puertos laterales Ref.: VE-731	Estado: Normalmente cerrada

Descripción		Observaciones
 Ref.: VE-732	Válvula Hanger con puertos traseros	Estado: Normalmente abierta HASTA AGOTAR
 Ref.: VE-733	Válvula Hanger con puertos traseros	Estado: Normalmente cerrada HASTA AGOTAR
 Ref.: VE-735	Válvula ON/OFF con palanca gris, 2 vías, liberación rápida	Conexiones: 10/32" Aire o Agua
 Ref.: VE-737	Válvula cartucho selectora con palanca gris, 3 vías, liberación rápida	Conexiones: 10/32" Aire o Agua
 Ref.: VE-581	Válvula de regulación de caudal	Conexiones: 10/32" (1 puerto lateral / 1 puerto inferior) Aire o Agua
 Ref.: VE-582	Miniregulador presión de agua	Conexiones: 10/32" Incluye espigas 1,6mm Agua
 Ref.: VE-583	Válvula doble para jeringas 3F	Conexiones: 10/32" NO incluye espigas
 Ref.: VE-738	Válvula control dirección con palanca, 3 vías	Conexiones: 10/32" Aire o Agua

VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS Y OTROS PARA SILLONES FEDESA®

Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Grupo distribuidor 3 instrumentos equipos Fedesa® Ref.: FED-317A04 (Ref. Fedesa®: 317A04)	Repuesto relacionado: VE-7031
	Membrana bloque Fedesa® (Ref.: FED-317A04) 3 instrumentos Ref.: FED-317A02 (Ref. Fedesa®: 317A02)	
	Bloque 2 electroválvulas Ref.: FED-054A05 (Ref. Fedesa®: 054A05)	Voltaje: 24 V AC 50 Hz Repuestos relacionados: FED-237A12 y FED-237A03
	Bobina 5VA Ref.: FED-237A14 (Ref. Fedesa®: 237A14)	Diámetro: 9 mm Voltaje: 24 V AC Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A04
	Bobina 7,5VA con núcleo Ref.: FED-237A03 (Ref. Fedesa®: 237A03)	Voltaje: 24 V AC Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05
	Núcleo + guía latón EV agua Ref.: FED-237A12 (Ref. Fedesa®: 237A12)	Repuesto para bloque Fedesa Ref.: 054A05
	Conjunto 24 V AC Ref.: FED-054A04 (Ref. Fedesa®: 054A04)	Repuesto relacionado: FED-237A14
	Placa conexión 28 con junta Ref.: FED-185A65 (Ref. Fedesa®: 185A65)	
	Membrana placa conexión Fedesa® (FED-185A65) Ref.: FED-4101K03 (Ref. Fedesa®: 4101K03)	

	Descripción	Observaciones
	Filtro bronce Ref.: FED-275A09 (Ref. Fedesa®: 275A09)	
	Unión 6mm macho x 1/8" macho Especial Fedesa Ref.: FED-575A70 (Ref. Fedesa®: 575A70)	
	"T" Intermedias 6 x 6 mm Especial Fedesa Ref.: FED-575A55 (Ref. Fedesa®: 575A55)	

ELECTROVÁLVULAS SIRAI® / ASCO NEUMATICS®

Electroválvulas Sirai® / Asco Neumatics® / Emerson®



Asco®

- SIRAI® / ASCO® / EMERSON®
- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

	Descripción	Observaciones
	Electroválvula escupidera 2 vías, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire o Agua Ref.: VE-L172011	Conexiones: 2 x 1/8" Voltage: 24V/+/-10% AC / CA, 50/60 Hz. Potencia: 3W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,4mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-13 bar
	Electroválvula escupidera 2 vías, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire o Agua Ref.: VE-L172012	Conexiones: 2 x 1/8" Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 3,5W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,4mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-4 bar
	Electroválvula colibrí / ultrasonidos 2 vías, V165V01, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire o Agua Ref.: VE-V165012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,0mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-4 bar Presión máxima admisible: 16 bar
	Electroválvula V124D03, normalmente cerrado Juntas EPDM Aire y Agua Ref.: VE-V124012	Conexiones: Especial Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tª Fluido: de -10°C a 100 °C Presión de trabajo (Aire/agua): 0-6 bar Presión máxima admisible: 16 bar
	Electroválvula entrada 2 vías, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire, agua o vapor Ref.: VE-L121012	Conexiones: 2 x 1/4" Voltage: 24V/+/-10% DC / CC Potencia: 5W Tª Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 4,5mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-3 bar

Descripción	Observaciones
 Electroválvula entrada 2 vías, normalmente cerrado Juntas Vitón Aire, agua o vapor Ref.: VE-L121013	Conexiones: 2 x 1/4" Voltage: 230V+/-10% AC / CA 50Hz. Potencia: 9W Tº Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 4,5mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-8 bar
 Electroválvula entrada, 3 vías, universal Juntas Vitón Aire, agua o vapor Ref.: VE-L321012	Conexiones: 2 x 1/4" + 1 x 1/8" Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 9W Tº Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 2,3mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-5 bar
 Electroválvula V162B02, normalmente cerrado Juntas Nitrilo Aire o Agua Ref.: VE-V162012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tº Fluido: de 0°C a 90 °C Diámetro de paso: 2,4mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-2 bar Presión máxima admisible: 16 bar
 Electroválvula 2 vías V164B02, proporcional, normalmente cerrado Juntas Nitrilo Aire o Agua Antigua V164B05 Ref.: VE-V164012	Conexiones: 2 x M5 Voltage: 12-24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tº Fluido: de -10°C a 90 °C Diámetro de paso: 1,6 mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-5 bar Presión máxima admisible: 16 bar
 Electroválvula 2 vías, L194D01, normalmente cerrado, proporcional Juntas Vitón Aire o Agua Usada en sillones Cefla entre otros (hay que aprovechar los conectores del anterior) Ref.: VE-L194012	Conexiones: 1 x 1,8" + 1 x 1,6mm Voltage: 24V+/-10% DC / CC Potencia: 5,5W Tº Fluido: de 0°C a 130 °C Diámetro de paso: 1,6mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-6 bar Presión máxima admisible: 50 bar
 Grupo 3 microactuariales, V625D01, normalmente cerrado Juntas EPDM Aire o Agua Usada en sillones Vitali entre otros Ref.: VE-V625012	Conexiones: 3 x 1,6mm Voltage: 12-24V+/-10% DC / CC Potencia: 4W Tº Fluido: de -10°C a 90 °C Diámetro de paso: 1,6mm Presión de trabajo (Aire/agua): 0-6 bar Presión máxima admisible: 8 bar
 Kit reparación para válvula ASCO V625D1 Ref.: VE-G3144801	Incluye: Cabezal alimentación, cabezal lateral final, tornillo, anillo tórico y pin.

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS

Válvulas electroneumáticas RUMAR®

RUMAR

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

Descripción	Observaciones
 Micro electroneumático Ref.: VE-580	Conexiones: 10/32" Info Técnica: 15A, 12 HP 125-250V AC / CA 50Hz. 0,6A 125V DC / CC 0,3A 250V DC / CC Estado: Normalmente cerrada Incluye: espiga de 10/32" x 4,6mm

RPD

▶ **REGULADORES DE PRESIÓN Y REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA**

- Reguladores y accesorios
- Repuestos depósito agua destilada

REGULADORES Y ACCESORIOS

Reguladores de presión

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Regulador de presión de aire con tuerca y manómetro Presiones: 0 - 8 bar (15 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 600 NI/min Ref.: 54-263 (Ref. Fedesa®: 2110D + 415A07)	Manómetro de 40mm Para (Ref. Fedesa® 2108D añadir racores en sección Racorería)
 Regulador de presión de aire con filtro de agua y manómetro Presiones: 0 - 8 bar (15 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 600 NI/min Ref.: 54-261	Manómetro de 40mm
 Regulador de presión de agua con tuerca y manómetro Presiones: 0 - 8 bar (15 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Ref.: 54-264 (Ref. Fedesa®: 2112D + 415A07)	Manómetro de 40mm (Ref. Fedesa® 2109D*) *Racorería ver sección Racorería
 Manómetro de 40mm Presiones: 0 - 12 bar Conexiones: 1/8" MTG Ref.: 54-272	
 Filtro aire completo Presiones: 15 bar máx. Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 800 NI/min Ref.: 54-265	Filtración: 20 µm (Ref. Fedesa® 275A08)
 Kit unión reguladores / filtros Ref.: 54-266	Compatible: 54-263, 54-264, 54-265
 Filtro aire completo Presiones: 7 bar máx. Conexiones: 1/8" hembra / hembra Ref.: 54-604800 (Ref. Faro®: 224800)	Compatible con unión: 54-604803
 Regulador presión de aire Presiones: 0 - 6 bar (10 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 250 l/min Ref.: 54-604801 (Ref. Faro®: 224801)	Compatible con unión: 54-604803
 Manómetro de 25mm Presiones: 0 - 12 bar Conexiones: 1/8" MTG Ref.: 54-604802 (Ref. Faro®: 224802)	HASTA AGOTAR

	Filtro agua completo Presiones: 7 bar máx Conexiones: 1/8" hembra/hembra Ref.: 54-604805 (Ref. Faro®: 224805)	Compatible con unión: 54-604803
	Regulador de presión de agua Presiones: 0 - 6 bar (10 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Ref.: 54-604806 (Ref. Faro®: 224806)	Compatible con unión: 54-604803
	Unión reguladores / filtros Ref.: 54-604803 (Ref. Faro®: 224803)	Compatible: 54-604800, 54-604801, 54-604805 y 54-604806

Accesorios reguladores de presión

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Ref.: 54-270	Para referencias: 54-263 y 54-261
 Ref.: 54-271	Para referencias: 54-263 y 54-261 HASTA AGOTAR

REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA

Repuestos depósitos de agua destilada

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Ref.: 52-205	Color: Gris Sin adaptador
 Ref.: 52-206	Color: Negro Sin adaptador

SÓLO ASEGURAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR®

Descripción		Observaciones
	Anillos tóricos conectores Ref.: 52-213	
	Conector entrada Ref.: 52-214	
	Conector salida Ref.: 52-215	
	Tubo interno líquido Ref.: 52-216	
	Adaptador / conector Ref.: 52-207	Color: Negro Diametro: 6mm
	Tapa + Válvula de desahogo + Junta Ref.: 52-210	
	Junta tapa Ref.: 52-211	
	Válvula de desahogo Ref.: 52-212	

SÓLO ASEGURAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR®

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

▶ HERRAMIENTAS

- Herramientas instrumental rotatorio
- Herramientas equipos

Llaves Tapa / Botón Turbinas

Llaves Tapa / Botón Turbinas KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
 Lado A (4 muescas): COMPACTorque® 636 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 Lado B y Lado C ver sección llaves MK-dent® Ref.: HE-620	MASTERorque® M9000 MASTERorque® M9000L SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 SUPERorque® 650 SUPERorque® 660 SUPERorque® 660	Llave triple
 Ref.: HE-1650T	SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 COMPACTorque® 636 SUPERorque® 650 SUPERorque® 655 SUPERorque® 660 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 MASTERorque® M9000 MASTERorque® M9000L	
 Lado A (4 puntos): SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 COMPACTorque® 636 SUPERorque® 650 SUPERorque® 655 Lado B (3 puntos): (Ref.: KaVo® 1.008.6133) SMARTorque Mini® S605 SMARTorque Lux® S615 EXPERTorque Mini® E677 Ref.: HE-604	SUPERorque® 660 EXPERTorque® E680 EXPERTorque® E679 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 MASTERorque® M9000 MASTERorque® M8700 EXPERTorque Mini Lux® E675 GENTLEforce® 4500 GENTLEforce® 5000	Llave doble
 Ref.: HE-609	SUPERorque® 630 BELLAtorque® 639 BELLAtorque® 642 BELLAtorque® 645 SUPERorque® 640	
 Ref.: HE-1637T	MIRAlux® 635 MIRAtorque mini® 637	
 Ref.: HE-756	Punta para llave HE-751 para tapa turbinas SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 COMPACTorque® 636 SUPERorque® 650 SUPERorque® 655 SUPERorque® 660 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 MASTERorque® M9000 MASTERorque® M9000L	
 Ref.: HE-755	Punta para llave HE-751 para tapa turbinas Lado B (3 puntos): SMARTorque Mini® S605 SMARTorque Lux® S615 EXPERTorque Mini® E677 EXPERTorque Mini Lux® E675 GENTLEforce® 4500 GENTLEforce® 5000	

Llaves Tapa / Botón Turbinas MK-dent®

RUMAR

Descripción					Observaciones
	Lado A (4 muescas):				Llave triple
	HE12	HC4021			
	HE15	HC5021			
	HE17 (HE010000<N/S<HE023799)	HC6021 (A partir Serie F)			
	HE21	HC7021			
	Lado B (4 lados):				
	HE14	HC4012	HC6022		
	HE18	HC4022	HC7022		
	HE22	HC5022	HC8022		
	HP22	HC6012	HC9022		
Lado C (4 lados):					
HC2012 (Desde Serie F)					
HC4011					
Ref.: HE-620					
	HP21 (N/S<05)	HC8021	HE15	HE15L	Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométrica HE-2025 y HE-2026. *Comprobar que tapa tiene 4 muescas de contacto*
	HC21	HC9021	HB12		
	HE21 (N/S<05)	HE17 (HE010000<N/S<HE023799)	HE11		
			HE12		
	Ref.: HE-1650T				
	HC20	HE17 (N/S>HE023800)			Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométrica HE-2025 y HE-2026. *Comprobar que tapa tiene 4 lados de contacto*
	HP21 (N/S>05)				
	HC21 (N/S>05)				
	Ref.: HE-1651T				

Llaves Tapa / Botón Turbinas W&H®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Cabezas mini (Excepto Alegra® TE-97 / Alegra® TE-98) Ref.: HE-1096W	2 muescas
	Synea® TA-98 Ref.: HE-840	2 muescas
	Lado A (3 muescas): Synea® TA-97 Alegra® TE-97 Ref.: HE-602	Lado B (3 muescas): Synea® TA-98 LED Synea Fusion® TG-98 Llave doble
	Alegra® TE-98 Alegra® TE-95 Trend® TC80BC Trend® TC-95BC Ref.: HE-606	Trend 398 Trend 698 Trend 795 Trend 798 Trend 895 Trend 898 2 muescas
 Imagen no disponible	196 796 896 Ref.: HE-836	2 muescas BAJO PEDIDO
	RC-95RM Ref.: HE-929	Incorpora saca golpes en parte delantera
	Lado A (Hexagonal): Alegra® HS2014 TE97 Ref.: HE-610	Lado B (cuadrada): Ver sección NSK® para otros modelos Ver sección Sirona® para otros modelos Llave doble
	Lado A (Hexagonal): Alegra® HS2014 TE95 Alegra® HS2014 TE98 Ref.: HE-829	Lado B (Hexagonal): Alegra® HS2014 TE97 Llave doble
	Synea® Vision TK-100 Synea® Vision TK-94 Ref.: HE-619	3 Muecas

Llaves Tapa / Botón Turbinas Bien Air®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Lado A (2 puntos): Tapa Interna / Bisel Bora* Tapa Interna / Bisel Croma Tapa Interna / Bisel Boralina *Excepto Bora 2 Ref.: HE-802 (Ref. Bien Air®: 3600072)	Llave doble
	Bora 2 Ref.: HE-618 (Ref. Bien Air®: 3600150)	
	Lado A: Interna y externa Prestige Lado B: Externa Ondine Ref.: HE-803 (Ref. Bien Air®: 3600071)	Llave doble
	Tornado (N/S<16E0001) Ref.: HE-831	
	Tornado S (cabeza mini) Ref.: HE-846 (Ref. Bien Air®: 4602179)	

Llaves Tapa / Botón Turbinas Sirona®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	T1 Control T2 Control T3 Control Racer Mini Siroboost Ref.: HE-591	Llave triple 2 muescas
	Lado A: (3 muescas) T1 Control Lado B: (3 muescas) Mini Ref.: HE-592	Llave doble
	T1 Boost (N/S>600.000 y N/S>700.000) T2 Boost (N/S>600.000 y N/S>700.000) T3 Boost (N/S>600.000 y N/S>700.000) Ref.: HE-612 (Ref. Sirona®: 6449144)	3 muescas
	T1 Boost (N/S>800.000) T2 Boost (N/S>800.000) T3 Boost (N/S>800.000) Ref.: HE-617	3 muescas

Descripción	Observaciones
 T1 Control (N/S>600.000 y N/S>700.000) T2 Control (N/S>600.000 y N/S>700.000) Ref.: HE-633 (Ref. Sirona®: 6449180)	3 muescas
 T1 mini (N/S>600.000 y N/S>700.000) T2 mini (N/S>600.000 y N/S>700.000) T3 mini (N/S>600.000 y N/S>700.000) Ref.: HE-634 (Ref. Sirona®: 6449172)	3 muescas BAJO PEDIDO
 T1 mini (N/S>800.000) T2 mini (N/S>800.000) T3 mini (N/S>800.000) Ref.: HE-635 (Ref. Sirona®: 6698687)	3 muescas BAJO PEDIDO
 T1 Control (N/S>800.000) T2 Control (N/S>800.000) Ref.: HE-636 (Ref. Sirona®: 6698596)	3 muescas

Llaves Tapa / Botón Turbinas Castellini®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Hi Power M Clean Air Titanium Power Clean Light Ref.: HE-800	Llave para tapas originales. (2 orificios) Para tapas compatibles. (Ref.: TT-0801) Ver Ref.: HE-824
 Silent Power Gold Silent Power Gold M Hi Power Light Ref.: HE-810	
 Silent Power EVO 2 Silent Power EVO 2L Silent Power EVO 4L Silent Power EVO 4LK Ref.: HE-822	
 Silent Power EVO Miniature Silent Power EVO Miniature K Ref.: HE-823	
 Silent Power Silver 2 Silent Power Silver 2L Silent Power Silver 4L Silent Power Silver 4LK Ref.: HE-824	Válida también para tapa compatible TT-0801. (4 puntos de contacto)

Llaves Tapa / Botón Turbinas NSK®

RUMAR

Descripción			Observaciones
	Lado A (11,30mm octogonal): Ti-Max X500* Ti-Max X500*L NL9000M Pana Max TUM4 Ref.: HE-008	Lado B (10,00mm octogonal): Pana Air Rainbow	Llave doble *: K, S, W, B HASTA AGOTAR
	Ti-Max NL95M Ti-Max A500*L Ti-Max A500* Ref.: HE-107	Pana Air	Medidas: 9,60 mm octogonal *: K, S, W, B
	Lado A (12,30 mm hexagonal) Rainbow Nuevo modelo Ref.: HE-009	Lado B (10,90 mm hexagonal)	Llave doble HASTA AGOTAR
	Lado A (Octogonal): S-Max M600* S-Max M600*L Ref.: HE-632	Lado B (Octogonal): Pico	Llave doble *: K, S, W, B
	Lado A (10,60 mm octogonal): Ti-Max NL 45S Ti-Max NL 45T Ti-Max NL 95T Ti-Max NL95 S Ti-Max A600* Ti-Max A600*L Ti-Max A300* Ti-Max A300*L Ti-Max A450* Ti-Max A450*L Ref.: HE-600	Ti-Max A700* Ti-Max A700*L Phatelus 45 S Phatelus 45 SU Phatelus II S Phatelus II SU Ti-Max NL75 Mach Light S NL85 Mach Light NL65S Mach Light Mach Lite XT S Mach Lite XT SU	Lado B (10,95 mm octogonal): Ti-Max X600* Ti-Max X600*L Ti-Max NL9000*S Pana-Max 2 Llave doble *: K, S, W, B
	Lado A (12,90mm octogonal): Ti-Max X700*L Ti-Max X700* Ti-Max NL9000*T Ref.: HE-605	Lado B (11,30mm octogonal): Ti-Max X500*L Ti-Max X500* Ti-Max NL9000M	Lado C (10,95 mm octogonal): Ti-Max X600* Ti-Max X600*L Ti-Max NL9000*S Llave triple *: K, S, W, B
	Lado A (3 muescas): Ti-Max Z800 Ref.: HE-614	Lado B (3 muescas): Ti-Max Z900	Llave doble

Llaves Tapa-Botón Turbinas Morita®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 TwinPower PAR-4HEX-O Ref.: HE-637	
 TwinPower PAR-4HX-O Ref.: HE-638	

Llaves Tapa-Botón Turbinas Chirana®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 TG-656 TG-637A (smile - music) Ref.: HE-609	

Llaves Multiusos

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Lado A (9,60 mm hexagonal) Lado B (8,10mm cuadrada) Lado C (10,20 mm cuadrada) Lado D (4 puntos) Ref.: HE-603	

Llaves Tapa / Botón Turbinas RUMAR®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 ECO T2 ECO T3 L PRO T1L Ref.: HE-252K	
 ECO T TURBO Ref.: HE-253K	

LLAVES TAPAS DE SPRAY TURBINAS

▶ Llaves tapas de spray turbinas KaVo®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640 BELLAtorque® 645 Ref.: HE-1022KT	SUPERtorque® 647B SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Utilizable con llave HE-751 y llaves dinámicas HE-2025 y HE-2026
 SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640 BELLAtorque® 645 Ref.: HE-621	SUPERtorque® 647B SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660

▶ Llaves tapas de spray turbinas RUMAR®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 PowerMax Ref.: HE-629	

▶ Llaves tapas de spray turbinas MK-dent®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Todos los modelos con 3-Spray hasta N/S: G Ref.: HE-1022KT	Utilizable con llave HE-751 y llaves dinámicas HE-2025 y HE-2026
 HC17 HC20 HC21 Ref.: HE-1922	HC8021 HC9021 HE21 HP21

SACA GOLPES CABEZAS

Saca golpes cabezas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Bien Air® Bora Ref.: HE-920	
	Bien Air® Black Pearl Ref.: HE-926	
 	NSK® Ti-Max X600 Ref.: HE-921	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	NSK® S-Max M600 Ref.: HE-927	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	NSK® Ti-Max Z900 Ref.: HE-928	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	KaVo® BELLAtorque® 642 Ref.: HE-922	Incorpora llave tapa en parte trasera
	KaVo® SUPERtorque® 655 KaVo® SUPERtorque® 650 KaVo® SUPERtorque® 660 Ref.: HE-925	KaVo® GENTLEforce® 7000 KaVo® GENTLEforce® 8000
 	W&H® RC-95RM Ref.: HE-929	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	W&H® Synea® TA-98 LED Ref.: HE-923	Incorpora llave tapa en parte trasera

	Descripción	Observaciones
	W&H® Synea® TA-98 Ref.: HE-924	

LLAVES PARA CONTRA-ÁNGULOS y PIEZAS DE MANO

► Llaves para contra-ángulos y piezas de mano **KaVo®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	INTRAmatic® 25LH INTRAmatic® 25LHS INTRAmatic® 25CN INTRAmatic® 25CH Ref.: HE-817	INTRAmatic® 25LS INTRAmatic® LUX 24LN INTRAmatic® LUX 24LS
	EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L Ref.: HE-819 (Ref. Kavo®: 1.008.2377)	
	Lado A (2 lados rectos): INTRA lux® 67LDN INTRA lux® 68LDN Lado B (3 puntos): INTRA lux® L67 INTRA lux® L68 INTRA lux® 67LH INTRA lux® 68LH Ref.: HE-751	EXPERTmatic® E20L INTRAcompact® 2068LHC INTRAcompact® 2068CHC Llave doble
	Punta para llave HE-751 para tapa cabezas: INTRA lux® 67LDN INTRA lux® 68LDN Ref.: HE-753LDN	2 lados rectos Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
	Punta para llave HE-751 para tapa cabezas: INTRA lux® L67 INTRA lux® L68 INTRA lux® 67LH INTRA lux® 68LH EXPERTmatic® E20L INTRAcompact® 2068LHC INTRAcompact® 2068CHC Ref.: HE-753LH	3 puntos Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
	Punta para llave HE-751 para tornillo: 0.201.0005 Cabezas KaVo® SP2021 Cabezas MK-dent® Ref.: HE-753TOR	Hexagonal miniatura Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
	INTRA lux® CL3 Ref.: HE-832 (Ref. KaVo®: 0.411.2371)	

	Descripción	Observaciones
	Lado A (8 puntos): MASTERmatic® LUX M05L Lado B (12 puntos): Tapa compatible BVT-448 Ref.: HE-850 (Ref. KaVo®: 3.001.3143)	
	Mandril de montaje anillo de conducción 0.540.4072 Cabezas KaVo® Ref.: HE-752	
 	Destornillador hexagonal miniatura Wera para tornillo 0.201.0005. Cabezas KaVo® Ref.: HE-2016	
 	Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2027	Medidas: 0,25x1,2x40 mm
 	Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2028	Medidas: 0,23x1,5x40 mm
	Llave anillo de cierre trasero contra ángulos y piezas de mano KaVo® Ref.: HE-2011BT (Ref. KaVo®: 0.411.1881)	
	Extractor especial desmontaje componentes interiores contra ángulos y piezas de mano KaVo® Ref.: HE-2015 (Ref. KaVo®: 0.411.4451)	
	Extractor pieza frontal contra ángulos KaVo® Ref.: HE-2012 (Ref. KaVo®: 0.411.2381)	

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano MK-dent®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Llave tapa cabezas contra ángulos LCH11 LS9011 LCH21 LS9021 LPH11 LS9111 LPH21 LS9121 Ref.: HE-2011T	
 Lado B (4 lados): Llave tapa cabezas contra ángulos LS9016. Lado A y lado C, otras compatibilidades. Lado B ver sección llaves tapas turbina KaVo® y MK-dent®. Ref.: HE-620	Llave triple
 Mandril de montaje anillo de conducción SP2007. Cabezas MK-dent® Ref.: HE-752	
 Destornillador hexagonal miniatura Wera® para tornillo SP2021. Cabezas MK-dent® Ref.: HE-2016	
 Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2027	Medidas: 0,25x1,2x40 mm
 Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2028	Medidas: 0,23x1,5x40 mm

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano W&H®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Llave Tapa cabeza contra ángulos: Alegra® WE-56 (Rotor CON anillo azul) Alegra® WE-56A (Rotor CON anillo azul) Alegra® WE-56E (Rotor CON anillo azul) Alegra® WE-56 (Rotor SIN anillo azul) Alegra® WE-56T (Rotor SIN anillo azul) Alegra® WE-56LED Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G Fusion® WG-99LT (N/S<007801) Fusion® WG-99 LED G (N/S<007801) Ref.: HE-763 (Ref. W&H®: C-1077)	
 Llave Eje cabeza contra ángulos: Alegra® WE-56 (Rotor CON anillo azul) Alegra® WE-56E (Rotor CON anillo azul) Alegra® WE-56 (Rotor SIN anillo azul) Alegra® WE-56T (Rotor SIN anillo azul) Alegra® WE-56 LED Alegra® WE-56A Ref.: HE-764	Utilizable con llave HE-751 y llaves dinámicas HE-2025 y HE-2026

	Descripción	Observaciones
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Synea® WA-99A (desde 2007) Synea® WA-99LT (desde 2007) Ref.: HE-820	Fusion® WG-99LT (N/S>007802) Vision® WK-99LT (N/S>01001)
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Trend® WD-56 Synea® WA-56LT (hasta 2007) Synea® WA-99A/99LT (hasta 2007) Ref.: HE-842 (Ref. W&H®: C-549)	
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: WS-75 WS-75 E/KM (N/S<025335) WS-75 E/KM (N/S>30000) Ref.: HE-844 (Ref. W&H®: C-712)	WI-75 E/KM WI-75 LED G WS-75 LED G
	Lado A (hexagonal): Para modelos NSK®, ver sección NSK® Ref.: HE-616	Lado B (dos puntos): Eje WI-75 Para modelos NSK®, ver sección NSK® Llave doble
	Llave especial desmontaje eje intermedio WS-75 WD-56 Para modelos NSK®, ver sección NSK® Ref.: HE-950	
	Llave anillo de cierre contra ángulos Fusión® WG-56A Fusión® WG-56A LT Ref.: HE-622	3 muescas Contra ángulos sin fibra óptica
	Lado A (3 Muecas) - Tapa cabeza contra ángulo: Fusión® WG-56 Lado B (2 Muecas) - Eje cabeza contra ángulo: Fusión® WG-56 Ref.: HE-623	Llave doble
	Lado A (3 Muecas) - Tapa cabeza contra ángulo: Fusión® WG-99 Lado B (2 Muecas) - Eje cabeza contra ángulo: Fusión® WG-99 Ref.: HE-624	Llave doble
	Llave desmontaje pieza intermedia contra ángulos series: Fusión® WG-56 Fusión® WG-99 Ref.: HE-625	¡Advertencia! Los dientes deben ser encajados correctamente para evitar rotura de llave y/o eje.
	Llave desmontaje rodamientos ejes contra ángulos Fusión® WG-99 Ref.: HE-626	

	Descripción	Observaciones
	Llave cuerpo contra ángulo WE-xx LED G Ref.: HE-627 (Ref. W&H®: C-615, C-1081)	
	Llave anillo cierre contra ángulos WE-xx LED G Ref.: HE-628 (Ref. W&H®: C-411)	

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano NSK®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Lado A (hexagonal): Tapa-Botón S-Max SG20 Tapa-Botón S-Max SG20L Tapa-Botón Ti-Max X-SG20L Tapa-Botón Ti-Max X-DSG20L Lado B (dos puntos): Eje S-Max SG20 Eje S-Max SG20L Eje Ti-Max X-SG20L Eje Ti-Max X-DSG20L Para modelos W&H®, ver sección W&H® Ref.: HE-616	Llave doble
	Lado A (hexagonal): Ver sección W&H® para otros modelos Lado B (cuadrada): Cabezas FPB-Y S-Max M25 S-Max M25L Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ver sección Sirona® para otros modelos Ref.: HE-610	Llave doble
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ref.: HE-613	
	Lado A (9,57mm hexagonal): Ti-Max X95 Ti-Max X95L S-Max M95 S-Max M95L Lado B (8,65mm hexagonal): Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L Ref.: HE-615	Llave doble
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: MP-F MPA-Y MPAS-Y Ref.: HE-845	
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: FX15 FX25 FX23 Ref.: HE-839	
	Llave desmontaje eje central contra ángulos NSK®: S-Max M25L S-Max M65L S-Max M95L Ti-Max X25L Ti-Max X65L Ti-Max X95L Ti-Max Z25L Ti-Max Z95L Ref.: HE-2011BT (Ref. KaVo®: 0.411.1881)	

▶ Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Sirona®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Lado A (hexagonal): Ver sección W&H® para otros modelos Ref.: HE-610	Llave doble
	Lado B (cuadrada): X-Smart 6:1 Ver sección NSK® para otros modelos	
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Dentsply X-Smart 16:1 Ref.: HE-845	
	Alicata tapa cabezas contra ángulos Sirona® standard Ref.: HE-818 (Ref. Sirona®: 4178054)	
	Alicata tapa cabezas contra ángulos Sirona® mini Ref.: HE-821 (Ref. Sirona®: 5986208)	
	Alicata doble tapa cabezas contra ángulos Sirona® mini y standard Ref.: HE-761	Alicate doble

▶ Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Bien Air®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: 1:1 1:5 L 20:1 L 1:1 L 20:1	
	Ref.: HE-849 (Ref. Bien Air®: 3600083)	

▶ Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Castellini®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Goldspeed S1 Goldspeed SIL Ref.: HE-833	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Llave Tapa cabeza contra ángulos: EVO S1 EVO SIL Ref.: HE-834	BAJO PEDIDO

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Woodpecker®



Descripción	Observaciones
 Llave Tapa cabeza contra ángulos: WP-1 WP-1L Ref.: 28-CA005	
 Kit reparación contra ángulo WP-1 WP-1L Incluye: 1. IC04 Llave tapa botón. 2. IC05 Herramienta sujeción de cabeza. 3. IC08 Llave anillo de cierre trasero (WP-1). 4. IC07 Sacagolpes de cabeza. 5. IC06 Llaves allen extracción cabezal (WP-1L). 6. IC03 Pinzas. 7. IC13 Llave especial desmontaje eje intermedio (WP-1). 8. IC02 Punzón extractor caja transmisión. 9. IC12 Llave especial desmontaje eje intermedio. 10. IC01 Llave anillo de cierre trasero (WP-1). 11. IC09 Mopa de limpieza. 12. IC011 Llave anillo de cierre trasero (WP-1L). 13. IC10 Herramienta de sujeción de cuerpo. Ref.: 28-CA006	Maletín de transporte metálico incluido
 Llave Tapa cabeza contra ángulos: WJ-45TL Ref.: 28-CA015	

LLAVES PARA MICROMOTORES

Llaves para micromotores MK-dent®



Descripción	Observaciones
 Llave apertura micromotor MK-dent® AM1116 Ref.: HE-2014	Para anillo SP1060
 Llave apertura micromotor MK-dent® AM1004 Ref.: HE-2034	

Llaves para micromotores modelo para TKD®



Descripción	Observaciones
 Llave apertura micromotores: TKD DEFINITIVE TKD VORTICE Ref.: HE-10010	

LLAVES ACOPLAMIENTOS

Llaves para acoplamiento




KAVO RUMAR

	Descripción	Observaciones
 RUMAR	Kavo® Multiflex MK-dent® QC4014K MK-dent® QC5016K Ref.: HE-1029	
 KAVO	Mandril de desmontaje Kavo® Multiflex ***Original KaVo*** Ref.: HE-911 (Ref. KaVo®: 411.3853)	MK-dent® QC4014K MK-dent® QC5016K

LLAVES PULIDORES BICARBONATO

Llaves para pulidores bicarbonato

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2021K	Sección acople KaVo®
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2021S	Sección acople Sirona®
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2021W	Sección acople W&H®
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2022	Llave 1 Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2023	Llave 2 Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026

LLAVES PARA MICROMOTORES NOUVAG® PREGÚNTANOS
SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
RUMAR 343

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y DEMOSTRACIÓN

Herramientas de medición y demostración

RUMAR

Descripción

Observaciones

BAJADA
PRECIO



Dinamómetro digital para medir la fuerza de retención de las pinzas de rotores de turbinas y contra ángulos multiplicadores

Ref.: **HE-1020**



Contador móvil de revoluciones y frecuencias:

- Mide de 5.000 a 950.000 rpm.
- Mide frecuencias de 1 a 200.000 Hz.
- Display LED, numérica decimal.
- Medidas 76x118x18 mm.
- Peso 120 gr.
- Ideal para medir las rotaciones de cualquier instrumento rotatorio eléctrico o neumático y las frecuencias de cualquier ultrasonidos eléctrico o neumático.

Ref.: **HE-100**

MICRON®



Fresa de turbina especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Ref.: **HE-102**

MICRON®

Diámetro: 1,6mm



Fresa de contra-ángulo especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Ref.: **HE-103**

MICRON®

Diámetro: 2,35mm



Magneto para puntas ultrasonido especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Ref.: **HE-104**

MICRON®



Sensor receptor especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Ref.: **HE-105**

MICRON®



Microscopio de bolsillo con LED 60X

Ref.: **HE-754**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
 METASYS	Manómetro digital Metasys® con adaptadores - Es un instrumento de medición para presiones negativas y aire comprimido. - Permite la medición exacta de la presión de aspiración, aire y agua en sillones dentales. Ref.: HE-050005	Rango de presiones: -1 a 30 bar
 RUMAR	Multimanómetro para medición de consumo de: - Aire de empuje - Aire de retorno - Aire de spray - Agua de spray - Conexión Midwest 4. - Mediciones precisas en bares. - Compacto. - Uso en todos los equipos. - Acabados de primera calidad. Ref.: HE-101	
 TKD	Manómetro para aire de empuje: - Conexión Midwest 4 y Midwest 4 LUX - Doble escala de medición en PSI y bares. - Uso en todos los equipos. - Instrumento de primera calidad y precisión. - Uso: medición de presión de aire de empuje. Ref.: HE-208	

HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN TURBINAS Y CONTRA-ÁNGULOS

Herramientas de reparación turbinas y contra-ángulos

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Prensa de precisión - Capacidad hasta 1,5kN. - Recorrido 40mm. - Altura de trabajo 50 – 240mm. - Medidas de la mesa: 110 x 60mm. - Orificio en la base: 20mm. - Alojamiento del eje: diámetro 10 x 25mm. - Peso: aprox. 9kg. Ref.: HE-2010	Nota: herramientas HE-1031 y HE-1032 son necesarias para el uso de la prensa.
	Extractor de rodamientos turbina Diámetro exterior: 6,350mm (universal) y pista interna con todos sus accesorios Ref.: HE-1011	
	Pinza pista externa para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011L	
	Pinza pista interna para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011S	
	Tornillo ataque delantero para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011SC	HASTA AGOTAR
	Tornillo ataque trasero para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011SO	HASTA AGOTAR
	Extractor de rodamientos de turbina Diámetro exterior: 6,350mm (universal) Diámetro exterior: 7,938mm (Bora y compatibles) Pista interna con todos sus accesorios Ref.: HE-260	
	Bloque universal de colocación y extracción de rodamientos Ref.: HE-1012	

	Descripción	Observaciones
	Punta ataque trasero para prensa HE-2010 Ref.: HE-1031	
	Punta ataque delantero para prensa HE-2010 Ref.: HE-1032	
	Llave dinamométrica para tapas cabezas y tapas spray Ref.: HE-2025	Regulable: 0,3 – 1,2 Nw BAJO PEDIDO
	Llave dinamométrica para anillos cierre contra ángulos y piezas de mano Ref.: HE-2026	Regulable: 1,2 – 3,0 Nw BAJO PEDIDO
	Pletina de extracción rodamientos de turbinas Ref.: HE-750	
	Placa extracción de rodamientos turbinas Ref.: HE-2018	
	Placa extracción de rodamientos universal: 1,0mm 3,0mm 5,0 mm 1,5 mm 3,5 mm 6,5 mm 2,0 mm 4,0 mm 7,0 mm 2,5 mm 4,5 mm Ref.: HE-2017	
	Pinza de Baquelita para sujeción de piezas rotatorio sin rayaduras. Ref.: HE-760	

HERRAMIENTAS DE DESATASCO

Smart Cleaner®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Herramienta especial para desatascar todo tipo de rotatorios y mangueras de turbinas. - Trabaja con presiones de hasta 40 bares. - Completo con todos los accesorios: * Conexión Midwest 4 con luz para acoplamiento, turbinas, micromotores y otros. * Conector sistema INTRA para contra-ángulos y piezas de mano. * Conector para mangueras de turbina!!! ** * Accesorio para turbinas con varios orificios de spray. Ref.: HE-020	** Nota a nuestros clientes: Es posible que encuentren el Smart Cleaner® más barato en algunos competidores. Por lo general, es porque NO incluyen el adaptador para mangueras de turbina. ¡Asegúrense de consultarlo antes!
	Anillo tórico pistón Smart Cleaner® Ref.: HE-021	


EMBALAJES

Embalajes

RUMAR

NUEVO DISEÑO

QUICK LOCK



	Descripción	Observaciones
	Tubo embalaje instrumentos transparente (SIN LOGOS) Más fácil, rápido y seguro Precios especiales por packs 100 uds. Ref.: 01-26080	Longitud: 80-120mm Diámetro: 26mm
	Tubo embalaje instrumentos transparente (SIN LOGOS) Más fácil, rápido y seguro Precios especiales por packs 100 uds. Ref.: 01-24120	Longitud: 120-200mm Diámetro: 24mm

Precios especiales por packs 100 uds.