

OFERTAS hasta el
27 de Marzo
de 2026

B Benmayor

Laboratorio

ESPECIAL

EXPODENTAL

Productos BENMAYOR disponibles en su distribuidor de confianza. OFERTA VÁLIDA HASTA el 27 de Marzo de 2026 (o finalizar existencias). Los precios no incluyen IVA.

No te puedes perder

Fresadora en
seco BSM

Ref. MSB005200



Horno de
sinterización de
zirconio BSM

Ref. MSB0F3000



BSM-520D


Fresadora dental de 5 ejes



BSM-520D es una fresadora en seco con 5 ejes para el sistema de CAD/CAM dental que puede mecanizar una amplia gama de materiales con gran precisión, estabilidad duradera y compatibilidad. Es ideal para restauraciones de alta precisión, incluidas puentes, marcos, pilares, bases y operación complicada como perforaciones de zirconio.

Esta máquina está equipada con un husillo avanzado, un sistema de CAM nesting y una pantalla táctil inteligente. BSM-520D ofrece un mejor manejo del disco, una gama más amplia de capacidades de aplicación de material y cambiador automático de herramientas para una mayor eficiencia.


Materiales fresables



Zirconio



PMMA



Cera



Madera



PEEK

Anchura*profundidad*altura	570mm*680mm*780mm	Peso	570mm*680mm*780mm
Sistema de enfriamiento	Husillo de enfriamiento automático por aire	Tipo de motor	Husillo de enfriamiento automático por aire
Número de ejes	5	Voltaje/Potencia	5
Tipo de fresas	φ4mm*2mm (redonda)	φ4mm*1mm (redonda)	φ4mm*.6mm (redonda)
Fresas incorporadas	6	Fresado en seco	6
Temperatura	5°C ~40°C	Presión del aire	5°C ~40°C

Alta Compatibilidad

- B Eje (-30°~+40°) amplio rango de rotación.
- Indicaciones: corona, puente, inlay, onlay, pilar, carilla.

Procesamiento inteligente


- Estrategia de nesting CAM inteligente.
- PC integrado con pantalla táctil inteligente de 9,7".
- Cambiador automático para 6 herramientas con detección automática de herramientas y control de rotura de herramientas.

ROI Superior

- 1/3 de soporte, operación simplificada.
- Aumento del 20% de producción por un disco.
- Inserción de bloques en 2 segundos.
- Diseño especial a prueba de polvo que garantiza una extensa vida útil.

Excelente Fiabilidad

- Husillo Premium con 60,000 RPM
- Calidad industrial pesada y estructura aeromélica
- La estructura de pórtico y la expansión térmica simétrica aseguran la estabilidad de la precisión



Alta Precisión y Eficiencia

- Servosistema digital de alta resolución, $\pm 0,005\text{mm}$ de precisión de repetición
- Precisión de instalación de $\pm 0,01\text{mm}$ para cada eje
- 90° de procesamiento vertical
- Velocidad de fresado:
 - Corona anatómica posterior de zirconio $\approx 17'$ (Aconia HT+14mm);
 - Puente de 3 unidades de zirconio $\approx 24'$ (Aconia HT+14mm)


NUEVO

BSM-FM30

Horno de sinterización de zirconio


Horno rápido con cámara de gran capacidad y bandeja adaptable a distintas necesidades de sinterización de zirconia.

Características principales:




Capacidad para 80 unidades

El crisol de doble nivel permite sinterizar varias restauraciones a la vez, procesando al menos 80 unidades de zirconia por ciclo para maximizar la producción.



Plataforma IoT compatible con PC y dispositivos móviles

Permite monitorizar y manejar el horno a distancia desde el ordenador o el móvil, facilitando la gestión online.



Sinterización rápida


El diseño de calentamiento circular alcanza la temperatura con rapidez y evita tensiones térmicas y grietas.




Accesorios



Bandeja de sinterización



Resistencias de siliciomolibdeno mejoradas



Perlas de zirconia de alta pureza



Proceso libre de contaminantes

Los elementos calefactores de siliciomolibdeno de alta pureza y la cámara reforzada garantizan una sinterización respetuosa con el entorno.

Control de temperatura preciso

La disposición circunferencial de las resistencias asegura una excelente uniformidad térmica. El control PID inteligente mantiene la temperatura con precisión.

Manejo sencillo

La pantalla táctil a todo color permite un funcionamiento intuitivo, con un solo toque. Con capacidad para almacenar hasta 100 programas de sinterización, cubre con facilidad diversas necesidades del laboratorio dental.

Impresoras 3D

Para clínica y laboratorio



Phrozen Lumii DLP 3D

Ref. FUN000066

Alta precisión 2K DLP para resultados impecables.

Parámetros de resina preconfigurados, garantizando precisión sin ajustes manuales. Sistema de calefacción para impresiones consistentes en cualquier temperatura.

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Ref. FUN000065

Imprime hasta 8 modelos en menos de 40 minutos.

Calentador incorporado para un entorno de impresión estable. Configuración validada para varias resinas de modelos dentales.

Phrozen Lumii DLP 3D

DATOS TÉCNICOS

Phrozen Sonic XL 4K PLUS

Tipo DLP	Tecnología	Tipo DLP
Módulo LED	Fuente de luz	Módulo LED
51 µm	Resolución XY	52 µm
90mm/h	Velocidad máxima de impresión	90mm/h
237 × 237 × 47 cm	Tamaño de la impresora	33 × 29 × 47 cm
Placa estándar: 13 × 7.3 × 16 cm	Volumen de impresión	20 × 12.5 × 20 cm
Placa mini: 10.5 × 7.3 × 16 cm	Peso de la impresora	17.2 Kg
11.8 Kg		

Resinas

Encuentra tus resinas de confianza en Benmayor.

Resina Phrozen Study Model Ref. FUN000091

Color: Blanco
Peso: 1 Kg

Ideal para imprimir modelos de estudio y modelos diagnósticos

OFERTA
79 €



Resina Phrozen Gingiva Mask Ref. FUN000080

Color: Rosa
Peso: 0,5 Kg

Ideal para imprimir tejidos de encías para el ajuste de dentaduras

OFERTA
125 €



Resina Phrozen Ortho Model Ref. FUN000092

Color: Gris
Peso: 1 Kg

Ideal para imprimir modelos de alineadores transparentes y ortodónticos

OFERTA
129,60 €



Resina Phrozen Dental Model Ref. FUN000085

Color: Beige
Peso: 1 Kg

Ideal para imprimir modelos de coronas y puentes con muñones removibles, modelos analógicos de implantes y modelos diagnósticos

OFERTA
109 €



Complementos para impresión 3D

Elementos imprescindibles para óptimos resultados

Estación de lavado Plus+

Ref. FUN000071

Wash+ es una solución de limpieza eficiente y versátil para procesos dentales impresos en 3D.



Estación de curado Plus+

Ref. FUN000070

Phrozen CURE+ es la elección definitiva para clínicas y laboratorios dentales que buscan eficiencia, precisión y cumplimiento de normativas de biocompatibilidad.



Kit de lavado y fotopolimerizado

Ref. FUN000070

Haz que tu postprocesamiento sea más eficiente con una estación de lavado y una estación de curado de gran capacidad.



Mezclador de resina Heat&Mix

Ref. FUN000099

Phrozen Heat & Mix garantiza una mezcla homogénea y control de temperatura óptimo para resinas dentales, asegurando resultados impecables en cada impresión.



Polimerizadora de luz Otofash G171-N6 con entrada gas

Ref. APLR00672

El Otofash G171 Std tiene dos flashes que emiten luz desde abajo hacia la cámara de curado.

El dispositivo se puede utilizar para el fotocurado de todos los materiales fotocurables donde el curado se lleva a cabo a una longitud de onda de 280-580nm.

Kit de conexión con bombona no incluido.



Kit de conexión reguladora a bombona para Otofash

Ref. APLR00674

Equipado con dos manómetros: el primero monitoriza la presión interna de la botella, mientras que el segundo regula la presión de salida requerida.



Hay un escáner extraoral Medit Serie-T diseñado especialmente para tí.



MEDIT T310

MIT001150

- Resolución de cámara: Mono 5.0(MP) x2
- LED Azul, 150 ANSI lúmenes
- Precisión 9 micras



MEDIT T710

MIT001160

- 4 cámaras
- Precisión 4 micras
- Escaneo flexible

Acelera tu flujo de trabajo.

El escáner de escritorio Medit T710 está equipado con un motor de escaneo rápido y un algoritmo de software altamente eficiente que funcionan en conjunto para producir un escaneo de arco completo en solo 8 segundos.

El sistema de posicionamiento avanzado y de alta velocidad de la nueva serie T está diseñado para un rendimiento óptimo para su laboratorio, acelerando su flujo de trabajo y aumentando la productividad.



Escaneo
del arco completo:
8 Segundos

No es magia, es tecnología.

Encuentra toda la gama de escáneres intraorales MEDIT en Benmayor.

NUEVO

Medit i900 *Mobility*

MIT001920

Verdadera movilidad en odontología digital

Medit i900 *Classic*

MIT001915

Con boton físico para simplificar el escaneo.

Medit i900

MIT001900

La solución definitiva – All in One.

Medit i700 *Inalámbrico*

MIT001700

La mejor eficiencia, ahora sin cables.

Medit i700

MIT001240

Toda la potencia en tus manos.

Medit i600

MIT001252

**PROMOCIÓN ESPECIAL
LABORATORIO**

Tecnología al alcance de todos.



Máquina de soldar por láser Micro Welder Power

Ref. SOP0P0005

OFERTA
6.100€

Pantalla táctil:

10X CCD digital multicolor de HD

Dimensión de la máquina:

Ø295 mm x H282 mm

Peso neto de la máquina:

13,5 KG

Microscopio

de orientación y posicionamiento

Potencia máxima:

3.5 KW

Energía pulso láser:

35J

El nuevo diseño, con el cuerpo reforzado, asegura una mayor comodidad para el operario, gracias a su posición de trabajo ergonómica, bajo nivel de ruido y la posibilidad de portaobjetos extraíble por los laterales.

La nueva máquina de soldar Micro Welder Power caracterizada espectacular potencia, y sus pequeñas dimensiones, se convierte en una maquina imprescindible para todos los laboratorios i clínicas que quieran realizar trabajos de soldadura de gran precisión en todo tipo de metales.

Ligera de peso, cámara integrada x10 aumentos, una gran pantalla táctil que nos permite visualizar el trabajo de soldadura a realizar con gran precisión y sus ajustes personalizados en cada uno de los tipos de trabajo.

Es posible soldar: oro, platino, cromo cobalto, acero, paladio, plata con y sin soldadura de hilo.



Máquina de soldar por láser Laser Welder OnePro

Ref. SOP0P0006

6.999€

NUEVO



La maquina laser de Technoflux Laser One Pro es un láser de soldadura profesional de 60 Joules, diseñado para laboratorios y talleres que requieren máxima precisión. Su tecnología láser de 1064 nm ofrece soldaduras limpias, profundas y controladas en metales preciosos como oro, plata, platino, titanio y acero inoxidable.

El equipo incluye joystick interno para controlar todos los parámetros sin apartar las manos del trabajo y dosificación automática de gas argón. Sus memorias preconfiguradas permiten seleccionar en segundos los parámetros ideales para cada metal.



DADO Welder Máquina para soldar

DaDo

Ref. SOP0P0203

OFERTA

3.280€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0204

OFERTA

3.730€

Con Gas Argón

Potencia máx.: 1.8 KW

Amperio: T16A

Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones: 340x340x340 mm

Peso 15 Kg



DaDo 2.0

Ref. SOP0P0007

OFERTA

4.100€

Sin Gas Argón

Ref. SOP0P0008

OFERTA

4.550€

Con Gas Argón

Potencia máx.: 2.5 KW

Amperio: T16A

Frecuencia: 50-60 Hz


Dimensiones: 340x340x340 mm

Peso 15 Kg

DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. La innovadora aplicación de marketing interactivo, IMA, es algo verdaderamente revolucionario: Le permite tener una interfaz amigable con el usuario a su alcance. Al mismo tiempo, permite a DaDo la total independencia, ya que la máquina puede realizar su trabajo de forma independiente sin la presencia del teléfono móvil o tableta en el que está instalada.

DaDo es un soldador que habla: gracias a su tarjeta de síntesis de voz le proporciona al operador toda la información que necesita, incluido el estado de error en el que se encuentra.

FULL ACCESSORIES



MOBILE INTERFACE



PLUG AND WELD



Pieza de mano de inducción

Marathon BM50S1

Ref. PUL4P1600

PVP ~~610,00~~**OFERTA**
550 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 160 x 26 mm
- Peso: 238 gr
- Torque: 7,8 N/cm

Pieza de mano de inducción. De primera calidad, robusta y muy manejable. Torque 7,8 N/cm y velocidad de trabajo recomendada de 50.000 rpm.

marathon



Micromotor Marathon MULTI 600

Ref. PUL4M3002

PVP ~~1050,00~~**OFERTA**
850 €

El micromotor Multi 600 Mixto de Marathon es un micromotor de inducción que permite la posibilidad de añadir una pieza de mano de escobillas o martillo percutor que incione mediante escobillas.

Velocidad de hasta 50.000 rpm
Potencia: 230W
Alimentación: 220v 50/60 Hz
Torque: 7,8 N/cm

marathon



Pieza de mano de escobillas

Marathon H37L1

Ref. PUL4P1620

PVP ~~140,50~~**OFERTA**
130 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 152 x 29 mm
- Peso: 268 gr
- Torque: 3,2 N/cm
- Con escobillas

Pieza de mano de escobillas. De primera calidad, robusta y muy manejable. Velocidad de trabajo recomendada de 35.000 rpm.

marathon



Micromotor Marathon N7 de escobillas 40000rpm

Ref. PUL4M3067

PVP ~~390,00~~**OFERTA**
339 €

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 2,9 N/cm

marathon



Micromotor SMT K38 (Blanco) Sin Pedal

Ref. PUL4M3100

PVP ~~675,00~~**OFERTA**
450 €

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 25W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz

SMT
SAEYANG MICROTECH

Micromotor MARATHON N7 Escobillas 40000rpm con pedal FS60

marathon

El micromotor N7 de Marathon es un potente micromotor de escobillas. Con un gran rendimiento y durabilidad, ofrece una velocidad máxima de hasta 35.000 rpm.

- Velocidad de hasta 40.000 rpm
- Potencia: 100W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque: 4,5 N/cm



Ref. PUL4M3060

PVP ~~373,75~~**OFERTA**
338 €

Con pieza de mano SH37LN



Ref. PUL4M3065

PVP ~~360,00~~**OFERTA**
325,00 €

Con motor intramatic



Micromotor Marathon K35 (Blanco) de Escobillas

marathon

Ref. PUL4M3110

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz

PVP ~~320,00~~
OFERTA
299 €



Micromotor Technoflux TORNADO 230W Inducción 55.000 RPM

B Technoflux

Ref. PUL4M2400

- Potencia Salida: 230W
- Velocidad: 0-55000 RPM
- Torque: 8,5N.cm
- Cambio de orientación de giro
- Soporte para pieza de mano

PVP ~~690,00~~
OFERTA
655 €



Micromotor Technoflux CYCLONE 90w Escobillas 35.000 RPM

B Technoflux

Ref. PUL4M2500

El nuevo micromotor de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

PVP ~~245,00~~
OFERTA
195 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



Micromotor Technoflux HURRICANE 90W escobillas 35.000 Rpm

B Technoflux

Ref. PUL4M2600

El primer micromotor digital de escobillas con la garantía de los productos Technoflux. Diseño ergonómico, pequeño y ligero con una gran calidad.

PVP ~~240,00~~
OFERTA
195 €

- Velocidad: 0-35000 RPM
- Potencia Salida: 90W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.0 N/cm



Micromotor MARATHON Champion 3 de escobillas 35.000rpm

marathon

Ref. PUL4M3070

- Velocidad de hasta 30.000 rpm
- Potencia: 40W
- Alimentación: 220v 50/60 Hz
- Torque 3,2 N/cm

PVP ~~245,00~~
OFERTA
190 €



Micromotor MARATHON ESCORT III escobillas 35.000rpm

marathon

Ref. PUL4M3090

- Velocidad hasta 35.000 rpm
- Potencia: 40 W
- Alimentación: 220V-240V
- Torque: 3.2 N/cm

PVP ~~260,00~~
OFERTA
210 €



Mesa trabajo para laboratorio dental 1 puesto acero

Technoflux

Ref. MOM000500

PVP ~~2277,35~~
OFERTA
1.995 €


Mesa trabajo para laboratorio dental 2 puestos, hecha de acero

Technoflux

Ref. MOM000600

PVP ~~3053,59~~
OFERTA
2.610 €


- Medidas: Largo 1970 mm.
Ancho 600 mm.
Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.

Todo tipo de composiciones

Technoflux

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos.
Proyecto, diseño y planificación de BENMAYOR S.A. con marca Technoflux.

Nota: Transporte
NO INCLUIDO en el precio.

**CONSÚLTENOS SOBRE
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DE SU LABORATORIO**



Modulo esquinero
para mesa trabajo
laboratorio

Ref. MOM002000

PVP ~~733,95~~
495 €

Mesa acero para
horno de ceramica

Ref. MOM001000

PVP ~~714,10~~
450 €

Silla de trabajo ergonomica con ruedas

Ref. MOB000095

PVP ~~299,00~~
OFERTA
266 €


- Peso: 12,5 kg
- Certificación de asiento de 8 horas
- Elevación variable entre 48 y 57 cm
- Posición de inclinación y posición fija



Estación de trabajo Technoflux con micromotor incluido

Technoflux

Ref. MOM000400

PVP ~~1.890~~
OFERTA
1.690 €

- Dimensiones:
1240 x 850 x 550 mm
- Iluminación Day Light
- Potencia: 650 W
- Voltaje 220 V



Microscopio profesiones triocular con Zoom Óptico 7X-45X

Ref. GRA0A0160

PVP ~~3.200~~
OFERTA
2.160 €

El T70 ofrece una claridad excepcional en todo el campo de visión, con un rendimiento óptico que compite con los mejores del mercado. Su configuración trinocular de alta resolución incluye oculares 10x/23 mm, un amplio campo de visión (32,8–5,75 mm) y una distancia de trabajo de hasta 160 mm con la lente 0,5x incluida.

El revestimiento múltiple avanzado y la óptica finamente ajustada proporcionan una nitidez total en el área de visión, convirtiéndolo en una excelente opción para trabajos de precisión en laboratorio dental.



DURSTON
TOOLS

Ultrasonidos ESTMON Electronic Series con cesta



Equipo de limpieza ultrasónica equipado con la última tecnología y la garantía de fabricación ESTMON. Permite visualizar y controlar mediante el teclado táctil todos los parámetros necesarios para obtener una excelente limpieza ultrasónica.

Ref. LIM0E0220-C

OFERTA
389,60 €
2,2 LITROS

Ref. LIM0E0300-C

OFERTA
488,80 €
3 LITROS

Ref. LIM0E0450-C

OFERTA
587,25 €
4,5 LITROS

Ref. LIM0E0600-C

OFERTA
733,50 €
6 LITROS

Ref. LIM0E1500-C

OFERTA
1187,10 €
15 LITROS

Cuba de ultrasonido digital Technoflux 3L

Ref. LIM0M9015

PVP ~~199,00~~
OFERTA
170 €

Limpieza eficiente de todo tipo de material, especialmente instrumental de joyería y dental. Dispone de opciones avanzadas y una válvula de drenaje para su perfecto vaciado, además de una función de desgasificado.

Technoflux



Selladora BioStamp CE

Ref. ESN002120

PVP ~~320,00~~
OFERTA
295 €

Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la selladora BioStamp proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.

bio-art
intelligent solutions



Horno precalentamiento SIRIO Serie 725 Fire Light Mufla Sr7

Ref. MIS001200

PVP ~~1.690,00~~**OFERTA**
1.560 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001300

PVP ~~1.995,00~~**OFERTA**
1.866 €

MEDIANO

Ref. MIS001400

PVP ~~2.133,25~~**OFERTA**
2.020 €

GRANDE

El horno Serie 725-L es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Dispone de un programa para recubrimientos tradicionales, que contiene hasta 3 rampas (con la opción de temperatura, tasa de aumento de temperatura expresada en °C por minuto y tiempo de mantenimiento) y un programa específicamente estudiado para recubrimientos rápidos.

Todas estas versiones pueden equiparse con aspiración de humo.



Horno Precalentamiento SIRIO Serie 750 Fire Light Mufla Sr7

Ref. MIS001500

PVP ~~2.400,00~~**OFERTA**
1.680 €

PEQUEÑO

Ref. MIS001600

PVP ~~2.437,50~~**OFERTA**
1.699 €

MEDIANO

La marca Sirio es apreciada en todo el mundo por sus cualidades técnicas, alto rendimiento y diseño además de sus precios competitivos. La constante evolución, la innovación y la investigación tecnológica han permitido a esta empresa posicionarse positivamente dentro del mercado global.

El horno Serie 750-S es una unidad de control electrónico con micro procesos y memoria permanente. Es capaz de memorizar hasta 7 ciclos o programas que se guardan en la memoria hasta que el operador decide modificarlos. Cada programa contiene 4 rampas y para cada rampa es posible configurar hasta 3 variables: temperatura, tasa de incremento y tiempo de mantenimiento.



Horno para ceramica SIRIO Modelo Luxor ceramic SR852

Ref. MIS002600

PVP ~~4.723,43~~**OFERTA**
3.560 €

Horno de inyección SR852 de la marca Sirio

Controlador electrónico

Temperatura máxima: 1200°C

Variación temperatura: 2-200°C

Pantalla LCD gráfica reo iluminada azul

Modelo disponible con bomba



Mezcladora con Bomba De Vacio Modelo SR330T IN-MIX de Sobremesa

Ref. MIS000900

PVP ~~2.173,00~~**OFERTA**
1.390 €

Aparato batidor al vacío para revestimientos y escayolas con un manejo sencillo e inequívoco.

Sujeción automática de la taza mediante sistema de vacío por depresión neumática (sistema ventor).

Máquina extremadamente silenciosa y segura.



Prensa Hidraulica Sirio Modelo P400 Para Tres Muflas

Ref. MIS000100

PVP ~~892,50~~**OFERTA**
645 €

La prensa hidráulica P400 de Sirio, tiene capacidad para tres muflas a una presión máxima de 400 bares. (Kg./cm²), normalmente la presión de trabajo está al límite a 200 Bar.

Ejerce hasta una presión sobre mufla de 1.500 Kg.



Aspiración portatil para laboratorio

Ref. PUL0M1500

PVP ~~930,00~~**OFERTA**
620 €

- Dimensiones: 35,5 cm x 30 cm x 34 cm
- Peso: 16 kgs
- Alimentación: 220 V / 110 V - 50/60 Hz
- Potencia calculada: 500 W



Recortadora Modelos Disco Diamante




Ref. MIS000202

PVP ~~1.543,00~~
OFERTA
1.130 €

En seco

Trabaja con el disco de diamante y no necesita ningún proceso de enfriamiento. Se debe conectar todos modos a un aspirador para aspirar el polvo de yeso.



Ref. MIS000203

PVP ~~1.403,50~~
OFERTA
1.140 €

Con agua

CARACTERÍSTICAS:

- Salida: 600W
- Peso: 17kg
- Velocidad de rotación: 2.800rpm

Aspirador SIRIO 1300W -AS150



Ref. MIS000215

NUEVO

PVP ~~490,00~~
OFERTA
430 €

Aspirador con sistema de filtrado especial para arenas extra finas y un motor bypass de alta potencia que permite al usuario conectarla tanto a máquinas de corte en seco como a máquinas de arenado.

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 390 x 390 x 500 mm
- Peso: 7,5 kg
- Alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Potencia: 1300W



Modulo de repasado con aspiración

B Technoflux

Ref. MIT000725

PVP ~~650,00~~
OFERTA
595 €

NUEVO

Características principales:

- Aspiración eficiente y silenciosa (<50 dB)
- Iluminación LED (6500K, 1400 lúmenes)
- Dimensiones: 450 x 420 x 300 mm
- Voltaje: 220V/50Hz o 110V/60Hz



Con
aspiración
interna

Aspiracion Portatil Induccion para Laboratorio 800W

ZILFOR

Ref. PULOM1150

PVP ~~760,00~~
OFERTA
725 €

Encendido automático

Silenciosa y de reducidas dimensiones. Función de encendido automático y auto conexión al micromotor.



Pulidora con kit de accesorios

B Technoflux

Ref. PULOP0150

PVP ~~280,00~~
OFERTA
247 €

- Dimensiones: 45x44x20(cm)
- Voltaje: 220V +/- 22V 50Hz +/- 1 Hz
- Potencia: 370W (0,5 HP)
- Velocidad: 2.800 rpm



Protector contra salpicaduras para Pulidora Sirio



Ref. MIS000208

PVP ~~49,00~~
OFERTA
43,70 €



Protector de plástico contra salpicaduras y polvo para pulidora Sirio. Proporciona protección y seguridad durante el proceso de pulido.

Dimensiones: 190 x 240 x 270 mm

Pulidora 2 Velocidades - PL 160 400W



Ref. MIS000207

PVP ~~635,00~~
OFERTA
575 €

- Peso: 12 kg
- Velocidad de rotación: 1400 - 2800 rpm
- Alimentación: 220-240V - 50/60 Hz



Conos para pulidora SIRIO

Derecho
Ref. MIS000211
Izquierdo
Ref. MIS000212

OFERTA
36 €
PVP ~~40,00~~



Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000

B Technoflux

Ref. MIS002090

PVP ~~490,00~~
OFERTA
450 €

El generador de vapor Top Steam 2000 de Technoflux ha sido especialmente diseñado para la limpieza y desinfección durante su aplicación en las industrias joyera, relojera y dental.

Está fabricado bajo altos estándares europeos para garantizar su durabilidad, fiabilidad y eficiencia energética.



Generador De Vapor Technoflux Modelo Top Steam 2000 PRO

B Technoflux

Ref. MIS002080

PVP ~~610,00~~
OFERTA
569 €

El NUEVO limpiador a vapor Top Steam 2000 PRO genera vapor de alta presión para garantizar que la penetración del vapor llegue hasta la suciedad más incrustada de la pieza.

CARACTERÍSTICAS:

- Toma de agua para depósito externo
- Manguera para proyección móvil
- Volumen: 2 litros
- Temperatura máxima del vapor: 140 °C



Generador de Vapor Sirio Mod. SR902

Sirio

Ref. MIS002100

PVP ~~2325,00~~
OFERTA
1.730 €

Conexión directa al suministro de agua. Incorpora dispositivos de seguridad y válvula de seguridad mecánica para un control correcto del estado de la resistencia y la caldera.



Generador de vapor STEAM SR900S

Sirio

Ref. MIS002000

PVP ~~1575,00~~
OFERTA
1.195 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 220 x 300 x 500 mm
- Peso: 10 kg
- Fluido: Vapor
- Llenado: Manual
- Potencia: 2000W
- Presión: 4,5 bar



Descalcificador Sirio SR 907

Sirio

Ref. MIS002201

PVP ~~299,00~~
OFERTA
256,62 €

Imprescindible con su generador de vapor.

Desmineralizador de agua potable, por resinas catiónicas.



Separadora modelos con aspiración e indicador láser modelo SR2

Sirio

Ref. MIS001105

PVP ~~2835,00~~
OFERTA
1.690 €

CARACTERÍSTICAS:

- Separador de modelos
- Indicador LASER
- Aspiración incorporada
- Puerta-soporte de modelo con sujeción electromagnética



Destilador eléctrico en acero inoxidable con jarra de vidrio

B Technoflux

Ref. ESN001900

PVP ~~209,00~~
OFERTA
185 €

CARACTERÍSTICAS:

- Destilador eléctrico.
- Fabricado en Acero Inoxidable.
- Jarra de vidrio.
- Para obtener agua destilada a partir de la red hídrica.
- Produce 4 litros de agua en 6 horas.
- Automáticos y silenciosos.



Vibrador Sirio

Ref. MIS000500

PVP ~~375,00~~
OFERTA
250 €
PEQUEÑO

Aparatos de elevada potencia y potenciómetro regulable con intensidad de vibración variable. Superficie de trabajo en goma de fácil absorción de vibraciones. Pies con ventosa para una mejor adherencia a la mesa de trabajo.



Ref. MIS000600

PVP ~~449,58~~
OFERTA
294,15 €
MEDIANO



Ref. MIS000700

PVP ~~524,18~~
OFERTA
383,50 €
GRANDE



Sibari Fotopolimerizador Sirio SR 620

Ref. MIS002900

PVP ~~1355,00~~
OFERTA
1.326,48 €

- Plato giratorio
- Ventilador interno
- Rayos UV y luz blanca
- Sin sobrepasar nunca las 50°C
- Potencia 320 W
- Peso: 10 Kg



Vibrador de yesos redondo 100 W

Ref. MIT000410

PVP ~~192,00~~
OFERTA
92 €

- Voltaje: 220V/50 Hz
- Potencia: 100 W
- Medidas: 14x15x11 cm
- Peso: 1.7 Kg
- Construido en metal
- Diam. goma: 11 cm
- Diam. vibrador: 11,5 cm
- Potencia vibración ajustable



Unidad para curado Tray Lux M5

Ref. MIT001000

PVP ~~295,00~~
OFERTA
192 €

CARACTERÍSTICAS:

- 27W de potencia.
- Ajuste digital del tiempo de curado.
- Compacta, de fácil limpieza.
- Construida en acero.



Arenadora SR 922R

Ref. MIS001800

PVP ~~1620,00~~
OFERTA
1.299 €

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones: 39 x 43 x 43 cm
- Peso: 16 kg
- Fuente de alimentación: 230V - 50/60 Hz
- Potencia: 9 W
- Presión del aire: 1.5-6 bar



Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 54)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 80)

Ref. MET004600

Óxido de aluminio blanco (grano 100)

Ref. MET004630

Óxido de aluminio blanco (grano 120)

Ref. MET004640

Óxido de aluminio blanco (grano 220)

Ref. MET004700

Microesferas de vidrio (grano 40/70)

Ref. MET004710

Microesferas de vidrio (grano 100/200)

Ref. MET004720

Microesferas de vidrio (grano 300/400)

Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

B Technoflux

Ref. MIT000600

PVP ~~224,95~~
OFERTA
169 €

Entrega tus moldes al cliente en minutos y ahorra en el coste del laboratorio.

Máquina moldeadora de planchas termoplásticas para férulas de blanqueamiento, férulas para bruxistas (flexibles o rígidas), protectores bucales, cubetas individuales, placas base, etc.

- Varios tipos de planchas.
- Varias funciones.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz +10 %.
- Potencia: 1.000 W.
- Peso: 6 Kg.
- Medidas: 25 x 21 x 30 cm.



Placa Soft Cuadrada Bio-Art

bio-art
intelligent solutions


Ref. MIT000670 2mm - Flexible CX10

PVP ~~22,50~~ **14,95 €**

Ref. MIT000680 5mm - Flexible CX5

PVP ~~22,50~~ **14,95 €**

Las placas soft de 0.2 mm sirven para hacer férulas de blanqueamiento para casa y cubetas de fluorización, tienes diferentes colores.



Kit de acabado compuesto con 12 fresas


STRAUSS & CO
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD

Ref. FR0001030

PVP ~~105,00~~

OFERTA
98,50 €

Kit "Composite" compuesto por 12 fresas que otorgan un acabado fino y pulido para el tratamiento final del compuesto.



Calentador para 7 jeringas composite + bandeja de mantenimiento

B Technoflux

Ref. ESI000040

PVP ~~285,00~~

OFERTA
249 €

Este calentador de jeringas de composite alcanza una temperatura entre 40°C-45°C y 50°C, es la temperatura ideal y recomendada para calentar este material.



Arco facial para articulador Tipo Arcon

B Technoflux

Ref. VZB005110

PVP ~~99,25~~

OFERTA
95 €

Instrumento que permite registrar la posición de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo, y transfiere el registro para el articulador.



Planchas rosas fotopolimerizables Caja 50 unidades

B Technoflux

Ref. MIT001005

OFERTA

PVP ~~49,10~~

46,80 €

1,4mm

Ref. MIT001006

OFERTA

PVP ~~48,89~~

46,80 €

2,2mm



Lupas Bio Art

Ref. GEM0U0410

PVP ~~36,00~~

OFERTA
32 €

3,5X

Ref. GEM0U0400

PVP ~~36,00~~

OFERTA
32 €

2,5X

Lentes con protección contra rayos UV e IV, de excelente transparencia y resistencia a abrasiones.

Lupa ligera, práctica y con excelente desempeño visual. Fabricada con resina CR-39, las lentes poseen protección contra rayos UV y IV, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

- Sujeción en la cabeza.
- Diámetro ajustable.
- Excelente campo visual.
- Con protección contra rayos UV y IV.
- Disponible en 2,5 aumentos o 3,5x aumentos.



Articulador semiajustable TECHNOFLUX ARQUMED-SENIOR

B Technoflux

Ref. VZB005000

PVP ~~360,82~~

OFERTA
205,50 €

Ref. VZB005100

PVP ~~396,65~~

OFERTA
289 €

+ Estuche + Arco

El Articulador Arquemed-Senior de Technoflux está indicado para la reproducción de las posiciones máxilo-mandibulares estáticas y dinámicas.

Gracias a su alta precisión y a sus múltiples ajustes consigue unas reproducciones excelentes. Su estructura de construcción robusta ofrece una gran estabilidad, a la vez que proporciona una gran visibilidad.

El articulador de Technoflux es semi-ajustable, de tipo arcón.



Fantoma modelo estudio JG-C 1 a sobre mesa

Ref. VZB005200

PVP ~~692,00~~
OFERTA
529 €

Este modelo de estudio de Technoflux está pensado para estudiantes para que puedan realizar las prácticas o simulaciones de procedimientos dentales.



Mandibula para modelos de estudio

Ref. VZB005230

PVP ~~104,95~~
OFERTA
99 €



Articulador de charnela cromado

Ref. VZB000360

PVP ~~27,54~~
OFERTA
18,36 €

Grande

Articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria.

El maxilar superior con regulación por tornillo.





Ref. VZB000380

PVP ~~15,35~~
OFERTA
10,25 €
Pequeño



Articulador Charnela Con Base Redondeada

Ref. VZB000390

PVP ~~14,25~~
OFERTA
9,50 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Para Coronas Y Puentes Dorado

Ref. VZB000385

PVP ~~15,35~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Articulador Tres Puntas Jt-03 (Tipo Japones)

Ref. VZB000410

PVP ~~29,93~~
OFERTA
19,95 €

Este articulador es fácil manejar. Dispone de un movimiento mandibular en base a registro medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.

Incorpora unos muelles por encima de los cóndilos permite desplazar al maxilar superior retornando después a su posición original.



Articulador De Charnela Pequeño Dorado

Ref. VZB00375

PVP ~~15,35~~
OFERTA
10,25 €

Este articulador de charnela es de fácil montaje.

De tamaño pequeño de color dorado. Dispone de un muelle que permite movimientos de lateralidad y autoretorno a posición primaria. El maxilar superior con regulación por tornillo.



Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"

H332K
10 x 20H334KM
10 x 24H336KM
15 x 17H332K
55 x 16

VERDES "desgastado"			OFERTA
TIPO	Código	Presentación	
H332	PUL2M0410	Caja X 10	21,00 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	22,40 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	24,70 €


GRISES "pulido-alisado"			OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0450	Caja X 10		22,40 €
PUL2M0460	Caja X 10		20,00 €
PUL2M0470	Caja X 10		21,80 €
PUL2M0480	Caja X 10		19,00 €

Kit pulido resina



Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12

PVP 29€
OFERTA 25,40€

VERDES CLAROS "abrillantado"			OFERTA
Código	Presentación		
PUL2M0490	Caja X 10		20,00 €
PUL2M0500	Caja X 10		21,80 €
PUL2M0510	Caja X 10		20,00 €
PUL2M0520	Caja X 10		19,00 €

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



Ref. PUL2C7200

377 - 4HP - Fino

24,15€

Ref. PUL2C7220

372 - 4HP - Fino

26,70€

Ref. PUL2C7240

372 - 6HP - Fino

23,67€

Ref. PUL2C7290

375 - 22HP - Fino 22mm

38,40€

Ref. PUL2C7210

397 - 4HP - Medio

23,93€

Ref. PUL2C7230

392 - 4HP - Medio

21,97€

Ref. PUL2C7250

392 - 6HP - Medio

27,15€

Ref. PUL2C7280

374 - 15HP - Fino 15mm

33,80€

Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12/u

**OFERTA**
8,30 €

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12/u

**OFERTA**
4,07€

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12/u

**OFERTA**
5,50€

Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12/u

**OFERTA**
5,50€

Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras

**OFERTA**
11,00€

Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras

**OFERTA**
10,34€

Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras

**OFERTA**
8,97€

Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras

**OFERTA**
13,59€


Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0335

PVP ~~95,00~~

OFERTA
75 €



- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0340

PVP ~~89,00~~

OFERTA
72 €



- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación

B Technoflux

Ref. MOB0S0400

PVP ~~120,00~~

OFERTA
99 €



- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

Lámpara con lupa, 5 dioptrías de sobremesa y brazo flexible

B Technoflux

Ref. MOB0S0365

PVP ~~57,00~~

OFERTA
43 €



- 60 LEDs blancos de alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías.
- Soporte de mesa.
- Alimentación: 230V 14W.
- Interruptor ON/OFF.
- 14W

Compresor 50L Modelo DA7002D

B Technoflux

Ref. APC001100

PVP ~~1.650,00~~

OFERTA
1.515 €



Compresor ideal para equipos de uso ligero. Con 50 litros de capacidad y dos cabezales de cuatro cilindros.

Es silencioso, de baja vibración y libre de aceite.

Compresor 70L Modelo DA7003D

B Technoflux

Ref. APC001200

PVP ~~2.280,00~~

OFERTA
2.070 €



Compresor de 70 litros de capacidad, tres cabezales de seis cilindros y temporizador para retraso en arranque del tercer cabezal.

Silencioso, de baja vibración y libre de aceite.




**La mejor tecnología alemana
aplicada a acabados de alta estética**



capa	altura de la capa	Transparencia	Dureza
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

**Manejo sencillo
y limpio**



Geo 5 K2 CAD / CAM Disco de zirconio multi-capa

Color	Grosor							
	14 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
A1	FUNYE0755	125 €	FUNYE0760	139,9 €	FUNYE0765	139,90 €	FUNYE0770	149,94€
A2	FUNYE0775	125 €	FUNYE0780	139,9 €	FUNYE0785	139,90 €	FUNYE0790	149,94€
A3	FUNYE0795	125 €	FUNYE0800	139,9 €	FUNYE0805	139,90 €	FUNYE0810	149,94€
A3,5	FUNYE0815	125 €	FUNYE0820	139,9 €	FUNYE0825	139,90 €	FUNYE0830	149,94€
B1	FUNYE0835	125 €	FUNYE0840	139,9 €	FUNYE0845	139,90 €	FUNYE0850	149,94€
B2	FUNYE0855	125 €	FUNYE0860	139,9 €	FUNYE0865	139,90 €	FUNYE0870	149,94€
C2	FUNYE0875	125 €	FUNYE0880	139,9 €	FUNYE0885	139,90 €	FUNYE0890	149,94€



NUEVO

K2 MYSTAINS KIT MAQUILLAJES

Ref. FUNYE0096

K2 MyStains de Yeti ofrece una solución cerámica de alta calidad para restauraciones, con una amplia gama de tonos que se mezclan fácilmente para una perfecta adaptación cromática.

Ref. FUNYE0096
Con 19 tonalidades

503,46€

Ref. FUNYE0097
Con 11 tonalidades

281,67€

**Benmayor
Technoflux**

Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 163

dental.benmayor.com

**¡Los productos
BENMAYOR ya están
disponibles en tu
DISTRIBUIDOR DE
CONFIANZA!**



David Paradelo - 657 434 895 - d.paradelo@benmayor.com
Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla La Mancha,
Madrid, Canarias y Portugal.

Alex Güiza - 605 523 908 - a.guiza@benmayor.com
Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía,
Murcia.